



Siempre una **parte esencial** de sus áreas críticas

Catálogo de accesorios 2025/2026

Aviso de COFEPRIS: No. De Aviso de publicidad **2515112002C02960**

Dräger

Tecnología para la vida

Novedades importantes: ¡Digitalizamos nuestro catálogo de accesorios!

Estimados clientes:

Nos complace anunciar que vamos a ofrecer una versión moderna y digital de nuestro catálogo de accesorios. Este nuevo formato digital va a sustituir totalmente a la actual versión en papel. Ahora podrá acceder más fácilmente a nuestros productos, una parte esencial de sus áreas críticas. El nuevo catálogo digital ofrecerá la comodidad de búsquedas más rápidas y eficaces, actualizaciones periódicas y la posibilidad de consultarlo desde cualquier lugar.


¿Quiere ser de los primeros en enterarse de cuándo estará disponible? Solo tiene que registrarse usando el enlace o el código QR que aparece a continuación, y le mantendremos informado en todo momento.

[Regístrese aquí]



Independientemente de su área de atención o dispositivo, mejoramos las áreas críticas teniendo en cuenta cada detalle y seguimos comprometidos con satisfacer sus necesidades con nuestra nueva solución digital.

Gracias por seguir confiando en nosotros.
Su equipo de Dräger





Tenemos en cuenta cada detalle para mejorar las áreas críticas

Estimado cliente:

Como su especialista en Áreas Críticas desde hace más de 130 años, sabemos cómo transformar los conocimientos médicos en «Tecnología para la vida». Ayudamos a que hospitales de todo el mundo gestionen sus retos diarios en este complejo entorno, y nos aseguramos de que los pacientes se recuperen de enfermedades graves y vuelvan a la vida normal. Los equipos médicos de última generación, las soluciones digitales innovadoras, los completos servicios, y los consumibles y accesorios de calidad son elementos clave que le facilitan prestar una atención sanitaria dedicada a sus pacientes.

Sabemos que usted forma parte de un entorno sanitario cada vez más complejo y exigente, con retos que van desde las mayores cargas de trabajo o la gestión del coste de la asistencia hasta la satisfacción del personal. Imagine ahora que puede mejorar la calidad de la atención sanitaria que presta simplificando el proceso de adquisición de los productos y los servicios necesarios en su hospital. Tanto si necesita planificar estaciones de trabajo ergonómicas, garantizar la seguridad presupuestaria o aumentar el tiempo de uso, le ayudamos a que administre terapias de gran calidad, y todo de una sola fuente. Al liberarle de tareas rutinarias optimizando y facilitando los procesos y flujos de trabajo de su hospital, dispondrá de más tiempo para dedicar al bienestar y recuperación de sus pacientes.




Suministramos consumibles y accesorios que permiten terapias de gran calidad, garantizan la satisfacción del personal y, al mismo tiempo, optimizan el coste de los cuidados. Pese a su aparente simplicidad, estos productos juegan un papel fundamental en la administración de tratamientos eficaces al conectar los dispositivos médicos con los pacientes.

Nuestros consumibles y accesorios pueden ayudarle a superar sus retos, ya se trate de apoyar la prevención y el control de infecciones con una amplia cartera de accesorios desechables y reutilizables, o de mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo agilizando las tareas con accesorios de diseño inteligente y fáciles de usar. Tiene la tranquilidad de centrarse en sus pacientes sabiendo que puede confiar en la calidad y el rendimiento de los productos que usa en sus rutinas diarias. Desarrollamos y fabricamos nuestros consumibles y accesorios con la misma atención al detalle que ponemos en el diseño de nuestros ventiladores, estaciones de anestesia, incubadoras y productos de monitorización.

Además, tenemos siempre presente la seguridad y la comodidad para que tanto pacientes como personal tengan la mejor experiencia posible. Y vamos un paso más allá. Por ello invertimos de manera estratégica en el diseño y el desarrollo de accesorios sostenibles que nos ayuden a dar forma a un futuro más sostenible.

Nuestra prioridad común es mejorar los resultados clínicos, operativos y económicos a lo largo de todo el trayecto del paciente. Para lograrlo, nuestro objetivo es apoyarle en todo momento con nuestros consumibles y accesorios, pues **sabemos que son siempre una parte esencial de sus áreas críticas.**



Un elemento fundamental para proteger nuestro futuro

Sabemos que los consumibles y accesorios son uno de los principales focos de atención en materia de sostenibilidad, y que esta amplia gama de productos de gran volumen y rápida evolución debe diseñarse para que tenga un impacto positivo en la protección de nuestro futuro.

Desde la fundación de Dräger en 1889, nos hemos comprometido a ofrecer excelencia en la calidad de nuestros productos. Pero no nos quedamos ahí. También asumimos la responsabilidad de todo el ciclo de vida **sostenible del producto**, desde el desarrollo del producto a su eliminación, a fin de reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente.





Hemos acordado con prácticamente todos nuestros proveedores un código de conducta que define los requisitos específicos relativos a los trabajadores y la protección del medio ambiente. Además, hemos creado un programa Air-to-Sea que cambia continuamente volúmenes de carga de transporte aéreo a marítimo, lo que nos permite reducir las emisiones de CO₂. Asimismo, minimizamos todavía más las emisiones al producir en Alemania algunos de los productos de mayor volumen, como los filtros respiratorios y la cal sodada. Para combinar la seguridad del paciente y la sostenibilidad, nuestros productos se someten a un proceso de ecodiseño durante su desarrollo. La mayoría de nuestros accesorios no contienen látex natural ni PVC o ftalatos (DEHP entre otros).



Tal como se describe en nuestro **Informe de sostenibilidad**, hemos tomado numerosas medidas para crear las mejores condiciones posibles para trabajar en un entorno respetuoso con el medio ambiente. Como reconocimiento a nuestros esfuerzos continuos, en los últimos años nos han concedido varias veces la Medalla de oro EcoVadis.

Para nosotros, la sostenibilidad va más allá de las instalaciones de nuestra empresa. Significa crear las mejores condiciones posibles para nuestros clientes, socios comerciales y empleados, así como para nuestro planeta. Este es nuestro compromiso como su especialista en áreas críticas.




D-5709-2023

Diseñados para trabajar juntos

Le apoyamos con un enfoque integral: Nuestros dispositivos médicos, servicios, accesorios y soluciones digitales funcionan en sintonía para mejorar las áreas críticas.

Además de proteger sus equipos, nuestros accesorios inteligentes y nuestras soluciones de servicio le ayudan a optimizar los flujos de trabajo clínicos. Al elegir accesorios, consumibles, piezas de repuesto y ofertas de servicio de Dräger, cada uno de los componentes de su entorno clínico se convierte en un poderoso eslabón de la prestación de una atención óptima al paciente.





Más allá de la reparación de dispositivos: **Servicios Dräger**

Los equipos médicos tienen un rendimiento óptimo cuando reciben mantenimiento de manera regular. Además de desarrollar, fabricar y vender productos y soluciones, también nos ocupamos de su mantenimiento. Gracias a nuestro servicio de fabricante Dräger y a las piezas de repuesto originales, puede confiar en la longevidad del producto y en un servicio de alta calidad.

Aumente el tiempo de actividad de su equipo

- **Las inspecciones periódicas y el mantenimiento preventivo garantizan** el máximo tiempo de actividad y seguridad presupuestaria
- **Una estrategia de reparación modular permite** la sustitución rentable de piezas in situ a cargo de nuestros expertos técnicos de servicio
- **Nuestros clientes con contrato son prioritarios:** asistencia rápida y tiempo de reacción corto en caso de emergencia

Obtenga más información sobre nuestra oferta de Servicios Dräger en nuestro [sitio web](#):





Encuentre aquí sus accesorios:

ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN 12

1. Circuitos respiratorios
2. Filtros para sistema respiratorio y HME
3. Monitoreo de CO₂
4. Adaptadores para catéter y conectores para vía aérea
5. Interfaces de paciente no invasivas y accesorios
6. Oxymixer
7. Accesorios relacionados con equipos
8. Pack2Go/Set2go
9. Nebulizador de medicación Aerogen
10. Accesorios para PulmoVista 500

CAL SODADA 100

SENSORES 106

ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN 112

1. Infinity Monitoring: series Gamma, Delta, Kappa y Vista
2. Infinity Acute Care System
3. Infinity M300
4. Adaptador Multi Vendor
5. Vista 120/Vista 300
6. Vista 120 SC

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA 268

1. Terapia de oxígeno
2. Aspiración clínica
3. Accesorio para el suministro de gases

ACCESORIOS PARA RIEL Y LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN 356


1. Accesorios para riel
2. Lámparas de diagnóstico
3. Brazos articulados
4. Accesorios relacionados con equipos

ACCESORIOS PARA CUIDADOS NEONATALES 364

1. Terapia de calor y tratamiento de la ictericia
2. Accesorios para ventilación
3. Accesorios de monitorización
4. Equipamiento para planta
5. Accesorios para riel y lámparas de exploración

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA 452

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO 463





Accesorios para la ventilación

Somos su especialista en áreas críticas en cada paso del itinerario terapéutico, desde el servicio de urgencias o el área de quirófanos hasta las unidades de cuidados intensivos y neonatales. Al administrar ventilación es de vital importancia tener un suministro confortable y estable de oxígeno. Usted necesita estrategias de protección pulmonar fiables que se puedan usar en cualquier momento, incluidos accesorios de ventilación de fácil integración que funcionen sin problemas en segundo plano, para que pueda seguir centrándose en el bienestar de sus pacientes.

El confort del paciente y la facilidad de uso fueron los puntos centrales a la hora de diseñar nuestros accesorios de ventilación. Nuestra amplia gama de accesorios mejora el confort de los pacientes, tanto en terapias no invasivas como en soluciones de humidificación o circuitos respiratorios calefactados. Además, nuestra gama de accesorios desechables para circuitos respiratorios y filtros para protección activa le ayuda a evitar la contaminación cruzada y a mejorar enormemente los programas de prevención de infecciones en su entorno clínico. Como profesional sanitario, sabemos que valora la calidad cuando administra terapias de ventilación. Por ello, probamos exhaustivamente todos nuestros productos para garantizar la calidad y compatibilidad con nuestros dispositivos, pues sabemos que son **un componente esencial para facilitar la respiración.**

ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

1. Circuitos respiratorios	15
1.1 Circuitos respiratorios/juegos de ventilación desechables y accesorios relacionados	15
Accesorios relacionados con la anestesia	31
1.2 Circuitos respiratorios/juegos de ventilación reutilizables y accesorios relacionados	45
2. Filtros para sistema respiratorio y HME	60
3. Monitorización de CO₂	68
4. Adaptadores para catéter y conectores para vía aérea	70
5. Interfaces de paciente no invasivas y accesorios	73
5.1 Mascarillas de NIV y accesorios	73
5.2 Mascarillas de anestesia y accesorios	81
5.3 Cánula nasal para terapia de flujo alto y accesorios	87
6. Oxy mixer	89
7. Accesorios relacionados con equipos	91
8. Pack2Go/Set2Go	94
9. Nebulizador Aerogen	97
10. Accesorios para PulmoVista 500	99

CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

1. CIRCUITOS RESPIRATORIOS


1.1 CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

La familia VentStar de Dräger ofrece una amplia gama de circuitos respiratorios desechables para distintas aplicaciones y distintos grupos de pacientes (neonatos, pacientes pediátricos, adultos). Una selección de nuestros circuitos respiratorios desechables utilizados en quirófano cumple todos los requisitos establecidos de acuerdo con la norma ISO 80601-2-13-2022*. Con el objetivo de mejorar la seguridad de los pacientes en el quirófano. La norma ISO 80601-2-13 hace referencia de los requisitos que deben cumplir las estaciones de anestesia, y las dificultades para conectar de forma incorrecta los circuitos. Para reforzar aún más estas medidas de seguridad, una conexión segura de la pieza en Y en nuestro sistema de circuito, combinada con un cambio de diseño adicional en la conexión de la bolsa de ventilación, hace que sea casi imposible una conexión incorrecta. Los clientes pueden elegir entre distintos tipos de materiales. Todos los circuitos respiratorios desechables están fabricados con materiales de gran calidad y los componentes que conducen el gas no contienen PVC (sin daños por plastificantes como, por ejemplo, DEHP). En Dräger nos centramos especialmente en la interacción entre un dispositivo Dräger y el circuito respiratorio relacionado, lo que se documenta en nuestras declaraciones de compatibilidad del sistema. Las declaraciones de compatibilidad del sistema se emiten tras haber realizado pruebas intensivas en diversos escenarios que se basan en nuestra amplia experiencia en la interacción del dispositivo con el accesorio. Con respecto a la última generación de dispositivos, hemos ampliado nuestra cartera con circuitos respiratorios ID que admiten la funcionalidad Infinity ID de los dispositivos Dräger correspondientes.

*MPI6017, MPI6018, MPI6019, MPI6020, MPI6021, MPI6028, MPI6029, MPI6030, MPI6031, MPI6032, MPI6033, MPI6034, MPI6035, MPI6036, MPI6037, MPI6038, MPI6039, MPI6040, MPI6041, MPI6042, MPI6044, MPI6045, MPI6049, MPI6050, MPI6051, MPI6052

A	Circuito respiratorio Vent Set, desechable, básico, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00300
B	Circuito respiratorio VentStar, desechable, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00349
C	Circuito respiratorio VentStar, desechable, básico, 2,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00350
D	Tapa protectora para tubos respiratorios desechables, 10 uds.	MP02800




ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS


A	Circuito respiratorio VentStar, desechable, P, básico, sin Luer Lock, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00338
B	Circuito respiratorio VentStar, desechable, P, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00351
C	Circuito respiratorio VentStar, desechable, P, básico, 2,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00352
D	Circuito respiratorio VentStar, desechable, N, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00353

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

- | | | |
|----------|---|----------------|
| A | Circuito respiratorio VentStar, desechable, trampa de agua, sin Luer Lock, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural | MP00334 |
| B | Circuito respiratorio VentStar, desechable, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural | MP00337 |
| C | Circuito respiratorio VentStar, desechable, P, trampa de agua, 1,8 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural | MP00361 |
| D | Circuito respiratorio VentStar, desechable, P, trampa de agua, sin Luer Lock, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural | MP00362 |
| E | Circuito respiratorio VentStar, desechable, N, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural | MP00363 |

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Circuito respiratorio VentStar, desechable, coaxial, 1,7 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03373
A	Circuito respiratorio VentStar, desechable, coaxial, 1,9 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03374
A	Circuito respiratorio VentStar, desechable, coaxial, 2,3 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03376
B	Circuito respiratorio VentStar, desechable, coaxial, trampa de agua, 2,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00373
C	Circuito respiratorio VentStar, desechable, P, coaxial, 1,5 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00379


ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

A	Circuito respiratorio Vent Set, desechable, extensible, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00305
B	Circuito respiratorio VentStar, desechable, extensible, 2,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00355
C	Circuito respiratorio VentStar, desechable, pared interior lisa, para MRI, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP04800
D	Circuito respiratorio VentStar, desechable, N, para MRI, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP04802



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Juego de bolsa reservorio VentStar, desechable, 2 l, 0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00222
B	Juego de bolsas reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, 2 l, 0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16017
C	Juego de bolsa reservorio VentStar, desechable, 2 l, 1,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00380
D	Juego de bolsas reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, 2 l, 1,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16018
C	Juego de bolsa reservorio VentStar, desechable, 2 l, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00381
D	Juego de bolsas reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, 2 l, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16019


ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

A	Juego de bolsa reservorio VentStar, desechable, P, 1 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00384
B	Juego de bolsas reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, P, 1 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16021
C	Juego de bolsa reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00383
D	Juego de bolsas reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16020
E	① Bolsa reservorio VentStar, 3 l, 25 uds.	MP02713
	② Bolsa reservorio VentStar, 2 l, 25 uds.	MP02712
	③ Bolsa reservorio VentStar, 1 l, 25 uds.	MP02711
	④ Bolsa reservorio VentStar, 0,5 l, 25 uds.	MP02710



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Juego de anestesia, desechable, básico, 1,5 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00301
	Juego de anestesia (conector 22 D.E.), desechable, básico, 1,5 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16028
B	Juego de anestesia, desechable, extensible, 1,8 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00303
	Juego de anestesia (conector 22 D.E.), desechable, extensible, 1,8 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16029
C	Juego de anestesia VentStar, desechable, sin Luer Lock, 1,8 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00330
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, sin Luer Lock, 1,8 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16030


ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

A	Juego de anestesia VentStar, desechable, P, sin Luer Lock, 1,5 m/1,1m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00331
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, P, sin Luer Lock, 1,5 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16031
B	Juego de anestesia VentStar, desechable, N, 1,8 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00333
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, N, 1,8 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16032



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Juego de anestesia VentStar, desechable, básico, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00365
B	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, básico, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16033
C	Juego de anestesia VentStar, desechable, básico, 2 l, 2,5 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00366
B	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, básico, 2 l, 2,5 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16034
D	Juego de anestesia VentStar, desechable, trampa de agua, sin Luer Lock, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00371
	Juego de anestesia VentStar, desechable, trampa de agua, sin Luer Lock, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16035


ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

A	Juego de anestesia VentStar, desechable, trampa de agua, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00372
B	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, trampa de agua, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16036
C	Juego de anestesia VentStar, desechable, trampa de agua, sin Luer Lock, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02720
B	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, trampa de agua, sin Luer Lock, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16039
B	Juego de anestesia VentStar, desechable, trampa de agua, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02721
B	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, trampa de agua, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16040




CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Juego de anestesia VentStar, desechable, P, trampa de agua, 1 l, 1,8 m/1,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00374
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, P, trampa de agua, 1 l, 1,8 m/1,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16037
B	Juego de anestesia VentStar, desechable, P, trampa de agua, sin Luer Lock, 1 l, 1,8 m/1,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00375
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, P, trampa de agua, sin Luer Lock, 1 l, 1,8 m/1,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16038

ADULTOS

PEDIATRÍA


NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

	Juego de anestesia VentStar, desechable, coaxial, trampa de agua, 2 l, 2,1 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03381
A	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, coaxial, trampa de agua, 2 l, 2,1 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16044
	Juego de anestesia VentStar, desechable, coaxial, 2 l, 2,3 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03383
B	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, coaxial, 2 l, 2,3 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16042
	Juego de anestesia VentStar, desechable, coaxial, 2 l, 1,9 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03384
B	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, coaxial, 2 l, 1,9 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16041



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A Cámara de humidificador VentStar, desechable, 10 uds. MP00234

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

A D-50801-2015		■
B D-42729-2015		■
C D-7480-2016		■
D D-25955-2020		■
E D-25958-2020		■
F D-1779-2019		■

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	VentStar Helix, doble hilo calefator, 10 uds.	MP02606
B	VentStar Helix, hilo calefator, 10 uds.	MP02607
C	Humidificador, 10 uds.	MP02605

ADULTOS

PEDIATRIA

NEONATOS

A



D-2202-2015

B



D-652-2016

C



D-94685-2013


ACCESORIOS RELACIONADOS CON LA ANESTESIA

ACCESORIOS PARA MEDICIÓN DE GASES

A	Línea de muestra, desechable, 10 uds.	8290286
B	Trampa de agua WaterLock 2, 12 uds.	6872130
	Trampa de agua Infinity ID WaterLock 2, 12 uds.	6872020
	Línea de retorno del gas de muestra para Fabius, con filtro	M32692
C	Filtro bacteriano para monitores de pacientes Dräger, desechable	8402868



Humidificador respiratorio **Aquapor H300** para un gas respiratorio óptimamente acondicionado





CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

	Aquapor H300 - Configuración		MP01000
A	Unidad básica Aquapor H300 230 V		MP07101
	Unidad básica Aquapor H300 115 V		MP07102
	VentStar Aquapor dual calefactado, A/P, 10 uds.		MP07130
B	VentStar Aquapor calefactado A/P, 10 uds.		MP07131
C	VentStar Aquapor dual calefactado, N plus, 10 uds.		MP07150
D	VentStar Aquapor calefactado, N plus, 10 uds.		MP07151
E	Kit HI-Flow Star para Aquapor A, circuito respiratorio inspiratorio calefactado para el humidificador H300, tubo inspiratorio calefactado, cámara humidificadora, tubo respiratorio cuando se usa con ventilador, tubo de O₂ cuando se usa con un mezclador de O₂, clip pinza de sujeción a la cama, desechable, 10 uds.		MP17090
	Kit de válvula HI-Flow Star con válvula de sobrepresión y conector 22 mm, desechable, 15 uds.		MP05507
F	Adaptador del cable del Humidificador H300, inspiratorio		MP07106
G	Adaptador del cable del Humidificador H300, dual		MP07107
	Cable del sensor de temp. Humidificador H300*, 160 cm		MP07108
	Cable del sensor de temp. Humidificador H300		MP07109
	Extensión de tubo espiratorio (N)		MP02699

*Productos comerciales



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL Y ACCESORIOS RELACIONADOS

HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL Y ACCESORIOS RELACIONADOS

	Configuración para F&P MR810, MR850 y F&P 950	8414144
A	Cartucho del sensor F&P 950	MP16002
B	Adaptador del cable del calefactor F&P 950	MP16003
C	Circuito respiratorio* para F&P 950 A80, A	MP16004
D	Circuito respiratorio* para F&P 950 N80, N	MP16005

*Productos comerciales



**HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL
Y ACCESORIOS RELACIONADOS**

**HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL
Y ACCESORIOS RELACIONADOS**

A	Cámara humidificadora para F&P MR 290*, desechable, 10 uds.	8418282
B	Cámara humidificadora para F&P MR 340*, reutilizable, N/P	8411047
C	Cámara humidificadora para F&P MR 370*, reutilizable, A	8412217
	Circuito respiratorio reutilizable*, N, 900MR782	MP17128
	Circuito respiratorio reutilizable*, A, 900MR784	MP17129

*Productos comerciales




HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL Y ACCESORIOS RELACIONADOS

MATERIAL PARA MONTAJE DE HUMIDIFICADOR

A	Garra de riel* para humidificador F&P y caja de burbujas Seattle PAP	8411074
B	Soporte* en forma de U para humidificador F&P, para carro de transporte para Evita 2 dura, 4 Edition, XL, con pinza de riel	MP01002
C	Soporte* de bolsa de agua 900 MR 290	MP01008
D	Soporte*, lateral (F&P 900 MR 309), incluido 8411074	MP01009
E	Soporte universal con riel DIN	G93140
F	Soporte de humidificador* para riel lateral	8416325
G	Soporte de humidificador*, giratorio sin 8411074	G93111

*Productos comerciales



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

**HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL
Y ACCESORIOS RELACIONADOS**

	Sonda de temperatura/sensor de flujo* para F&P MR 850, para los circuitos respiratorios HFV reutilizables, 0,7 m	8418507
A	Sonda de temperatura/sensor de flujo* para F&P MR 850, para todos los circuitos respiratorios, 1,1 m	8414989
B	Sonda de temperatura/sensor de flujo* para F&P MR 850, para todos los circuitos respiratorios, 1,5 m	8414966
C	Adaptador de calentador de tubos* para F&P MR 850, para circuito respiratorio reutilizable	8414968
D	Adaptador de calentador de tubos* para F&P MR 850, para circuito respiratorio con calefacción simple desechable	8414992
E	Adaptador de calentador de tubos* para F&P MR 850, para circuito respiratorio con calefacción dual desechable	MP01006
F	Adaptador de sonda* de temperatura 900 MR 532, para humidificadores F&P	MP01007

*Productos comerciales



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS



PARA OXYLOG 2000 PLUS, 3000, 3000 PLUS Y OXYLOG VE300 CON OPCIÓN PLUS (CON FLUJO)

- | | | |
|----------|--|----------------|
| A | Circuito respiratorio VentStar Oxylog 2000 plus, familia Oxylog 3000, Oxylog VE300, desechable, 1,5 m, 5 uds. | 5703041 |
| B | Circuito respiratorio VentStar Oxylog 2000 plus, familia Oxylog 3000, Oxylog VE300, desechable, 3 m, 5 uds. | MP00335 |

PARA OXYLOG 1000

- | | | |
|----------|--|----------------|
| C | Sistema paciente VentStar Oxylog 1000, desechable, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural | 2M86837 |
| D | Válvula PEEP para Oxylog 1000, desechable, ajustable de 5 – 20 mbar | 2M86832 |

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS


PARA OXYLOG 3000: ≥SW 1.20, 3000+ Y VE300 ADVANCED (CON OPCIÓN DE FLUJO)

A	Circuito respiratorio VentStar Oxylog 3000, Oxylog 3000 plus, desechable, P, 1,9 m, 5 uds., Oxylog 3000 ≥ SW 1.20, Oxylog VE300 ≥ SW 2.0, opción pediátrica	5704964
---	---	---------

PARA OXYLOG VE300 SIN OPCIÓN PLUS (SIN FLUJO)

B	Circuito respiratorio VentStar Oxylog VE300, no para VE300 con Opción plus, desechable, 15 m, 5 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01370
C	Sistema paciente VentStar Oxylog VE300, desechable, 3 m, 5 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01371

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS




CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

PARA CARINA

A	Circuito respiratorio VentStar Carina LeakV, desechable, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00312
B	Circuito respiratorio VentStar Carina ExpV, desechable, 1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00313
C	Circuito respiratorio VentStar Carina ExpV, desechable, 2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	5704962
D	Válvula espiratoria para Carina, desechable, 25 uds.	MP00220
E	Válvula de fugas para Carina SyncVent, desechable, 5 uds.	MP00224

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

A	Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01350
B	Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, básico, 2,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01348
C	Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, pared interior lisa, 1,6 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP04803
D	Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01326
E	Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, pared interior lisa, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP04804
F	Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, extensible, 2,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01347


A

D-629-2016



B

D-630-2016



C

D-648-2016



D

D-45194-2015



E

D-638-2016



F

D-641-2016



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, coaxial, 1,9 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03375
A	Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, coaxial, 2,3 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03377
B	Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, coaxial, trampa de agua, 2,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00378


ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

A	Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, P, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01340
B	Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, P, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01341
C	Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, N, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01327
	Juego de anestesia Infinity ID, desechable, coaxial, trampa de agua, 2 l, 2,1/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03388
D	Juego de anestesia Infinity ID (conector 22 D.E.), desechable, coaxial, trampa de agua, 2 l, 2,1 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16045



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Juego de bolsa reservorio Infinity ID, desechable, 2 l, 1,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00341
B	Juego de bolsa reservorio Infinity ID, desechable, 2 l, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01330
C	Juego de bolsa reservorio Infinity ID, desechable, P, 1 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01343
D	Juego de bolsa reservorio Infinity ID, desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01329

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

1.2 CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS


SISTEMAS DE RESPIRACIÓN REUTILIZABLES: BLUESET VENTILACIÓN

A	BlueSet ventilación, N	8412344
	Consta de:	
1	Pieza en Y, reutilizable, N, 90°, con abertura de aspiración	8403075
2	Circuito corrugado, reutilizable, N/P, 14 cm, conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	8403333
3	Conector para sensor de temperatura, reutilizable, N	8403056
4	Trampa de agua con salida, reutilizable, N/P	8404760
5	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 60 cm, conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	2165848
6	Trampa de agua, reutilizable, N/P	8409627
7	Tapón rojo, 7 mm	8401645
8	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 40 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856
9	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 60 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821
	Tapón ciego	8410049



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	BlueSet ventilación, P/A	8413146
	Consta de:	
1	Adaptador, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647
2	Adaptador, reutilizable, 22 mm/15 mm, 90°	8290274
3	Pinza para circuito, 10 uds.	8403566
4	Pieza en Y con conector para sensor, reutilizable, A	8405435
5	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 35 cm, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2165619
6	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 60 cm, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2165627
7	Trampa de agua, reutilizable, A	8404985
	Tapón ciego	8410049



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS


A	BlueSet ventilación HME, P/A	8412860
	Consta de:	
1	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 1,5 m, conector 22 mm/22 mm	2166046
2	Pieza en Y, poliamida, reutilizable, recta, A	M25650



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS


SISTEMAS DE ANESTESIA REUTILIZABLES: BLUESET ANESTESIA

A	BlueSet anestesia, P/A	M30146
	Consta de:	
1	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 1,5 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2166046
2	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2166038
3	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 2,3 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166062
4	Pieza en Y 90° con Luer Lock, reutilizable, A	M33278
5	Adaptador, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647




CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	BlueSet anestesia trampa de agua, P/A	MK04248
Consta de:		
1	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 60 cm, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2165627
2	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2166038
3	Adaptador, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647
4	Trampa de agua, reutilizable, A	8404985
5	Pieza en Y 90° con Luer Lock, reutilizable, A	M33278
6	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 2,3 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166062



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	BlueSet anestesia, N	M27542
	Consta de:	
1	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 1,5 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961
2	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165678
3	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 0,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166054
4	Adaptador, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647
5	Pieza en Y, reutilizable, N, 90°, con abertura de aspiración	8403075
6	Codo, reutilizable, N/P, metal, Luer Lock	M34568
7	Juego de 5 tapones rojos, 7 mm	8402953




CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN
REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

PARA OXYLOG 1000

A	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 1,5 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2166046
B	Válvula PEEP para Oxylog 1000, reutilizable, ajustable de 0-10 mbares	8407475

*Productos comerciales






CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

PARA OXYLOG 2000, 2000+, 3000, 3000+ Y VE300 ADVANCED (CON OPCIÓN DE FLUJO)

A	Juego de tubos respiratorios para la familia Oxylog 2000, la familia Oxylog 3000, reutilizable, con línea de medición de flujo, 1,5 m, consta de tubo de respiración y línea de medición de flujo	8412068
B	Línea de medición de flujo para Oxylog 2000/3000 family, 1,5 m, 2 uds.	8410929
C	Juego de tubos respiratorios para la familia Oxylog 2000, la familia Oxylog 3000, reutilizable, con línea de medición de flujo, 3 m, consta de tubo de respiración y línea de medición de flujo	8412913
B	Línea de medición de flujo para Oxylog 2000/3000 family, 3 m, 2 uds.	8413293
D	Válvula de ventilación para la familia Oxylog 2000, la familia Oxylog 3000, reutilizable	8412001
E	Sensor de flujo de presión diferencial, PSU, esterilizable	8412034
F	Codo, reutilizable	8412235

PARA OXYLOG VE300 SIN OPCIÓN PLUS (SIN FLUJO)

	Sistema paciente para Oxylog VE300, 150, reutilizable	MP01390
	Sistema paciente para Oxylog VE300, 300, reutilizable	MP01391
G	Conector de presión Oxylog VE300	MP01372
D	Válvula de ventilación para la familia Oxylog 2000, la familia Oxylog 3000, reutilizable	8412001
F	Codo, reutilizable	8412235



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN
REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

Tubuladura de silicona (adulto)
con conectores estándar de 22 mm/22 mm


A	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 35 cm, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2165619
B	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 60 cm, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2165627
C	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2166038
D	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 1,5 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2166046



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

Tubo respiratorio de silicona (pediátrico)
con conectores estándar de 10 mm a ambos lados
y 10 mm de diámetro interior

**A Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 60 cm,
conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm** **2165848**



Tubo respiratorio de silicona (pediátrico)
con conectores estándar de 22 mm a ambos lados
y 10 mm de diámetro interior





**B Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 1,1 m,
conector 22 mm/22 mm, Ø 10 mm** **2165678**



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN
REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

Tubo respiratorio de silicona (pediátrico)
con conectores estándar con una de 10 mm
y otra de 22 mm y 10 mm de diámetro interior

A	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 40 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856
B	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 60 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821
C	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 1,1 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651
D	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 1,5 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Pieza en Y, poliamida, reutilizable, recta, A	M25650
B	Pieza en Y 90° con Luer Lock, reutilizable, A	M33278
C	Pieza en Y para F&P, reutilizable, A	8412888
D	Pieza en Y con conector para sensor, reutilizable, A	8405435
E	Pieza en Y recta, reutilizable, N/P	M27077
F	Pieza en Y, reutilizable, N, 90°, con abertura de aspiración	8403075
G	Adaptador de sonda de temperatura 900 MR 532, para humidificadores F&P*	MP01007

*Productos comerciales




No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN
REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Codo, reutilizable	8412235
B	Codo para F&P, reutilizable*	8418289
C	Adaptador, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647
	Adaptador recto, reutilizable, A, 18 mm/11 mm	8403076
	Adaptador, reutilizable, 22 mm/22 mm, 90°	M25649
D	Codo, reutilizable, N/P, metal, Luer Lock	M34568
	Conector para sensor de temperatura, reutilizable, N	8403056
	Conector de pieza en T, reutilizable	8411044
E	Trampa de agua, reutilizable, A	8404985
F	Trampa de agua, reutilizable, N/P	8409627
	Tapón rojo, 7 mm	8401645


*Productos comerciales



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

Bolsas reservorio transparentes de elastómero de silicona

A	❶ Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 0,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166054
	❷ Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 1,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166127
	❸ Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 2,3 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166062
	❹ Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 3 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166070



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	<u>Pulmón de prueba SelfTestLung, sin látex, reutilizable</u>	<u>MP20020</u>
B	<u>Pulmón de prueba, reutilizable, máx. 1,5 l, no fabricado con látex de caucho natural</u>	<u>8403201</u>
C	<u>Pulmón de prueba neonatal, reutilizable, 50 ml, no fabricado con látex de caucho natural</u>	<u>MP20050</u>



Filtros/HME para evitar infecciones nosocomiales y apoyar la ventilación de protección pulmonar

Nuestra cartera de filtros

Tasas de filtración de alto rendimiento
para reducir el riesgo de infecciones nosocomiales

El rendimiento se prueba conforme
a las normas de Dräger
y laboratorios acreditados

Superficie en la que se puede escribir
para facilitar los flujos de trabajo clínicos

Codificación por colores clara
para identificar rápidamente el filtro adecuado

Excelente rendimiento humectante
para favorecer la ventilación protectora pulmonar

D-974-2022

Un requisito previo para poder confiar en la calidad del equipamiento médico es concentrarse totalmente en la aplicación de terapias que favorezcan la recuperación y el bienestar del paciente. Le ofrecemos filtros de gran calidad para una amplia gama de aplicaciones y grupos de pacientes.

FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO Y HME

2. FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO Y HME

FILTROS ELECTROSTÁTICO Y HME

El filtro/HME **TwinStar Plus** de Dräger es una combinación de HME eficiente y filtro para el sistema respiratorio que contribuye de manera significativa a la profilaxis de la infección en tratamiento ventilatorio.

- Combinación de HME eficiente y filtro para el sistema respiratorio de alto rendimiento
- Elevados índices de retención para bacterias y virus
- Elevado retorno de humedad
- Carga de trabajo mínima y bajos costes
- Conector de muestreo con tapa unida
- Carcasa transparente para control visual
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes
- Etiquetado claro y codificación en color azul para una rápida identificación

A	Filtro + HME TwinStar 90 Plus, desechable, ~90 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05800
B	Filtro + HME TwinStar 60A Plus, desechable, ~60 ml de espacio muerto, en ángulo, 100 uds.	MP05810
C	Filtro + HME TwinStar 55 Plus, desechable, ~55 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05805
D	Filtro + HME TwinStar 25 Plus, desechable, ~25 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05815
E	Filtro + HME TwinStar 9 Plus, desechable, ~9 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05820

FILTRO MECÁNICO Y HME

F	Filtro mecánico + HME TwinStar HEPA Plus, desechable, ~90 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05801
----------	---	----------------



FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO

FILTRO ELECTROSTÁTICO

El filtro para el sistema respiratorio **CareStar Plus** contribuye significativamente a la profilaxis de la infección en anestesia y tratamientos ventilatorios a través de unos elevados índices de retención.

- Filtro electrostático de alto rendimiento
- Utilización por el lado del paciente o del equipo
- Carga de trabajo mínima y bajos costes
- Conector de muestreo con tapa unida
- Carcasa transparente para control visual
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes
- Etiquetado claro y código de color amarillo para una rápida identificación

- | | | |
|----------|---|----------------|
| A | Filtro electrostático CareStar 35 Plus,
desechable, ~35 ml de espacio muerto, 100 uds. | MP05755 |
| B | Filtro electrostático CareStar 20 Plus,
desechable, ~20 ml de espacio muerto, 100 uds. | MP05770 |



FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO

FILTRO MECÁNICO

El filtro mecánico de alto rendimiento para el sistema respiratorio **SafeStar Plus** muestra unos excelentes índices de retención, por lo que contribuye significativamente a la profilaxis de la infección en anestесias y tratamientos ventilatorios.

- Filtro mecánico HEPA de alto rendimiento
- Alto grado de hidrofobia
- Utilización por el lado del paciente o del dispositivo
- Conector de muestreo con tapa unida
- Cabina transparente para control visual
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes
- Etiquetado claro y codificación en color rojo para una rápida identificación

A	Filtro mecánico SafeStar 90 Plus, desechable, ~90 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05785
B	Filtro mecánico SafeStar 60A Plus, desechable, ~60 ml de espacio muerto, en ángulo, 100 uds.	MP05795
C	Filtro mecánico SafeStar 55 Plus, desechable, ~55 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05790



HME

HME

Los intercambiadores de humedad **HumidStar Plus** de Dräger sustituyen en parte la función de las vías respiratorias altas y humidifican eficientemente el aire inspirado.

- Elevado retorno de humedad
- Carga de trabajo mínima y bajos costes
- Conector de muestreo con tapa unida
- Carcasa transparente para control visual
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes
- Etiquetado claro y codificación en color verde para una rápida identificación

A	HME HumidStar 55 Plus, desechable, ~55 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05730
B	HME HumidStar 25 Plus, desechable, ~25 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05735
C	HME HumidStar 2 Plus, desechable, 2 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05845
D	HME HumidStar 2 Plus Luer-Lock, desechable, 2 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05840
E	HME HumidStar Trach Plus, desechable, 6 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05750



FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO Y HME

ESPECIFICACIONES

	TwinStar 90 Plus	TwinStar 60A Plus	TwinStar 55 Plus	TwinStar 25 Plus
N.º de referencia	MP05800	MP05810	MP05805	MP05815
Espacio muerto	90 ml	60 ml	55 ml	25 ml
Volumen tidal recomendado	de 300 a 1500 ml	de 300 a 1500 ml	de 300 a 1500 ml	de 100 a 500 ml
Retención de bacterias**	≥99,99 %	≥99,99 %	≥99,99 %	≥99,99 %
Retención vírica**	≥99,9 %	≥99,9 %	≥99,9 %	≥99,9 %
Método de filtración	Electrostático	Electrostático	Electrostático	Electrostático
Pérdida de humedad*	≤5,9 mg/l a VT = 500 ml	≤6,3 mg/l a VT = 500 ml	≤9,4 mg/l a VT = 500 ml	≤11,8 mg/l a VT = 250 ml
Retorno de humedad	≥38,1 mg/l a VT = 500 ml	≥37,7 mg/l a VT = 500 ml	≥34,6 mg/l a VT = 500 ml	≥32,2 mg/l a VT = 250 ml
Resistencia	≤1,0 mbar a 30 l/min	≤1,3 mbar a 30 l/min	≤1,3 mbar a 30 l/min	≤1,8 mbar a 30 l/min
Duración máxima de uso	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas
Producto	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex

	TwinStar 9 Plus	TwinStar HEPA Plus
N.º de referencia	MP05820	MP05801
Espacio muerto	9 ml	90 ml
Volumen tidal recomendado	de 30 ml a 150 ml	de 300 a 1500 ml
Retención de bacterias**	≥99,99 %	≥99,9999 %
Retención vírica**	≥99,9 %	≥99,9999 %
Método de filtración	Electrostático	Mecánico
Pérdida de humedad*	≤10,30 mg/l a VT = 50 ml	≤10,9 mg/l a VT = 500 ml
Retorno de humedad	≥33,7 mg/l a VT = 50 ml	≥33,1 mg/l a VT = 500 ml
Resistencia	≤1,5 mbar a 15 l/min	≤1,6 mbar a 30 l/min
Duración máxima de uso	24 horas	24 horas
Producto	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex

Fabricado en sala limpia de acuerdo con EN ISO 14644-1:2014.

*Según DIN EN ISO 9360-1 2009.

**Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE.UU., en 2021.

FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO

ESPECIFICACIONES

	CareStar 35 Plus	CareStar 20 Plus	
N.º de referencia	MP05755	MP05770	
Espacio muerto	35 ml	20 ml	
Volumen tidal recomendado	de 300 a 1500 ml	de 100 a 500 ml	
Retención de bacterias**	≥99,99 %	≥99,99 %	
Retención vírica**	≥99,9 %	≥99,9 %	
Método de filtración	Electrostático	Electrostático	
Pérdida de humedad*	–	–	
Retorno de humedad	–	–	
Resistencia	≤0,9 mbar a 30 l/min	≤1,3 mbar a 30 l/min	
Duración máxima de uso	24 horas	24 horas	
Producto	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex	

	SafeStar 90 Plus	SafeStar 60A Plus	SafeStar 55 Plus
N.º de referencia	MP05785	MP05795	MP05790
Espacio muerto	90 ml	60 ml	55 ml
Volumen tidal recomendado	de 300 a 1500 ml	de 300 a 1500 ml	de 300 a 1500 ml
Retención de bacterias**	≥99,9999 %	≥99,9999 %	≥99,9999 %
Retención vírica**	≥99,999 %	≥99,9999 %	≥99,999 %
Método de filtración	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Pérdida de humedad*	–	–	–
Retorno de humedad	–	–	–
Resistencia	≤1,3 mbar a 30 l/min	≤2,0 mbar a 30 l/min	≤2,0 mbar a 30 l/min
Duración máxima de uso	24 horas	24 horas	24 horas
Producto	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex

Fabricado en sala limpia de acuerdo con EN ISO 14644-1:2014.

*Según DIN EN ISO 9360-1 2009.

**Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., en 2021.

HME

ESPECIFICACIONES

	HumidStar 55 Plus	HumidStar 25 Plus	HME HumidStar 2 Plus
N.º de referencia	MP05730	MP05735	MP05845
Espacio muerto	55 ml	25 ml	2 ml
Volumen tidal recomendado	de 300 a 1500 ml	de 100 a 500 ml	de 10 a 50 ml
Retención de bacterias	-	-	-
Retención vírica	-	-	-
Método de filtración	-	-	-
Pérdida de humedad*	$\leq 7,8$ mg/l a VT = 500 ml	$\leq 9,3$ mg/l a VT = 250 ml	$\leq 11,5$ mg/l a VT = 45 ml
Retorno de humedad	$\geq 36,2$ mg/l a VT = 500 ml	$\geq 34,7$ mg/l a VT = 250 ml	$\geq 32,5$ mg/l a VT = 45 ml
Resistencia	$\leq 0,6$ mbar a 30 l/min	$\leq 0,3$ mbar a 30 l/min	$\leq 1,2$ mbar a 15 l/min
Duración máxima de uso	24 horas	24 horas	24 horas
Producto	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex

	HME HumidStar 2 Plus Luer-Lock	HME HumidStar Trach Plus
N.º de referencia	MP05840	MP05750
Espacio muerto	2 ml	6 ml
Volumen tidal recomendado	de 10 a 50 ml	de 100 a 1500 ml
Retención de bacterias	-	-
Retención vírica	-	-
Método de filtración	-	-
Pérdida de humedad*	$\leq 11,5$ mg/l a VT = 45 ml	$\leq 14,4$ mg/l a VT = 500 ml
Retorno de humedad	$\geq 32,5$ mg/l a VT = 45 ml	$\geq 32,5$ mg/l a VT = 250 ml
Resistencia	$\leq 1,2$ mbar a 15 l/min	$\leq 0,3$ mbar a 60 l/min
Duración máxima de uso	24 horas	24 horas
Producto	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex

Fabricado en sala limpia de acuerdo con EN ISO 14644-1:2014.

*Según DIN EN ISO 9360-1 2009.

MONITORIZACIÓN DE CO₂

3. MONITORIZACIÓN DE CO₂


Las cubetas de CO₂ han sido diseñadas para monitorizar la concentración de CO₂ durante la ventilación del paciente.

CUBETAS DE CO₂, DESECHABLES

A	Cubeta de CO₂, desechable, adulto, 10 uds.	MP01062
B	Cubeta de CO₂, desechable, pediátrico, 10 uds.	MP01063

CUBETAS DE CO₂, REUTILIZABLES



C	Cubeta de CO₂, reutilizable, adulto	6870279
D	Cubeta de CO₂, reutilizable, pediátrico	6870280



MONITORIZACIÓN DE CO₂

CO₂ CABLES

A	Sensor de corriente principal de CO ₂ para Evita 2 dura, Evita 4 Edition y Evita XL	6871500
B	MCable Mainstream CO ₂ , para familia Evita V y familia Babylog VN, Infinity M540, Vista 120, Vista 120 S y Delta VF9.1 y superiores	6871950
C	Soporte de estacionamiento para sensor de CO ₂ 6871950	8416352
D	Soporte de estacionamiento para sensor de CO ₂ 6871950 y 6873570, según homologación del país	6873674



ADAPTADORES PARA CATÉTER Y CONECTORES PARA VÍA AÉREA

4. ADAPTADORES PARA CATÉTER Y CONECTORES PARA VÍA AÉREA

- Los productos con pared interior lisa proporcionan una resistencia menor al flujo, mientras que la espiral externa reduce las torceduras y obstrucciones
- La capacidad de ampliación del producto proporciona una solución ligera y flexible
- El conector de giro doble aumenta la facilidad de uso
- La tapa doble mantiene el PEEP durante la succión o broncoscopia
- Cada tubo para filtro/HME y conector de las vías respiratorias están equipados con una tapa de seguridad roja, para que así el sistema esté completamente cerrado y protegido hasta el momento previo a la utilización en el paciente
- Conector 22F/15M en el lateral del dispositivo como solución dos en uno
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes
- Puerto Luer Lock para el muestreo del gas
- La conveniencia de los dispositivos desechables mejora el flujo de trabajo
- El diseño sin PVC de los componentes de conducción de gases elimina el riesgo de compuestos como DEHP

A	Conexión ErgoStar CM 40, desechable, 10 cm, codo giratorio doble, 50 uds.	MP01840
B	Conexión ErgoStar CM 45, desechable, 15 cm, codo giratorio doble, 50 uds.	MP01845
C	Conexión ErgoStar CM 50, desechable, 10-16 cm, extensible, 50 uds.	MP01850
D	Conexión ErgoStar CM 55, desechable, 15 cm, recta, 50 uds.	MP01855
E	Conexión ErgoStar CM 60, desechable, 10 cm, pequeño, codo giratorio doble, 50 uds.	MP01860



ADAPTADORES PARA CATÉTER
Y CONECTORES PARA VÍA AÉREA

A	Conector para vías respiratorias ErgoStar AC 90, desechable, codo giratorio doble con tapa doble, 100 uds.	MP01890
B	Conector para vías respiratorias ErgoStar AC 95, desechable, puerto de muestreo Luer Lock, 100 uds.	MP01895
C	Tapa protectora para tubos respiratorios desechables, 10 uds.	MP02800



COMBINACIONES DE FILTRO Y EXTENSIÓN DE TUBO

COMBINACIONES DE FILTRO Y EXTENSIÓN DE TUBO

A	Filtro + HME CombiStar Plus recto, combinación de conector de vía aérea MP01845 y del filtro TwinStar 55 Plus (MP05805), 25 uds.	MP12060
B	Filtro + HME CombiStar Plus flex., combinación de tubo flexible extensible MP01850 y del filtro TwinStar 55 Plus (MP05805), 25 uds.	MP12061
C	Filtro + HME HEPA CombiStar Plus flex., combinación de tubo flexible extensible MP01850 y del filtro TwinStar HEPA Plus (MP05801), 25 uds.	MP12062
D	Filtro CombiStar Plus flex., combinación de tubo flexible extensible MP01850 y del filtro SafeStar 55 Plus (MP05790), 25 uds.	MP12063



MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS

5. INTERFACES DE PACIENTE NO INVASIVAS Y ACCESORIOS

5.1 MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS



Las mascarillas oronasales para **NIV ClassicStar** cubren la nariz y la boca del paciente. De esta forma, la terapia es eficaz incluso en caso de que se respire por la boca.

El diseño de la mascarilla asegura una gran comodidad para el paciente con un ajuste anatómico y un sellado efectivo gracias al almohadilla ajustable de la mascarilla. El arnés de cabeza de 6 puntos proporciona una fijación estable y segura. El apoyo y la almohadilla para la frente ajustables permiten distribuir la presión desde el puente de la nariz hacia la frente, mejorando la comodidad del paciente.

Las mascarillas para NIV ClassicStar con codo estándar (SE) han sido homologadas satisfactoriamente para su uso con ventiladores Dräger que ofrecen la opción de NIV. Las variantes con válvula antiasfixia (AVV) están pensadas para accesorios multimarca.

Todas las mascarillas para NIV ClassicStar son para uso en un solo paciente. Junto con las mascarillas se envían medidores de tamaño para facilitar la identificación de la talla, además de una bomba de inflado.

A	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar SE, desechable, tamaño S	MP01573
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar SE, desechable, tamaño M	MP01574
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar SE, desechable, tamaño L	MP01575
B	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar AAV, desechable, tamaño S	MP01570
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar AAV, desechable, tamaño M	MP01571
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar AAV, desechable, tamaño L	MP01572



MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS



Las mascarillas nasales se suelen elegir si la terapia NIV tiene que ser prolongada debido a una mejora de la comodidad y unas complicaciones reducidas en comparación con las mascarillas oronasales.

De manera similar a las mascarillas oronasales ClassicStar, la almohadilla de la mascarilla nasal se puede ajustar de forma individual a la cara del paciente, proporcionando una gran comodidad y un sellado efectivo.

El arnés de cabeza de cuatro puntos proporciona una fijación estable y segura, reduciendo el desplazamiento de la mascarilla.

Todas las mascarillas nasales **NIV ClassicStar** son para uso en un solo paciente. Junto con las mascarillas se envían medidores de tamaño para facilitar la identificación de la talla y una bomba de inflado.

A	Mascarilla nasal NIV ClassicStar no ventilada, desechable, tamaño S	MP01623
	Mascarilla nasal NIV ClassicStar no ventilada, desechable, tamaño M	MP01624
	Mascarilla nasal NIV ClassicStar no ventilada, desechable, tamaño L	MP01625
B	Mascarilla nasal NIV ClassicStar ventilada, desechable, tamaño S	MP01620
	Mascarilla nasal NIV ClassicStar ventilada, desechable, tamaño M	MP01621
	Mascarilla nasal NIV ClassicStar ventilada, desechable, tamaño L	MP01622



MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS


La mascarilla facial completa para **NIV ClassicStar** se ajusta alrededor del perímetro de la cara, cubriendo la boca, la nariz y los ojos. Estas zonas son menos sensibles a la presión y tienen contornos faciales más lisos en comparación con las zonas que cubre la mascarilla oronasal (puente nasal). La mascarilla es adecuada para pacientes con degradación del puente nasal o con irregularidades faciales. La almohadilla rellena de aire se puede ajustar individualmente a la cara de los pacientes, lo que les proporciona un alto grado de confort y un sellado eficaz.

El arnés de cabeza de 5 puntos, que incluye una cinta adicional para la cabeza en la parte superior de la mascarilla, proporciona una sujeción estable y segura, lo que evita que la mascarilla se mueva y reduce la presión. Lleva incorporadas pinzas de liberación rápida para quitar fácilmente la mascarilla.

Las mascarillas faciales completas para NIV ClassicStar con codo estándar (SE) han sido homologadas satisfactoriamente para su uso con ventiladores Dräger que ofrecen la opción de NIV.

Las variantes con válvula antiasfixia (AVV) están pensadas para accesorios multimarca.

Junto con las mascarillas se envían medidores de tamaño para facilitar la identificación de la talla, además de una bomba de inflado.



A	Mascarilla facial completa para ClassicStar SE, desechable, tamaño S	MP02910
	Mascarilla facial completa para ClassicStar SE, desechable, tamaño M	MP02911
	Mascarilla facial completa para ClassicStar SE, desechable, tamaño L	MP02912
B	Mascarilla facial completa para ClassicStar AAV, desechable, tamaño S	MP02913
	Mascarilla facial completa para ClassicStar AAV, desechable, tamaño M	MP02914
	Mascarilla facial completa para ClassicStar AAV, desechable, tamaño L	MP02915
C	Mascarilla facial completa para ClassicStar AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño S	MP02916
	Mascarilla facial completa para ClassicStar AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño M	MP02917
	Mascarilla facial completa para ClassicStar AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño L	MP02918

MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS



Todas las mascarillas de la gama **ClassicStar plus** cuentan con un suave reborde de silicona de forma anatómica como interfaz de sellado para la cara del paciente. La mascarilla se ajusta a la frente del paciente mediante una almohadilla de silicona, lo que permite adaptarla perfectamente a la sensible zona del puente nasal. La mascarilla está disponible en cuatro tallas (S, M, L, XL) en forma de mascarilla nasal y de mascarilla oronasal.

Las mascarillas para NIV ClassicStar plus con codo estándar (SE) han sido homologadas satisfactoriamente para su uso con ventiladores Dräger que ofrecen la opción de NIV.

Las variantes con válvula antiasfixia (AVV) están pensadas para accesorios multimarca.

Junto con las mascarillas se envían medidores de tamaño para facilitar la identificación de la talla.

A	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus SE, desechable, tamaño S, 5 uds.	MP04711
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus SE, desechable, tamaño M, 5 uds.	MP04712
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus SE, desechable, tamaño L, 5 uds.	MP04713
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus SE, desechable, tamaño XL, 5 uds.	MP04714
B	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV, desechable, tamaño S, 5 uds.	MP04721
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV, desechable, tamaño M, 5 uds.	MP04722
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV, desechable, tamaño L, 5 uds.	MP04723
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV, desechable, tamaño XL, 5 uds.	MP04724
C	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño S, 5 uds.	MP04731
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño M, 5 uds.	MP04732
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño L, 5 uds.	MP04733
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño XL, 5 uds.	MP04734



MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS

A	Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, no ventilada, desechable, tamaño S, 5 uds.	MP04741
	Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, no ventilada, desechable, tamaño M, 5 uds.	MP04742
	Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, no ventilada, desechable, tamaño L, 5 uds.	MP04743
	Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, no ventilada, desechable, tamaño XL, 5 uds.	MP04744
B	Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, ventilada, desechable, tamaño S, 5 uds.	MP04751
	Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, ventilada, desechable, tamaño M, 5 uds.	MP04752
	Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, ventilada, desechable, tamaño L, 5 uds.	MP04753
	Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, ventilada, desechable, tamaño XL, 5 uds.	MP04754

A



D-10389-2016

B



D-10390-2016

MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS

Las mascarillas para NIV de la gama **NovaStar plus** cubren la nariz y la boca del paciente. De esta forma, la terapia es eficaz incluso en caso de que se respire por la boca. Los productos de esta gama proporcionan el máximo confort y un sellado eficaz al adaptarse a la cara del paciente gracias a la almohadilla y al anillo flexible de gel de silicona.

Las mascarillas para NIV NovaStar plus con codo estándar (SE) han sido homologadas satisfactoriamente para su uso con ventiladores Dräger que ofrecen la opción de NIV. Las variantes con válvula antiasfixia (AAV) están pensadas para accesorios multimarca. Todas las mascarillas para NIV NovaStar plus son para uso en varios pacientes.


Hay disponibles arneses de cabeza con clips magnéticos individuales (véase Accesorios para mascarillas de NIV).

Junto con las mascarillas se envían medidores de tamaño para facilitar la identificación de la talla.

A	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus SE, reutilizable, tamaño S, 3 uds.	MP05051
	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus SE, reutilizable, tamaño M, 3 uds.	MP05052
	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus SE, reutilizable, tamaño L, 3 uds.	MP05053
	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus SE, reutilizable, tamaño XL, 3 uds.	MP05054
B	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus AAV, reutilizable, tamaño S, 3 uds.	MP05061
	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus AAV, reutilizable, tamaño M, 3 uds.	MP05062
	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus AAV, reutilizable, tamaño L, 3 uds.	MP05063
	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus AAV, reutilizable, tamaño XL, 3 uds.	MP05064



D-8729-2019



D-8730-2019

MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS

La mascarilla nasal **MiniMe2** está diseñada para niños de entre 2 y 12 años de edad. Cuenta con una almohadilla ergonómica de gel de silicona y el cuerpo de la mascarilla es moldeable, lo que le permite adaptarse en función de las necesidades individuales y garantiza un sellado eficaz y un ajuste cómodo.

A	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica no ventilada, desechable, tamaño S	MP01555
	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica no ventilada, desechable, tamaño L	MP01556
B	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica ventilada, desechable, tamaño S	MP01553
	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica ventilada, desechable, tamaño L	MP01554

*Productos comerciales



MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA MASCARILLAS DE NIV

A	Bomba bidireccional para regulación del aire	MP01590
B	Arnés de cabeza para NovaStar plus, incluye clips magnéticos, desechable	MP05080



MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

5.2 MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

MASCARILLAS DE ANESTESIA SEDISTAR

Las mascarillas faciales de anestesia desechables **SediStar** disponen de un borde suave que permite un ajuste anatómico a la cara del paciente y un sellado eficaz. La mascarilla no contiene BPA ni PVC.

Ajuste óptimo


Gracias a su diseño ergonómico y a su borde de sellado, la mascarilla ofrece un ajuste optimizado para todas las anatomías faciales.

Codificación por colores

Las tallas de las mascarillas están codificadas con etiquetas de distintos colores, lo que permite identificar fácilmente la talla correcta al cogerla en la estantería.

Accesorios adicionales para mascarillas

Los accesorios adicionales para mascarillas facilitan una aplicación sencilla: aros de enganche y arneses para fijación. Dos arneses distintos en tallas pequeña y grande ofrecen a los pacientes y médicos un apoyo y una sujeción suaves y elásticos.



A	1 Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 1, bebé S, 30 uds.	MP01701
	2 Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 2, bebé L, 30 uds.	MP01702
	3 Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 3, niño, 30 uds.	MP01703
	4 Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 4, adulto S, 30 uds.	MP01704
	5 Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 5, adulto M, 30 uds.	MP01705
	6 Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 6, adulto L, 30 uds.	MP01706
	7 Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 7, adulto XL, 30 uds.	MP01707
B	Aro de enganche para mascarilla de anestesia SediStar, desechable, D.I. 22 mm, para tallas 3-7, 30 uds.	MP01708

MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

MASCARILLAS DE ANESTESIA LITESTAR


El nuevo diseño con el borde ahuecado y la forma de lágrima de nuestra mascarilla de anestesia desechable **LiteStar** garantiza un ajuste anatómico. El cuerpo transparente de la mascarilla permite observar constantemente el estado del paciente.

Codificación por colores

Las tallas de las mascarillas están codificadas con etiquetas de distintos colores, lo que permite identificar fácilmente la talla correcta.

Accesorios adicionales para mascarillas

Los accesorios adicionales para mascarillas facilitan una aplicación sencilla: aros de enganche y arneses para fijación. Dos arneses distintos en tallas pequeña y grande ofrecen a los pacientes y médicos un apoyo y una sujeción suaves y elásticos.



A	1 Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 1, bebé S, 50 uds.	MP11001
	2 Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 2, bebé L, 50 uds.	MP11002
	3 Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 3, niño, 50 uds.	MP11003
	4 Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 4, adulto S, 50 uds.	MP11004
	5 Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 5, adulto M, 50 uds.	MP11005
	6 Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 6, adulto L, 50 uds.	MP11006
	7 Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 7, adulto XL, 50 uds.	MP11007
B	Aro de enganche para mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, D.I. 22 mm, para tallas 3-7, 30 uds.	MP11008


MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

MASCARILLAS DE ANESTESIA COMFORTSTAR

La comodidad del paciente y la facilidad de uso han sido las prioridades principales a la hora de desarrollar las mascarillas de anestesia desechables **ComfortStar** de Dräger. La comodidad del paciente se ve reforzada con mascarillas en forma de lágrima o redondeada y con una almohadilla de mascarilla ajustable (hinchable) que proporciona un ajuste anatómico y un sellado eficaz. Los bordes antideslizantes (tallas 4 - 6) y el cuerpo flexible de mascarilla proporcionan un agarre sencillo y cómodo para los profesionales de la salud. Las mascarillas faciales para anestesia ComfortStar con aromas ofrecen las mismas excelentes prestaciones que las mascarillas ComfortStar estándar, pero, además, tienen aromas. La combinación de colores adecuada proporciona una estimulación óptica y su objetivo es reducir la ansiedad preoperatoria en los pacientes.

Todas las mascarillas están preequipadas con aros de enganche con códigos de color “tipo semáforo”. Están codificadas con colores para una identificación más sencilla de la talla. Las tallas más pequeñas (0 - 1) tienen colores rojizos, las tallas medianas (2 - 3) tienen tonos amarillentos y las tallas más grandes (4 - 6), tonos verdosos. Todas las mascarillas ComfortStar son compatibles con todos los dispositivos de anestesia de Dräger.


Hay disponibles bombas de inflado, así como diferentes arneses de cabeza (véase Accesorios para mascarillas de anestesia).



A	1 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 0, bebé prematuro, 20 uds.	MP01510
	2 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 1, neonato, 20 uds.	MP01511
	3 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01512
	4 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01513
	5 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 4, adulto S, 20 uds.	MP01514
	6 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 5, adulto M, 20 uds.	MP01515
	7 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 6, adulto L, 20 uds.	MP01516

MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

A	1 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, fresa, tamaño 1, neonato, 20 uds.	MP01521
	2 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, fresa, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01522
	3 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, fresa, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01523
	4 Mascarilla oron. anest. ComfortStar, desechable, aro de enganche, fresa, tamaño 4, adulto S, 20 uds.	MP01524
B	1 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, chicle, tamaño 1, neonato, 20 uds.	MP01531
	2 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, chicle, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01532
	3 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, chicle, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01533
	4 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, chicle, tamaño 4, adulto S, 20 uds.	MP01534
C	1 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, menta, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01543
	2 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, menta, tamaño 4, adulto S, 20 uds.	MP01544
	3 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, menta, tamaño 5, adulto M, 20 uds.	MP01545
	4 Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, menta, tamaño 6, adulto L, 20 uds.	MP01546



MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

MASCARILLAS DE SILICONA


Las **mascarillas de silicona** están fabricadas en silicona de calidad médica porque, en general, se considera el material ideal por su capacidad superior de adaptarse a la anatomía facial del paciente. El campo de aplicación incluye anestesia y ventilación con mascarillas para pacientes pediátricos y adultos.

Las mascarillas están disponibles en varias formas y tallas.

Las tallas más pequeñas tienen una forma más redondeada para proporcionar así un sellado cómodo y eficaz para las caras de los bebés. Las tallas más grandes tienen forma anatómica de lágrima para asegurar una adaptación y sellado adecuados a los contornos faciales de los pacientes adultos.

Las mascarillas de silicona tienen un cuerpo flexible, suave y transparente.

El diseño del cuerpo de la mascarilla proporciona un cómodo agarre. La forma y el material permiten un manejo seguro por parte de médicos y enfermeras. Las mascarillas de silicona son reutilizables.



A	1 Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 00, bebé prematuro	MP02900
	2 Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 0, neonato pequeño	MP01910
	3 Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 1, neonato grande	MP01911
	4 Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 2, niño pequeño	MP01912
	5 Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 3, niño grande	MP01913
	6 Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 4, adulto pequeño	MP01914
	7 Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 5, adulto grande	MP01915
B	1 Anillo de enganche para mascarillas de silicona, reutilizable, D.E. 15 mm, tamaño 00-1, 10 uds.	MP01916
	2 Anillo de enganche para mascarillas de silicona, reutilizable, D.I. 22 mm, tamaño 2-5, 10 uds.	MP01917



Existen accesorios adicionales para mascarillas, por ejemplo anillos de enganche reutilizables, así como arneses reutilizables para fijación (accesorios para mascarillas de anestesia).

MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA MASCARILLAS DE ANESTESIA

Hay dos arneses diferentes en diseños de diversos tamaños que ofrecen a los pacientes y médicos una fijación suave, elástica y ligera de mascarillas de anestesia/ventilación desechables o reutilizables.

A	① Arnés de cabeza, desechable, tejido suave, pequeño	MP01559
	② Arnés de cabeza, desechable, tejido suave, grande	MP01560
B	① Arnés de cabeza, desechable, goma blanda, pequeño	MP01561
	② Arnés de cabeza, desechable, goma blanda, grande	MP01562
C	Bomba bidireccional para regulación del aire	MP01590



CÁNULA NASAL PARA TERAPIA DE FLUJO ALTO Y ACCESORIOS



5.3 CÁNULA NASAL PARA TERAPIA DE FLUJO ALTO Y ACCESORIOS

La **terapia de flujo alto** permite proporcionar a los pacientes aire caliente humidificado con una concentración de oxígeno enriquecida con caudales de hasta 60 l/min a través de las cánulas nasales.

La comodidad del paciente es una de las ventajas de la terapia de flujo alto en comparación con otras formas de tratamiento para los pacientes con dificultades respiratorias, y en muchos casos puede evitar que se tenga que recurrir a métodos de soporte respiratorio menos cómodos o incluso invasivos.

La cánula nasal HI-Flow Star y el circuito respiratorio inspiratorio ofrecen funciones diseñadas para mejorar la seguridad y la comodidad del paciente. Entre ellas se incluyen clips integrados para proporcionar un alivio eficaz de la tensión del circuito respiratorio y un tubo flexible y transpirable que minimiza la condensación interna en la cánula nasal de alto flujo, así como materiales blandos para las gafas nasales y el arnés.

Gracias a su diseño simétrico, la cánula nasal se puede conectar tanto desde el lado izquierdo de la cama como desde el derecho, lo que supone un ahorro de tiempo y esfuerzo para los cuidadores. Los productos HI-Flow Star son desechables. Se necesitan oxígeno y aire comprimido, que son suministrados por un mezclador de O₂ como el Oxymixer de Dräger, así como una fuente de humidificación para el sistema de mangueras.



A	❶ Cánula nasal HI-Flow Star, desechable, adulto tamaño S, rango de flujo < 60 l/min, 25 uds.	MP05511
A	❷ Cánula nasal HI-Flow Star, desechable, adulto tamaño M, rango de flujo < 60 l/min, 25 uds.	MP05512
A	❸ Cánula nasal HI-Flow Star, desechable, adulto tamaño L, rango de flujo < 60 l/min, 25 uds.	MP05513

CÁNULA NASAL PARA TERAPIA DE FLUJO ALTO Y ACCESORIOS

- | | |
|--|-----------------------|
| <p>A Sistema HI-Flow Star, circuito respiratorio inspiratorio calefactado, formado por: tubo inspiratorio calefactado, cámara humidificadora, tubuladura cuando se usa con ventilador, tubo de O₂ cuando se usa con mezclador de oxígeno, clip de cama, desechable, 25 uds.</p> | <p>MP05601</p> |
| <p>B Kit HI-Flow Star para Aquapor A, circuito respiratorio inspiratorio calefactado para el humidificador H300, tubo inspiratorio calefactado, cámara humidificadora, tubo respiratorio cuando se usa con ventilador, tubo de O₂ cuando se usa con un mezclador de O₂, clip pinza de sujeción a la cama, desechable, 10 uds.</p> | <p>MP17090</p> |
| <p>C Kit de válvula HI-Flow Star con válvula de sobrepresión y conector 22 mm, desechable, 15 uds.</p> | <p>MP05507</p> |
| <p>D Conector O2Star™, 22mm ID/22mm ID, desechable, 5 uds.</p> | <p>MP01942</p> |



OXYMIXER*

6. OXYMIXER

El Oxymixer permite ajustar de forma continua y personalizada la mezcla de aire y oxígeno de grado médico que se administra a bebés, niños y adultos. La concentración de O₂ se ajusta fácilmente para alcanzar un flujo alto con precisión gracias al purgado, aun cuando se manejen velocidades de flujo inferiores a 3 l/min.

Configuración del Oxymixer

Posibilidad de elegir mezclador de flujo bajo o alto con: 1 o 2 caudalímetros, entrada de gas NIST o DISS, monitor, interruptor de encendido y apagado de purga, boquilla y atenuador de sonido. Incluye fijación para riel.


MP04200
A

D-17766-2016


B

D-7578-2022


C

D-32262-2020


D

D-32264-2020



A Oxymixer de alto flujo

Incluye: Pinza de riel, caudalímetro 0 – 32 l/min derecho, caudalímetro 0 – 85 l/min izquierdo. Entrada de gas NIST.


MP04201

B Oxymixer de flujo alto con monitor

Incluye: Pinza de riel, caudalímetro 0 – 32 l/min derecho, caudalímetro 0 – 85 l/min izquierdo, monitor, sensor de oxígeno, cable de sensor de oxígeno, receptáculo para sensor. Entrada de gas NIST.


MP04202

C Carro multiusos básico* equipado

Incluye base con 5 ruedas, barra de 38 mm de diámetro, 3 abrazaderas para riel, cesta.

MP13020

D Carro multiusos básico*

Incluye base con 5 ruedas y barra de 38 mm de diámetro para accesorios.

MP13021

Disponibles varias mangueras para conectar el Oxymixer con el suministro central.

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".

*Productos comerciales



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

OXYMIXER*

A	<u>Amortiguador de sonido para Oxymixer 9/16"</u>	<u>MP04218</u>
B	<u>Amortiguador de sonido para Oxymixer 22 y 15 mm</u>	<u>MP04219</u>
C	<u>Adaptador de 9/16" a 15/22 mm</u>	<u>MP05305</u>
D	<u>Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas respiratorias desechables, conexión 9/16"</u>	<u>MP00416</u>
E	<u>Sensor de oxígeno para Oxymixer (repuesto)</u>	<u>MP04221</u>

*Productos comerciales



ACCESORIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS

7. ACCESORIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS

VÁLVULAS ESPIRATORIAS PARA EVITA 2 DURA, 4 EDITION, XL

A	Válvula espiratoria para Evita 2 dura, 4 Edition, XL, desechable, 10 uds.	8414776
B	Válvula espiratoria para Evita 2 dura, 4 Edition, XL, con trampa de agua, desechable, 10 uds.	MP02600
	Válvula espiratoria para Evita, reutilizable	8410580
	Membrana Evita 2 dura, Evita 4, Evita XL, para válvula espiratoria	8412015
C	Trampa de agua para Evita 2 dura, Evita 4, Evita XL, reutilizable	8413125

VÁLVULAS ESPIRATORIAS PARA BABYLOG

	Válvula espiratoria para familia Babylog VN, reutilizable (sin RFID)	8415296
D	Infinity ID válvula espiratoria para Babylog VN 500, reutilizable (RFID)	8415270
	Válvula espiratoria para Babylog 8000 plus	8408950



ACCESORIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS

VÁLVULAS ESPIRATORIAS DESECHABLES PARA CARINA

A	Válvula espiratoria para Carina, desechable, 25 uds.	MP00220
B	Válvula de fugas para Carina SyncVent, desechable, 5 uds.	MP00224

VÁLVULAS ESPIRATORIAS DESECHABLES PARA SAVINA Y LA FAMILIA V

C	Infinity ID, válvula espiratoria, desechable, 10 uds.	MP01060/ MP20108
D	Válvula espiratoria, desechable, 10 uds.	MP01061/ MP20109

VÁLVULAS ESPIRATORIAS REUTILIZABLES PARA SAVINA 300 Y LA FAMILIA V

E	Válvula espiratoria para Evita Infinity V500, reutilizable	8416750
F	Válvula espiratoria, reutilizable	8417050

VÁLVULAS ESPIRATORIAS REUTILIZABLES PARA SAVINA

Válvula espiratoria para Savina, reutilizable	8413660
--	----------------



ACCESORIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS

A Filtro espiratorio, desechable, 20 uds. **MP01781**

ACCESORIOS PARA MX 300-I

B Sensor de O₂ para MX 300 y MX 300-i, reutilizable* **MP01442**

*Productos comerciales



PACK2GO/SET2GO

8. PACK2GO

Le ofrecemos soluciones a medida que le liberan de tareas rutinarias, ya que optimizan y facilitan sus procesos y flujos de trabajo hospitalarios, lo que reduce el estrés del personal y los costes innecesarios. Esto se traduce en que tendrá más tiempo para ocuparse del bienestar y la recuperación de sus pacientes. Soluciones de embalaje Pack2Go que incluyen todos los accesorios relevantes para sus dispositivos de ventilación y anestesia Dräger.

A	Paquete de ventilación invasiva Pack2Go Evita* con circuito respiratorio VentStar, básico, + cubeta, 10 uds.	MP20370
B	Paquete de ventilación invasiva Pack2Go Evita* con circuito respiratorio VentStar, básico, 1,8 m, 10 uds.	MP20371
C	Paquete de ventilación invasiva Pack2Go Evita* con circuito respiratorio VentStar, coaxial, + cubeta, 10 uds.	MP20377
D	Paquete de ventilación invasiva Pack2Go Evita* con circuito respiratorio VentStar, coaxial, 1,8 m, 10 uds.	MP20378

*Para Evita 2 dura, 4 Edition, XL.



PACK2GO/SET2GO

- | | | |
|----------|---|----------------|
| A | Paquete de ventilación NIV Pack2Go Carina
con mascarilla oronasal ClassicStar SE, talla S, 10 uds. | MP20372 |
| B | Paquete de ventilación NIV Pack2Go Carina
con mascarilla oronasal ClassicStar SE, talla M, 10 uds. | MP20373 |
| C | Paquete de ventilación NIV Pack2Go Carina
con mascarilla oronasal ClassicStar SE, talla L, 10 uds. | MP20374 |
| D | Paquete de ventilación invasiva Pack2Go*
con circuito respiratorio VentStar, coaxial, 1,8 m, 10 uds. | MP20375 |
| E | Paquete de ventilación invasiva Pack2Go*
con circuito respiratorio VentStar, básico, 1,8 m, 10 uds. | MP20376 |
| F | Paquete de anestesia Pack2Go, A,
con kit de anestesia + trampa de agua, 10 uds. | MP20379 |

*Para las familias Savina 300 y Evita V.



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

PACK2GO/SET2GO

SET2GO

- A** Con las soluciones Set2Go de Dräger le ofrecemos paquetes totalmente personalizados y compuestos de una selección individual de accesorios para uso en un solo paciente. Set2Go de Dräger le facilita en gran medida el pedido y uso de consumibles y accesorios. Solo necesita un número de artículo para obtener todos los productos en un único paquete y cumplir su tarea específica.

Póngase en contacto con un representante local de ventas de Dräger para crear su solución de accesorios personalizada.

A

D-5926-2018



NEBULIZADOR AEROGEN

9. NEBULIZADOR AEROGEN

Aerogen funciona con una microbomba electrónica. Aerogen es ideal para las necesidades de la terapia de nebulización para ventilación mecánica y se adapta a pacientes de todas las edades, desde neonatos hasta adultos. Funciona sin modificar los parámetros del respirador del paciente, sin calentar o degradar la medicación, y se puede rellenar sin interrumpir la ventilación.

A Configuración para el nebulizador de medicamentos Aerogen Solo



MP01010



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

NEBULIZADOR AEROGEN

AEROGEN SOLO*


A	Cabezal para nebulizador Aerogen S, 5 uds.	MP01078
B	Cabezal para nebulizador Aerogen S, 10 uds.	MP01079
	Aerogen S, Adaptador en T, A, 10 uds.	MP01085
	Aerogen S, Adaptador en T, P, 10 uds.	MP01086
	Aerogen S, Pieza en T, F&P, N, caja de 10	MP01077
	Aerogen S, Pieza en T, N, 10 uds.	MP01691
	Aerogen S, Pieza en T con tapón, 10 uds.	MP13069
*Productos comerciales		
	Pieza en T para nebulización, N, 10 uds.	MP02689




ACCESORIOS PARA PULMOVISTA 500

10. ACCESORIOS PARA PULMOVISTA 500

	Cable de paciente para pediátricos, para cinturón de electrodos, tamaños XS-4XS	8422770
A	Cable de paciente, tamaño S	8420029
A	Cable de paciente, tamaño M	8420047
A	Cable de paciente, tamaño L	8420035
A	Cable de paciente, tamaño XL	8420271
A	Cable de paciente, tamaño XXL	8420273
	Cinturón de electrodos, tamaño 4XS	8422583
	Cinturón de electrodos, tamaño 3XS	8422582
	Cinturón de electrodos, tamaño 2XS	8422581
	Cinturón de electrodos, tamaño XS	8422580
A	Cinturón de electrodos, tamaño S	8420059
A	Cinturón de electrodos, tamaño M	8420058
A	Cinturón de electrodos, tamaño L	8420057
A	Cinturón de electrodos, tamaño XL	8420056
A	Cinturón de electrodos, tamaño XXL	8420055
	Cable MEDIBUS DW vents	8306488
	Cable MEDIBUS para series V y A	8416326
B	PressurePod	8424050







Cal sodada

Cada respiración del paciente en el quirófano es de vital importancia para su seguridad. Es fundamental proteger tanto al paciente como al médico durante este momento crítico. Le apoyamos con accesorios de diseño inteligente que le permiten centrarse en sus pacientes sin tener que preocuparse por la seguridad de estos o por la suya propia.

Con nuestro absorbedor desechable Drägersorb CLIC puede proteger a sus pacientes de respirar dióxido de carbono exhalado gracias a la absorción de cal sodada, que filtra y absorbe el dióxido de carbono exhalado por el paciente. Además, puede cambiar los absorbedores desechables durante una operación rápidamente y con un solo clic. Esto le permite evitar el contacto directo con el polvo, reducir el riesgo de infecciones y le deja más tiempo para atender a sus pacientes. Por eso nuestra cal sodada juega **un papel esencial en la protección de sus pacientes y personal.**

CAL SODADA

Cal sodada	103
Absorbedor con Sistema CLIC	104

CAL SODADA Y ACCESORIOS RELACIONADOS

CAL SODADA

A	Cal sodada Drägersorb 800+, para absorción de CO₂, garrafa, 5 l, 2 uds.	MX00001
B	Cal sodada Drägersorb Free, para absorción de CO₂, garrafa, 5 l, 2 uds.	MX50050
C	Abridor para garrafas MX00001 y MX50050, 5 uds.	MX10209

A

D-27619-2017



B

D-27620-2017



C

D-98710-2013



CAL SODADA Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ABSORBEDOR DE CO₂ CON SISTEMA CLIC

A	CLIC Absorber 800+, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX00004
B	CLIC Absorber Free, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX50100
	Infinity ID CLIC Absorber 800+, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX50004
	Infinity ID CLIC Absorber Free, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX50120

A

D-11882-2019

**B**

D-11890-2019




CAL SODADA Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Adaptador de cartucho CLIC para estaciones de anestesia Dräger	MX50090
B	Disco de limpieza para adaptador CLIC	MX50081
C	Filtro de polvo Perseus, 5 uds.	MX50115







Sensores

Los datos de los pacientes son valiosos tanto para diagnosticar como para administrar las terapias correctas en su trayectoria hacia la recuperación. Por eso, a la hora de diagnosticar y monitorizar es fundamental que los datos recogidos sean fiables y de calidad. Deben proporcionarle valores de volumen, flujo y presión precisos para que pueda evaluar el estado pulmonar de su paciente y reducir la neumonía asociada a la ventilación (NAV).

Por eso probamos exhaustivamente la calidad de nuestros sensores y su compatibilidad con nuestros dispositivos para ayudarle a monitorizar de modo fiable las constantes vitales de todos sus pacientes. Cuanto mejores sean las herramientas diagnósticas, mejores serán también las soluciones terapéuticas que se apliquen, y eso, en última instancia, hace que nuestros sensores sean **una parte esencial de la mejora de los resultados de sus pacientes.**

SENSORES

Sensores de flujo de Dräger	109
Sensores de oxígeno de Dräger	111
Sensor de oxígeno para MX 300-i	111

SENSORES

SENSORES DE FLUJO DE DRÄGER

Anemometría de hilo caliente: Medición de flujo inteligente y precisa

Spirolog, SpiroLife, el sensor de flujo Infinity ID y el sensor de flujo neonatal ISO15 se basan en técnicas probadas de anemometría de hilo caliente. Hemos adquirido experiencia y conocimientos en este campo a lo largo de décadas de desarrollo y fabricación. Debido a la extrema rapidez y precisión de los resultados, así como a la resistencia en la inspiración y espiración extremadamente baja, la anemometría de hilo caliente es claramente superior a otros métodos. El sensor de flujo neonatal ISO15 ofrece una solución personalizada con la única excepción de las necesidades específicas de los neonatos en cuidados intensivos. El sensor de flujo neonatal esterilizable ISO15 y SpiroLife combinan las ventajas de la tecnología de hilo caliente con la capacidad de poder ser esterilizados. Gracias a ello, se integran sin problemas en los procesos de esterilización de su hospital.

A	Sensor de flujo Spirolog, PC/ABS, 5 uds.	8403735
B	Sensor de flujo SpiroLife, PPSU, esterilizable	MK01900
C	Sensor de flujo Infinity ID, PC/ABS, 5 uds.	6871980
D	Sensor de flujo neonatal ISO 15, PSU, esterilizable	8411130
E	Cartucho para sensor de flujo neonatal, PSU, esterilizable, 5 uds.	8410179

Medición de presión diferencial: Tecnología probada para emergencias


El sensor de flujo reutilizable y esterilizable para la sala de urgencias está basado en el principio probado de la medición de la presión diferencial. Gracias a su robustez, es la solución ideal para los requisitos especiales del servicio de urgencias. El sensor de flujo de presión diferencial se utiliza con todos los dispositivos Dräger Oxylog y se ha optimizado para su uso con Oxylog VE300 y Oxylog 3000 plus. Independientemente del sensor de flujo Dräger que elija, con nuestra amplia familia de sensores de flujo puede tener la seguridad de haber elegido correctamente.

F	Sensor de flujo de presión diferencial, PSU, esterilizable	8412034
----------	---	----------------



SENSORES

- | | | |
|----------|--|----------------|
| A | Cable de sensor de flujo neonatal para ventiladores médicos de la serie V con opción Neo y serie VN | 8416600 |
| B | Cable de sensor de flujo neonatal para Babylog 8000 y antiguos ventiladores Evita con opción Neo | 8409626 |



SENSORES

SENSORES DE OXÍGENO DE DRÄGER

Oxígeno para la vida

Los sensores de oxígeno tienen la importante tarea de medir y monitorizar la concentración de O_2 inspirado y espirado en los equipos respiratorios y de anestesia. Los sensores de oxígeno de Dräger satisfacen los requisitos nacionales e internacionales más elevados. Además, se han sometido a exhaustivas pruebas y se han perfeccionado para conseguir un funcionamiento funcional con dispositivos y sistemas Dräger.

Los años de experiencia de Dräger en el campo de los sensores y su gran calidad han convencido incluso a la NASA.

Los sensores de O_2 de Dräger son transductores electroquímicos que se utilizan para medir la presión parcial de O_2 . Funcionan según el principio de la pila galvánica.

Algunos de los ejemplos en los que se utilizan sensores son familias Fabius, Evita y Primus. Para tener en cuenta el alto valor de la medición del oxígeno, solo recomendamos utilizar sensores O_2 de Dräger.


A	Cápsula de sensor de O_2, para medición en corriente principal	6850645
B	Sensor de O_2 OxyTrace VE, para ventilador Savina	MX01049
C	Sensor de O_2 OxyTrace INCU, para termorregulador Caleo	MX01050
D	Sensor de O_2 Oxycell TN, para Babyleo TN500	6873065
E	Sensor de O_2 Oxycell A, para Atlan	6872666


SENSOR DE OXÍGENO PARA MX 300-I

F	Sensor de O_2 para MX 300 y MX 300-i, reutilizable*	MP01442
----------	---	----------------

*Productos comerciales







Accesorios de monitorización

Para prestar una asistencia de calidad, necesita poder acceder rápidamente a los datos del paciente y tener toda la información relevante de un vistazo para evaluar de forma fiable el estado de su paciente. Le ofrecemos una amplia gama de accesorios de monitorización, todos de una sola fuente. Esto le permitirá obtener toda la información relevante y atender con precisión las necesidades del paciente.

Asimismo, para ayudarle a romper la cadena de infecciones y ofrecerle precisión y fiabilidad, le proporcionamos soluciones higiénicas de uso en un solo paciente, como, por ejemplo:

- Cables para ECG
- Manguitos de presión arterial no invasiva (NIBP)
- Sondas de temperatura

Para ayudarle a ofrecer un enfoque centrado en el paciente, hemos prestado especial atención al diseño de nuestros accesorios. Para ello, utilizamos materiales de calidad que fomentan la comodidad y la satisfacción del paciente, ya que sabemos que son **un componente esencial para mantener su seguridad.**

ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN**1. Monitorización Infinity:****series Gamma, Delta, Kappa y Vista****115**

1.1 Pod MultiMed	115
1.2 Electrocardiografía (ECG)	117
1.3 Pulsioximetría (SpO ₂)	125
1.4 Temperatura	143
1.5 Presión arterial no invasiva (PANI)	146
1.6 CNAP, presión arterial no invasiva continua	150
1.7 Presión arterial invasiva (PAI) y gasto cardíaco (CO)	152
1.8 Infinity PiCCO	163
1.9 Índice biespectral (BIS)	166
1.10 Electroencefalografía (EEG)	167
1.11 Transmisión neuromuscular (NMT)	168
1.12 Capnografía etCO ₂	169
1.13 Scio	174
1.14 Papel para grabadora	174

2. Infinity Acute Care System**176**

2.1 Electrocardiografía (ECG)	176
2.2 Pulsioximetría (SpO ₂)	181
2.3 Temperatura	193
2.4 Presión arterial no invasiva (PANI)	196
2.5 Presión arterial invasiva (PAI) y gasto cardíaco (CO)	200
2.6 etCO ₂	205
2.7 Monitor de transmisión neuromuscular ToFscan	208

3. Infinity M300**210**

3.1 Electrocardiografía (ECG)	210
3.2 Pulsioximetría (SpO ₂)	213
3.3 Bolsa	219
3.4 Condensación	219

4. Adaptador Multi Vendor**220**

4.1 Adaptador ECG	220
4.2 Adaptador ECG Telemetría	222
4.3 Adaptador TEMP	222

5. Vista 120/Vista 300**224**

5.1 Electrocardiografía (ECG)	224
5.2 Pulsioximetría (SpO ₂)	231
5.3 Presión arterial no invasiva (PANI)	235
5.4 Temperatura	237
5.5 Presión arterial invasiva (PAI) y gasto cardíaco (CO)	240
5.6 CO ₂ Sidestream	242
5.7 Capnografía etCO ₂	243
5.8 CO ₂ Mainstream	245

6. Vista 120 SC**248**

6.1 Pulsioximetría (SpO ₂)	248
6.2 Presión arterial no invasiva (PANI)	260
6.3 Temperatura	263
6.4 Capnografía etCO ₂	265

POD MULTIMED

1. MONITORIZACIÓN INFINITY:
SERIES GAMMA, DELTA, KAPPA Y VISTA
1.1 POD MULTIMED

A	Cable multiparámetro MultiMed 5 Pod, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 1,5 m	5950196
	Cable multiparámetro MultiMed 5 Pod, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 2,5 m	3368391
B	Cable multiparámetro MultiMed 6 Pod, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 2,5 m	5191221
C	Cable multiparámetro MultiMed plus, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 2,5 m	MS20093
D	Cable multiparámetro MultiMed plus OR, para ECG, SpO ₂ y temp., 2,5 m	MS20094
E	Cable multiparámetro NeoMed Pod, para ECG, resp., SpO ₂ , temp. y FiO ₂ , 2,5 m	5590539

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA XXL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL

A



MT-0858-2008

B



MT-0855-2008

C



MT-5480-2005

D



MT-5479-2005

E





D-2351-2011

POD MULTIMED

A	Soporte para Pod MultiMed 12	5202747
B	Cable de conexión de pod, 30 cm	7257988
	Cable de conexión de pod, 3 m	3368425
	Cable de conexión de pod, 5 m	5195198
C	Soporte para MultiMed 5/6, MultiMed Plus/OR y NeoMed Pods, girable 360°	MP00721
D	Soporte para MultiMed 5/6, MultiMed Plus/OR y NeoMed Pods	5598128
E	Soporte para barra universal	7485621

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

1.2 ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

MONOLEAD CON CONECTOR DE PIN DUAL (PRIMERA GENERACIÓN)

Los conectores de pin dual ECG se pueden conectar directamente a MultiMed 5, 6 y MultiMed 12.

A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de pin dual MonoLead 3, IEC1 (código de colores europeo), 2 m	MS16160
---	---	---------

	Cable ECG, 3 derivaciones, conector pin dual MonoLead 3, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 2 m	MS16233
--	---	---------

B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pin dual MonoLead 5, IEC1 (código de colores europeo), 2,5 m	MS16161
---	---	---------

	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pin dual MonoLead 5, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 2,5 m	MS16229
--	--	---------


DERIVACIONES PRECORDIALES PARA UTILIZACIÓN CON MULTIMED 12 (PRIMERA GENERACIÓN)

Los conectores de pin dual ECG se pueden conectar directamente a MultiMed 12.

C	Cable ECG para derivaciones C MonoLead 5, IEC1 (código de colores europeo), 1,5 m	MS16232
---	---	---------

	Cable ECG para derivaciones V MonoLead 5, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1,5 m	MS16230
--	--	---------

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA XXL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)






CONECTOR DE PIN SENCILLO MONOLEAD (SEGUNDA GENERACIÓN)

Los conectores de pin sencillo para ECG se pueden conectar directamente a MultiMed plus/MultiMed plus OR así como al Infinity M300 e Infinity M540.

Nota: No se puede utilizar con telemetría Infinity TruST™.

A	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, EUR, 2 m	MP05120								
B	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, AHA/EE.UU., 2 m	MP05121								
C	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, EUR, 2,5 m	MP05122								
D	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, AHA/EE.UU., 2,5 m	MP05123								
E	MonoLead para ECG, 6 derivaciones, EUR, 3 m	MP05124								
F	MonoLead para ECG, 6 derivaciones, AHA/EE.UU., 3 m	MP05125								

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL









ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

CONECTOR DE PIN SENCILLO MONOLEAD LARGO (SEGUNDA GENERACIÓN)

A	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, EUR, 4,1 m	MP05130							
B	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, AHA/EE.UU., 4,1 m	MP05131							
C	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, EUR, 5,3 m	MP05132							
D	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, AHA/EE.UU., 5,3 m	MP05133							
E	MonoLead para ECG, 6 derivaciones, EUR, 5,7 m	MP05134							
F	MonoLead para ECG, 6 derivaciones, AHA/EE.UU., 5,7 m	MP05135							

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA XXL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

CABLES ECG PARA UN SOLO PACIENTE CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

Los conectores de pin sencillo ECG se pueden conectar directamente a MultiMed plus/ MultiMed plus OR, así como a Infinity M300 e Infinity M540.

- A** Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m, 20 uds.

MP00875

Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m, 20 uds.

MP00877

- B** Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds.

MP00879

Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m, 20 uds.

MP00881

- C** Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds.

MP03122

Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m, 20 uds.

MP03123

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL

A

D-25816-2020



B

D-25813-2020



C

D-25815-2020






ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

CABLES ECG REUTILIZABLES
CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

Los conectores de pin sencillo ECG se pueden conectar directamente a MultiMed plus/ MultiMed plus OR, así como a Infinity M300 e Infinity M540.

A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03401							
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP03402							
B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03403							
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03404							
C	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03405							
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03406							

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA XXL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

CABLES ECG REUTILIZABLES CON CONECTOR DE PIN DUAL

Los conectores de pin dual ECG se pueden conectar directamente a MultiMed 5, 6 y MultiMed 12.

A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de pines dual, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03411								
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de pines dual, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP03412								
B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pines dual, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03413								
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pines dual, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03414								
C	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de pines dual, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03415								
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de pines dual, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03416								

DERIVACIONES PRECORDIALES PARA UTILIZACIÓN CON MULTIMED 12

Los conectores de pin dual ECG se pueden conectar directamente a MultiMed 12.

D	Cable ECG para derivaciones C, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03417								
	Cable ECG para derivaciones V, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP03418								

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

ELECTRODOS


Electrodos de ECG*, para un solo paciente, neonato, 300 uds.	5195024
Electrodos de ECG*, infantil, desechable, 500 uds.	3715689
Electrodos de ECG*, adulto, desechable, 400 uds.	3715690

ECG NEONATAL

A Adaptador de electrodos, para conectar electrodos neo. a pod MultiMed, 10 uds.	5194779
B Cable ECG intermedio, 3 derivaciones, para NeoMed Pod, 1,5 m	5592162

*Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

ACCESORIOS ECG

A Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed 5 MS14679

Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed 6 MS14680

B Cable de extensión ECG, 6 derivaciones, 2 m

MP05115

C Cable de extensión ECG, conector de pin dual, 2 m

MS16492

D Bloque ECG ESU, para uso en OR de cables ECG de 3 ó 5 derivaciones con MultiMed 5

5947226

E Bloque ECG ESU, para uso en OR de cables ECG de 3, 5 ó 6 derivaciones con MultiMed 6

7486140

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL


A

MT-2716-2004



B

D-38311-2021




C

MT-350-2008



D

D-9016-2009



E

D-9039-2009



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

1.3 PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

DRÄGER

CABLES DRÄGER/NELLCOR

Cables SpO₂ intermedios para conexión a pods MultiMed 5, 6, 12 y NeoMed.

A Cable de extensión SpO₂ Dräger/Nellcor, para pods MultiMed 5/6 y NeoMed, 1 m **3368433**


Cable de extensión SpO₂ Dräger/Nellcor, para pods MultiMed 5/6 y NeoMed, 2 m **3375834**

Cables SpO₂ intermedios para conexión a MultiMed plus/plus OR e Infinity M300.

B Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 1,2 m **MS18683**

C Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 3 m **MS17330**

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XL
VISTA
VISTA XL



PULSIOXIMETRÍA (SpO₂)

SENSOR REUTILIZABLE DE DRÄGER

A Sensor de dedo SpO₂ Dräger, reutilizable

MS13235

SENSORES DESECHABLES DE DRÄGER

B Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, vinilo, desechable, adulto, 24 uds.

MS16449

C Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, espuma, desechable, adulto, 24 uds.

MS16445

D Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, vinilo, desechable, niño, 24 uds.

MS16448

E Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, espuma, desechable, niño, 24 uds.

MS16444

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL

A

MT-3057-2003



B

MT-8243-2005



C

MT-8242-2005



D

MT-8245-2005



E

MT-8237-2005



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

A	Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, tela, desechable, bebé, 24 uds.	MS16447	
B	Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, tela, desechable, neonato, 24 uds.	MS16446	

A

MT-8240-2005



The image shows a white cable with a white connector. The connector has two gold-plated pins and a green LED indicator. A red braided shield is attached to the cable, featuring a black sun-like logo and the text "MT-8240-2005".

B

MT-8238-2005



The image shows a white cable with a white connector. The connector has two gold-plated pins and a green LED indicator. A red braided shield is attached to the cable, featuring a black sun-like logo and the text "MT-8238-2005".

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

PULSIOXIMETRÍA (SpO₂)

CABLES DRÄGER/NELLCOR

Cables SpO₂ intermedios para conexión a pods MultiMed 5, 6, 12 y NeoMed.

A	Cable de extensión SpO₂ Dräger/Nellcor, para pods MultiMed 5/6 y NeoMed, 1 m*	3368433								
	Cable de extensión SpO₂ Dräger/Nellcor, para pods MultiMed 5/6 y NeoMed, 2 m*	3375834								
	Cables SpO₂ intermedios para conexión a MultiMed plus/plus OR.									
B	Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 1,2 m*	MS18683								
C	Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 3 m*	MS17330								

MASIMO

CABLES MASIMO LNCS**

Cables SpO₂ intermedios para conexión a Infinity M300 y pod Masimo SET.

D	Cable SpO₂ intermedio Masimo LNCS, 3 m	MS17522								
D	Cable SpO₂ intermedio Masimo LNCS, 1,2 m	MS24303								

CABLES MASIMO RD SET**


Conecta los sensores aprobados para Masimo SET al Masimo SET Pod o al Infinity M300.
Este cable no se puede utilizar con MultiMed.

E	Cable intermedio SpO₂ Masimo RD SET, 3 m	MS34437								
E	Cable intermedio SpO₂ Masimo RD SET, 1,2 m	MS34436								

*Nota: Requiere ajuste de software de sensor Nellcor.

**Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO LNCS*

A	Sensor de dedo SpO₂ Masimo LNCS DCI, reutilizable, adulto	MP00796	
B	Sensor de dedo SpO₂ Masimo LNCS DCIP, reutilizable, niño	MP00795	
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-TC-I para oreja, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00788	
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-YI multisitio, reutilizable, neonatal/pediátrico/adulto	MP00789	
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-TF-I, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00799	
C	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-DBI, reutilizable, adulto	MP02993	

*Productos comerciales



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSORES DESECHABLES MASIMO LNCS*

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Amtx, desechable, adulto, 20 uds.	MP00790	■	■	■	■	■	■	■
B	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Inf, desechable, bebé, 20 uds.	MP00791	■	■	■	■	■	■	■
C	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Neo, desechable, neonato, 20 uds.	MP00792	■	■	■	■	■	■	■
D	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Pmtx, desechable, niño, 20 uds.	MP00793	■	■	■	■	■	■	■
E	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds.	MP00794	■	■	■	■	■	■	■

*Productos comerciales



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)


SENSORES MASIMO LNCS TRAUMA*

Los sensores Masimo LNCS Trauma solo pueden usarse con tecnología Masimo SET.

A	Sensor Masimo LNCS Trauma, adulto, 20 uds.	MP03191
B	Sensor Masimo LNCS Trauma, infant./ped., 20 uds.	MP03193
C	Sensor Masimo LNCS Trauma, neonatal, 20 uds.	MP03192

*Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA XXL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

CABLES ADAPTADORES MASIMO RD SET*

A Cable adaptador RD SET a LNOP, para conectar los sensores RD SET a Infinity M300 y Masimo SET Pod con los cables intermedios LNOP MS18680 y MS17041*, así como a MultiMed 5/6/12, NeoMed Pods y MultiMed Plus/Plus OR con los cables intermedios correspondientes MS13926*/7492601 o MS20163**

MS33731

B Cable adaptador RD SET a LNCS, para conectar los sensores RD SET a Infinity M300 y Masimo SET Pod con los cables intermedios LNCS MS24303 o MS17522

MS33732

B Cable adaptador RD SET a MultiMed, para conectar los sensores RD SET a MultiMed 5/6/12, NeoMed Pods y a MultiMed Plus/Plus OR con los cables intermedios correspondientes 3368433/3375834 o MS18683/MS17330

MS33733

*Productos comerciales

**Estos productos ya no están disponibles.

El adaptador se utiliza para la conexión entre los sensores y la base instalada.

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL

A

D-271-2017



B

D-257-2017



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO RD SET*

A	Sensor Masimo RD SET DCI, adulto, reutilizable	MS33740				
B	Sensor Masimo RD SET DC-IP, pediátrico, reutilizable	MS33741				
C	Sensor Masimo RD SET TC-I para oreja, pediátrico/adulto, reutilizable	MS40067				
D	Sensor Masimo RD SET YI multisitio, neonato/pediátrico/adulto, reutilizable	MS40070				
E	Sensor Masimo RD SET TF-I, pediátrico/adulto, reutilizable	MS40073				
F	Sensor Masimo RD SET DB-I, adulto, reutilizable	3718728				

*Productos comerciales



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.


PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSORES DESECHABLES MASIMO RD SET*

A	Sensor Masimo RD SET, adulto, desechable	MS33726
B	Sensor Masimo RD SET, pediátrico, desechable	MS33727
C	Sensor Masimo RD SET, infantil, desechable	MS33728
D	Sensor Masimo RD SET, neonatal, desechable	MS33729
E	Sensor Masimo RD SET, neonatal prematuro, desechable	MS33730

*Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL





PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSORES MASIMO RD SET TRAUMA DESECHABLES*

Para utilizar únicamente con la tecnología Masimo SET.

A	Sensor Masimo RD SET Trauma, adulto, desechable	MS40088	■	■	■	■
B	Sensor Masimo RD SET Trauma, infant./ped., desechable	MS40091	■	■	■	■
C	Sensor Masimo RD SET Trauma, neonatos, desechable	MS40094	■	■	■	■

*Productos comerciales



PULSIOXIMETRÍA (SpO₂)

ACCESORIOS MASIMO*


A	Banda adhesiva SpO₂ Masimo Multisite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496917
B	Banda adhesiva SpO₂ Masimo Petite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496909
C	Cuadrado adhesivo SpO₂ Masimo, 12 uds.	7496875
D	Banda de espuma SpO₂ Masimo Foam-Wrap, neo., sensor SpO₂ LNOP YI, 12 uds.	7496891

*Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL

A

MT-4305-2004



B

D-445-2014




C

D-2358-2011



D

MT-4304-2004



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

A Cinta para la cabeza* LNCS TF-I, 5 uds. MP03197

B Pad adhesivo* LNCS TF-I, 20 uds. MP03198

*Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL

A



D-446-2014

B



D-447-2014

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

NELLCOR

CABLES DRÄGER/NELLCOR

Cables SpO₂ intermedios para conexión a pods MultiMed 5, 6, 12 y NeoMed.

A	Cable de extensión SpO ₂ Dräger/Nellcor, para pods MultiMed 5/6 y NeoMed, 1 m	3368433
	Cable de extensión SpO ₂ Dräger/Nellcor, para pods MultiMed 5/6 y NeoMed, 2 m	3375834
Cables SpO ₂ intermedios para conexión a MultiMed plus/plus OR, Infinity M300 y Nellcor Oximax.		
B	Cable SpO ₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683
C	Cable SpO ₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 3 m	MS17330

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL




PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSORES REUTILIZABLES NELLCOR*

[illegible]

*Productos comerciales




PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSORES DESECHABLES NELLCOR*

A	Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-A, desechable, adulto, cable 46 cm, 24 uds.	MX50065
B	Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-AL, desechable, adulto, cable 91 cm, 24 uds.	MX50071
C	Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-I, desechable, niño, 24 uds.	MX50067
D	Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor OxiSoft OxySoftN, desechable, neonato/adulto, 24 uds.	3730678
E	Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-P, desechable, niño, 24 uds.	MX50066

*Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL						
GAMMA XL						
DELTA / DELTA XL						
KAPPA						
KAPPA XLT						
VISTA						
VISTA XL						




PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

Para utilización con tecnología Oximax.

A	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-Fast*, desechable, aplicación en frente, 24 uds.	MX50070
B	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-R*, desechable, aplicación en nariz, 24 uds.	MX50069
C	Sensor de SpO₂ Nellcor FLEXMAX* Adulto	MS34677
C	Sensor de SpO₂ Nellcor FLEXMAX* Pediátrico	MS34678

*Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL




TEMPERATURA

1.4 TEMPERATURA

CABLES ADAPTADORES

A	Cable adaptador, conector de 7 pines, para sonda de temperatura con conector de ¼"	5198333
B	Cable en Y, reutilizable, conector de 7 pines, para 2 sondas de temperatura	5592154

GAMMA / GAMMA XL						
GAMMA XXL						
DELTA / DELTA XL						
KAPPA						
KAPPA XLT						
VISTA						
VISTA XL						



TEMPERATURA

SONDAS DE TEMPERATURA
PARA UN SOLO PACIENTE

A	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00991
	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m	MP00992
B	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00993
	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 3 m	MP00994
C	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00995
	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m	MP00996
D	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 1,6 m	MP00997
	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 3 m	MP00998

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL
VISTA 300



SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA TEMPERATURA T_{CORE}

SONDAS DE TEMPERATURA REUTILIZABLES

A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 1,5 m	<u>4329889</u>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 3 m	<u>5204644</u>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 1,5 m	<u>4329848</u>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 3 m	<u>5204651</u>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
B	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, conector de 7 pines, 1,5 m	<u>4329822</u>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
B	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, conector de 7 pines, 3 m	<u>5204669</u>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	Funda protectora* para sonda de temp. universal, sin látex, 100 uds.	<u>MS40243</u>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

*Productos comerciales



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

1.5 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

TUBOS PANI

A	Tubo de conexión PANI, adulto, 3,7 m, para monitores Infinity	MP00953
B	Tubo flexible PANI, neonato, 2,4 m	2870298

GAMMA / GAMMA XL						
GAMMA X XL						
DELTA / DELTA XL						
KAPPA						
KAPPA XLT						
VISTA						
VISTA XL						



PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

MANGUITOS PANI, REUTILIZABLES

A	1	Manguito PANI XXS, reutilizable, niño pequeño, 8 – 13 cm/13 cm	MP00911
	2	Manguito PANI XS, reutilizable, niño, 12 – 19 cm/19 cm	MP00912
	3	Manguito PANI S, reutilizable, adulto pequeño, 17 – 25 cm/29 cm	MP00913
	4	Manguito PANI M, reutilizable, adulto, 23 – 33 cm/33 cm	MP00915
	5	Manguito PANI M+, reutilizable, adulto, largo, 23 – 33 cm/43 cm	MP00916
	6	Manguito PANI M++, reutilizable, adulto, extra largo, 23 – 33 cm/53 cm	MP00917
	7	Manguito PANI L, reutilizable, adulto grande, 31 – 40 cm/40 cm	MP00918
	8	Manguito PANI L+, reutilizable, adulto grande, largo, 31 – 40 cm/55 cm	MP00919
	9	Manguito PANI XL, reutilizable, muslo, 38 – 50 cm/50 cm	MP00921

GAMMA / GAMMA XL									
GAMMA XXL									
DELTA / DELTA XL									
KAPPA									
KAPPA XLT									
VISTA									
VISTA XL									




D-25285-2009

PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

MANGUITOS PANI PARA UN SOLO PACIENTE


A								
			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA VISTA XL
1	Manguito PANI XXS, uso en un solo paciente, niño pequeño, 8 – 13 cm/13 cm, 10 uds.	MP00924	■	■	■	■	■	■
2	Manguito PANI XS, uso en un solo paciente, niño, 12 – 19 cm/19 cm, 10 uds.	MP00925	■	■	■	■	■	■
3	Manguito PANI S, uso en un solo paciente, adulto pequeño, 17 – 25 cm/29 cm, 10 uds.	MP00926	■	■	■	■	■	■
4	Manguito PANI M, uso en un solo paciente, adulto, 23 – 33 cm/33 cm, 10 uds.	MP00928	■	■	■	■	■	■
5	Manguito PANI M+, uso en un solo paciente, adulto largo, 23 – 33 cm/43 cm, 10 uds.	MP00929	■	■	■	■	■	■
6	Manguito PANI M++, para un solo paciente, adulto extra largo, 23 – 33 cm/53 cm, 10 uds.	MP00930	■	■	■	■	■	■
7	Manguito PANI L, uso en un solo paciente, adulto grande, 31 – 40 cm/40 cm, 10 uds.	MP00931	■	■	■	■	■	■
8	Manguito PANI L+, para un solo paciente, adulto grande largo, 31 – 40 cm/55 cm, 10 uds.	MP00932	■	■	■	■	■	■
9	Manguito PANI XL, uso en un solo paciente, muslo, 38 – 50 cm/50 cm, 10 uds.	MP00934	■	■	■	■	■	■



PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

MANGUITOS PANI NEONATALES, DESECHABLES

A	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 1, 3,1 – 5,7 cm, 10 uds.	2870181	
B	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 2, 4,3 – 8,0 cm, 10 uds.	2870199	
C	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 3, 5,8 – 10,9 cm, 10 uds.	2870207	
D	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 4, 7,1 – 13,1 cm, 10 uds.	2870215	
E	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 5, 8,3 – 15 cm, 10 uds.	2870173	



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

CNAP, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA

1.6 CNAP, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA

	Soporte y controlador de manguito CNAP™	MS26125
A	Cable CNAP™ intermedio para Infinity CNAP™ SmartPod, para CNAP™ Controller	MS15893
B	Correa de antebrazo para controlador de manguito CNAP™	MS26122
C	Soporte para controlador de manguito CNAP™, permite “deslizarse” con el movimiento del brazo del paciente	MS26123

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



CNAP, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA

A	Manguito de sensor CNAP™, tamaño L	MS15896
B	Manguito de sensor CNAP™, tamaño M	MS15895
C	Manguito de sensor CNAP™, tamaño S	MS15894
D	Cable de conexión de pod, 3 m	3368425
E	Soporte para barra universal	7485621

[illegible]

PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

1.7 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

PODS PAI Y CO HEMO

A	Infinity MPod-QuadHemo, gasto cardíaco, 2 temperaturas, hasta 4 presiones invasivas	MS20725
B	Unidad de parámetros de paciente Infinity HemoMed Pod	5588822
C	Cable de conexión, conecta HemoMed Pod a monitor, 3 m	5591925
	Cable de conexión, conecta HemoMed Pod a monitor, 5 m	5591933
D	Soporte para barra universal	7485621

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL




PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

ADAPTADORES PAI QUADHEMO

Para utilizar con Infinity MPod-QuadHemo.

A	Cable adaptador de transductor PAI, Codan/DPT, 2 m	2601235	
B	Cable adaptador de transductor PAI, Codan/DPT, 0,3 m	2601234	
C	Cable adaptador de transductor PAI, Abbott/Medex, Smiths/TranStar, 2 m	2601231	
D	Cable adaptador de transductor PAI, Abbott/Medex, Smiths/TranStar, 0,3 m	2601230	
E	Cable adaptador de transductor PAI, Utah Medical, 2 m	2601229	
F	Cable adaptador de transductor PAI, Utah Medical, 0,3 m	2601228	





No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI)
Y GASTO CARDÍACO (CO)

A	Cable adaptador de transductor PAI, Dräger 7 pines, 2 m	2601227
B	Cable adaptador de transductor PAI, Dräger 7 pines, 0,3 m	2601226
C	Cable adaptador de transductor PAI, Dräger 10 pines, 2 m	2601225
D	Cable adaptador de transductor PAI, Dräger 10 pines, 0,3 m	2601224

GAMMA / GAMMA XL						
GAMMA X XL						
DELTA / DELTA XL						
KAPPA						
KAPPA XLT						
VISTA						
VISTA XL						






PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI)
Y GASTO CARDÍACO (CO)

ADAPTADORES DE PODS Y PLACAS PAI HEMO

A	Adaptador de pod, 10 pines, para transductor de presión	3375958
B	Adaptador de pod, para transductor de presión Abbott/Medex/ICU Medical	5196998
C	Adaptador de pod, para transductor de presión Edwards	5196980
D	Adaptador de pod, para transductor de presión Argon/Merit Medical (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	3375941
	Adaptador de pod SensoNor, para conectar cables de transductor de presión, 7 pines	MS23598



GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA XLT
VISTA XL



PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

A	Placa de transductor de presión PAI, para Hemo2/4 Pods, para Abbott Transpac IV, 5 uds.	7270460
B	Placa transductor de presión PAI, para Hemo2/4 Pods, para Abbott Transpac II/III/Braun, 5 uds.	5192112
C	Placa de transductor de presión PAI, para Hemo4 Pod, para Memscap (Capto/SensoNor), 5 uds.	4721416
D	Placa de transductor de presión PAI, para Hemo4 Pod, universal, 5 uds.	4721424

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL




PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI)
Y GASTO CARDÍACO (CO)

CABLES Y ADAPTADORES PAI Y

A	Adaptador en Y PAI, 7 pines	5592147
B	Adaptador en Y PAI, 10 pines	5731281
C	Adaptdor PAI, de 10 pines a 7 pines	3368383
D	Adaptdor en Y PAI, de 10 pines a 7 pines	5588095
E	Cable en Y PAI, Baxter/Edwards, 3,7 m	5206607

GAMMA / GAMMA XL					
GAMMA X XL					
DELTA / DELTA XL					
KAPPA					
KAPPA XLIT					
VISTA					
VISTA XL					





PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

CABLES Y TRANSDUCTORES PAI MEMSCAP

[illegible]

*Productos comerciales



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.


PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI)
Y GASTO CARDÍACO (CO)

CABLES Y TRANSDUCTORES PAI OHMEDA

A	Cable de conexión PAI Argon Argon/Merit Medical, 3,7 m	3375933
B	Juego de transductores de presión PAI* Argon/Merit Medical, desechable, estéril, 5 uds.	4528741

*Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL	
GAMMA X XL	
DELTA / DELTA XL	
KAPPA	
KAPPA XLT	
VISTA	
VISTA XL	



PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

CABLES, CATÉTERES Y TERMISTORES CO

A	<u>Cable de termistor de CO* Argon/Merit Medical</u>	<u>8420077</u>
B	<u>Pieza en T termistor CO* Argon/Merit Medical</u>	<u>5741975</u>
C	<u>Cable de termistor de CO* Baxter/Edwards</u>	<u>8539983</u>
D	<u>Cable de conexión para CO, 1 m</u>	<u>3368458</u>
E	<u>Cable de catéter de CO</u>	<u>8419160</u>

*Productos comerciales

	GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A							
D-9062-2009							
B							
D-9030-2009							
C							
D-2377-2011							
D							
D-8952-2009							
E							
D-9060-2009							

PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

Haemodynamic Connectivity



Infinity Acute Care System		Infinity Bedside Monitors		Infinity Kappa		Infinity Kappa Δ LT		Infinity Delta/XL		Infinity Gamma X XL		Infinity Vista XL	
Infinity M540 MS23597 2.0 M MS23598 2.9 M		Hemo 	+		HemoMed Aux/Hemo 2,		HemoMed Aux/Hemo 2,		HemoMed Aux/Hemo 2,	+		+	HemoMed 7257680 3.3 M 5591925 3.0 M 5591933 5.0 M
Dual Hemo MS20783		A B	+		A B C D	+		A B C D	+		A B C D	+	HemoMed 5598822
Quad Hemo MS20725		A B C D	+		A B C D	+		A B C D	+		A B C D	+	HemoMed 5598822
Hemo2 439435		A B	+		A B C D	+		A B C D	+		A B C D	+	Hemo4 435961
Hemo4 435961		A B C D	+		A B C D	+		A B C D	+		A B C D	+	PICCO MS30734 Kappa XT does not support PICCO
PICCO Gen II MS23133 Kappa XT does not support PICCO Gen II		A B C D	+		A B C D	+		A B C D	+		A B C D	+	HemoMed 5598822
Reusable 4329822 5m 5204649 3m		A B C D	+		A B C D	+		A B C D	+		A B C D	+	Baxter Edwards Argon/BD C.O. 8539983
Reusable 4329822 5m 52046													

PDF-8547 | 24.10-9 | HQ | Subject to modifications | © 2024 Drägerwerk AG & Co. KGaA


INFINITY PiCCO

1.8 INFINITY PiCCO


A	Infinity PiCCO Gen II SmartPod	MS23133
	Kit Infinity PiCCO Gen II SmartPod	MS32282
B	Cable de termistor CO* para Infinity PiCCO Pod	MS16919
	Cable de catéter CO para Infinity PiCCO Pod	MS16918
	Cable CO para Infinity PiCCO Pod	MS16916
C	Cable adaptador para transductor de presión PAI, Dräger, 10 patillas	MS22532
D	Adaptador de pod, 10 pines, para transductor de presión	3375958
	Cable adaptador* para Infinity PiCCO SmartPod, para conector de 10 pines	MS16920

*Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA XXL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL




INFINITY PiCCO



10-2016

INFINITY PiCCO GEN II SMARTPOD



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ÍNDICE BIESPECTRAL (BIS)

1.9 ÍNDICE BIESPECTRAL (BIS)

INFINITY BISX SMARTPOD
Y ACCESORIOS

A	Unidad de parámetros de paciente Infinity BISx SmartPod	MS14796
---	--	---------

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



ELECTROENCEFALOGRAFÍA (EEG)


1.10 ELECTROENCEFALOGRAFÍA (EEG)

POD INFINITY EEG Y ACCESORIOS

A	Cable de electrodo EEG, con código de colores, 9 uds.	5947804
B	Bloque para conversión de derivación referencial de EEG	5954859
C	Electrodos EEG*, desechable, 25 uds.	MS29468

*Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR (NMT)

1.11 TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR (NMT)

INFINITY TRIDENT (NMT) SMARTPOD Y ACCESORIOS

A	Adaptador de mano NMT Trident*	MS15086
B	Cable NMT intermedio* para Infinity Trident (NMT) SmartPod, 1,9 m	7872174
	Cable de electrodo NMT Trident*, 2 derivaciones, 0,3 m	MS13218
C	Clip de cama* para cables	MS15087

*Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL




CAPNOGRAFÍA ETCO₂

1.12 CAPNOGRAFÍA ETCO₂

A	Adaptador de vías respiratorias etCO₂, reutilizable, adulto	4721796
A	Adaptador de vías respiratorias etCO₂, reutilizable, neonato	4721788
B	Adaptador para vías respiratorias CO₂*, adulto, desechable, 10 uds.	2606227
C	Adaptador para vías respiratorias CO₂*, neonat. (infantil/pediátrico), desechable, 10 uds.	2606228

*Productos comerciales

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

CAPNOGRAFÍA ETCO₂

CABLES CO₂

A	MCable Mainstream CO₂, para familia Evita V y familia Babylog VN, Infinity M540, Vista 120, Vista 120 S y Delta VF9.1 y superiores	6871950
B	Cable Y CO₂ y analóg/sinc	MS22259


CUBETAS CO₂, DESECHABLES

C	Cubeta de CO₂, desechable, adulto, 10 uds.	MP01062
D	Cubeta de CO₂, desechable, pediátrico, 10 uds.	MP01063

CUBETAS CO₂, REUTILIZABLES

E	Cubeta de CO₂, reutilizable, adulto	6870279
F	Cubeta de CO₂, reutilizable, pediátrico	6870280

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



CAPNOGRAFÍA ETCO₂

ACCESORIOS



A	Soporte de estacionamiento para sensor de CO₂ 6871950	8416352
B	Soporte de estacionamiento para sensor de CO₂ 6871950 y 6873570, según homologación del país	6873674

[illegible]

CAPNOGRAFÍA ETCO₂

A	etCO₂ Microstr. intubado adulto/pediátrico - duración prolongada, 25 uds.	MP15001
	etCO₂ Microstr. intubado adulto/pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15002
B	etCO₂ Microstr. intubado bebé/neonatal - duración prolongada, 25 uds.	MP15003
C	etCO₂ Microstr. nasal adulto - duración prolongada, 25 uds.	MP15004
	etCO₂ Microstr. nasal adulto - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15005
D	etCO₂ Microstr. nasal pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15006
E	etCO₂ Microstr. nasal bebé/neonatal - duración prolongada, 25 uds.	MP15007
F	etCO₂ Microstr. nasal/oral adulto - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15008
G	etCO₂ Microstr. nasal/oral pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15009


GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



CAPNOGRAFÍA ETCO₂

A	CO ₂ Microstr. O ₂ nasal adulto - duración prolongada, 25 uds.	MP15010
	CO ₂ Microstr. O ₂ nasal pediátrico - duración prolongada, 25 uds.	MP15011
	CO ₂ Microstr. O ₂ nasal/oral adulto - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15012
B	CO ₂ Microstr. O ₂ nasal/oral pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15013

ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN MONITORIZACIÓN INFINITY						173
GAMMA / GAMMA XL						
GAMMA X XL						
DELTA / DELTA XL						
KAPPA						
KAPPA XLIT						
VISTA						
VISTA XL						




SCIO

1.13 SCIO

ACCESORIOS SCIO

A	Línea de muestra, desechable, 10 uds.	8290286
B	Trampa de agua WaterLock 2, 12 uds.	6872130
	Trampa de agua Infinity ID WaterLock 2, 12 uds.	6872020
	Línea de retorno del gas de muestra para Fabius, con filtro	M32692
C	Filtro bacteriano para monitores de pacientes Dräger, desechable	8402868




PAPEL PARA GRABADORA

1.14 PAPEL PARA GRABADORA

A Papel para registrador Infinity R 50,
50 mm, 30 m aprox., 10 rollos

4711201

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



7-8972-2009

INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

2. INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

2.1 ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)






CONECTOR DE PIN SENCILLO MONOLEAD (SEGUNDA GENERACIÓN)

A	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, EUR, 2 m	MP05120
B	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, AHA/EE.UU., 2 m	MP05121
C	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, EUR, 2,5 m	MP05122
D	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, AHA/EE.UU., 2,5 m	MP05123
E	MonoLead para ECG, 6 derivaciones, EUR, 3 m	MP05124
F	MonoLead para ECG, 6 derivaciones, AHA/EE.UU., 3 m	MP05125

CONECTOR DE PIN SENCILLO MONOLEAD LARGO (SEGUNDA GENERACIÓN)*

A	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, EUR, 4,1 m	MP05130
B	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, AHA/EE.UU., 4,1 m	MP05131
C	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, EUR, 5,3 m	MP05132
D	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, AHA/EE.UU., 5,3 m	MP05133
E	MonoLead para ECG, 6 derivaciones, EUR, 5,7 m	MP05134
F	MonoLead para ECG, 6 derivaciones, AHA/EE.UU., 5,7 m	MP05135

*No se puede utilizar con los cables de extensión MS16256 y MP05115.




INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

CABLES DE TÓRAX MONOLEAD
(SEGUNDA GENERACIÓN)

A	MonoLead para ECG, 4 derivaciones, EUR, 1,7 m	MP05126
B	MonoLead para ECG, 4 derivaciones, AHA/EE. UU., 1,7 m	MP05127
A	MonoLead para ECG, 4 derivaciones, EUR, 3,7 m*	MP05128
B	MonoLead para ECG, 4 derivaciones, AHA/EE. UU., 3,7 m*	MP05129

*No se puede utilizar con los cables de extensión MS31435 y MP05114.





INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

CABLES ECG REUTILIZABLES CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03401
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP03402
B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03403
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03404
C	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03405
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03406

DERIVACIONES PRECORDIALES

D	Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03407
	Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP03408



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

CABLES ECG PARA UN SOLO PACIENTE CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

- A** Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m, 20 uds. **MP00875**

Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m, 20 uds. **MP00877**

- B** Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds. **MP00879**

Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m, 20 uds. **MP00881**

- C** Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds. **MP03122**

Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m, 20 uds. **MP03123**

CONECTOR DE PIN SENCILLO PARA CABLES DE ECG PARA UN SOLO PACIENTE PARA EL TÓRAX

- D** Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m, 20 uds. **MP03120**

Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m, 20 uds. **MP03121**

A

D-25816-2020




B

D-25813-2020



C

D-25815-2020



D

D-1003-2020



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

ELECTRODOS

Electrodos de ECG*, para un solo paciente, neonato, 300 uds. 5195024

Electrodos de ECG*, infantil, desechable, 500 uds. 3715689

Electrodos de ECG*, adulto, desechable, 400 uds. 3715690

ECG NEONATAL

Cable adaptador ECG 3 derivaciones, neonatal, 2 m MS25951

ACCESORIOS ECG

A Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed 5 MS14679



Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed 6 MS14680

B Espaciador para cable ECG 4 derivaciones, 10 uds. MS22832

C Cable de extensión ECG, 6 derivaciones, 2 m MP05115

D Cable de extensión ECG, 4 derivaciones, 2 m MP05114

*Productos comerciales



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

2.2 PULSIOXIMETRÍA (SpO₂)

MASIMO

Los accesorios Masimo cuentan con referencias específicas para EE. UU. y Japón. Contacte con su representante de ventas local de Dräger para más información.

CABLES MASIMO LNCS*

Para la conexión de sensores LNCS a Masimo SET Mcable.

A	Cable intermedio SpO ₂ Masimo LNCS, 1,2 m	MP00800
A	Cable intermedio SpO ₂ Masimo LNCS, 3 m	MP00797
A	Cable intermedio SpO ₂ Masimo LNCS, 4,3 m	MP03194

Para la conexión de sensores LNCS a Masimo rainbow SET Mcable.

B	Cable intermedio SpO ₂ Masimo Red LNCS, 1,2 m	MP02991
B	Cable intermedio SpO ₂ Masimo Red LNCS, 3 m	MP02992
B	Cable intermedio SpO ₂ Masimo Red LNCS, 4,3 m	MP03196

*Productos comerciales

A

D-502-2014



B

D-466-2014



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO LNCS*

A	Sensor de dedo SpO₂ Masimo LNCS DCI, reutilizable, adulto	MP00796
B	Sensor de dedo SpO₂ Masimo LNCS DCIP, reutilizable, niño	MP00795
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-TC-I para oreja, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00788
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-TF-I, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00799
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-YI multisitio, reutilizable, neonatal/pediátrico/adulto	MP00789
C	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-DBI, reutilizable, adulto	MP02993

*Productos comerciales




INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

SENSORES DESECHABLES MASIMO LNCS*

A	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Aidx, desechable, adulto, 20 uds.	MP00790
B	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Inf, desechable, bebé, 20 uds.	MP00791
C	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Neo, desechable, neonato, 20 uds.	MP00792
D	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Pidx, desechable, niño, 20 uds.	MP00793
E	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds.	MP00794

*Productos comerciales






INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

SENSORES MASIMO LNCS TRAUMA*

Los sensores Masimo LNCS Trauma solo pueden usarse con tecnología Masimo SET.

A	Sensor Masimo LNCS Trauma, adulto, 20 uds.	MP03191
B	Sensor Masimo LNCS Trauma, infant./ped., 20 uds.	MP03193
C	Sensor Masimo LNCS Trauma, neonatal, 20 uds.	MP03192

*Productos comerciales



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

CABLES MASIMO RD SET*

Para conectar los sensores RD SET y rainbow al Mcable Masimo rainbow SET.

A Cable intermedio RD SET para Masimo SET MCable, 1,5 m **MS33736**

A Cable intermedio RD SET para Masimo SET MCable, 3,6 m **MS33737**

Para conectar los sensores RD SET al Mcable Masimo rainbow SET.

B Cable intermedio RD SET para Masimo rainbow SET MCable, 1,5 m **MS33738**

B Cable intermedio RD SET para Masimo rainbow SET MCable, 3,6 m **MS33739**

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO RD SET*

C Sensor Masimo RD SET DCI, adulto, reutilizable **MS33740**

D Sensor Masimo RD SET DC-IP, pediátrico, reutilizable **MS33741**

E Sensor Masimo RD SET TC-I para oreja, pediátrico/adulto, reutilizable **MS40067**

F Sensor Masimo RD SET YI multisitio, neonato/pediátrico/adulto, reutilizable **MS40070**

G Sensor Masimo RD SET TF-I, pediátrico/adulto, reutilizable **MS40073**

Sensor Masimo RD SET DB-I, adulto, reutilizable **3718728**

*Productos comerciales



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

SENSORES DESECHABLES MASIMO RD SET*






A	Sensor Masimo RD SET, adulto, desechable	MS33726
B	Sensor Masimo RD SET, pediátrico, desechable	MS33727
C	Sensor Masimo RD SET, infantil, desechable	MS33728
D	Sensor Masimo RD SET, neonatal, desechable	MS33729
E	Sensor Masimo RD SET, neonatal prematuro, desechable	MS33730

SENSORES MASIMO RD SET TRAUMA DESECHABLES*

Para utilizar únicamente con la tecnología Masimo SET.

F	Sensor Masimo RD SET Trauma, adulto, desechable	MS40088
G	Sensor Masimo RD SET Trauma, infant./ped., desechable	MS40091
	Sensor Masimo RD SET Trauma, neonatos, desechable	MS40094

*Productos comerciales



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

CABLES MASIMO RAINBOW

Para conectar los sensores RD SET y rainbow al Mcable Masimo rainbow SET.

A Cable intermedio RD SET para Masimo rainbow SET MCable, 1,5 m **MS33738**

A Cable intermedio RD SET para Masimo rainbow SET MCable, 3,6 m **MS33739**

SENSORES DESECHABLES MASIMO RAINBOW (SPCO, SPMET, SPOC, PVI)*

B Sensor Masimo rainbow 8 Lambda (SpO₂, SpCO, SpMet), desechable, adulto, 10 uds. **3702841**

C Sensor Masimo rainbow 8 Lambda (SpO₂, SpCO, SpMet), desechable, niño, 10 uds. **3702837**

D Sensor Masimo rainbow 8 Lambda (SpO₂, SpCO, SpMet), desechable, bebé, 10 uds. **3702834**





E Sensor Masimo rainbow 8 Lambda (SpO₂, SpCO, SpMet), desechable, adulto/neonato, 10 uds. **3702831**

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO RAINBOW (SPCO, SPMET, SPOC, PVI)*

F Sensor Masimo rainbow DCI (SpO₂, SpCO, SpMet), reutilizable, adulto **3722471**

G Sensor Masimo rainbow DCI (SpO₂, SpCO, SpMet), reutilizable, pediátrico **3722467**

*Productos comerciales



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

CABLES MASIMO RAINBOW SET*

Para conectar los sensores RD SET y rainbow al Mcable Masimo rainbow SET.

A Cable intermedio RD SET para Masimo rainbow SET MCable, 1,5 m **MS33738**

A Cable intermedio RD SET para Masimo rainbow SET MCable, 3,6 m **MS33739**

SENSORES DESECHABLES MASIMO RD RAINBOW (SPHB, SPMET, SPOC, PVI)*



B Sensor Masimo RD rainbow SET, desechable, adulto **MS40076**

C Sensor Masimo RD rainbow SET, desechable, pediátrico **MS40079**

D Sensor Masimo RD rainbow SET, desechable, infant. **MS40082**

E Sensor Masimo RD rainbow SET, desechable, neonato **MS40085**

*Productos comerciales




INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

ACCESORIOS MASIMO*

A	Banda adhesiva SpO₂ Masimo Multisite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496917
B	Banda adhesiva SpO₂ Masimo Petite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496909
C	Cuadrado adhesivo SpO₂ Masimo, 12 uds.	7496875
D	Banda de espuma SpO₂ Masimo Foam-Wrap, neo., sensor SpO₂ LNOP YI, 12 uds.	7496891

*Productos comerciales



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

A	Cinta para la cabeza* LNCS TF-I, 5 uds.	MP03197
B	Pad adhesivo* LNCS TF-I, 20 uds.	MP03198
C	Cubierta para sensor Masimo rainbow*, 10 uds.	MP03203

*Productos comerciales



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

NELLCOR

CABLES NELLCOR

A	Cable intermedio Nellcor, 1,2 m	MP00748
	Cable intermedio Nellcor, 3 m	MS20979


SENSOR REUTILIZABLE NELLCOR

B	Sensor de dedo SpO₂ Nellcor DURA DS 100A	7262764
	Sensor de SpO₂ Nellcor FLEXMAX* Adulto	MS34677
	Sensor de SpO₂ Nellcor FLEXMAX* Pediátrico	MS34678

SENSORES DESECHABLES NELLCOR

C	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-A, desechable, adulto, cable 46 cm, 24 uds.	MX50065
D	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-AL, desechable, adulto, cable 91 cm, 24 uds.	MX50071
E	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-I, desechable, niño, 24 uds.	MX50067
F	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor OxiSoft OxySoftN, desechable, neonato/adulto, 24 uds.	3730678
G	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-P, desechable, niño, 24 uds.	MX50066

*Productos comerciales




INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

2.3 TEMPERATURA

CABLE ADAPTADOR

A	Cable en Y, reutilizable, conector de 7 pines, para 2 sondas de temperatura	5592154
---	---	---------



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

SONDAS DE TEMPERATURA PARA UN SOLO PACIENTE

A	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00991
	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m	MP00992
B	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00993
	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 3 m	MP00994
C	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00995
	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m	MP00996
D	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 1,6 m	MP00997
	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 3 m	MP00998



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

SONDAS DE TEMPERATURA REUTILIZABLES

A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 1,5 m	4329889
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 3 m	5204644
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 1,5 m	4329848
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 3 m	5204651
B	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, conector de 7 pines, 1,5 m	4329822
B	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, conector de 7 pines, 3 m	5204669
	Funda protectora* para sonda de temp. universal, sin látex, 100 uds.	MS40243

*Productos comerciales

A

D-2336-2011



B

D-2335-2011



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

2.4 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

TUBOS PANI

A	Tubo de conexión PANI, adulto, 3,7 m, para monitores Infinity	MP00953
B	Tubo flexible PANI, neonato, 2,4 m	2870298

A

D-15791-2009



B


D-8954-2009



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

MANGUITOS PANI, REUTILIZABLES

A	1	Manguito PANI XXS, reutilizable, niño pequeño, 8 – 13 cm/13 cm	MP00911
	2	Manguito PANI XS, reutilizable, niño, 12 – 19 cm/19 cm	MP00912
	3	Manguito PANI S, reutilizable, adulto pequeño, 17 – 25 cm/29 cm	MP00913
	4	Manguito PANI M, reutilizable, adulto, 23 – 33 cm/33 cm	MP00915
	5	Manguito PANI M+, reutilizable, adulto, largo, 23 – 33 cm/43 cm	MP00916
	6	Manguito PANI M++, reutilizable, adulto, extra largo, 23 – 33 cm/53 cm	MP00917
	7	Manguito PANI L, reutilizable, adulto grande, 31 – 40 cm/40 cm	MP00918
	8	Manguito PANI L+, reutilizable, adulto grande, largo, 31 – 40 cm/55 cm	MP00919
	9	Manguito PANI XL, reutilizable, muslo, 38 – 50 cm/50 cm	MP00921



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

MANGUITOS PANI PARA UN SOLO PACIENTE


A	① Manguito PANI XXS, uso en un solo paciente, niño pequeño, 8 – 13 cm/13 cm, 10 uds.	<u>MP00924</u>
	② Manguito PANI XS, uso en un solo paciente, niño, 12 – 19 cm/19 cm, 10 uds.	<u>MP00925</u>
	③ Manguito PANI S, uso en un solo paciente, adulto pequeño, 17 – 25 cm/29 cm, 10 uds.	<u>MP00926</u>
	④ Manguito PANI M, uso en un solo paciente, adulto, 23 – 33 cm/33 cm, 10 uds.	<u>MP00928</u>
	⑤ Manguito PANI M+, uso en un solo paciente, adulto largo, 23 – 33 cm/43 cm, 10 uds.	<u>MP00929</u>
	⑥ Manguito PANI M++, para un solo paciente, adulto extra largo, 23 – 33 cm/53 cm, 10 uds.	<u>MP00930</u>
	⑦ Manguito PANI L, uso en un solo paciente, adulto grande, 31 – 40 cm/40 cm, 10 uds.	<u>MP00931</u>
	⑧ Manguito PANI L+, para un solo paciente, adulto grande largo, 31 – 40 cm/55 cm, 10 uds.	<u>MP00932</u>
	⑨ Manguito PANI XL, uso en un solo paciente, muslo, 38 – 50 cm/50 cm, 10 uds.	<u>MP00934</u>



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

MANGUITOS PANI NEONATALES, DESECHABLES

A	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 1, 3,1 – 5,7 cm, 10 uds.	2870181
B	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 2, 4,3 – 8,0 cm, 10 uds.	2870199
C	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 3, 5,8 – 10,9 cm, 10 uds.	2870207
D	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 4, 7,1 – 13,1 cm, 10 uds.	2870215
E	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 5, 8.3 – 15 cm, 10 uds.	2870173



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

2.5 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

A	MPod-Dual Hemo, 2 presiones arteriales invasivas para M540*	MS20783
B	Infinity MPod-QuadHemo, gasto cardíaco, 2 temperaturas, hasta 4 presiones invasivas	MS20725
	Necesario para conectar MPod-QuadHemo, Hemo2 o Hemo4 al IACS:	
C	Cable de conexión Hemo M540, 1,5 m	MS23897
	Cable de conexión Hemo M540, 3 m	MS23898
	Necesario para conectar dos MPod-QuadHemo:	
	Cable de conexión de pod, 30 cm	7257988
	Cable de conexión de pod, 3 m	3368425
	Cable de conexión de pod, 5 m	5195198

*Cable adaptador no incluido.




INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

CABLES ADAPTADORES PARA TRANSDUCTOR PAI

Para utilizar con Infinity MPod-QuadHemo.

A	Cable adaptador de transductor PAI, Codan/DPT, 2 m	2601235
B	Cable adaptador de transductor PAI, Codan/DPT, 0,3 m	2601234
C	Cable adaptador de transductor PAI, Abbott/Medex, Smiths/TranStar, 2 m	2601231
D	Cable adaptador de transductor PAI, Abbott/Medex, Smiths/TranStar, 0,3 m	2601230
E	Cable adaptador de transductor PAI, Utah Medical, 2 m	2601229
F	Cable adaptador de transductor PAI, Utah Medical, 0,3 m	2601228





INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

A	Cable adaptador de transductor PAI, Dräger 7 pines, 2 m	2601227
B	Cable adaptador de transductor PAI, Dräger 7 pines, 0,3 m	2601226
C	Cable adaptador de transductor PAI, Dräger 10 pines, 2 m	2601225
D	Cable adaptador de transductor PAI, Dräger 10 pines, 0,3 m	2601224



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

A	<u>Cable adaptador de transductor PAI, Argon/BD/Ohmeda, 2 m</u>	<u>2601223</u>
B	<u>Cable adaptador de transductor PAI, Argon/BD/Ohmeda, 0,3 m</u>	<u>2601222</u>
C	<u>Cable adaptador de transductor PAI, Baxter/Edwards, 2 m</u>	<u>2601221</u>
D	<u>Cable adaptador de transductor PAI, Baxter/Edwards, 0,3 m</u>	<u>2601220</u>
E	<u>Cable adaptador de transductor PAI, Codan/Xtrans, 0,3 m</u>	<u>2601236</u>



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM


CABLES Y TERMISTORES CO

A	Cable de termistor de CO* Argon/Merit Medical	8420077
B	Pieza en T termistor CO* Argon/Merit Medical	5741975
C	Cable de termistor de CO Baxter/Edwards	8539983
D	Cable de conexión para CO, 1 m	3368458
E	Cable de catéter de CO	8419160

KITS DE GASTO CARDÍACO

	Kit de gasto cardíaco, Baxter	7265155
	Kit de gasto cardíaco, Argon/Merit Medical	7265163

*Productos comerciales



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

2.6 ETCO₂

CABLES CO₂

A	MCable Mainstream CO₂, para familia Evita V y familia Babylog VN, Infinity M540, Vista 120, Vista 120 S y Delta VF9.1 y superiores	6871950
----------	--	----------------

B	Cable Y CO₂ y analóg/sinc	MS22259
----------	---	----------------

CUBETAS CO₂, DESECHABLES

C	Cubeta de CO₂, desechable, adulto, 10 uds.	MP01062
----------	--	----------------

D	Cubeta de CO₂, desechable, pediátrico, 10 uds.	MP01063
----------	--	----------------

CUBETAS CO₂, REUTILIZABLES



E	Cubeta de CO₂, reutilizable, adulto	6870279
----------	---	----------------

F	Cubeta de CO₂, reutilizable, pediátrico	6870280
----------	---	----------------

ACCESORIOS



G	Soporte de estacionamiento para sensor de CO₂ 6871950	8416352
----------	---	----------------

	Filtro de prueba	6870281
--	-------------------------	----------------





INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

A	etCO₂ Microstr. intubado adulto/pediátrico - duración prolongada, 25 uds.	MP15001
	etCO₂ Microstr. intubado adulto/pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15002
B	etCO₂ Microstr. intubado bebé/neonatal - duración prolongada, 25 uds.	MP15003
C	etCO₂ Microstr. nasal adulto - duración prolongada, 25 uds.	MP15004
	etCO₂ Microstr. nasal adulto - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15005
D	etCO₂ Microstr. nasal pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15006
E	etCO₂ Microstr. nasal bebé/neonatal - duración prolongada, 25 uds.	MP15007
F	etCO₂ Microstr. nasal/oral adulto - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15008
G	etCO₂ Microstr. nasal/oral pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15009



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

A	<u>CO₂ Microstr. O₂ nasal adulto - duración prolongada, 25 uds.</u>	<u>MP15010</u>
	<u>CO₂ Microstr. O₂ nasal pediátrico - duración prolongada, 25 uds.</u>	<u>MP15011</u>
	<u>CO₂ Microstr. O₂ nasal/oral adulto - uso a corto plazo, 25 uds.</u>	<u>MP15012</u>
B	<u>CO₂ Microstr. O₂ nasal/oral pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.</u>	<u>MP15013</u>



INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

2.7 MONITOR DE TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR TOFSCAN

TOFscan es un módulo estimulador nervioso para la medición de la transmisión neuromuscular mediante acelerometría. Proporciona una alternativa sencilla y precisa para medir la relajación muscular del paciente. ToFscan es compatible con la evaluación basada en evidencias del estado del bloqueo neuromuscular del paciente.

A	Configurador del kit ToFscan	MS32318	■
	Sensor manual, reutilizable, adulto	MS32154	■
B	Sensor manual, reutilizable, adulto, a partir del Software 1.8	MS40317	■
	Sensor manual, reutilizable, pediátrico	MS32289	■
C	Sensor manual, reutilizable, pediátrico, a partir del Software 1.8	MS40318	■
D	Sensor manual, reutilizable, pediátrico pequeño, a partir del Software 1.8	MS40319	■
	Sensor de ceja, reutilizable	MS32291	■
E	Sensor de ceja, reutilizable, a partir del Software 1.8	MS40321	■
	Cinta para sensor de ceja, 96 uds.	MS34209	■
	Sensor de pie, reutilizable	MS32290	■
F	Sensor de pie, reutilizable, a partir del Software 1.8	MS40322	■
G	Sensor manual desechable, adulto, a partir del Software 1.8.5	MS40320	■
	Cable intermedio para sensor desechable 3 m, reutilizable	MS40323	■

*Productos comerciales

ToFscan MONITOR
ToFscan MONITOR,
SOFTWARE 1.8




INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

MONITOR DE TRANSMISIÓN
NEUROMUSCULAR TOFSCAN

A	Cable de extensión	MS32153	■	■
B	Abrazadera de montaje 10 – 40 mm	MS32150	■	■
	Abrazadera de montaje 25 – 68 mm	MS32151	■	■
C	Cable óptico serie RS 232 (1 metro) para conectar el dispositivo a un monitor Dräger	MS32156	■	■
	Cable óptico serie RS 232 (2,5 metros) para conectar el dispositivo a un monitor Dräger AC	MS40021	■	■

*Productos comerciales

ToFscan MONITOR
ToFscan MONITOR,
SOFTWARE 1.8







INFINITY M300

3. INFINITY M300

3.1 ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

CONECTOR DE PIN SENCILLO MONOLEAD (SEGUNDA GENERACIÓN)

A	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, EUR, 2 m	MP05120
B	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, AHA/EE.UU., 2 m	MP05121
C	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, EUR, 2,5 m	MP05122
D	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, AHA/EE.UU., 2,5 m	MP05123
E	MonoLead para ECG, 6 derivaciones, EUR, 3 m	MP05124
F	MonoLead para ECG, 6 derivaciones, AHA/EE.UU., 3 m	MP05125



INFINITY M300

JUEGOS DE CABLES ECG PARA TELEMETRÍA

Los juegos de cables Infinity TruST™ para telemetría también se pueden utilizar en combinación con MultiMed plus. Apantallados, no aptos para la utilización en la sala de operaciones.

A	Cable ECG, 3 derivaciones, Infinity TruST™, IEC1 (código de colores europeo), 70 cm	MP03421
	Cable ECG, 3 derivaciones, Infinity TruST™, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 70 cm	MP03422
B	Cable ECG, 5 derivaciones, Infinity TruST™, IEC1 (código de colores europeo), 70 cm	MP03423
	Cable ECG, 5 derivaciones, Infinity TruST™, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 70 cm	MP03424
C	Cable ECG, 6 derivaciones, Infinity TruST™, IEC1 (código de colores europeo), 70 cm	MP03425
	Cable ECG, 6 derivaciones, Infinity TruST™, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 70 cm	MP03426

CABLES ECG REUTILIZABLES CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

D	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03401
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP03402
E	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03403
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03404
F	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03405
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03406


A

D-86318-2013



B

D-86323-2013




C

D-86324-2013



D

D-86298-2013



E

D-86306-2013



F

D-86307-2013



INFINITY M300

CABLES ECG PARA UN SOLO PACIENTE CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m, 20 uds.	MP00875
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m, 20 uds.	MP00877
B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds.	MP00879
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m, 20 uds.	MP00881
C	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds.	MP03122
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m, 20 uds.	MP03123



INFINITY M300

3.2 PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

DRÄGER

CABLES DRÄGER

A	Cable SpO ₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683
B	Cable SpO ₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 3 m	MS17330



INFINITY M300

SENSOR REUTILIZABLE DE DRÄGER

A	Sensor de dedo SpO₂ Dräger, reutilizable	MS13235
----------	--	----------------

SENSORES DESECHABLES DE DRÄGER

B	Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, vinilo, desechable, adulto, 24 uds.	MS16449
----------	--	----------------

C	Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, espuma, desechable, adulto, 24 uds.	MS16445
----------	--	----------------

D	Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, vinilo, desechable, niño, 24 uds.	MS16448
----------	--	----------------

E	Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, espuma, desechable, niño, 24 uds.	MS16444
----------	--	----------------



INFINITY M300

MASIMO

Los accesorios Masimo cuentan con referencias específicas para EE. UU. y Japón. Contacte con su representante de ventas local de Dräger para más información.

CABLES MASIMO LNCS*

A	Cable SpO₂ intermedio Masimo LNCS, 3 m	MS17522
A	Cable SpO₂ intermedio Masimo LNCS, 1,2 m	MS24303

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO LNCS*

B	Sensor de dedo SpO₂ Masimo LNCS DCI, reutilizable, adulto	MP00796
C	Sensor de dedo SpO₂ Masimo LNCS DCIP, reutilizable, niño	MP00795
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-TC-I para oreja, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00788
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-YI multisitio, reutilizable, neonatal/pediátrico/adulto	MP00789
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-TF-I, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00799
D	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-DBI, reutilizable, adulto	MP02993

SENSORES DESECHABLES MASIMO LNCS*

E	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Amtx, desechable, adulto, 20 uds.	MP00790
F	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Inf, desechable, bebé, 20 uds.	MP00791
G	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Pmtx, desechable, niño, 20 uds.	MP00793

*Productos comerciales



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

INFINITY M300

CABLES ADAPTADORES MASIMO RD SET*

A	Cable adaptador RD SET a LNOP, para conectar los sensores RD SET a Infinity M300 y Masimo SET Pod con los cables intermedios LNOP MS18680 y MS17041*, así como a MultiMed 5/6/12, NeoMed Pods y MultiMed Plus/Plus OR con los cables intermedios correspondientes MS13926/7492601 o MS20163**	MS33731
B	Cable adaptador RD SET a LNCS , para conectar los sensores RD SET a Infinity M300 y Masimo SET Pod con los cables intermedios LNCS MS24303 o MS17522	MS33732
	Cable intermedio SpO₂ Masimo RD SET, 3 m	MS34437
	Cable intermedio SpO₂ Masimo RD SET, 1,2 m	MS34436

SENSORES DESECHABLES MASIMO RD SET*



C	Sensor Masimo RD SET, adulto, desechable	MS33726
D	Sensor Masimo RD SET, pediátrico, desechable	MS33727

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO RD SET*

E	Sensor Masimo RD SET DCI, adulto, reutilizable	MS33740
F	Sensor Masimo RD SET DC-IP, pediátrico, reutilizable	MS33741
G	Sensor Masimo RD SET DB-I, adulto, reutilizable	3718728

*Productos comerciales

**Estos productos ya no están disponibles.
El adaptador se utiliza para la conexión entre los sensores y la base instalada.





INFINITY M300

ACCESORIOS MASIMO*

A	Banda adhesiva SpO₂ Masimo Multisite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496917
B	Banda adhesiva SpO₂ Masimo Petite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496909
C	Cuadrado adhesivo SpO₂ Masimo, 12 uds.	7496875
D	Banda de espuma SpO₂ Masimo Foam-Wrap, neo., sensor SpO₂ LNOP YI, 12 uds.	7496891

*Productos comerciales



INFINITY M300

NELLCOR

CABLES NELLCOR*

A Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 1,2 m **MS18683**

B Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 3 m **MS17330**

SENSOR REUTILIZABLE NELLCOR*

C Sensor de dedo SpO₂ Nellcor DURA DS 100A **7262764**

SENSORES DESECHABLES NELLCOR*


D Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-A, desechable, adulto, cable 46 cm, 24 uds. **MX50065**

E Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-AL, desechable, adulto, cable 91 cm, 24 uds. **MX50071**

F Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-P, desechable, niño, 24 uds. **MX50066**

G Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor OxiSoft OxySoftN, desechable, neonato/adulto, 24 uds. **3730678**

*Productos comerciales



INFINITY M300

3.3 BOLSA

A	Bolsa de transmisor de telemetría, desechable, 100 uds.	MS22905
---	---	---------

3.4 CONDENSACIÓN

B	Soporte para cargador Infinity M300 junto a la cama, girable 360°	MP00990
---	---	---------



ADAPTADOR MULTI VENDOR

4. ADAPTADOR MULTI VENDOR

Multi Vendor Accesorios (MVA)


4.1 ADAPTADOR ECG*

A	Adaptador ECG, 3 latiguillos GE	MP04322
	Adaptador ECG, 5 latiguillos GE	MP04320
B	Adaptador ECG, 3 latiguillos Mindray	MP04312
	Adaptador ECG, 5 latiguillos Mindray	MP04310
C	Adaptador ECG, 3 latiguillos NK	MP04316
	Adaptador ECG, 6 latiguillos NK	MP04315
D	Adaptador ECG, 3 latiguillos Philips	MP04325
	Adaptador ECG, 5 latiguillos Philips	MP04326
	Adaptador ECG, 6 latiguillos Philips	MP04327
E	Adaptador ECG, 3 latiguillos Spacelabs	MP04300
	Adaptador ECG, 5 latiguillos Spacelabs	MP04301
F	Adaptador ECG, 3 latiguillos Welch Allyn	MP04305
	Adaptador ECG, 5 latiguillos Welch Allyn	MP04306

*Productos comerciales



ADAPTADOR MULTI VENDOR



ADAPTADOR MULTI VENDOR

4.2 ADAPTADOR ECG TELEMETRÍA*

A	Adaptador ECG tel., GE-AP-CH, 3 latiguillos	MP04350
	Adaptador ECG tel., GE-AP-CH, 5 latiguillos	MP04351
	Adaptador ECG tel., GE-AP-CH, 6 latiguillos	MP04352
B	Adaptador ECG tel., GE-AP-FH, 5 latiguillos	MP04353
C	Adaptador ECG tel., PH MX40, 3 latiguillos	MP04355
	Adaptador ECG tel., PH MX40, 5 latiguillos	MP04356
	Adaptador ECG tel., PH MX40, 6 latiguillos	MP04357
D	Adaptador ECG tel., PH M, 5 latiguillos	MP04358
	Adaptador ECG tel., PH M, 6 latiguillos	MP04359
E	Adaptador ECG tel., SL AT, 5 latiguillos	MP04365
F	Adaptador ECG tel., SL UV, 5 latiguillos	MP04366


4.3 ADAPTADOR TEMP

	Adaptador de temperatura, conector Jack	MP00943
G	Adaptador de temperatura, 2 pines	MP00944

*Productos comerciales



ADAPTADOR MULTI VENDOR



Dräger
temperature
sensors



GE
MP00943



Philips
MP00943



Spacelabs
MP00943



Welch Allyn
MP00943



Nihon Kohden
MP00943



Mindray
MP00944



GE
2016998-001
2021700-001
2021701-001



Philips
989803163281



Spacelabs
700-0031-00



Welch Allyn
008-0235-00



Nihon Kohden
K961 JT 900P



Mindray
040-001235-00



VISTA 120/VISTA 300

5. VISTA 120/VISTA 300

5.1 ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

No todos los artículos están disponibles en todos los países.

VISTA 120 ECG, UN PIN

A	Cable troncal desfibrilador para ECG, un pin, 3/5 derivaciones, IEC/AHA 1,5 m	2612020	■ ■
	Cable troncal desfibrilador para ECG, un pin, 3/5 derivaciones, IEC/AHA 2,5 m	2612021	■ ■
B	Cable de conexión ESU para ECG, un pin, 3/5 derivaciones, IEC/AHA 1,5 m	2612024	■ ■
	Cable de conexión ESU para ECG, un pin, 3/5 derivaciones, IEC/AHA 2,5 m	2612025	■ ■
C	Cable de conexión desfibrilador para ECG, neonatos, un pin, IEC/AHA, 1,5 m	2612026	■ ■
	Cable de conexión desfibrilador para ECG, neonatos, un pin, IEC/AHA, 2,5 m	2612027	■ ■
D	Cable de conexión ESU para ECG, neonatos, un pin, IEC/AHA, 1,5 m	2612028	■ ■
	Cable de conexión ESU para ECG, neonatos, un pin, IEC/AHA, 2,5 m	2612029	■ ■
	Cable de ECG troncal, 12 derivaciones, un solo pin, Vista 300	2601963	■
	El cable solo puede utilizarse con los cables de 4 y 6 derivaciones.		
	Cable adaptador ECG 3 derivaciones, neonatal, 2 m	MS25951	■ ■

VISTA 120
VISTA 300

VISTA 120/VISTA 300

A	<u>Cable ECG, un pin, 3 derivaciones, IEC, 1 m</u>	<u>2612000</u>
	<u>Cable ECG, un pin, 3 derivaciones, AHA, 1 m</u>	<u>2612001</u>
	<u>Cable ECG, un pin, 5 derivaciones, IEC, 1,5 m</u>	<u>2612002</u>
B	<u>Cable ECG, un pin, 5 derivaciones, AHA, 1,5 m</u>	<u>2612003</u>

VISTA 120
VISTA 300




VISTA 120/VISTA 300

CABLES INFINITY ECG



Los siguientes cables de la cartera Infinity ECG pueden usarse juntamente con los cables conectores de un pin Vista 120.

A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03401
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP03402
B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03403
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03404
C	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m, 20 uds.	MP00875
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m, 20 uds.	MP00877
D	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds.	MP00879
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m, 20 uds.	MP00881

VISTA 120
VISTA 300

VISTA 120/VISTA 300VISTA 120
VISTA 300

A	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03405	■ ■
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03406	■ ■
B	Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03407	■ ■
	Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP03408	■ ■
C	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds.	MP03122	■ ■
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m, 20 uds.	MP03123	■ ■
D	Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m, 20 uds.	MP03120	■ ■
	Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m, 20 uds.	MP03121	■ ■







VISTA 120/VISTA 300

Los siguientes cables de la cartera Infinity ECG pueden usarse juntamente con los cables conectores de un pin Vista 120.

A	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, EUR, 2 m	MP05120	■ ■
B	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, AHA/EE.UU., 2 m	MP05121	■ ■
C	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, EUR, 2,5 m	MP05122	■ ■
D	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, AHA/EE.UU., 2,5 m	MP05123	■ ■
E	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, EUR, 4,1 m	MP05130	■ ■
	MonoLead para ECG, 3 derivaciones, AHA/EE.UU., 4,1 m	MP05131	■ ■
F	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, EUR, 5,3 m	MP05132	■ ■
	MonoLead para ECG, 5 derivaciones, AHA/EE.UU., 5,3 m	MP05133	■ ■





VISTA 120
VISTA 300



VISTA 120/VISTA 300

VISTA 120
VISTA 300

A	<u>MonoLead para ECG, 6 derivaciones, EUR, 3 m</u>	<u>MP05124</u>	■ ■
	<u>MonoLead para ECG, 6 derivaciones, AHA/EE.UU., 3 m</u>	<u>MP05125</u>	■ ■
B	<u>MonoLead para ECG, 4 derivaciones, EUR, 1,7 m</u>	<u>MP05126</u>	■ ■
C	<u>MonoLead para ECG, 4 derivaciones, AHA/EE. UU., 1,7 m</u>	<u>MP05127</u>	■ ■
B	<u>MonoLead para ECG, 4 derivaciones, EUR, 3,7 m</u>	<u>MP05128</u>	■ ■
C	<u>MonoLead para ECG, 4 derivaciones, AHA/EE. UU., 3,7 m</u>	<u>MP05129</u>	■ ■
D	<u>MonoLead para ECG, 6 derivaciones, EUR, 5,7 m</u>	<u>MP05134</u>	■ ■
E	<u>MonoLead para ECG, 6 derivaciones, AHA/EE.UU., 5,7 m</u>	<u>MP05135</u>	■ ■



VISTA 120/VISTA 300

CABLE DE ECG DE DOBLE CLAVIJA VISTA 120

A	Cable troncal ECG, 5 derivaciones, código de colores IEC/AHA	2606496
	Cable troncal ECG, 3 derivaciones, código de colores IEC/AHA	2606495
B	Cable troncal ECG, 3 derivaciones, para neontaos, IEC & AHA	2606492
C	Cables ECG para extremidades, 5 derivaciones, pinza, código de colores IEC	2606494
	Cables ECG para extremidades, 3 derivaciones, pinza, código de colores IEC	2606493
D	Cables ECG para extremidades, 5 derivaciones, pinza, código de colores AHA	2606498
	Cables ECG para extremidades, 3 derivaciones, pinza, código de colores AHA	2606497
	Electrodos de ECG*, para un solo paciente, neonato, 300 uds.	5195024
	Electrodos de ECG*, infantil, desechable, 500 uds.	3715689
	Electrodos de ECG*, adulto, desechable, 400 uds.	3715690
	Cable de extensión ECG, 6 derivaciones, 2 m	MP05115
	Cable de extensión ECG, 4 derivaciones, 2 m	MP05114

*Productos comerciales

VISTA 120
VISTA 300

VISTA 120/VISTA 300

5.2 PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)DRÄGER SPO₂

No debe utilizarse con los modelos Vista 120 Nellcor.

A	Sensor SpO₂ de dedo, adulto, 2,5 m, reutilizable	2606483	■ ■
B	Sensor SpO₂ de dedo, adulto, 1 m, reutilizable	2606484	■ ■
C	Cable SpO₂ de extensión, 2 m, reutilizable	2606487	■ ■
D	Sensor SpO₂ de silicona soft-tip, adulto, 1 m, reutilizable	2606485	■ ■
	Sensor SpO₂ de silicona soft-tip, ped., 1 m, reutilizable	2606486	■ ■
E	Sensor SpO₂*, adulto, 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606208	■ ■
F	Sensor SpO₂*, ped., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606209	■ ■
G	Sensor SpO₂*, infant., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606210	■ ■
	Sensor SpO₂*, neonat., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606211	■ ■

*Productos comerciales

VISTA 120
VISTA 300

A

D-76143-2013



B

D-14243-2010



C

D-14248-2010



D

D-509-2014



E

D-14252-2010



F

D-14254-2010



G

D-14255-2010



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

VISTA 120/VISTA 300

NELLCOR OXIMAX SPO₂*

Solo para su uso con los modelos Vista 120 Nellcor.

A	Cable intermedio Nellcor, 1,2 m	MP00748
	Cable intermedio Nellcor, 3 m	MS20979
B	Sensor de dedo SpO₂ Nellcor DURA DS 100A	7262764
C	Sensor SpO₂ multisitio Nellcor DURA-Y™, reutilizable	MX01004
D	Clip de oreja para Nellcor DURA-Y™	MX01005
E	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-Fast, desechable, aplicación en frente, 24 uds.	MX50070
	Cable adaptador Masimo/Nellcor SpO₂, Vista 300	2601008
	Clip de montaje para SpO₂ Pod	2601720
	MCable-Nellcor OxiMax	MS20668

*Productos comerciales


VISTA 120
VISTA 300

VISTA 120/VISTA 300

VISTA 120
VISTA 300

A	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-A*, desechable, adulto, cable 46 cm, 24 uds.	MX50065
B	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-AL*, desechable, adulto, cable 91 cm, 24 uds.	MX50071
C	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-P*, desechable, niño, 24 uds.	MX50066
D	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-I*, desechable, niño, 24 uds.	MX50067
	Sensor SpO₂ adhesivo Max N*, 24 uds.	MX50068
E	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-R*, desechable, aplicación en nariz, 24 uds.	MX50069

*Productos comerciales





VISTA 120/VISTA 300

A	<u>Banda adhesiva para Nellcor Oxiband™ A/N*, 100 uds.</u>	<u>8201012</u>
B	<u>Banda adhesiva para Nellcor Oxiband™ P/I*, 100 uds.</u>	<u>2170221</u>
C	<u>Sensor de SpO₂ Nellcor FLEXMAX* Adulto</u>	<u>MS34677</u>
C	<u>Sensor de SpO₂ Nellcor FLEXMAX* Pediátrico</u>	<u>MS34678</u>

*Productos comerciales

VISTA 120
VISTA 300



VISTA 120/VISTA 300

5.3 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

A	Tubo PANI, 3 m	2601195	■ ■
B	Manguito PANI, infantil, 10 cm – 15 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606151	■ ■
C	Manguito PANI, pediátrico (talla pequeña), 13 cm – 17 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606152	■ ■
D	Manguito PANI, pediátrico, 16 cm – 21 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606153	■ ■
E	Manguito PANI, adulto (talla pequeña), 20,5 cm – 28 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606154	■ ■
F	Manguito PANI, adulto, 27 cm – 35 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606155	■ ■
G	Manguito PANI, adulto (talla grande), 34 cm – 43 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606156	■ ■

*Productos comerciales

VISTA 120
VISTA 300

A

D-16306-2010



D-6383-2017



D-6384-2017



D

D-12483-2014



D-6382-2017



F

D-12481-2014



G

D-6381-2017



VISTA 120/VISTA 300

A	Manguito PANI*, neonatal n.º 1, 3 – 6 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607034
B	Manguito PANI*, neonatal n.º 2, 4 – 8 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607035
C	Manguito PANI*, neonatal n.º 3, 6 – 11 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607036
D	Manguito PANI*, neonatal n.º 4, 7 – 13 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607037
E	Manguito PANI*, neonatal n.º 5, 8 – 15 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607038

*Productos comerciales

VISTA 120
VISTA 300

VISTA 120/VISTA 300

5.4 TEMPERATURA

	Sonda de temperatura cutánea, adulto, 3 m, reutilizable	2601197
	Sonda de temperatura rectal/oral, adulto, 3 m, reutilizable	2601198
A	Sonda de temperatura cutánea, neonatal/infantil, 3 m, reutilizable	2601200
B	Sonda de temperatura rectal/oral, neonatal/infantil, 3 m, reutilizable	2601199
	Funda protectora* para sonda de temp. universal, sin látex, 100 uds.	MS40243
*Productos comerciales		
	Adaptador de temperatura, conector Jack Vista 300	2600885
	Adaptador de temperatura, conector Jack	MP00943

VISTA 120
VISTA 300



VISTA 120/VISTA 300VISTA 120
VISTA 300**SONDAS DE TEMPERATURA REUTILIZABLES**

A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 1,5 m	4329889
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 3 m	5204644
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 1,5 m	4329848
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 3 m	5204651
B	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, conector de 7 pines, 1,5 m	4329822
B	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, conector de 7 pines, 3 m	5204669
	Funda protectora* para sonda de temp. universal, sin látex, 100 uds.	MS40243

*Productos comerciales

A

D-2336-2011

**B**

D-2335-2011



VISTA 120/VISTA 300VISTA 120
VISTA 300

Las siguientes sondas de temperatura de la gama Infinity pueden usarse a partir del software 3.11 con el Vista 120 en combinación con el MP00943 y con el Vista 300 en combinación con el 2600885.

SONDAS DE TEMPERATURA PARA UN SOLO PACIENTE

A	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00991	■	■
	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m	MP00992	■	■
B	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00993	■	■
	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 3 m	MP00994	■	■
C	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00995	■	■
	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m	MP00996	■	■
D	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 1,6 m	MP00997	■	■
	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 3 m	MP00998	■	■



VISTA 120/VISTA 300

5.5 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI)
Y GASTO CARDÍACO* (CO)

*Solo para los modelos Vista 120 compatibles.

A	Kit transductor de presión PAI**, BD/Argon, desechable, 5 kits	2606225
B	Cable PAI Becton Dickinson/Argon	2606488
C	Cable PAI Edwards	2606489
D	Cable PAI Abbott, Medex	2606490
E	Cable PAI Utah	2606491
F	Cable adaptador IBP 7 pines	2607558
G	Cable adaptador IBP 10 pines	2607559

**Productos comerciales

VISTA 120
VISTA 300


VISTA 120/VISTA 300

A	Cable de gasto cardíaco*, 3 m	2601201
B	Sonda de temperatura* de inyección en línea de CO Becton Dickinson	2601190
	Carcasa de la sonda* de temperatura de inyección en línea de CO	2601191
C	Jeringa de control de CO*	2601192

*Productos comerciales

VISTA 120
VISTA 300

A



D-6391-2017

B



D-6392-2017

C



D-16816-2018




VISTA 120/VISTA 300

5.6 CO₂ SIDESTREAM

DRÄGER G2 SIDESTREAM*

A	Línea de muestreo de CO₂, desechable, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 100 uds.	2607550
B	Cánula nasal de CO₂, adulto, desechable, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 100 uds.	2607551
C	Cánula nasal de CO₂, pediátrico, desechable, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 100 uds.	2607552
D	Cánula nasal de CO₂, infantil, desechable, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 100 uds.	2607553
E	Cánula nasal de CO₂ + O₂, adulto, desechable, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 50 uds.	2607554
F	Cánula nasal CO₂ + O₂, pediátrico, desechable, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 50 uds.	2607555
	Trampa de agua para flujo secundario de CO₂, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 20 uds.	2605124
	Módulo para flujo secundario de CO₂ Vista 300	2601068
	Módulo para flujo secundario de CO₂ Vista 120/S	2605115

*Productos comerciales

VISTA 120
VISTA 300

VISTA 120/VISTA 300

5.7 CAPNOGRAFÍA ETCO₂

A etCO₂ Microstr. intubado adulto/pediátrico -
duración prolongada, 25 uds.

MP15001

etCO₂ Microstr. intubado adulto/pediátrico -
uso a corto plazo, 25 uds.

MP15002

B etCO₂ Microstr. intubado bebé/neonatal -
duración prolongada, 25 uds.

MP15003

C etCO₂ Microstr. nasal adulto -
duración prolongada, 25 uds.

MP15004

etCO₂ Microstr. nasal adulto - uso a corto plazo, 25 uds.

MP15005

D etCO₂ Microstr. nasal pediátrico -
uso a corto plazo, 25 uds.

MP15006

E etCO₂ Microstr. nasal bebé/neonatal -
duración prolongada, 25 uds.



MP15007

F etCO₂ Microstr. nasal/oral adulto -
uso a corto plazo, 25 uds.

MP15008

G etCO₂ Microstr. nasal/oral pediátrico -
uso a corto plazo, 25 uds.

MP15009

VISTA 120
VISTA 300


VISTA 120/VISTA 300

A	CO₂ Microstr. O₂ nasal adulto - duración prolongada, 25 uds.	MP15010
	CO₂ Microstr. O₂ nasal pediátrico - duración prolongada, 25 uds.	MP15011
	CO₂ Microstr. O₂ nasal/oral adulto - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15012
B	CO₂ Microstr. O₂ nasal/oral pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15013

VISTA 120
VISTA 300

A

D-37073-2020

B

D-37071-2021

VISTA 120/VISTA 300

5.8 MAINSTREAM CO₂

MAINSTREAM CO₂ DRÄGER

Compatibles con Vista 120 a partir del software 3.11.

A	MCable Mainstream CO₂, para familia Evita V y familia Babylog VN, Infinity M540, Vista 120, Vista 120 S y Delta VF9.1 y superiores	6871950	■	■
----------	--	----------------	---	---

	Cable adaptador etCO₂ M11.1	2607032	■	
--	---	----------------	---	--

CUBETAS CO₂, DESECHABLES

B	Cubeta de CO₂, desechable, adulto, 10 uds.	MP01062	■	■
----------	--	----------------	---	---

C	Cubeta de CO₂, desechable, pediátrico, 10 uds.	MP01063	■	■
----------	--	----------------	---	---

CUBETAS CO₂, REUTILIZABLES

D	Cubeta de CO₂, reutilizable, adulto	6870279	■	■
----------	---	----------------	---	---



E	Cubeta de CO₂, reutilizable, pediátrico	6870280	■	■
----------	---	----------------	---	---

ACCESORIOS

F	Soporte de estacionamiento para sensor de CO₂ 6871950	8416352	■	■
----------	---	----------------	---	---

	Filtro de prueba	6870281	■	■
--	-------------------------	----------------	---	---



VISTA 120
VISTA 300



VISTA 120/VISTA 300**RESPIRONICS CO₂ MAINSTREAM***

A	Módulo etCO₂ Capnostat 5, reutilizable	2606226
	Cable adaptador etCO₂ Capnostat 5, Vista 300	2601968
B	Adaptador para vías respiratorias CO₂, adulto, desechable, 10 uds.	2606227
C	Adaptador para vías respiratorias CO₂, neonat. (infantil/pediátrico), desechable, 10 uds.	2606228

*Productos comerciales

VISTA 120
VISTA 300

VISTA 120/VISTA 300

	Batería de ion-litio* recargable Vista 120	2606229
A	Papel* para impresora Vista 120, 4 rollos	2606231
	Cable adaptador BISx* sistema de monitorización de pacientes Vista	2607560
	BISx pod* Vista 120	2607561
	BISx4 pod	2601970
	Sensor BISx4*	2601971

*Productos comerciales

VISTA 120
VISTA 300

A



D-16313-2010

VISTA 120 SC

6. VISTA 120 SC

6.1 PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

DRÄGER SPO₂

A	Cable SpO₂ de extensión, 2 m, reutilizable	2606487
B	Sensor SpO₂ de silicona soft-tip, adulto, 1 m, reutilizable	2606485
	Sensor SpO₂ de silicona soft-tip, ped., 1 m, reutilizable	2606486
C	Sensor SpO₂*, adulto, 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606208
D	Sensor SpO₂*, ped., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606209
E	Sensor SpO₂*, infant., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606210
F	Sensor SpO₂*, neonat., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606211
G	Sensor SpO₂ de dedo, adulto, 2,5 m, reutilizable	2606483
	Sensor SpO₂ de dedo, adulto, 1 m, reutilizable	2606484

Pueden usarse con el Vista 120 SC Modelo A y Modelo B.

*Productos comerciales





VISTA 120 SC

NELLCOR SPO₂*

A	Cable intermedio Nellcor, 1,2 m	MP00748
	Cable intermedio Nellcor, 3 m	MS20979
B	Sensor de dedo SpO ₂ Nellcor DURA DS 100A	7262764
C	Sensor SpO ₂ multisitio Nellcor DURA-Y™, reutilizable	MX01004
D	Clip de oreja para Nellcor DURA-Y™	MX01005
E	Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-Fast, desechable, aplicación en frente, 24 uds.	MX50070

Pueden usarse con el Vista 120 SC Modelo C.

*Productos comerciales



VISTA 120 SC

A	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-A*, desechable, adulto, cable 46 cm, 24 uds.	<u>MX50065</u>
B	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-AL*, desechable, adulto, cable 91 cm, 24 uds.	<u>MX50071</u>
C	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-P*, desechable, niño, 24 uds.	<u>MX50066</u>
D	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-I*, desechable, niño, 24 uds.	<u>MX50067</u>
	Sensor SpO₂ adhesivo Max N*, 24 uds.	<u>MX50068</u>
E	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-R*, desechable, aplicación en nariz, 24 uds.	<u>MX50070</u>



*Productos comerciales



VISTA 120 SC

A	Sensor Oxiband™ completo	8201013
B	Banda adhesiva para Nellcor Oxiband™ P/I*, 100 uds.	2170221

*Productos comerciales



VISTA 120 SC

CABLES MASIMO LNCS*

A	Cable intermedio SpO₂ Masimo LNCS, 1,2 m	MP00800
A	Cable intermedio SpO₂ Masimo LNCS, 3 m	MP00797
A	Cable intermedio SpO₂ Masimo LNCS, 4,3 m	MP03194

Se puede usar con los Modelos D y E del Vista 120 SC.

*Productos comerciales



VISTA 120 SC

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO LNCS*

A	Sensor de dedo SpO₂ Masimo LNCS DCI, reutilizable, adulto	MP00796
B	Sensor de dedo SpO₂ Masimo LNCS DCIP, reutilizable, niño	MP00795
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-TC-I para oreja, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00788
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-YI multisitio, reutilizable, neonato/pediátrico/adulto	MP00789
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-TF-I, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00799
C	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-DBI, reutilizable, adulto	MP02993

Se puede usar con los Modelos D y E del Vista 120 SC.

*Productos comerciales



VISTA 120 SC

SENSORES DESECHABLES MASIMO LNCS*

A	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Aidx, desechable, adulto, 20 uds.	MP00790
B	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Inf, desechable, bebé, 20 uds.	MP00791
C	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Neo, desechable, neonato, 20 uds.	MP00792
D	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Pidx, desechable, niño, 20 uds.	MP00793
E	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds.	MP00794

Se puede usar con los Modelos D y E del Vista 120 SC.

*Productos comerciales






VISTA 120 SC

SENSORES LNCS MASIMO TRAUMA*

A	<u>Sensor Masimo LNCS Trauma, adulto, 20 uds.</u>	<u>MP03191</u>
B	<u>Sensor Masimo LNCS Trauma, infant./ped., 20 uds.</u>	<u>MP03193</u>
C	<u>Sensor Masimo LNCS Trauma, neonato, 20 uds.</u>	<u>MP03192</u>

Se puede usar con los Modelos D y E del Vista 120 SC.

*Productos comerciales



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

VISTA 120 SC

CABLES MASIMO RD SET*

A	Cable intermedio RD SET para Mcable Masimo SET, 1,5 m	MS33736
A	Cable intermedio RD SET para Mcable Masimo SET, 3,6 m	MS33737

Se puede usar con los Modelos D y E del Vista 120 SC.

*Productos comerciales




VISTA 120 SC

SENSORES DESECHABLES MASIMO RD SET*

A	Sensor Masimo RD SET, adulto, desechable	MS33726
B	Sensor Masimo RD SET, pediátrico, desechable	MS33727
C	Sensor Masimo RD SET, infantil, desechable	MS33728
D	Sensor Masimo RD SET, neonatal, desechable	MS33729
E	Sensor Masimo RD-SET, neonatal prematuro, desechable	MS33730

Se puede usar con los Modelos D y E del Vista 120 SC.

*Productos comerciales



VISTA 120 SC

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO RD SET*

A	Sensor Masimo RD SET DCI, adulto, reutilizable	MS33740
B	Sensor Masimo RD SET DC-IP, pediátrico, reutilizable	MS33741
C	Sensor Masimo RD SET TC-I para oreja, pediátrico/adulto, reutilizable	MS40067
D	Sensor Masimo RD SET YI multisitio, neonato/pediátrico/adulto, reutilizable	MS40070
E	Sensor Masimo RD SET TF-I, pediátrico/adulto, reutilizable	MS40073

Se puede usar con los Modelos D y E del Vista 120 SC.

*Productos comerciales






VISTA 120 SC

SENSORES MASIMO RD SET TRAUMA DESECHABLES*

A	Sensor Masimo RD SET Trauma, adulto, desechable	MS40088
B	Sensor Masimo RD SET Trauma, infant./ped., desechable	MS40091
C	Sensor Masimo RD SET Trauma, neonatos, desechable	MS40094

Se puede usar con los Modelos D y E del Vista 120 SC.

*Productos comerciales



VISTA 120 SC

6.2 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)*

A	Tubo PANI, 3 m	2601195
B	Manguito PANI, infantil, 10 cm – 15 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606151
C	Manguito PANI, pediátrico (talla pequeña), 13 cm – 17 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606152
D	Manguito PANI, pediátrico, 16 cm – 21 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606153
E	Manguito PANI, adulto (talla pequeña), 20,5 cm – 28 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606154
F	Manguito PANI, adulto, 27 cm – 35 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606155
G	Manguito PANI, adulto (talla grande), 34 cm – 43 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606156

Pueden usarse con el Vista 120 SC Modelo A y Modelo B.

*Productos comerciales



VISTA 120 SC

A	Manguito PANI, neonatal n.º 1, 3 – 6 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607034
B	Manguito PANI, neonatal n.º 2, 4 – 8 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607035
C	Manguito PANI, neonatal n.º 3, 6 – 11 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607036
D	Manguito PANI, neonatal n.º 4, 7 – 13 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607037
E	Manguito PANI, neonatal n.º 5, 8 – 15 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607038

Los manguitos son compatibles con SC A-E.

*Productos comerciales



VISTA 120 SC

PANI SUNTECH*

	Manguito APC para PANI, infantil, 12 cm – 19 cm, reutilizable, Vista 120 SC	2600930
A	Manguito APC para PANI, adulto (talla pequeña), 17 cm – 25 cm, reutilizable, Vista 120 SC	2600932
A	Manguito APC para PANI, adulto, 23 cm – 33 cm, reutilizable, Vista 120 SC	2600933
	Manguito APC para PANI, adulto (talla grande), 31 cm – 40 cm, reutilizable, Vista 120	2600934
	Manguito OPC para PANI, infantil, 12 cm – 19 cm, reutilizable, 5 uds., Vista 120 SC	2600935
	Manguito OPC para PANI, adulto pequeño, 17 cm – 25 cm, reutilizable, 5 uds., Vista 120 SC	2600936
	Manguito OPC para PANI, adulto, 23 cm – 33 cm, reutilizable, 5 uds., Vista 120 SC	2600937
	Manguito OPC para PANI, adulto grande, 31 cm – 40 cm, reutilizable, 5 uds., Vista 120 SC	2600938

Se puede usar con los Modelos C, D y E del Vista 120 SC.

APC= All Purpose Cuff (manguito polivalente),

OPC= One Piece Cuff (manguito de una pieza)

*Productos comerciales



VISTA 120 SC

6.3. TEMPERATURA

TERMÓMETROS EXERGEN*

A	Escáner temporal TAT-5000S, Vista 120 SC	2600946
B	Capuchones para TAT-5000S, desechables, 1000 uds., Vista 120 SC	2600948

Se puede usar con los Modelos B, C, D y E del Vista 120 SC.

*Productos comerciales



VISTA 120 SC

FILAC 3000*

A	Covidien Quick Temperature Pod oral	2600146
B	Sonda oral para Filac 3000, reutilizable, 1,2 m, Vista 120 SC	2600939
	Sonda oral para Filac 3000, reutilizable, 2,7 m, Vista 120 SC	2600940
C	Covidien Quick Temperature Pod rectal	2600147
D	Sonda Filac 3000, rectal, reutilizable, 1,2 m, Vista 120 SC	2600942
	Sonda Filac 3000, rectal, reutilizable, 2,7 m, Vista 120 SC	2600943
E	Fundas para sonda Filac 3000, 20 uds. Vista 120 SC	2600945

Se puede usar con los Modelos B, C, D y E del Vista 120 SC.

*Productos comerciales




VISTA 120 SC

6.4 CAPNOGRAFÍA ET_{CO}₂

A	etCO ₂ Microstr. intubado adulto/pediátrico - duración prolongada, 25 uds.	MP15001
	etCO ₂ Microstr. intubado adulto/pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15002
B	etCO ₂ Microstr. intubado bebé/neonatal - duración prolongada, 25 uds.	MP15003
C	etCO ₂ Microstr. nasal adulto - duración prolongada, 25 uds.	MP15004
	etCO ₂ Microstr. nasal adulto - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15005
D	etCO ₂ Microstr. nasal pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15006
E	etCO ₂ Microstr. nasal bebé/neonatal - duración prolongada, 25 uds.	MP15007
F	etCO ₂ Microstr. nasal/oral adulto - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15008
G	etCO ₂ Microstr. nasal/oral pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15009


Pueden usarse con el Vista 120 SC Modelo E.




VISTA 120 SC


A	CO₂ Microstr. O₂ nasal adulto - duración prolongada, 25 uds.	MP15010
	CO₂ Microstr. O₂ nasal pediátrico - duración prolongada, 25 uds.	MP15011
	CO₂ Microstr. O₂ nasal/oral adulto - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15012
B	CO₂ Microstr. O₂ nasal/oral pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15013

Pueden usarse con el Vista 120 SC Modelo E.









Equipamiento para planta

Nuestras estaciones de trabajo a medida integran soluciones optimizadas que permiten crear un entorno higiénico y curativo que le ayuda a administrar a sus pacientes terapias que salvan vidas. Eliminar la complejidad y optimizar los flujos de trabajo clínicos de su hospital son elementos clave para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal sanitario.

Los equipos de planta inteligentes y fáciles de usar hacen precisamente eso: promover puestos de trabajo ergonómicos que reduzcan el estrés relacionado con el levantamiento de objetos pesados o el acceso incómodo entre el equipo y el paciente, lo que mejora la satisfacción del personal. Es por eso que nuestros equipos de planta son **un elemento fundamental para mejorar la eficiencia del trabajo**.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

1. Terapia de oxígeno	271
1.1 Flujómetro	271
1.2 Oxymixer	282
1.3 Reductor de presión	285
1.4 Humidificador, adaptador y aplicación	293
2. Aspiración clínica	295
2.1 Aspiración bronquial	296
2.2 Aspiración OR	319
2.3 Drenaje continuo y torácico	325
3. Accesorio para el suministro de gases	339
3.1 Mangueras CS	339
3.1.1 Norma alemana	339
3.1.2 Norma francesa	341
3.1.3 Norma británica	343
3.1.4 Norma sueca	345
3.1.5 Norma suiza	346
3.1.6 Norma italiana	347
3.1.7 Norma australiana	358
3.1.8 Norma japonesa	349
3.1.9 Norma estadounidense	350
3.1.10 Norma canadiense	352
3.1.11 Norma china	353
3.2 Adaptador	354

FLUJÓMETRO

1. TERAPIA DE OXÍGENO

1.1 FLUJÓMETRO

Estos flujómetros de O₂ están conectados directamente en una unidad terminal de pared para oxígeno y se utilizan para controlar el flujo de oxígeno en la inhalación y la insuflación. Los caudales se pueden ajustar con un alto grado de precisión. Además, el gran mando giratorio hace el ajuste más fácil.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar ± 0,5 bar (1013 hPa/20 °C)**
± 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)
± 10% (todos los demás valores de configuración)
** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al × An × F): 160 × 40 × 130 mm
Material: Carcasa: Aluminio
Cúpula de presión: Poliamida
Indicador de flujo: Vidrio
Peso: 500 g approx.

- A

Flujómetro de O₂, 4 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34×1,5, adaptador 9/16"



MP04551
- B

Flujómetro de O₂, 16 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34×1,5, adaptador 9/16"




MP04558
- C

Flujómetro de O₂, 16 l/min, CS, conector largo (6 cm), DIN, ISO y color neutro, M34×1,5, adaptador 9/16"



MP04561



FLUJÓMETRO

A	Flujómetro de O₂, 16 l/min, CS, norma británica, ISO, M34×1,5, adaptador 9/16"		MP04565
B	Flujómetro de O₂, 16 l/min, CS, norma francesa, ISO, M34×1,5, adaptador 9/16"		MP04566
C	Flujómetro de O₂*, 16 l/min, CS, estándar sueco, M34×1,5 y adaptador 9/16"		MP13040
D	Flujómetro de O₂, 10 l/min, CS, CARBA, ISO, M34x1,5, adaptador 9/16"		MP04554
E	Flujómetro de O₂, 16 l/min, CS, CARBA, ISO, M34x1,5, adaptador 9/16"		MP04563
F	Flujómetro de O₂, 32 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34×1,5, adaptador 9/16"		MP04571

*Disponible a partir de finales del 2023



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

FLUJÓMETRO

FLUJÓMETRO DOBLE

La ventaja particular del flujómetro doble es que se puede tratar a dos pacientes de forma simultánea pero independiente entre ellos, mientras que solo se ocupa una terminal de pared.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar ± 0,5 bar (1013 hPa/20 °C)**
± 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)
± 10% (todos los demás valores de configuración)
** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al × An × F): 160 × 150 × 190 mm
Material: Carcasa: Aluminio
Cúpula de presión: Poliamida
Indicador de flujo: Vidrio
Peso: 900 g approx.

A	Flujómetro doble de O₂, 2 × 16 l/min, CS, DIN, ISO, color neutro, M34×1,5, adaptador 9/16"		MP04560
B	Flujómetro doble de O₂, 2 × 10 l/min, CS, CARBA, ISO, 2×M34×1,5, adaptador para 9/16"		MP04555
C	Flujómetro doble de O₂, 2 × 10 l/min, montaje de riel con entrada de gas NIST, 2 × M34×1,5, adaptador 9/16"		MP04557
	Flujómetro doble de O₂, 2 × 16 l/min, montaje de riel con entrada de gas NIST, 2 × M34×1,5, adaptador 9/16"		MP04569



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

FLUJÓMETRO

Estos flujómetros de O₂ para fijación en rieles se pueden utilizar para controlar el flujo de oxígeno en la inhalación y la insuflación. Los caudales de hasta 4 y 16 l/min se pueden ajustar con un alto grado de precisión.

Además, el gran mando giratorio hace el ajuste más fácil.

Al utilizar la garra para riel, el flujómetro se puede fijar con rapidez y seguridad a todos los perfiles de riel.

Puede asegurarse la conexión al suministro de gases mediante una manguera CS con una tuerca de conexión NIST.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar $\pm$ 0,5 bar (1013 hPa/20 °C)**

$\pm$ 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)

$\pm$ 10% (todos los demás valores de configuración)

** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al x An x F):	160 x 40 x 130 mm
Material:	Carcasa: Aluminio
	Cúpula de presión: Poliamida
	Indicador de flujo: Vidrio
Peso:	950 g approx.

A	Flujómetro de O₂, 4 l/min, riel, entrada de gas NIST, M34x1,5, adaptador 9/16"		MP04552
B	Flujómetro de O₂, 16 l/min, riel, entrada de gas NIST, incluido tubo de 1,5 m, DIN, ISO, M34x1,5, adaptador 9/16"		MP04573
C	Flujómetro de O₂, 16 l/min, riel, entrada de gas NIST, incluido tubo de 1,5, DIN, color neutro, M34x1,5, adaptador 9/16"		MP04575
D	Flujómetro de O₂, 16 l/min, riel, entrada de gas NIST, M34x1,5, adaptador 9/16"		MP04567
E	Flujómetro de O₂, 10 l/min, riel, entrada de gas NIST, M34x1,5, adaptador 9/16"		MP04556
F	Flujómetro de O₂, 32 l/min, riel, entrada de gas NIST, M34x1,5, adaptador 9/16"		MP04580



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

FLUJÓMETRO

A	Flujómetro de O₂, 4 l/min, riel, 90°, entrada de gas NIST, M34×1,5, adaptador 9/16"		MP04553
B	Flujómetro de O₂, 16 l/min, riel, 90°, entrada de gas NIST, M34×1,5, adaptador 9/16"		MP04570
	Mangueras CS		8601697
	Disponibles varios mangueras para conectar, por ejemplo, un flujómetro con el suministro central. Para obtener más información sobre mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".		



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

FLUJÓMETRO

- | | | | |
|----------|--|---|----------------|
| A | Flujómetro de O₂ para anestesia, 16 l/min, riel, con tubo NIST ISO de 1,2 m, adaptador 9/16" a 6 mm |  | MP04576 |
| B | Flujómetro de O₂ para anestesia, 16 l/min, riel, con tubo NIST negro de 1 m, adaptador 9/16" a 6 mm |  | MP04577 |
| C | Flujómetro de O₂ para anestesia, 16 l/min, 90°, riel, con tubo NIST ISO de 1,2 m, adaptador 9/16" a 6 mm |  | MP04578 |
| D | Flujómetro de O₂ para anestesia, 16 l/min, 90°, riel, con tubo NIST negro de 1 m, adaptador 9/16" a 6 mm |  | MP04579 |



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

FLUJÓMETRO

Estos flujómetros están conectados directamente a una unidad terminal de pared para aire medicinal y se utilizan para controlar el flujo de aire medicinal para la aerosolterapia. Los caudales de hasta 16 o 32 l/min se pueden ajustar con un alto grado de precisión.

Además, el gran mando giratorio hace el ajuste más fácil. Viene con un filtro sinterizado integrado.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar $\pm$ 0,5 bar (1013 hPa/20 °C)**

$\pm$ 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)
 $\pm$ 10% (todos los demás valores de configuración)

** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al x An x F):	160 x 40 x 130 mm
Material:	Carcasa: Aluminio
	Cúpula de presión: Poliamida
	Indicador de flujo: Vidrio
Peso:	500 g approx.

A	Flujómetro de AIRE, 16 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M32x1,5		MP04559
B	Flujómetro de AIRE, 16 l/min, CS, tapón CS largo (6 cm), DIN, ISO y color neutro, M32x1,5		MP04562
C	Flujómetro de AIRE, 16 l/min, CS, CARBA, M32x1,5, ISO		MP04564
D	Flujómetro de AIRE*, 16 l/min, estándar sueco, M32x1,5		MP13041
E	Flujómetro de AIRE, 32 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M32x1,5		MP04572

*Disponible a partir de finales del 2023



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

FLUJÓMETRO

Estos flujómetros para fijación en rieles se pueden utilizar para controlar el flujo de aire medicinal para la aerosolterapia. Los caudales de hasta 16 l/min se pueden ajustar con un alto grado de precisión.

Además, el gran mando giratorio hace el ajuste más fácil.

Al utilizar la garra para riel, el flujómetro se puede fijar con rapidez y seguridad a los perfiles de riel estándar.

Puede asegurarse la conexión al suministro de gases mediante una manguera CS con una tuerca de conexión NIST.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar $\pm$ 0,5 bar
(1013 hPa/20 °C)**

$\pm$ 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)

$\pm$ 10% (todos los demás valores de configuración)

** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al x An x F):	160 x 40 x 130 mm
Material:	Carcasa: Aluminio
	Cúpula de presión: Poliamida
	Indicador de flujo: Vidrio
Peso:	950 g approx.

A Flujómetro de AIRE, 16 l/min, riel, NIST, M32x1,5  **MP04568**

B Flujómetro de AIRE, 32 l/min, riel, NIST, M32x1,5  **MP04581**

Mangueras CS **8601697**

Disponibles varias mangueras para conectar, por ejemplo, un flujómetro con el suministro central.

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

FLUJÓMETRO

FLUJÓMETRO COMPACTO CLICKFLOW

Presión de entrada:	4,5 ± 0,5 bar*
Rangos de ajuste:	0,1 – 1 l/min (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1 l/min) 0,5 – 5 l/min (0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 l/min) 1 – 16 l/min (0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 16 l/min) 1 – 32 l/min (0; 1; 5; 8; 12; 16; 20; 25; 28; 32 l/min)
Precisión (a 4,5 ± 0,5 bar):	0,5 – 5 l/min, 1 – 16 l/min y 1 – 32 l/min: ±20 %; 0 – 1 l/min ± 30 %
Entrada de gases:	Conexión CS O ₂ o AIRE; NIST (riel)
Salida de gases:	boquilla de 6 mm para unidad de aplicación, rosca 9/16" para agua esterilizada o adaptador para humidificador reutilizable
Peso:	aprox. 420 g (CS), aprox. 700 g (riel)
Material de la carcasa:	Latón niquelado
Dimensiones:	Diámetro aprox. 38 mm, Longitud aprox. 92 mm (versión CS); aprox. 118 mm (versión riel)

*1 bar = 1 kPa × 100



A El configurador del flujómetro compacto Clickflow le da la oportunidad de adaptar el flujómetro compacto en función de sus necesidades.

Opciones seleccionables para la configuración:



MP13000

Tipo de gas:	O ₂ ; AIRE
Soporte:	CS; riel con entrada de gases NIST
Conexión CS:	DIN; Carbamed; BS (Inglaterra); NF (Francia); AGA* (Suecia)
Versión:	flujómetro compacto simple; flujómetro compacto doble
Flujo:	0,1 – 1 l/min; 0,5 – 5 l/min; 1 – 16 l/min, 1 – 32 l/min
Salida de gases:	Boquilla de 6 mm, cable 9/16" para agua esterilizada

*Disponible a partir de finales del 2023



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

FLUJÓMETRO

- A** Flujómetro compacto de O₂ Clickflow,
DIN CS, 1 – 16 l/min, 9/16"



MP13011

- B** Flujómetro compacto de O₂ Clickflow,
DIN CS, 1 – 16 l/min, boquilla de 6 mm



MP13012

A

D-20363-2020



B

D-20364-2020



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

FLUJÓMETRO

A	Flujómetro compacto de O₂ Clickflow, riel, NIST, 1 – 16 l/min, 9/16"		MP13013
B	Flujómetro compacto de O₂ Clickflow, doble, DIN, 2 × 1 – 16 l/min, 9/16"		MP13014
C	Flujómetro compacto Clickflow AIRE, DIN, 1 – 16 l/min, 9/16"		MP13015
D	Flujómetro compacto Clickflow AIRE, DIN, 1 – 16 l/min, boquilla de 6 mm		MP13016
E	Flujómetro compacto Clickflow AIRE, riel, 1 – 16 l/min, 9/16"		MP13017
F	Flujómetro compacto Clickflow AIRE, DIN, 0,1 – 1 l/min, boquilla de 6 mm		MP13019

Accesorios para flujómetro en capítulo 1.4
(Humidificador, adaptador y aplicación).

Disponibles varias mangueras para conectar el Clickflow
con el suministro central.

Para obtener más información sobre las mangueras CS,
consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico.
Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los
revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

OXYMIXER

1.2 OXYMIXER*

El Oxymixer permite ajustar de forma continua y personalizada la mezcla de aire y oxígeno de grado médico que se administra a bebés, niños y adultos. La concentración de O₂ se ajusta fácilmente para alcanzar un flujo alto con precisión gracias al purgado, aun cuando se manejen velocidades de flujo inferiores a 3 l/min.

Configuración del Oxymixer

Posibilidad de elegir mezclador de flujo bajo o alto con: 1 o 2 caudalímetros, entrada de gas NIST o DISS, monitor, interruptor de encendido y apagado de purga, boquilla y atenuador de sonido. Incluye fijación para riel.

A Oxymixer de alto flujo

Incluye: Pinza de riel, caudalímetro 0 – 32 l/min derecho, caudalímetro 0 – 85 l/min izquierdo. Entrada de gas NIST.

B Oxymixer de flujo alto con monitor

Incluye: Pinza de riel, caudalímetro 0 – 32 l/min derecho, caudalímetro 0 – 85 l/min izquierdo, monitor, sensor de oxígeno, cable de sensor de oxígeno, receptáculo para sensor. Entrada de gas NIST.

C Oxymixer de bajo flujo

Incluye: Pinza de riel, caudalímetro 0 – 3 l/min derecho, caudalímetro 0 – 15 l/min izquierdo, interruptor de encendido y apagado de purga. Entrada de gas NIST.

D Oxymixer de bajo flujo con monitor

Incluye: Pinza de riel, caudalímetro 0 – 3 l/min derecho, caudalímetro 0 – 15 l/min izquierdo, interruptor de encendido y apagado de purga, monitor, sensor de oxígeno, cable para sensor de oxígeno, receptáculo para sensor. Entrada de gas NIST.

E Oxymixer de bajo flujo con caudalímetro derecho 1 – 15 l, pinza de riel

Entrada de gas NIST.

Disponibles varias mangueras para conectar el Oxymixer con el suministro central.

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.

*Productos comerciales



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

OXYMIXER

A Carro multiusos básico* equipado

Incluye base con 5 ruedas, barra de 38 mm de diámetro y 3 abrazaderas para riel, cesta.

MP13020

B Carro multiusos básico*

Incluye base con 5 ruedas y barra de 38 mm de diámetro para accesorios.

MP13021

*Productos comerciales



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

OXYMIXER*

A	<u>Amortiguador de sonido para Oxymixer 9/16"</u>	<u>MP04218</u>
B	<u>Amortiguador de sonido para Oxymixer 22 y 15 mm</u>	<u>MP04219</u>
C	<u>Adaptador de 9/16" a 15/22 mm</u>	<u>MP05305</u>
D	<u>Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas respiratorias desechables, conexión 9/16"</u>	<u>MP00416</u>
E	<u>Sensor de oxígeno para Oxymixer (repuesto)</u>	<u>MP04221</u>

*Productos comerciales



REDUCTOR DE PRESIÓN


1.3 REDUCTOR DE PRESIÓN

A Reductor de presión OxyLine, configuración personalizada de reductores de presión MP00100

El diseño modular OxyLine significa que puede elegir exactamente el reductor de presión que necesita entre los siguientes componentes:

- Reductor de presión de O₂ o aire con tecnología de 200 bar
- Manómetro fijo o con visualización digital
- Flujómetro compacto Clickflow ajustable (0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 16 l/min) con conector de agua esterilizada de 9/16"
- Flujómetro hasta 16 l/min con conector para humidificador reutilizable Dräger, conector de agua esterilizada y boquilla de 6 mm para una mascarilla de oxígeno
- Conector NIST con cierre automático
- Acoplamiento de suministro de gas centralizado, p. ej. para conectar un dispositivo de ventilación con alimentación eléctrica
- Eyectador para succión de corta duración de, p. ej., secreciones.

Tipo:	Reductor de presión preestablecida de fase única
Rango de presión de entrada permisible:	De 11 a 200 kPa × 100
Presión de salida nominal (p2):	No ajustable, presión de salida según la placa de clasificación
Peso:	De 1,2 kg a 2 kg (dependiendo del tipo de conector)
Material:	Latón, con superficie de níquel químico



D-1865-2022



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.


No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

REDUCTOR DE PRESIÓN

MP00100

Información de pedido, internacional

Posibilidades de configuración




Reductor de presión OxyLine, MP00100

Información de pedido internacional

Introduzca una «X» o un número para configurar sus especificaciones

☐ = Elemento obligatorio – seleccionar uno / ☐ = Elemento opcional – seleccionar uno si se desea

REDUCTOR DE PRESIÓN



REDUCTOR DE PRESIÓN

A	Cabezal Oxett OxyLine, reductor de presión G$\frac{3}{4}$" , 200 bar, NIST, flujómetro, DIN-CS, eyector VarioO2		MP01101
B	Cabezal Oxett OxyLine, reductor de presión G$\frac{3}{4}$" , 200 bar, regulador de flujo, NIST, DIN-CS, eyector VarioO2		MP01102
C	Cabezal Oxator OxyLine, reductor de presión G$\frac{3}{4}$" , 200 bar, NIST, 2 x DIN-CS, eyector VarioO2		MP01103
D	Reductor de presión con flujómetro OxyLine, G$\frac{3}{4}$" , 200 bar, 16 l/min, M34x1,5, 9/16", boq.		MP01104
E	Reductor de presión con NIST OxyLine, G$\frac{3}{4}$" , para 200 bares, NIST		MP01105



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

REDUCTOR DE PRESIÓN

Oxett

Oxett es una unidad portátil de suministro de oxígeno para la utilización móvil. Oxett asegura un tratamiento constante, ya que el dispositivo se puede montar en la cama, sobre rieles o en la camilla. Todos los dispositivos para inhalación, insuflación y succión están disponibles en una sólida placa de aluminio. Una dosificación precisa de O₂ se controla mediante el flujo compensado de presión o el flujómetro compacto.

También es posible la ventilación manual o automática de corta duración, ya que el Oxylog se puede conectar mediante el acoplamiento O₂ estándar. La unidad Oxett portátil cumple de forma sencilla con las necesidades de las prácticas diarias de un hospital o sala de urgencias. Sustituye todas las soluciones de suministro temporal.



A Bastidor de transporte Oxett, para cabezal Oxett y botella de O₂ hasta 2,5 l, con recipientes de secreción y riel para eyector de aspiración	MP04110
Cabezal Oxett, configurable mediante OxyLine	MP00100
B Cabezal Oxett OxyLine, reductor de presión G³/₄" , 200 bar, NIST, flujómetro, DIN-CS, eyector VarioO2	MP01101
B Cabezal Oxett OxyLine, reductor de presión G³/₄" , 200 bar, regulador de flujo, NIST, DIN-CS, eyector VarioO2	MP01102
C Placa adapt. Oxett, para montar Oxett en la cama en posición elevada	2M86205



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

REDUCTOR DE PRESIÓN

Small Oxator

Solución que ahorra espacio para el transporte de botellas de gas de gran tamaño.

El carro estable puede utilizarse con flexibilidad.

Configure los componentes a continuación:

A	Carro de botellas simple, para una botella de gas de hasta 11 l de volumen	MP00038
	Cabezal Oxator, configurable mediante OxyLine	MP00100
B	Cabezal Oxator OxyLine, reductor de presión G$\frac{3}{4}$", 200 bar, NIST, 2 x DIN-CS, eyector VarioO2	MP01103
C	Eyector VarioO2 B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST O₂	MP00552
C	Tubo de conexión NIST-NIST 1,2 m	M36053



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

REDUCTOR DE PRESIÓN

- A

Riel compacto, para tubo de 38 mm,
perfil de riel estándar 25 × 10 mm, cada lado 10 cm, peso: 0,9 kg,
carga máxima: 30 kg

2M85337
- B

Juego de frascos de secreciones,
con frascos de secreciones de 700 ml (2 uds.)
y un tubo de aspiración de 1,5 m, capacidad máxima
hasta la protección contra desbordamientos 2 × 1000 ml,
escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml

2M85056
- C

Garra de riel tipo palanca,
para fijación de dispositivos en riel estándar de 25 × 10 mm,
para unidad de aspiración compacta
y juego de frascos de secreciones

M26842

Para obtener más información sobre las mangueras CS,
consulte el capítulo „Accesorios para el suministro de gases“.



REDUCTOR DE PRESIÓN

A	Carro de botellas simple, para una botella de gas de hasta 11 l de volumen	MP00038
B	Soporte de riel, para tubo de 38 mm, perfil de riel norm. 25 × 10 mm, 40 cm, longitud: 40 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 5 kg	2M86185
C	Adaptador de NIST a DIN CS O₂	M35056
D	Adaptador de NIST a DIN CS AIRE	M35058



HUMIDIFICADOR, ADAPTADOR Y APLICACIÓN

1.4 HUMIDIFICADOR, ADAPTADOR Y APLICACIÓN

A	Humidificador de burbujas, para humidificación de O ₂ hasta aprox. 60% humedad relativa y fluye, hasta 5 l/min	2M85834
B	Adaptador 9/16" a M34×1,5 para el humidificador reutilizable Dräger	MP03325



HUMIDIFICADOR, ADAPTADOR Y APLICACIÓN

A	Adaptador, para sistemas de agua esterilizada desechables a flujómetro de O₂, M34×1,5	2M86680
A	Adaptador, para sistemas de agua esterilizada desechables a flujómetro de AIRE, M32x1,5 a 9/16"	MP03366
B	Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas respiratorias desechables, conexión 9/16"	MP00416

Mascarillas para terapia de oxígeno y aerosol, mascarillas Venturi para niños, cánulas nasales y accesorios en el capítulo 5.3 - Accesorios para equipos respiratorios.




ASPIRACIÓN CLÍNICA

2.1 Aspiración bronquial

Dräger ofrece una amplia gama de aspiradores bronquiales y soluciones personalizadas que se adaptan a sus necesidades en la UCI y el quirófano. En general, puede elegir entre vacío, aire medicinal u oxígeno como gas impulsor.

Diferenciamos las unidades de propulsión entre los eyectores

y los reguladores de vacío. Además, podemos suministrarle los accesorios y soportes de tubo que necesita para garantizar un lugar de trabajo ergonómico y eficiente. También puede elegir la conexión que desee y el sistema de frascos adecuado. Ofrecemos soluciones reutilizables y desechables.



1	MP00501	VarioVac B DIN
	MP00502	VarioVac B BS
	MP00503	VarioVac B NF
	MP00504	VarioVac B AGA
	MP00514	VarioVac B CARBA
2	MP00505	VarioVac B/OR Riel
	MP00660	VarioVac P Riel
	MP00516	Doble VarioVac B/OR Riel
	MP03222	VarioVac MRI B/OR Riel
	MP03223	VarioVac MRI P Riel
3	MP00506	VarioVac B compacto
	MP00661	VarioVac P compacto
4	MP00530	VarioAir B DIN
	MP00531	VarioAir B BS

	MP00532	VarioAir B NF
	MP00533	VarioAir B AGA
	MP00534	VarioAir B UNI
	MP00548	VarioAir B CARBA
5	MP00535	VarioAir B/OR Riel
	MP00545	VarioAir P Riel
	MP03220	VarioAir MRI B/OR Riel
	MP03221	VarioAir MRI P Riel
6	MP00550	VarioO2 B DIN
	MP00551	VarioO2 B CARBA
7	MP00552	VarioO2 B/OR Riel
8	MP00536	VarioAir B compacto
	MP00547	VarioAir P compacto
9	2M85056	Juego de frascos de secreciones

10	M26859	Soporte de pared
11	M26842	Garra de riel tipo palanca
12	2M85119	Soporte de techo
13	2M86207	Recipiente de secreción, 300 ml
	2M85594	Recipiente de secreción, 700 ml
14	2M85446	Soporte de manguera de conexión CS
15	2M85239	Soporte de tubo de aspiración
16	MX23023	Recipiente de secreción VacuSmart
	MX23025	Recipiente de secreción VacuSmart Gel
17	MP14010	Tubo de asp. VacuSmart Tube
18	MP00570	Válv. de cierre para VarioVac

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

2. ASPIRACIÓN CLÍNICA

2.1 ASPIRACIÓN BRONQUIAL

El regulador de vacío está directamente conectado a una toma del sistema de suministro central de vacío o a rieles. El vacío es variable infinitesimalmente hasta un máx. de -90 kPa (-900 mbar) y se muestra en un manómetro giratorio con ajuste manual.

Se incluye válvula de cierre.

Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe para proteger de forma fiable las series **VarioVac** y el sistema de vacío central contra la contaminación. Se incluye un sistema de filtro VarioSafe con cada regulador de vacío VarioVac.

Datos técnicos:

Vacío máximo: De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)

Flujo máximo de aspiración: 55 l/min

Peso: De 600 a 800 g
800 g para las versiones a riel
1700 g para las versiones dobles
(MP00516)

Medidas (An/Al/F) en mm: 80 × 210 × 160 (sin VarioSafe)
80 × 340 × 160 (con VarioSafe)
MP00516 para la versión doble:
200 × 210 × 210 (sin VarioSafe)
200 × 340 × 210 (con VarioSafe)

Nivel máximo de sonido: 43 dB(A)

Boquilla de tubo: 6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos: 100% (con VarioSafe)*

Retención de bacterias: 99,99997% (con VarioSafe)**

Retención vírica: 99,99922% (con VarioSafe)**

Retención de NaCl: 99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



A Regulador de vacío VarioVac B DIN, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC



MP00501

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

- | | | | |
|----------|--|---|----------------|
| A | Regulador de vacío VarioVac B BS,
para aspiración bronquial, conexión de gas VAC |  | MP00502 |
| B | Regulador de vacío VarioVac B NF,
para aspiración bronquial, conexión de gas VAC |  | MP00503 |
| C | Regulador de vacío VarioVac B AGA, para aspiración
bronquial, conexión de gas VAC, estándar sueco |  | MP00504 |
| D | Regulador de vacío VarioVac B CARBA,
para aspiración bronquial, conexión de gas VAC |  | MP00514 |

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

Regulador de vacío VarioVac para riel.

Datos técnicos:

Vacío máximo: De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)

Flujo máximo de aspiración: 55 l/min

Peso: 800 g para las versiones a riel
1700 g para las versiones dobles (MP00516)

Medidas (An/Al/F) en mm: para la versión de riel
80 × 210 × 160 (sin VarioSafe)
80 × 340 × 160 (con VarioSafe)
para la versión doble (MP00516):
200 × 210 × 210 (sin VarioSafe)
200 × 340 × 210 (con VarioSafe)

Nivel máximo de sonido: 43 dB(A)

Boquilla de tubo: 6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos: 100% (con VarioSafe)*

Retención de bacterias: 99,99997% (con VarioSafe)**

Retención vírica: 99,99922% (con VarioSafe)**

Retención de NaCl: 99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



A Regulador de vacío VarioVac B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST VAC  **MP00505**

B Regulador de vacío doble VarioVac B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST VAC  **MP00516**

C Regulador de vacío VarioVac B/OR Rail DISS, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas DISS VAC  **MP00631**

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

Reguladores de vacío VarioVac para riel.

El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión VAC. Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto). Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe para proteger de forma fiable las series VarioVac y el sistema de vacío central contra la contaminación. Se incluye un sistema de filtro VarioSafe con cada regulador de vacío VarioVac.

Datos técnicos:

VarioVac P (MP00660, MP03223)

Vacío máximo: De -55 a 0 kPa (de -550 a 0 mbar)

Flujo de aspiración: 21 l/min

Nivel máximo de sonido: 40 dB(A)

VarioVac B/OP (MP03222)

Vacío máximo: De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)

Flujo máximo de aspiración: 55 l/min

Nivel máximo de sonido: 43 dB(A)

Peso: 800 g

Medidas (An/Al/F) en mm: 80 × 210 × 160 (sin VarioSafe)

80 × 340 × 160 (con VarioSafe)

Boquilla del tubo: 6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos: 100% (con VarioSafe)*

Retención de bacterias: 99,99997% (con VarioSafe)**

Retención vírica: 99,99922% (con VarioSafe)**

Retención de NaCl: 99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



D-12456-2014

A Regulador de vacío VarioVac P Rail, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar  **MP00660**

A Regulador de vacío VarioVac P Rail DISS, para aspiración bronquial, conexión de gas DISS VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar  **MP00632**

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

Estos aspiradores bronquiales son adecuados para su uso en MRI.
 Los aspiradores bronquiales son aptos para su uso dentro de imane
 con un campo magnético estático de 1,5 tesla y de 3 tesla.
 Distancia mínima al centro del campo magnético:
 Densidad del flujo magnético de 40 militesla (400 gauss).

- A Regulador de vacío VarioVac MRI P Rail, para aspiración
 bronquial, conexión de gas NIST VAC,
 para conexión a todos los rieles de pared estándar**  **MP03223**
- B Regulador de vacío VarioVac MRI B/OR Rail, para aspiración
 bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST VAC,
 para conexión a todos los rieles de pared estándar**  **MP03222**

Para obtener más información sobre las mangueras CS,
 consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico.
 Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los
 revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

ASPIRACIÓN DE VACÍO

Para la conexión de manguera de vacío con SC.

Esta versión de riel puede conectarse a todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

El suministro de gas queda garantizado a través del tubo de conexión VAC.

Puede usar el filtro bacterial MK00514 para proteger de manera fiable el sistema central de vacío contra la contaminación. En el pedido se incluyen dos filtros bacterianos.

Estos aspiradores bronquiales son adecuados para su uso en MRI. Los aspiradores bronquiales son aptos para su uso dentro de imanes con un campo magnético estático de 1,5 tesla y de 3 tesla.

Distancia mínima al centro del campo magnético:

Densidad del flujo magnético de 40 militesla (400 gauss).

Datos técnicos:

Vacío máximo: De -95 a 0 kPa (de -950 a 0 mbar)

Flujo de aspiración de vacío: 50 l/min

Medidas (An/Al/F) en mm: 130 × 190 × 120

Nivel máximo de sonido: 55 dB(A)

Boquilla del tubo: 6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de bacterias: 99,99997%*

Retención vírica: 99,99997%*

Retención de NaCl: 99,9982%**

* Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



A	Aspiración de vacío NIST, para aspiración bronquial, conexión de gases VAC		MK01422
A	Aspiración de vacío DISS, para aspiración bronquial, conexión de gases VAC		MK03140
A	Aspiración de vacío DISS Canadá, para aspiración bronquial, conexión de gases VAC		MK03320
B	Aspirador de vacío DISS, versión para Atlan A300/ A350 y Perseus A500		MP00686
	Aspirador de vacío DISS Canadá, versión para Atlan A300/ A350 y Perseus A500		MP00687
	Aspirador de vacío NIST, versión para Atlan A300/ A350 y Perseus A500		MP00689

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

El eyector **VarioAir** está directamente conectado a una toma del sistema de suministro de aire medicinal o a rieles. El eyector es silencioso, genera un vacío de -90 kPa (-900 mbar) máx. y muestra el nivel de vacío en un manómetro giratorio con ajuste manual. Todos los dispositivos cuentan con una válvula de alivio de presión (ex 0,1 kPa) para evitar un aumento de la presión en el paciente.

El mando de control para el vacío también es el interruptor de encendido/apagado para interrumpir la succión sin reajustar los valores.

Un nuevo sistema de filtro desechable VarioSafe protege de modo fiable las series VarioAir y el entorno del paciente contra la contaminación. Siempre se incluye una unidad del nuevo sistema de filtro VarioSafe.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	40 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	55 l/min
Peso:	800 g
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 200 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 330 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	57 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Válvula de seguridad de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos:	100% (con VarioSafe)*
Retención de bacterias:	99,99997% (con VarioSafe)**
Retención vírica:	99,99922% (con VarioSafe)**
Retención de NaCl:	99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



D-28511-2009

A Eyector VarioAir B DIN, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE



MP00530

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

- | | | | |
|----------|--|---|----------------|
| A | Eyector VarioAir B BS, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE |  | MP00531 |
| B | Eyector VarioAir B NF, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE |  | MP00532 |
| C | Eyector VarioAir B AGA, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE, estándar sueco |  | MP00533 |
| D | Eyector VarioAir B UNI, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE |  | MP00534 |
| E | Eyector VarioAir B CARBA, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE |  | MP00548 |

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

Eyector VarioVac para riel.

Datos técnicos:

Vacío máximo: De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)

Flujo mínimo de aspiración: 40 l/min

Rango de presión de entrada: De 4 a 5,5 bar

Consumo de gas máximo: 55 l/min

Peso: 800 g

Medidas (An/Al/F) en mm: 80 × 200 × 160 (sin VarioSafe)
80 × 330 × 160 (con VarioSafe)

Nivel máximo de sonido: 57 dB(A)

Boquilla de tubo: 6 mm de Ø

Válvula de seguridad

de presión: Ex 0,1 kPa (1 mbar)

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos: 100% (con VarioSafe)*

Retención de bacterias: 99,99997% (con VarioSafe)**

Retención vírica: 99,99922% (con VarioSafe)**

Retención de NaCl: 99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



- | | | | |
|----------|--|---|----------------|
| A | Eyector VarioAir B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST AIRE |  | MP00535 |
| B | Eyector VarioO2 B DIN, para aspiración bronquial, conexión de gas O₂ |  | MP00550 |
| B | Eyector VarioO2 B CARBA, para aspiración bronquial, conexión de gas O₂ |  | MP00551 |
| C | Eyector VarioO2 B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST O₂ |  | MP00552 |

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

Eyector VarioAir para riel.

El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión AIR. Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto). Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe para proteger de forma fiable las series VarioAir y el sistema de vacío central contra la contaminación.

Datos técnicos:	VarioAir P (MP00545, MP03221)
Vacío máximo:	De -54 a 0 kPa (de -540 a 0 mbar)
Flujo de aspiración:	22 l/min
Consumo de gas máximo:	40 l/min
Nivel máximo de sonido:	47 dB(A)
VarioAir B/OP (MP03220)	
Vacío máximo:	De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	40 l/min
Consumo de gas máximo:	55 l/min
Nivel máximo de sonido:	57 dB(A)
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Peso:	800 g
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 200 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 330 × 160 (con VarioSafe)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Válvula de seguridad de presión:	A partir de 0,1 kPa (1 mbar)

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos:	100% (con VarioSafe)*
Retención de bacterias:	99,99997% (con VarioSafe)**
Retención vírica:	99,99922% (con VarioSafe)**
Retención de NaCl:	99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



D-28521-2009

A Eyector VarioAir P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE, para para conexión a todos los rieles de pared estándar  **MP00545**

A Eyector VarioAir P Riel DISS, para aspiración bronquial, conexión de gas DISS AIRE, para conexión a todos los rieles de pared estándar  **MP00639**

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

Estos aspiradores bronquiales son adecuados para su uso en MRI.
 Los aspiradores bronquiales son aptos para su uso dentro de imanes con un campo magnético estático de 1,5 tesla y de 3 tesla.
 Distancia mínima al centro del campo magnético:
 Densidad del flujo magnético de 40 militesla (400 gauss).

**A Eyector VarioAir MRI B/OR Riel,
 para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE,
 para conexión a todos los rieles de pared estándar**  **MP03220**

**A Eyector VarioAir MRI P Riel,
 para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE,
 para conexión a todos los rieles de pared estándar**  **MP03221**

Para obtener más información sobre las mangueras CS,
 consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico.
 Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

ASPIRACIÓN POR EYECTOR

Para la conexión con tubo de vacío a SC.

Esta versión de riel puede conectarse a todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

El suministro de gas queda garantizado a través del tubo de conexión AIRE.

Puede usar el filtro bacterial MK00514 para proteger de manera fiable el sistema central de vacío contra la contaminación. En el pedido se incluyen dos filtros bacteriales.

Estos aspiradores bronquiales son adecuados para su uso en MRI. Los aspiradores bronquiales son aptos para su uso dentro de imanes con un campo magnético estático de 1,5 tesla y de 3 tesla.

Distancia mínima al centro del campo magnético:

Densidad del flujo magnético de 40 militesla (400 gauss).

Datos técnicos:

Vacío máximo: De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)

Flujo máximo de aspiración: 30 l/min

Rango de presión: de 2,7 a 6,9 bar

Consumo de gas máximo: 60 l/min

Medidas (An/Al/F) en mm: 130 × 190 × 120

Nivel máximo de sonido: 55 dB(A)

Válvula de liberación

de la presión: ex 1 kPa (10 mbar)

Boquilla del tubo: 6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de bacterias: 99,99997%*

Retención vírica: 99,99997%*

Retención de NaCl: 99,9982%**

* Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



A

MT-4533-2005

- | | | |
|--|--|----------------|
| <p>A Eyector para aspiración NIST AIRE O₂
 para la aspiración bronquial, conexión de gas AIRE/O₂,
 para la conexión a todos los rieles de pared estándar</p> | | MK01418 |
| <p>A Eyector de aspiración NIST
 para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE,
 para conexión a todos los rieles de pared estándar</p> | | MK01420 |
| <p>A Eyector de succión NIST,
 para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE,
 versión para Atlan A300/ A350 y Perseus A500</p> | | MP00688 |

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

La unidad de propulsión (VarioVac o VarioAir) y el juego de frascos van unidos, de modo que tendrá una solución completa, conveniente y fácil de usar. El asa, con forma ergonómica, está situada exactamente en el centro de gravedad de la unidad, lo que facilita un rápido transporte del aspirador. El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión CS. Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe para proteger de forma fiable el dispositivo y el entorno del paciente contra la contaminación. Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

Datos técnicos:

Peso:	1600 g (vacío)
Medidas (An/Al/F) en mm:	300 × 440 × 160
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos:	100% (con VarioSafe)*
Retención de bacterias:	99,99997% (con VarioSafe)**
Retención vírica:	99,99922% (con VarioSafe)**
Retención de NaCl:	99,8900% (con VarioSafe)**

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



A Regulador de vacío VarioVac B compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST VAC, incluidos juego de recipientes de secreciones y regulador de vacío integrado



MP00506

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	55 l/min
Nivel máximo de sonido:	43 dB(A)

A Regulador de vacío VarioVac P compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST VAC, incluidos juego de recipientes de secreciones y regulador de vacío integrado



MP00661

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -55 a 0 kPa (de -550 a 0 mbar)
Flujo de aspiración:	21 l/min
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A Eyector VarioAir B compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE, incluidos juego de recipientes de secreciones y eyector integrado


MP00536

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	40 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	55 l/min
Nivel máximo de sonido:	57 dB(A)
Válvula de seguridad de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)

A


D-33493-2009

A Eyector VarioAir P compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE, incluidos juego de recipientes de secreciones y eyector integrado


MP00547

Datos técnicos

Vacío máximo:	De -54 a 0 kPa (de -540 a 0 mbar)
Flujo de aspiración:	22 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	40 l/min
Nivel máximo de sonido:	47 dB(A)
Válvula de seguridad de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

Juego de frascos de secreciones para la aspiración bronquial portátil y muy ligero. El juego está fabricado con plástico de alta calidad y de resistencia extraordinaria, y se puede esterilizar mediante autoclave hasta a 134 °C. Los dos envases de 700 ml, que se utilizan como frascos de secreciones y de lavado, son idénticos, lo que facilita considerablemente la logística del hospital. Los envases están fabricados con polisulfona de alta calidad, son reutilizables, extremadamente resistentes y a prueba de implosiones. Su gran duración hace que los envases sean ecológicos y rentables.

La tapa de los envases de secreciones está equipada con una protección antirebose automática para impedir que las secreciones entren en la unidad de propulsión y en las mangueras de suministro de gas medicinal. El asa, de forma ergonómica, está situada exactamente en el centro de gravedad de la unidad, lo que facilita un rápido transporte del juego de frascos de secreciones.



- A Juego de frascos de secreciones, con frascos de secreciones de 700 ml (2 uds.) y un tubo de aspiración de 1,5 m, capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos 2 × 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml**



2M85056



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A	Juego de frascos de secreciones con abrazadera	MP00646
B	Rack portador CD	2M85380
C	Rack portador aspiración bronquial	2M85381



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

Soportes para fijar un aspirador bronquial compacto o un juego de frascos de secreciones a la pared/riel o a un riel de una unidad de suministro de techo. Los dispositivos están sujetos y pueden desengancharse y desplazarse fácilmente si es necesario.

A Soporte de pared, con tornillos de fijación, para unidad de aspiración compacta y juego de recipientes de secreción **M26859**

B Garra de riel tipo palanca, para fijación de dispositivos en riel estándar de 25 × 10 mm, para unidad de aspiración compacta y juego de frascos de secreciones **M26842**

C Soporte de techo*, soporte de riel para sistemas de aspiración compacta y juegos de recipientes de secreción **2M85119**

Soportes para sostener el tubo de conexión de suministro central o un tubo de aspiración. Para la fijación a un riel de cuidados o riel compacto.

D Soporte de manguera de conexión CS **2M85446**

E Soporte de tubo de aspiración, adecuado para varios diámetros **2M85239**

*Productos comerciales



ASPIRACIÓN BRONQUIAL


Cartucho desechable VacuSmart para aspiración bronquial

VacuSmart es un cartucho desechable para frascos de secreciones de 700 ml. Este producto se ha diseñado y probado especialmente para su compatibilidad con las unidades de aspiración Dräger. Por lo tanto, no es necesario modificar la base instalada. El filtro hidrofóbico integrado actúa como protección antirebose deteniendo la aspiración de secreción en cuanto se haya alcanzado la máxima capacidad. El sistema cerrado y estanco, opcionalmente provisto de un agente gelificante integrado, reduce al mínimo el riesgo de contaminación cruzada. El agente gelificante opcional evita fugas, por ejemplo durante la eliminación de residuos en una prensa para residuos. El agente gelificante está protegido por una bolsa soluble en agua.

Datos técnicos:

Capacidad máxima:	700 ml
Capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos:	1000 ml
Protección contra desbordamientos:	Filtro hidrofóbico integrado
Duración recomendada de uso:	24 h.
Agente gelificante:	Poliacrilato de sodio

A Recipiente de secreción VacuSmart, PE (polietileno), desechable, 700 ml, 25 uds.	MX23023
B Recipiente de secreción VacuSmart Gel, PE (polietileno), desechable, 700 ml, 25 uds.	MX23025
C Tubo VacuSmart 2 m, tubo de aspiración, PE (polietileno), desechable, con punta del dedo, 25 uds.	MP14010
También puede disfrutar de un práctico ahorro al elegir las unidades de embalaje con juegos de 25 piezas:	
D Juego de aspiración, desechable, VacuSmart, 700 ml y VacuSmart Tube, 25 uds. cada uno	MP00061
E Juego VacuSmart Gel y Tubo, 25 uds.	MP03211





ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A Filtro bacteriano 767, 5 uds.	6723976
A Filtro bacteriano 767, desechable, para eyectores (gama de modelos hasta 2010) El filtro 767 protege de un modo fiable el eyector y el entorno del paciente contra la contaminación. Datos técnicos: Material: PS (poliestireno) Duración recomendada de uso: 7 días <u>Información adicional sobre filtros:</u> Retención de bacterias: 99,992%**** Retención vírica: 99,99%**** ****Según la norma EN 1822-1:1998 Filtro para partículas en suspensión (HEPA y ULPA)	CH00102
B Filtro antibacteriano desechable, 20 uds. Puede usar el filtro bacteriológico para proteger de manera fiable los dispositivos de aspiración frente a la contaminación. Datos técnicos: Material: Acrilo Duración recomendada de uso: 7 días <u>Información adicional sobre filtros:</u> Retención de bacterias: 99,99997%* Retención vírica: 99,99997%* Retención de NaCl: 99,9982%** * Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU. ** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1	MK00514
C Sistema de filtro bacteriológico y vírico VarioSafe, para VarioAir, VarioVac y VarioO2, desechable, 10 uds. El nuevo sistema de filtro desechable VarioSafe protege de modo fiable las series VarioAir, VarioVac y VarioO2 y el entorno del paciente frente a la contaminación. Datos técnicos: Material: PP (polipropileno) Duración recomendada de uso: 7 días Capacidad máxima: 90 ml <u>Información adicional sobre filtros:</u> Retención de aerosoles y fluidos: 100% (con VarioSafe)* Retención de bacterias: 99,99997% (con VarioSafe)** Retención vírica: 99,99922% (con VarioSafe)** Retención de NaCl: 99,8900% (con VarioSafe)*** * Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania ** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU. *** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1	MP00555



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A	Tubo de aspiración, silicona, reutilizable, 1,5 m de largo, D.I. 6 mm, grosor de pared 2 mm	M25780
B	Tubo de conexión, silicona, reutilizable, D.I. 5 mm, grosor de pared 2 mm, por metros	1203606
	Tubo de silicona 6 x 2,5, 2 m	5001330
C	Tapón para recipiente de secreción 700 ml, con protección antirebose	2M85011
D	Tapón para recipiente de secreción, para ind. de fístula para drenaje continuo y torácico	2M85013
E	Tapón para recipiente de secreción, con protección antirebose y válv. de alivio (≥ 0,1 kPa)	2M85012



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A	Recipiente de secreción, PSU (polisulfona), reutilizable, 300 ml, autoclavable hasta 134 °C	2M86207
B	Recipiente de secreción, PSU (polisulfona), reutilizable, 700 ml, autoclavable hasta 134 °C	2M85594
C	Codo, conexión de tubo acodada para tapones de recipientes de secreción	2M19063
D	Válv. de cierre para VarioVac, para apertura y cierre temporal del flujo de asp.	MP00570
E	Mirilla de control de secreciones	M07582



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

- | | | |
|----------|---|----------------|
| A | Manómetro para VarioVac + VarioAir,
escala doble kPa/mmHg, -100 kPa (-1000 mbar) | MP00578 |
| B | Manómetro para VarioVac + VarioAir,
escala doble kPa/mmHg, -60 kPa (-600 mbar) | MP00580 |
| C | Manómetro -100 kPa MRI,
escala doble kPa/mmHg, -100 kPa (-1000 mbar) | MP03589 |
| D | Manómetro -60 kPa MRI,
escala doble kPa/mmHg, -60 kPa (-600 mbar) | MP03587 |



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A	Soporte universal con ranura de 25 x 5 para rieles de pared de 25 x 8 a 35 x 10 mm, para sistema de aspiración compacto y juego de frascos de secreciones	2M86757
B	Soporte universal 30 x 5 para rieles de pared de 25 x 8 a 35 x 10 mm	MP00634
C	Soporte universal para rieles de pared de 25 x 8 a 35 x 10 mm con orificio M5 a 15 mm de distancia	MP00635
D	Soporte universal para rieles de pared de 25 x 8 a 35 x 10 mm con orificio M5 a 22 mm de distancia	MP00636
E	Soporte universal flexible 15 para rieles de pared de 25 x 8 a 35 x 10 mm con rosca para botella	MP00637
F	Carro de transporte para accesorios de riel, 4 ruedas, 2 con frenos, 2 rieles DIN estándar de 50 cm cada uno	MP14098




ASPIRACIÓN CLÍNICA

2.2 Aspiración OR

Durante las intervenciones quirúrgicas, endoscópicas o mínimamente invasivas ya no será necesario renunciar a la facilidad de uso de estos productos. Un diseño modular facilita la sencilla sustitución de los componentes y permite una ampliación del sistema con cualquiera de los accesorios montados en riel de Dräger. La presión negativa se puede generar mediante un

regulador de vacío o un eyector. Una protección antirebose en el envase de secreciones y un envase de protección adicional reducen el riesgo de contaminación del elemento de propulsión y del sistema generador de presión o vacío. Los aspiradores OR se pueden conectar tanto a un sistema de vacío central como, en caso de utilización con una unidad de propulsión y eyección, al oxígeno por tubo o al sistema de suministro de aire medicinal.



1	MP00505	VarioVac B/OR Riel	7	MP03233	Manguera de conexión Medela
	MP00516	Doble VarioVac B/OR Riel	8	MP03232	Válvula de conmutación Medela
2	MP00535	VarioAir B/OR Riel	9	MP00634	Soporte universal 30 x 5
3	MP00552	VarioO2 B/OR Riel	10	2M85446	Soporte de manguera de conexión CS
4	2M85441	Carro para unidad de aspiración OR	11	2M85239	Soporte de tubo de aspiración
5	MP03231	Tapa para frasco de secreciones Medela	12	MX37021	Filtro bacteriano, desechable, para Evac 40
6	MP03230	Frasco de secreciones 3 l Medela			

ASPIRACIÓN OR

2.2 ASPIRACIÓN OR

A Regulador de vacío VarioVac B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST VAC



MP00505

Datos técnicos:

Vacío máximo: De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)

Flujo máximo de aspiración: 55 l/min

Peso: De 600 a 800 g
(800 g para las versiones de riel)

Medidas (An/Al/F) en mm: 80 × 200 × 160 (sin VarioSafe)
80 × 330 × 160 (con VarioSafe)

Nivel máximo de sonido: 43 dB(A)

Boquilla de tubo: 6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos: 100% (con VarioSafe)*

Retención de bacterias: 99,99997% (con VarioSafe)**

Retención vírica: 99,99922% (con VarioSafe)**

Retención de NaCl: 99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1

A

D-10296-2011



B

D-75707-2013



B Regulador de vacío doble VarioVac B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST VAC



MP00516

Peso: 1700 g

Medidas (An/Al/F) en mm: 200 × 210 × 210 (sin VarioSafe)
200 × 340 × 210 (con VarioSafe)

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN OR

A Eyector VarioAir B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST AIRE  **MP00535**

A Eyector VarioO2 B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST O₂  **MP00552**

Datos técnicos:

Vacío máximo: De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)

Flujo mínimo de aspiración: 40 l/min

Rango de presión de entrada: De 4 a 5,5 bar

Consumo de gas máximo: 55 l/min

Peso: 800 g

Medidas (An/Al/F) en mm: 80 × 210 × 160 (sin VarioSafe)

80 × 340 × 160 (con VarioSafe)

Nivel máximo de sonido: 57 dB(A)

Boquilla de tubo: 6 mm de Ø

Válvula de alivio de presión: Ex 0,1 kPa (1 mbar)

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos: 100% (con VarioSafe)*

Retención de bacterias: 99,99997% (con VarioSafe)**

Retención vírica: 99,99922% (con VarioSafe)**

Retención de NaCl: 99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



D-28521-2009

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.




Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ASPIRACIÓN OR

A	Carro para unidad de aspiración OR*, con con recipiente de protección, sin recipiente de secreción 4 l	2M85441
B	Frasco de secreciones 3 l Medela*	MP03230
C	Tapa para frasco de secreciones Medela*	MP03231
D	Válvula de conmutación Medela*	MP03232
	Manguera de conexión Medela*	MP03233

*Productos comerciales



ASPIRACIÓN OR

- A

Soporte universal con ranura de 25 × 5 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm, para sistema de aspiración compacto y juego de frascos de secreciones

2M86757
- B

Soporte universal 30 × 5 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm


MP00634



ASPIRACIÓN OR

A	Filtro bacteriano*, desechable, para Evac 40, 10 uds.	MX37021
B	Soporte de manguera de conexión CS	2M85446
C	Soporte de tubo de aspiración, adecuado para varios diámetros	2M85239

*Productos comerciales




ASPIRACIÓN CLÍNICA

2.3 Drenaje continuo y torácico

Los drenajes continuos se utilizan para el drenaje de secreciones, aire o sangre de las cavidades corporales durante periodos prolongados, tras las operaciones, particularmente tras una cirugía mediante toracotomía.

Todos los drenajes continuos de Dräger Medical están realizados con materiales de alta calidad y diseñados pensando en el espacio. Las soluciones individuales le permiten elegir entre drenajes neumáticos o eléctricos mientras que favorecen la optimización de sus necesidades y requerimientos específicos.



1	MP00507	VarioVac D DIN
	MP00508	VarioVac D BS
	MP00509	VarioVac D NF
	MP00510	VarioVac D AGA
	MP00515	VarioVac D CARBA
	MP00664	VarioVac T DIN
2	MP00511	VarioVac D Riel
	MP00663	VarioVac T Riel
3	MP00512	VarioVac T Riel WV
4	MP00537	VarioAir D DIN
	MP00538	VarioAir D BS
	MP00539	VarioAir D NF
	MP00540	VarioAir D AGA
	MP00541	VarioAir D UNI
	MP00549	VarioAir D CARBA
	MP00553	VarioAir T DIN
5	MP00542	VarioAir D Riel
	MP00543	VarioAir T Rail
6	MP00544	VarioAir T Riel WV

7	2M85153	Drenaje continuo 3
8	2M85151	Drenaje continuo 1
9	2M85056	Juego de frascos de secreciones
10	2M85163	Juego de frascos de secreciones, con soporte para riel y frasco de secreciones
11	MP00518	Vacuómetro
12	M26859	Soporte de pared
13	M26842	Garra de riel tipo palanca
14	2M85119	Soporte de techo
15	2M85446	Soporte de manguera de conexión CS
16	2M85239	Soporte de tubo de aspiración
17	6723976	Filtro bacteriano 767

DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

2.3 DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

El regulador de vacío está directamente conectado a una toma del suministro central de vacío, o montado en un riel. El vacío se ajusta sin ningún problema hasta un máx. de -160 mbar (-16 kPa), y se muestra en un manómetro giratorio legible desde todos los lados.

Todos los reguladores de vacío incluyen una válvula de cierre.

Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe para proteger de forma fiable las series VarioVac y el sistema de vacío central contra la contaminación. Se incluye un sistema de filtro VarioSafe con cada regulador de vacío VarioVac.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -16 a 0 kPa (de -160 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	18 l/min
Peso:	De 600 a 800 g (800 g para las versiones a riel)
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 210 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 340 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	50 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos:	100% (con VarioSafe)*
Retención de bacterias:	99,99997% (con VarioSafe)**
Retención vírica:	99,99922% (con VarioSafe)**
Retención de NaCl:	99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



A Regulador de vacío VarioVac D DIN, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC MP00507

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

- | | | | |
|----------|---|---|----------------|
| A | Regulador de vacío VarioVac D BS, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC |  | MP00508 |
| B | Regulador de vacío VarioVac D NF, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC |  | MP00509 |
| C | Regulador de vacío VarioVac D AGA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC |  | MP00510 |
| D | Regulador de vacío VarioVac D CARBA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC |  | MP00515 |
| E | Regulador de vacío VarioVac D Riel, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC |  | MP00511 |

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A Regulador de vacío VarioVac T Riel, para drenaje torácico, conexión de gas VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar



MP00663

Para conexión a través de una manguera de conexión CS de vacío. El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión VAC.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -7 a 0 kPa (de -70 a 0 mbar)
Flujo mínimo:	15 l/min
Peso:	800 g
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 210 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 340 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	50 dB(A)
Boquilla del tubo:	6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos:	100% (con VarioSafe)*
Retención de bacterias:	99,99997% (con VarioSafe)**
Retención vírica:	99,99922% (con VarioSafe)**
Retención de NaCl:	99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1

A

D-12453-2014



B

D-12452-2014



B Regulador de vacío VarioVac T DIN, para drenaje torácico, conexión de gas VAC, para conexión al suministro de vacío central



MP00664

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -7 a 0 kPa (de -70 a 0 mbar)
Flujo mínimo:	15 l/min
Peso:	800 g
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 210 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 340 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	50 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos:	100% (con VarioSafe)*
Retención de bacterias:	99,99997% (con VarioSafe)**
Retención vírica:	99,99922% (con VarioSafe)**
Retención de NaCl:	99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A Regulador de vacío VarioVac T Riel WV, para drenaje torácico, con vacuómetro integrado, conexión de gas VAC, para la conexión a todos los rieles de pared estándar, tubo de inmersión a doble escala (kPa y cmH₂O)

MP00512

Para conexión a través de una manguera de conexión CS de vacío. El filtro MK00514 protege el producto y el suministro de vacío central frente a la contaminación. Se incluyen dos filtros en la entrega del dispositivo.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -5 a 0 kPa (de -50 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	15 l/min
Peso:	1100 g
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 650 × 160
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de bacterias:	99,99997%*
Retención vírica:	99,99997%*
Retención de NaCl:	99,9982%**

* Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

El eyector **VarioAir** está directamente conectado a una toma del sistema de suministro de aire medicinal o a rieles. El eyector es silencioso, genera un vacío de -16 kPa (-160 mbar) máx. y muestra el nivel de vacío en un indicador de presión giratorio y con ajuste manual. Todos los dispositivos cuentan con una válvula de seguridad de presión (ex 0,1 kPa) para evitar un aumento de la presión en el paciente.

Un nuevo sistema de filtro desechable VarioSafe protege de modo fiable las series VarioAir y el entorno del paciente contra la contaminación. Siempre se incluye una pieza del nuevo sistema de filtro VarioSafe.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -16 a 0 kPa (de -160 a 0 mbar)
Flujo máximo de succión:	18 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	25 l/min
Peso:	800 g
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 200 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 330 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	45 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Válvula de alivio de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos:	100% (con VarioSafe)*
Retención de bacterias:	99,99997% (con VarioSafe)**
Retención vírica:	99,99922% (con VarioSafe)**
Retención de NaCl:	99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



D-28523-2009

A Eyector VarioAir D DIN, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE **MP00537**

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A	Eyector VarioAir D BS, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE		MP00538
B	Eyector VarioAir D NF, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE		MP00539
C	Eyector VarioAir D AGA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE		MP00540
D	Eyector VarioAir D UNI, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE		MP00541
E	Eyector VarioAir D CARBA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE		MP00549
F	Eyector VarioAir D Riel, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE, para la conexión a todos los rieles de pared estándar		MP00542
	Para suministro de gas a través de una manguera de conexión CS de vacío. Rosca de conexión: NIST.		

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A Eyector VarioAir T Riel, para drenaje torácico, conexión de gas NIST AIR, para la conexión a todos los rieles de pared estándar



MP00543

El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión AIR.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -7 a 0 kPa (de -70 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	15 l/min
Consumo de gas máximo:	30 l/min
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos:	100% (con VarioSafe)*
Retención de bacterias:	99,99997% (con VarioSafe)**
Retención vírica:	99,99922% (con VarioSafe)**
Retención de NaCl:	99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1

A

D-48572-2015



B

D-48571-2015



B Eyector VarioAir T DIN, para drenaje torácico, conexión de gas DIN, para la conexión al suministro de aire central según la norma DIN



MP00553

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -7 a 0 kPa (de -70 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	15 l/min
Consumo de gas máximo:	30 l/min
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos:	100% (con VarioSafe)*
Retención de bacterias:	99,99997% (con VarioSafe)**
Retención vírica:	99,99922% (con VarioSafe)**
Retención de NaCl:	99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A Eyector VarioAir T Riel WV, para drenaje torácico, con vacuómetro, para la conexión a todos los rieles de pared estándar **MP00544**

Para suministro de gas a través de una manguera de conexión CS de vacío. Rosca de conexión: NIST.

Tubo de inmersión a doble escala (kPa y cmH₂O).

El filtro MK00514 protege el producto y el suministro de vacío central frente a la contaminación.

Se incluyen dos filtros en la entrega del dispositivo.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -5 a 0 kPa (de -50 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	15 l/min
Consumo de gas máximo:	30 l/min
Peso:	1100 g
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 860 × 160
Nivel máximo de sonido:	50 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de bacterias:	99,99997%*
Retención vírica:	99,99997%*
Retención de NaCl:	99,9982%**

* Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

El vacío puede generarse mediante un eyector o a través de un regulador de vacío. Cuando se utiliza con el eyector, un filtro bacteriano protege de forma fiable contra la contaminación del entorno. Todos estos drenajes neumáticos continuos pueden utilizarse en zonas potencialmente explosivas.

Todas las piezas que puedan contaminarse pueden esterilizarse en autoclave hasta 134 °C. Los sistemas de drenaje continuo 1 y 3 pueden utilizarse para el drenaje continuo y de heridas, así como para el drenaje torácico en combinación con un regulador de las series VarioVac D y VarioAir D. Un regulador de precisión adicional facilita el ajuste de los niveles de vacío más bajos.

- A Drenaje continuo 1, para drenaje continuo y de heridas, regulador de precisión, indicador de fístula y filtro bacteriológico 767 incluido, capacidad de 700 ml, capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos de 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml**  **2M85151**

Datos técnicos:

Vacío máximo: De -10 a 0 kPa (de -100 a 0 mbar)

Flujo máximo de aspiración: 14 l/min

Peso: 3 kg (vacío)

Medidas (An/Al/F) en mm: 285 × 340 × 160

- B Drenaje continuo 3, para drenaje continuo, de heridas y torácico, regulador de precisión, vacuómetro, indicador de fístula y filtro bacteriológico 767 incluido, capacidad de 700 ml, capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos de 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml**  **2M85153**

Datos técnicos:

Vacío máximo: De -5 a 0 kPa (de -50 a 0 mbar)

Flujo máximo de aspiración: 14 l/min

Peso: 5,5 kg (vacío)

Medidas (An/Al/F) en mm: 260 × 800 × 180



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A Regulador de vacío VarioVac T Riel WV, para drenaje torácico, con vacuómetro integrado, conexión de gas VAC, para la conexión a todos los rieles de pared estándar, tubo de inmersión a doble escala (kPa y cmH₂O)

MP00512

Para conexión a través de una manguera de conexión CS de vacío. El filtro MK00514 protege el producto y el suministro de vacío central frente a la contaminación. Se incluyen dos filtros en la entrega del dispositivo.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -5 a 0 kPa (de -50 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	15 l/min
Peso:	1100 g
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 650 × 160
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de bacterias:	99,99997%*
Retención vírica:	99,99997%*
Retención de NaCl:	99,9982%**

* Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1. Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



MT-0029-2004



MT-10950-2006



D-35830-2011



D-10781-2018

B Vacuómetro, para drenaje torácico, combinación con VarioVac D + VarioAir D, para la conexión a todos los rieles de pared estándar, tubo de inmersión a doble escala (kPa y cmH₂O)

MP00518

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -5 a 0 kPa (de -50 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	10 l/min
Válvula de seguridad de presión:	A partir de 0,1 kPa (1 mbar)
Boquilla de tubo:	2 × 6 mm de Ø
Peso:	1 kg (vacío)
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 860 × 160

C Juego de frascos de secreciones, con soporte para riel y frasco de secreciones de 700 ml, para unidades de drenaje continuo

2M85163

D Soporte para botella

2M85180



DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A Filtro bacteriano 767, 5 uds.	6723976
A Filtro bacteriano 767, desechable, para eyectores (gama de modelos hasta 2010) El filtro 767 protege de un modo fiable el eyector y el entorno del paciente contra la contaminación. Datos técnicos: Material: PS (poliestireno) Duración recomendada de uso: 7 días <u>Información adicional sobre filtros:</u> Retención de bacterias: 99,992%**** Retención vírica: 99,99%**** ****Según la norma EN 1822-1:1998 Filtro para partículas en suspensión (HEPA y ULPA)	CH00102
B Filtro antibacteriano desechable, 20 uds. Puede usar el filtro bacteriológico para proteger de manera fiable los dispositivos de aspiración frente a la contaminación. Datos técnicos: Material: Acrilo Duración recomendada de uso: 7 días <u>Información adicional sobre filtros:</u> Retención de bacterias: 99,99997%* Retención vírica: 99,99997%* Retención de NaCl: 99,9982%** * Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU. ** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1	MK00514
C Sistema de filtro bacteriológico y vírico VarioSafe, para VarioAir, VarioVac y VarioO2, desechable, 10 uds. El nuevo sistema de filtro desechable VarioSafe protege de modo fiable las series VarioAir, VarioVac y VarioO2 y el entorno del paciente frente a la contaminación. Datos técnicos: Material: PP (polipropileno) Duración recomendada de uso: 7 días Capacidad máxima: 90 ml <u>Información adicional sobre filtros:</u> Retención de aerosoles y fluidos: 100% (con VarioSafe)* Retención de bacterias: 99,99997% (con VarioSafe)** Retención vírica: 99,99922% (con VarioSafe)** Retención de NaCl: 99,8900% (con VarioSafe)*** * Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania ** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU. *** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1	MP00555




DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A	Tubo de inmersión, para drenajes continuos, sin escala	M16395
	Conector de goma, para tubo de inmersión de vacuómetro	2M85139
B	Depósito de agua, para sist. de drenaje continuo 2 – 4, sin rosca de tornillo	M20668
C	Manómetro para VarioVac + VarioAir, escala doble kPa/mmHg, -16 kPa (-160 mbar)	MP00579
D	Manómetro para VarioVac + VarioAir, escala doble kPa/mmHg, -8 kPa (-80 mbar)	MP03597



DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A	Tubo de inmersión, para vacuómetro para VarioVac T + VarioAir T, con escala	MP00569
B	Tornillo de cierre, para tubo de inmersión, con juntas, para VarioVac T Riel WV (MP00512), VarioAir T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518)	MP00596
C	Recipiente de agua con cabezal de roscado + juntas, para VarioVac T Riel WV (MP00512), VarioAir T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518)	MP00565
D	Tapón para vacuómetro, para VarioVac T Riel WV (MP00512), VarioAir T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518), juntas incluidas, combinación posible con el filtro MK00514 y la boquilla MP00566	MP00595
E	Boquilla para vacuómetro, para VarioVac T Riel WV (MP00512), VarioAir T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518)	MP00566
E	Boquilla de manguera 8 mm pequeña, conexión doble 8 mm	5000833



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3. ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3.1 MANGUERAS CS

Mangueras de suministro de Dräger, se pueden seleccionar mediante el número de configuración adyacente

8601697

El diseño, la codificación por colores y la rosca de conexión de todas las mangueras de suministro de Dräger cumplen con las normas legales de los países indicados.

3.1.1 NORMA ALEMANA

A	Manguera CS de O ₂ 0,9 m NIST EN DIN	M36729
	Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST EN DIN	M35489
	Manguera CS de O ₂ 3 m NIST EN DIN	M35490
	Manguera CS de O ₂ 5 m NIST EN DIN	M35491
B	Manguera CS de AIRE 0,9 m NIST EN DIN	M36730
	Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN DIN	M35495
	Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN DIN	M35496
	Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN DIN	M35497
C	Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN DIN	M35498
	Manguera CS de VAC 3 m NIST EN DIN	M35499
	Manguera CS de VAC 5 m NIST EN DIN	M36000
D	Manguera CS de N ₂ O 0,9 m NIST EN DIN	M36731
	Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN DIN	M35492
	Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST EN DIN	M35493
	Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST EN DIN	M35494

A

D-2300-2014



B

D-2301-2014



C

D-2302-2014



D

D-4517-2015



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

A	Manguera CS de O₂ 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36004
	Manguera CS de O₂ 3 m NIST NEUTRO DIN	M36005
	Manguera CS de O₂ 5 m NIST NEUTRO DIN	M36006
B	Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36010
	Manguera CS de AIRE 3 m NIST NEUTRO DIN	M36011
	Manguera CS de AIRE 5 m NIST NEUTRO DIN	M36012
C	Manguera CS de VAC 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36013
	Manguera CS de VAC 3 m NIST NEUTRO DIN	M36014
	Manguera CS de VAC 5 m NIST NEUTRO DIN	M36015
D	Manguera CS de N₂O 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36007
	Manguera CS de N₂O 3 m NIST NEUTRO DIN	M36008
	Manguera CS de N₂O 5 m NIST NEUTRO DIN	M36009



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3.1.2 NORMA FRANCESA

A	Manguera CS de O₂ 1,5 m NIST EN NF	M35416
	Manguera CS de O₂ 3 m NIST EN NF	M35417
	Manguera CS de O₂ 5 m NIST EN NF	M35330
B	Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN NF	M35420
	Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN NF	M35421
	Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN NF	M35332
C	Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN NF	M35422
	Manguera CS de VAC 3 m NIST EN NF	M35423
	Manguera CS de VAC 5 m NIST EN NF	M35424
D	Manguera CS de N₂O 1,5 m NIST EN NF	M35418
	Manguera CS de N₂O 3 m NIST EN NF	M35419
	Manguera CS de N₂O 5 m NIST EN NF	M35331
E	Manguera CS de O₂ 1,5 m NIST NEUTRO NF	M35434
	Manguera CS de O₂ 3 m NIST NEUTRO NF	M35435
	Manguera CS de O₂ 5 m NIST NEUTRO NF	M35436
F	Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST NEUTRO NF	M35452
	Manguera CS de AIRE 3 m NIST NEUTRO NF	M35453
	Manguera CS de AIRE 5 m NIST NEUTRO NF	M35454
G	Manguera CS de VAC 1,5 m NIST NEUTRO NF	M35455
	Manguera CS de VAC 3 m NIST NEUTRO NF	M35456
	Manguera CS de VAC 5 m NIST NEUTRO NF	M35457

A

D-2294-2014

B


D-2295-2014

C


D-2296-2014

D

D-10448-2016

E

D-2297-2014

F


D-2298-2014

G

D-2299-2014

ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

A	Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST NEUTRO NF	M35437
	Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST NEUTRO NF	M35438
	Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST NEUTRO NF	M35439
B	Manguera CS de O ₂ 0,9 m NF EN NF	M36723
	Manguera CS de O ₂ 1,5 m NF EN NF	M35425
	Manguera CS de O ₂ 3 m NF EN NF	M35426
	Manguera CS de O ₂ 5 m NF EN NF	M35342
C	Manguera CS de AIRE 0,9 m NF EN NF	M36724
	Manguera CS de AIRE 1,5 m NF EN NF	M35429
	Manguera CS de AIRE 3 m NF EN NF	M35430
	Manguera CS de AIRE 5 m NF EN NF	M35343
D	Manguera CS de VAC 1,5 m NF EN NF	M35431
	Manguera CS de VAC 3 m NF EN NF	M35432
	Manguera CS de VAC 5 m NF EN NF	M35433
E	Manguera CS de N ₂ O 0,9 m NF EN NF	M36725
	Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NF EN NF	M35427
	Manguera CS de N ₂ O 3 m NF EN NF	M35428
	Manguera CS de N ₂ O 5 m NF EN NF	M35344



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3.1.3 NORMA BRITÁNICA

A	Manguera CS de O ₂ 0,9 m NIST EN BS	M36726
	Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST EN BS	M35389
	Manguera CS de O ₂ 3 m NIST EN BS	M35390
	Manguera CS de O ₂ 5 m NIST EN BS	M35333
B	Manguera CS de AIRE 0,9 m NIST EN BS	M36727
	Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN BS	M35393
	Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN BS	M35394
	Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN BS	M35335
C	Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN BS	M35395
	Manguera CS de VAC 3 m NIST EN BS	M35396
	Manguera CS de VAC 5 m NIST EN BS	M35397
D	Manguera CS de N ₂ O 0,9 m NIST EN BS	M36728
	Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN BS	M35391
	Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST EN BS	M35392
	Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST EN BS	M35334



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES


A	Manguera CS de O₂ 1,5 m NIST EN BS recto	M35398
	Manguera CS de O₂ 3 m NIST EN BS recto	M35399
	Manguera CS de O₂ 5 m NIST EN BS recto	M35339
B	Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST BS recto	M35402
	Manguera CS de AIRE 3 m NIST BS recto	M35403
	Manguera CS de AIRE 5 m NIST BS recto	M35340
C	Manguera CS de VAC 1,5 m NIST BS recto	M35404
	Manguera CS de VAC 3 m NIST BS recto	M35405
	Manguera CS de VAC 5 m NIST BS recto	M35406
D	Manguera CS de N₂O 1,5 m NIST EN BS recto	M35400
	Manguera CS de N₂O 3 m NIST EN BS recto	M35401
	Manguera CS de N₂O 5 m NIST EN BS recto	M35341



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3.1.4 NORMA SUECA

A	Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST EN SS	M35375
	Manguera CS de O ₂ 3 m NIST EN SS	M35376
	Manguera CS de O ₂ 5 m NIST EN SS	M35377
B	Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN SS	M35383
	Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN SS	M35384
	Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN SS	M35385
C	Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN SS	M35386
	Manguera CS de VAC 3 m NIST EN SS	M35387
	Manguera CS de VAC 5 m NIST EN SS	M35388
D	Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN SS	M35378
	Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST EN SS	M35379
	Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST EN SS	M35382



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3.1.5 NORMA SUIZA

A	Manguera CS de O₂ 1,5 m NIST EN Carba	M35469
	Manguera CS de O₂ 3 m NIST EN Carba	M35472
	Manguera CS de O₂ 5 m NIST EN Carba	M35345
B	Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN Carba	M35475
	Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN Carba	M35476
	Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN Carba	M35346
C	Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN Carba	M35477
	Manguera CS de VAC 3 m NIST EN Carba	M35478
	Manguera CS de VAC 5 m NIST EN Carba	M35479
D	Manguera CS de N₂O 1,5 m NIST EN Carba	M35473
	Manguera CS de N₂O 3 m NIST EN Carba	M35474
	Manguera CS de N₂O 5 m NIST EN Carba	M35347



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3.1.6 NORMA ITALIANA


A	Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST EN UNI	M35407
	Manguera CS de O ₂ 3 m NIST EN UNI	M35408
	Manguera CS de O ₂ 5 m NIST EN UNI	M35357
B	Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN UNI	M35411
	Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN UNI	M35412
	Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN UNI	M35358
C	Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN UNI	M35413
	Manguera CS de VAC 3 m NIST EN UNI	M35414
	Manguera CS de VAC 5 m NIST EN UNI	M35415
D	Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN UNI	M35409
	Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST EN UNI	M35410
	Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST EN UNI	M35359



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3.1.7 NORMA AUSTRALIANA


A	Manguera CS de O₂ 1,5 m NIST EN AS	M36153
	Manguera CS de O₂ 3 m NIST EN AS	M36152
	Manguera CS de O₂ 5 m NIST EN AS	M36151
B	Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN AS	M36150
	Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN AS	M36149
	Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN AS	M36148
C	Manguera CS de N₂O 1,5 m NIST EN AS	M36156
	Manguera CS de N₂O 3 m NIST EN AS	M36155
	Manguera CS de N₂O 5 m NIST EN AS	M36154
D	Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN AS	M36826
	Manguera CS de VAC 3 m NIST EN AS	M36827
	Manguera CS de VAC 5 m NIST EN AS	M36828



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3.1.8 NORMA JAPONESA

A	Manguera CS de O ₂ 1,5 m DISS US KAWA	M35806
	Manguera CS de O ₂ 3 m DISS US KAWA	M35805
	Manguera CS de O ₂ 5 m DISS US KAWA	M35804
	Manguera CS de O ₂ 8 m DISS US KAWA	M35866
B	Manguera CS de AIRE 1,5 m DISS US KAWA	M35803
	Manguera CS de AIRE 3 m DISS US KAWA	M35802
	Manguera CS de AIRE 5 m DISS US KAWA	M35801
	Manguera CS de AIRE 8 m DISS US KAWA	M35865
C	Manguera CS de N ₂ O 1,5 m DISS US KAWA	M35809
	Manguera CS de N ₂ O 3 m DISS US KAWA	M35808
	Manguera CS de N ₂ O 5 m DISS US KAWA	M35807
	Manguera CS de N ₂ O 8 m DISS US KAWA	M35867
D	Manguera CS de VAC 5 m DISS JIS KAWA	M35820





ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3.1.9 NORMA ESTADOUNIDENSE

A	Manguera CS de O₂ DISS N/DISS N 3 m*	4185140
	Manguera CS de O₂ DISS N/DISS N 4,6 m*	4185141
	Manguera CS de O₂ DISS N/DISS N 6,1 m*	4199714
B	Manguera CS de O₂ DISS Manual 3 m*	4199592
	Manguera CS de O₂ DISS Manual 4,6 m*	4199591
C	Manguera CS de AIRE DISS N/DISS N 3 m*	4199605
	Manguera CS de AIRE DISS N/DISS N 4,6 m*	4199604
	Manguera CS de AIRE DISS N/DISS N 6,1 m*	4199712
D	Manguera CS de AIRE DISS Manual 3 m*	4199594
	Manguera CS de AIRE DISS Manual 4,6 m*	4199593
E	Manguera CS de VAC DISS N/DISS N 3 m*	4199602
	Manguera CS de VAC DISS N/DISS N 4,6 m*	4199601
	Manguera CS de VAC DISS N/DISS N 6,1 m*	4199600
F	Manguera CS de VAC DISS Manual 3 m*	4199590
	Manguera CS de VAC DISS Manual 4,6 m*	4199589

*Productos comerciales



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

A	Manguera CS de N ₂ O DISS N/DISS N 3 m*	4185142
	Manguera CS de N ₂ O DISS N/DISS N 4,6 m*	4185143
	Manguera CS de N ₂ O DISS N/DISS N 6,1 m*	4199713
B	Manguera CS de N ₂ O DISS Manual 3 m*	4199596
	Manguera CS de N ₂ O DISS Manual 4,6 m*	4199595
C	Manguera ASM-WAGD DISS N/ DISS N 3 m*	MP20022
	Manguera ASM-WAGD DISS N/ DISS N 4,6 m*	MP20023
	Manguera ASM-WAGD DISS N/ DISS N 6,1 m*	MP20024
D	Manguera ASM-WAGD HAND DISS N 3 m*	MP20029
	Manguera ASM-WAGD HAND DISS N 4,6 m*	MP20030

*Productos comerciales



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3.1.10 NORMA CANADIENSE

Con válvula antirretorno de serie.

A	Manguera CS de O₂ 1,5 m DISSB EN Manual	M36290
	Manguera CS de O₂ 3 m DISSB EN Manual	M36291
	Manguera CS de O₂ 5 m DISSB EN Manual	M36292
B	Manguera CS de AIRE 1,5 m DISSB EN Manual	M36296
	Manguera CS de AIRE 3 m DISSB EN Manual	M36297
	Manguera CS de AIRE 5 m DISSB EN Manual	M36298
C	Manguera CS de VAC 1,5 m DISSB EN Manual	M36299
	Manguera CS de VAC 3 m DISSB EN Manual	M36300
	Manguera CS de VAC 5 m DISSB EN Manual	M36301
D	Manguera CS de N₂O 1,5 m DISSB EN Manual	M36293
	Manguera CS de N₂O 3 m DISSB EN Manual	M36294
	Manguera CS de N₂O 5 m DISSB EN Manual	M36295
E	Manguera ASM-WAGD HAND DISS N 3 m*	MP20029
	Manguera ASM-WAGD HAND DISS N 4,6 m*	MP20030


*Productos comerciales



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3.1.11 NORMA CHINA

	Manguera CS de O ₂ 3 m NIST GB BS	M36732
	Manguera CS de O ₂ 5 m NIST GB BS	M36733
	Manguera CS de AIRE 3 m NIST GB BS	M36736
	Manguera CS de AIRE 5 m NIST GB BS	M36737
	Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST GB BS	M36734
	Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST GB BS	M36735
	Manguera CS de O ₂ 0,9 m NIST GB DIN	M36784
	Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST GB DIN	M36785
	Manguera CS de O ₂ 3 m NIST GB DIN	M36738
A	Manguera CS de O ₂ 5 m NIST GB DIN	M36739
	Manguera CS de N ₂ O 0,9 m NIST GB DIN	M36788
	Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST GB DIN	M36789
	Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST GB DIN	M36740
B	Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST GB DIN	M36741
	Manguera CS de AIRE 0,9 m NIST GB DIN	M36786
	Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36010
	Manguera CS de AIRE 3 m NIST NEUTRO DIN	M36011
	Manguera CS de AIRE 5 m NIST NEUTRO DIN	M36012



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

3.2 ADAPTADOR

A	Adaptador DISS M/QC-N₂O-Chemetron*	4119065
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Chemetron*	4119066
	Adaptador DISS M/QC-VAC-Chemetron*	4119067
	Adaptador DISS M/QC-O₂-Chemetron*	4119068
	Adaptador DISS M/QC-EVAC-Chemetron*	4119069
B	Adaptador DISS M/QC-N₂O-Ohmeda*	4119070
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Ohmeda*	4119071
	Adaptador DISS M/QC-VAC-Ohmeda*	4119072
	Adaptador DISS M/QC-O₂-Ohmeda*	4119073
	Adaptador DISS M/QC-EVAC-Ohmeda*	4119074
C	Adaptador DISS M/QC-N₂O-Pur Ben*	4119075
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Pur Ben*	4119076
	Adaptador DISS M/QC-VAC-Pur Ben*	4119077
	Adaptador DISS M/QC-O₂-Pur Ben*	4119078
	Adaptador DISS M/QC-EVAC-Pur Ben*	4119079
	Adaptador DISS M/QC-N₂O-Schrader*	4119080
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Schrader*	4119081
	Adaptador DISS M/QC-VAC-Schrader*	4119082
	Adaptador DISS M/QC-O₂-Schrader*	4119083
D	Toma de conector doble AIRE	G01166
	Toma de conector doble O₂	G01168
	Toma de conector doble VAC	G01169

*Productos comerciales





ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

A	Adaptador O ₂ NIST/DIN	M32493
	Adaptador N ₂ O NIST/DIN	M32494
	Adaptador AIRE NIST/DIN	M32495
	Adaptador VAC NIST/DIN	M32496
B	Adaptador O ₂ , DISS-NIST	M34875
	Adaptador N ₂ O, DISS-NIST	M34876
	Adaptador AIRE, DISS-NIST	M34877
	Adaptador VAC, DISS-NIST	M34878
C	Adaptador de NIST a DIN CS O ₂	M35056
	Adaptador N ₂ O NIST/DIN	M35057
	Adaptador de NIST a DIN CS AIRE	M35058
D	Pieza en T AIRE NIST	M36056
E	Adaptador O ₂ NF/NIST*	M35336
	Adaptador N ₂ O NF/NIST*	M35337
	Adaptador AIRE NF/NIST*	M35338

*Productos comerciales







Accesorios para riel y lámparas de exploración

Podemos ayudarle a conceptualizar las instalaciones de su hospital con estaciones de trabajo inteligentes que integran accesorios que complementan a nuestros productos para una atención más segura y optimizada.

La iluminación hospitalaria tiene un impacto vital en la salud y el bienestar de sus pacientes. Nuestras soluciones inteligentes le ofrecen unas lámparas diseñadas especialmente para ofrecerle una iluminación y unas condiciones de trabajo excelentes.

Nuestros brazos articulados Quickstop son sofisticados y fáciles de manejar, lo que le ofrece una mayor flexibilidad y le permite mejorar la atención al paciente. Los accesorios de riel le ofrecen toda la flexibilidad que necesita para sus pacientes y son **una parte esencial de la creación de estaciones de trabajo inteligentes.**

**ACCESORIOS PARA RIEL
Y LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN**


1. Accesorios para riel	359
2. Lámparas de diagnóstico	360
3. Brazos articulados	362
4. Accesorios relacionados con equipos	363

ACCESORIOS PARA RIEL Y LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN

1. ACCESORIOS PARA RIEL

A	Garra de riel, para fijación de tubos de diferentes diámetros, gira 90° a la izquierda y la derecha, longitud del riel estándar (perfil de 25 × 10 mm): 20 cm	2M85274
B	Garra de riel tipo palanca, para fijación de dispositivos en riel estándar de 25 × 10 mm, para unidad de aspiración compacta y juego de frascos de secreciones	M26842
C	Soporte de manguera de conexión CS	2M85446
D	Soporte de tubo de aspiración, adecuado para varios diámetros	2M85239
E	Soporte de techo, soporte de riel para sistemas de aspiración compacta y juegos de recipientes de secreción	2M85119
	Cestas de alambre*	
	Las cestas de alambre se utilizan para el almacenamiento de catéteres o guantes desechables. Los catéteres se pueden almacenar de forma sencilla en manojos para poder sacarlos de uno en uno. Las cestas están cromadas, lo que facilita su limpieza, y se pueden esterilizar mediante autoclave hasta 134 °C. La cesta ocupa unos 150 mm en los rieles.	
F	Cesta 200, 15 × 20 × 10 cm, para guantes desechables	M26146
F	Cesta 280, 15 × 28 × 10 cm, para catéteres de 300 mm	M26145
F	Cesta 480, 15 × 48 × 10 cm, para catéteres de 600 mm	M25121
G	Soporte de bolsas de basura, acero inoxidable, con placa base y bolsas (100 uds.)	M24695
	Bolsas de basura, desechables, para soporte de bolsas de basura, 100 uds.	M26240

*Productos comerciales



MT-1978-2008



MT-2542-95



MT-2517-95



MT-2524-95



MT-10942-2006



MT-2558-95



MT-3720-2008

ACCESORIOS PARA RIEL Y LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN

2. LÁMPARAS DE DIAGNÓSTICO

Las lámparas **VarioLux** de Dräger ofrecen una luz de exploración de intensidad variable, fría y altamente eficiente, y se han diseñado especialmente para su uso en entornos de cuidados intensivos neonatales y pediátricos. Se pueden manejar con una sola mano y cuentan con diferentes ajustes de temperatura del color y función de atenuación.

Modo de funcionamiento:	Funcionamiento continuo
Peso:	1,5 kg
Valores electrónicos:	100 – 240 V, 50/60 Hz
Intensidad de iluminación máx. Ec a 0,5 m:	30000 lx
Niveles de atenuación:	30000 lx, 24000 lx, 18000 lx, 12000 lx, 7000 lx
Diámetro del campo de luz d10 a 0,5 m:	20 cm
Diámetro del campo de luz d50 a 0,5 m:	9 cm
Temperatura de color ajustable:	Blanco frío (azul) 4700 K, Blanco neutro (blanco) 4100 K, Blanco cálido (rojo) 3500 K
Vida útil de la bombilla (LEDs):	>50,000 h
Índice de reproducción de colores:	Ra >= 96 (at 3500 K) R9 = 89 (at 3500 K)
Energía de radiación máx. 0,5 m:	105 W/m²

A Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, EU		MP00601
Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, US		MP00602
Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, GB		MP00603
Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, AUS		MP00606
Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, JPN		MP00608
Cable de alimentación EU, 1,8 m, 2 pines		MP00591
Cable de alimentación US/JPN, 1,8 m, 2 pines		MP00592
Cable de alimentación GB, 1,8 m, 2 pines		MP00593
Cable de alimentación AUS, 1,8 m, 2 pines		MP00626




Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ACCESORIOS PARA RIEL Y LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN

A	Garra de riel para lámpara	MP00615
B	Mando giratorio, completo	MP00587
C	Panel de control	MP00589
D	Garra de riel, para fijación de tubos de diferentes diámetros, gira 90° a la izquierda y la derecha, longitud del riel estándar (perfil de 25 × 10 mm): 20 cm	2M85274
E	Riel compacto, para tubo de 38 mm, perfil de riel estándar 25 × 10 mm, cada lado 10 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 30 kg	2M85337



ACCESORIOS PARA RIEL Y LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN

3. BRAZOS ARTICULADOS

Manteniendo todo al alcance de la mano.
Para dejarle las manos libres para cuidar al paciente, todas las articulaciones se pueden colocar en su lugar y soltarse con tan solo un rápido movimiento de la mano. Todos los cables, vías y sistemas de mangueras se pueden disponer de modo que se eviten casi por completo las desconexiones accidentales.

- | | |
|---|----------------|
| A Brazo articulado Infinity ACS, para posicionar y fijar tubos respiratorios. Este brazo se puede fijar en una posición determinada sin necesidad de ajuste manual, gracias a su nuevo sistema patentado de frenado por fricción, longitud 1080 mm, carga máx. 0,5 kg, incluye abrazaderas para tubo: MP00693 (1×), 8417396 (2×) | MP00690 |
| B Brazo articulado 240°, 3 bisagras, fijable, soporte tipo bola, longitud 1,155 mm, carga máx. 0,3 kg, incluye abrazaderas para tubo: MP00493 (1×), 8409841 (1×) | 8409609 |
| C Brazo articulado Quickstop 2, con soporte universal tipo bola para accesorios opcionales, longitud 858 mm, carga máx. 0,4 kg, incluye abrazaderas para tubo: MP00493 (1×), 8404761 (2×), 8409841 (1×) | 2M85706 |
| D Brazo articulado Quickstop corto, con placa portatubos universal, para varias dimensiones de tubos, así como para tubos coaxiales, específicamente diseñado para mesas de quirófano, longitud 323 mm, carga máx. 1 kg | 2M86463 |



ACCESORIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS

4. ACCESORIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS

A Empuñadura desechable Polaris, dual, para Polaris 100/200, 600 y Multimedia, se necesita adaptador, 60 uds. MP05700

Material:

Anillo con borde ahuecado PP

Bolsa protectora PE

Peso por unidad:

Anillo con borde ahuecado 27 g

Bolsa protectora 1,2 g


A Empuñadura desechable Polaris, individual, para Polaris 100/200, 600 y Multimedia, se necesita adaptador, 120 uds. MP05701

Material:

Anillo con borde ahuecado PP

Bolsa protectora PE

Peso por unidad:


Anillo con borde ahuecado 27 g

Bolsa protectora 1,2 g



KITS DE CONVERSIÓN

B Actualización a mango desechable Polaris de Polaris 100 con mango esterilizable (G92099), 1 ud. G35332
B Actualización a mango desechable Polaris de Polaris 200 con mango esterilizable (G92099), 1 ud. G35614
B Actualización a mango desechable Polaris de Polaris Multimedia (adaptador de pantalla) con mangos esterilizables (G92099 o G36993), 1 ud. G35333
Actualización a mango desechable Polaris de Polaris 600 con mangos esterilizables (G92099 o G36993), 1 ud. G35324
Actualización a mango desechable Polaris de Polaris 100/200 con mango esterilizable E (G36993), 1 ud. G35325





Accesorios para cuidados neonatales

La mayor parte de las muertes de neonatos (75 %) se producen durante la primera semana de vida.¹⁾ Esta dura realidad nos impulsa a desarrollar soluciones delicadas y eficaces para mejorar los cuidados críticos en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Nuestro objetivo es reducir con su ayuda las tasas de morbilidad y mortalidad al tiempo que se reduce el estrés de los recién nacidos y del personal sanitario. Para nosotros, «pequeño» no significa menos importante. Y por eso prestamos a nuestros accesorios y consumibles la máxima atención, ya que son **una parte esencial de la protección de sus pacientes más pequeños**. Cuando necesite dar a sus pacientes más pequeños los mejores cuidados posibles, puede confiar en nuestros productos más pequeños para:

- termorregulación,
- soporte respiratorio neonatal,
- monitorización de constantes vitales,
- tratamiento de la ictericia,
- y mucho más.

Queremos ayudarle a salvar vidas.

¹⁾<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality>

ACCESORIOS PARA CUIDADOS NEONATALES

1. Terapia de calor y tratamiento de la ictericia	367
Fototerapia	367
Babyleo TN500	368
Babyroo TN300	370
Isolette 8000/8000 plus	372
Isolette C2000/8000	374
Isolette TI 500	376
Babytherm 8000 WB/8004/8010	378
Resuscitaire	381
Caleo	384
Globe-Trotter GT5400	386
TI 500 Globe-Trotter	389
Atención al desarrollo	392
Miscelánea	393
2. Accesorios para ventilación	394
3. Accesorios de monitorización	424
4. Equipamiento para planta	432
5. Accesorios para riel y lámparas de exploración	447

FOTOTERAPIA

1. TERAPIA DE CALOR Y TRATAMIENTO DE LA ICTERICIA

FOTOTERAPIA

A	Cortina antiluz para BiliLux, reutilizable	MP03760
B	Máscara de fototerapia Eyemax 2*, desechable, micro, circunferencia de la cabeza 20-25 cm, 20 uds.	MP03770
C	Máscara de fototerapia Eyemax 2*, desechable, prematuro, circunferencia de la cabeza 26-32 cm, 20 uds.	MP03771
D	Máscara de fototerapia Eyemax 2*, desechable, tamaño normal, circunferencia de la cabeza 33-38 cm, 20 uds.	MP03772

*Productos comerciales



BABYLEO TN500

BABYLEO TN500

A	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, amarilla, central, 5 uds.	MX11000
B	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, blanca, periférica, 5 uds.	MX11001
C	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds.	MU06944
D	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943
E	Colchón SoftBed, para Babyleo TN500, reutilizable	2M60390
	Colchón calefactado (número de referencia solo para dispositivos nuevos)	2M60170
	Colchón calefactado (número de referencia solo para piezas de sustitución/repuesto)	2M60836
F	Cubierta de incubadora para Babyleo TN500, reutilizable	MP03730
G	Peluche Babyleo TN500*, león, naranja	MP03737

*Productos comerciales



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

BABYLEO TN500

A	Sensor de O₂ Oxycell TN, para Babyleo TN500	6873065
B	Soporte de tubuladuras, reutilizable, 40 cm	8411075
C	Filtro de toma de aire para Caleo y Babyleo TN500, reutilizable, 20 uds.	MX17015
D	Set de transición, desechable, 20 uds.	MX17018
E	Soporte multifunción	2M60180
F	Riel, 200 mm, giratorio, para montaje en perfil GCX	4118453
G	Riel, 100 mm para perfil GCX	4118555
	Abrazadera para riel GCX, 5 uds.	2M60401



BABYROO TN300

BABYROO TN300


A	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, amarilla, central, 5 uds.	MX11000
B	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, blanca, periférica, 5 uds.	MX11001
C	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeña, 100 uds.	MU06944
D	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943
E	Colchón Softbed, para Babyleo TN300, reutilizable	MP16297
F	Colchón de gel para Babytherm 8000/8010 y Babyroo TN300, reutilizable	2M20827
G	Peluche BabyRoo, canguro	MP16090



BABYROO TN300

A	VentStar Autobreath N para Resuscitaire y TN300, N, desechable, 25 uds.	MU10841
B	VentStar Resus Neo, desechable, N, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00310
C	VentStar Resus calefactado, N, desechable, válvula PEEP manual, 1,8 m, 10 uds.	MP17030
D	VentStar AutoBreath calefactado, N, desechable, válvula AutoBreath, 1,8 m, 10 uds.	MP17031
E	Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 00, bebé prematuro	MP02900
E	Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 0, neonato pequeño	MP01910
E	Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 1, neonato grande	MP01911
	Configuración* para F&P MR810, MR850 y F&P 950	8414144
F	Botella de aspiración con filtro y tubo, 800 ml, 20 uds.	MU10918
	Soporte para bidón de aspiración para GCX	3702751



*Productos comerciales



ISOLETTE 8000/8000 PLUS


ISOLETTE 8000/8000 PLUS

A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe para Isolette 8000 plus, desechable, amarilla, central, 10 uds.	MU26041
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe para Isolette 8000 plus, desechable, blanca, periférica, 10 uds.	MU26042
C	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds.	MU06944
D	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943
E	Colchón SoftBed, para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MP01401
F	Cubierta de incubadora para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MP01424



ISOLETTE 8000/8000 PLUS

A	Pasatubos para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MU12609
B	Sensor de O₂ para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, 2 uds.	MU24903
C	Filtro de toma de aire para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, 4 uds.	MU12504
D	Tubos de gestión del condensado para Isolette 8000 y 8000 plus, desechable, 20 uds.	MU21120
E	Botella de aspiración con filtro y tubo, 800 ml, 20 uds.	MU10918
F	Manguito de puerto iris, desechable, 100 uds.	MU03876



ISOLETTE C2000/8000

ISOLETTE C2000/8000


A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 5, reutilizable	MU12533
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 5 para cuidado canguro, desechable, 1,5 m, 10 uds.	MU12551
C	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds.	MU06944
D	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943
E	Colchón SoftBed, para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MP01401
F	Cubierta de incubadora para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MP01424
G	Peluche Is*i, ciervo, verde	MP03738

*Productos comerciales



ISOLETTE C2000/8000

A	Pasatubos para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MU12609
B	Sensor de O₂ para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, 2 uds.	MU24903
C	Filtro de toma de aire para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, 4 uds.	MU12504
	Cámara de humidificador para Isolette C2000, reutilizable	MU17191
D	Tubos de gestión del condensado para Isolette 8000 y 8000 plus, desechable, 20 uds.	MU21120
E	Botella de aspiración con filtro y tubo, 800 ml, 20 uds.	MU10918
F	Manguito de puerto iris, desechable, 100 uds.	MU03876
G	Manguito para abertura de entrada de manos, desechable, ovalado, 100 uds.	MU06570



ISOLETTE TI 500

ISOLETTE TI 500

A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, desechable, 10 uds.	MU06933
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, reutilizable	MU06951
C	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds.	MU06944
	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943
D	Colchón SoftBed, para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MP01419
	Pasatubos para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MU04366
E	Filtro de toma de Air para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, desechable, 6 uds.	MU04472
F	Manguito de puerto iris, desechable, 100 uds.	MU03876
G	Manguito para abertura de entrada de manos, desechable, ovalado, 100 uds.	MU06570



ISOLETTE TI 500

A	<u>Almohadilla humidificadora, desechable, antibacteriana, 25 uds.</u>	<u>MU06008</u>
B	<u>Correa de retención desechable, 10 uds.</u>	<u>MU06011</u>



BABYTHERM 8000 WB/8004/8010**BABYTHERM 8000 WB/8004/8010**

A	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, amarilla, central, 5 uds.	MX11000
B	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, blanca, periférica, 5 uds.	MX11001
C	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds.	MU06944
D	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943
E	Colchón de gel para Babytherm 8000/8010 y Babyroo TN300, reutilizable	2M20827
F	Colchón SoftBed, para Babytherm, reutilizable	2M21012
F	Colchón Softbed, para Babyleo TN300, reutilizable	MP16297



BABYTHERM 8000 WB/8004/8010

A	Soporte para cubierta abatible en Babytherm 8000 WB, 8004 y 8010, reutilizable, neonatal, montaje en riel	2M21342
B	Bandeja para Babytherm 8000	2M21158
C	Asa, completo para Babytherm 8000	2M21161
D	Soporte para tubuladuras de respiración para Babytherm neonatal, para tubo respiratorio de 10 mm	2M21191
	Tubo de drenaje, reutilizable	2M20434



BABYTHERM 8000 WB/8004/8010

A	Portasueros, reutilizable, 3 ganchos, para tubos con Ø 38 mm	2M21514
B	Portasueros para Babytherm, reutilizable, neonatal	2M16520
C	Mesa giratoria, reutilizable, para tubos de Ø 38 mm	2M21186



RESUSCITAIRE




RESUSCITAIRE

A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 3, reutilizable	MU11225
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 3, desechable, 10 uds.	MU11228
C	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds.	MU06944
D	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943
E	Colchón SoftBed, para Resuscitaire, reutilizable, con balanza	MP01404
E	Colchón SoftBed, para Resuscitaire, reutilizable, sin balanza	MP01402



RESUSCITAIRE

A	VentStar Autobreath N para Resuscitaire y TN300, N, desechable, 25 uds.	MU10841
B	VentStar Resus Neo, desechable, N, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00310
C	VentStar Resus Neo con línea de medición de presión, desechable, N, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00311
D	VentStar Resus calefactado, N, desechable, válvula PEEP manual, 1,8 m, 10 uds.	MP17030
E	VentStar AutoBreath calefactado, N, desechable, válvula AutoBreath, 1,8 m, 10 uds.	MP17031
F	Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 00, bebé prematuro	MP02900
F	Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 0, neonato pequeño	MP01910
F	Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 1, neonato grande	MP01911



RESUSCITAIRE

A	Conector en T, desechable, Ø 15 mm, 25 uds.	MU10902
B	Botella de aspiración con soporte para Resuscitaire, desechable, 40 ml	MU10916
C	Botella de aspiración, desechable, 40 ml, 10 uds.	MU10917
D	Filtro para botella de aspiración 40 ml para Resuscitaire, desechable, 10 uds.	MU10915
E	Botella de aspiración con filtro y tubo, 800 ml, 20 uds.	MU10918



CALEO

CALEO

A	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, amarilla, central, 5 uds.	MX11000
B	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, blanca, periférica, 5 uds.	MX11001
C	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds.	MU06944
	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943
D	Colchón SoftBed, para Caleo, reutilizable	MX17012
E	Cubierta de incubadora para Caleo, reutilizable	MP01423
F	Pasatubos para Caleo, reutilizable, ángulo	2M50385
G	Pasatubos para Caleo, reutilizable, tapa	2M50412



CALEO

A	Soporte de tubuladuras, reutilizable, 40 cm	8411075
B	Sensor de O₂ OxyTrace INCU, para termorregulador Caleo	MX01050
C	Filtro de toma de aire para Caleo y Babyleo TN500, reutilizable, 20 uds.	MX17015
D	Set de transición, desechable, 20 uds.	MX17018
E	Depósito de agua y tubo de transferencia de agua, para Caleo, reutilizable	2M50040
F	Portasueros, reutilizable, 3 ganchos, para tubos con Ø 38 mm	2M21514
G	Mesa giratoria, reutilizable, para tubos de Ø 38 mm	2M21186



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

GLOBE-TROTTER GT5400**GLOBE-TROTTER GT5400**

A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, desechable, 10 uds.	MU06933
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, reutilizable	MU06951
C	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds.	MU06944
	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943
D	Colchón SoftBed, para GT5400, reutilizable	MP01419
E	Correa de retención, desechable, 10 uds.	MU06011
	Pasatubos para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MU04366
F	Manguito de puerto iris, desechable, 100 uds.	MU03876
G	Manguito para abertura de entrada de manos, desechable, ovalado, 100 uds.	MU06570

A

D-7474-2016

**B**

MT-1948-2005

**C**

MT-1947-2005

**D**

D-27575-2017

**E**

MT-1026-2005

**F**

MT-1157-2005

**G**

MT-1110-2005



GLOBE-TROTTER GT5400

- | | | |
|----------|---|----------------|
| A | Filtro de toma de Air para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, desechable, 6 uds. | MU04472 |
| B | Almohadilla humidificadora, desechable, antibacteriana, 25 uds. | MU06008 |



GLOBE-TROTTER GT5400

- | | | |
|----------|--|----------------|
| A | Sensor SpO₂ adhesivo* Masimo LNCS Neo, desechable, neonato, 20 uds. | MP00792 |
| B | Sensor SpO₂ adhesivo* Masimo LNCS NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds. | MP00794 |

*Productos comerciales



TI 500 GLOBE-TROTTER

TI 500 GLOBE-TROTTER

A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, desechable, 10 uds.	MU06933
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, reutilizable	MU06951
C	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds.	MU06944
D	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943
E	Colchón SoftBed, para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MP01419
	Pasatubos para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MU04366
	Tubuladuras para TI 500 Globe-Trotter, desechables, 20 uds.	MU04771

A

D-7474-2016



B

MT-1968-2005



C

MT-1967-2005



D

MT-1965-2005



E

D-27575-2017



TI 500 GLOBE-TROTTER

A	Filtro de toma de Air para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, desechable, 6 uds.	MU04472
B	Manguito de puerto iris, desechable, 100 uds.	MU03876
C	Manguito para abertura de entrada de manos, desechable, ovalado, 100 uds.	MU06570



TI 500 GLOBE-TROTTER

- A

Almohadilla humidificadora, desechable, antibacteriana, 25 uds.

MU06008
- B

Correa de retención desechable, 10 uds.

MU06011



ATENCIÓN AL DESARROLLO

ATENCIÓN AL DESARROLLO

A	Peluche Cally, reutilizable, celeste o rosa	2M30462
B	Peluche Babyleo TN500, león, naranja	MP03737
C	Peluche Isi*, ciervo, verde	MP03738
D	Peluche BabyRoo, canguro	MP16090
E	Cubierta de incubadora para Babyleo TN500, reutilizable	MP03730
F	Cubierta de incubadora para Caleo, reutilizable	MP01423
G	Cubierta de incubadora para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MP01424

*Productos comerciales



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

MISCELÁNEA

MISCELÁNEA

- | | | |
|----------|--|----------------|
| A | Colchón calentador TransWarmer*,
desechable, autocalent. durante aprox. 2 h, 6 uds. | MP01414 |
| B | Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME,
hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds. | MU06944 |
| C | Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME,
hidrogel, desechable, grande, 100 uds. | MU06943 |

*Productos comerciales

A

MT-3278-2005



B

MT-1967-2005



C

MT-1965-2005



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

2. ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

OXYMIXER*

El Oxymixer permite ajustar de forma continua y personalizada la mezcla de aire y oxígeno de grado médico que se administra a bebés, niños y adultos. La concentración de O₂ se ajusta fácilmente para alcanzar un flujo alto con precisión gracias al purgado, aun cuando se manejen velocidades de flujo inferiores a 3 l/min.

Configuración del Oxymixer

Posibilidad de elegir mezclador de flujo bajo o alto con: 1 o 2 caudalímetros, entrada de gas NIST o DISS, monitor, interruptor de encendido y apagado de purga, boquilla y atenuador de sonido. Incluye fijación para riel.


MP04200

A Oxymixer de bajo flujo

Incluye: Pinza de riel, caudalímetro 0 – 3 l/min derecho, caudalímetro 0 – 15 l/min izquierdo, interruptor de encendido y apagado de purga. Entrada de gas NIST.


MP04203

B Oxymixer de bajo flujo con monitor

Incluye: Pinza de riel, caudalímetro 0 – 3 l/min derecho, caudalímetro 0 – 15 l/min izquierdo, interruptor de encendido y apagado de purga, monitor, sensor de oxígeno, cable para sensor de oxígeno, receptáculo para sensor. Entrada de gas NIST.


MP04204

C Oxymixer de bajo flujo con caudalímetro derecho 1 – 15 l, pinza de riel

Entrada de gas NIST.


MP04229

Disponibles varios mangueras para conectar el Oxymixer con el suministro central.

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, “Accesorios para el suministro de gases”.

*Productos comerciales



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

OXYMIXER*

A	<u>Amortiguador de sonido para Oxymixer* 9/16"</u>	<u>MP04218</u>
B	<u>Amortiguador de sonido para Oxymixer* 22 y 15 mm</u>	<u>MP04219</u>
C	<u>Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas respiratorias desechables, conexión 9/16"</u>	<u>MP00416</u>
D	<u>Sensor de oxígeno para Oxymixer* (repuesto)</u>	<u>MP04221</u>

*Productos comerciales

A



D-13933-2017

B



0-15154-2017

C



0-122-2016

D



D-4273-2022

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

SISTEMA SEATTLE PAP PLUS – CPAP DE BURBUJA

Ayudando a que los niños con dificultades respiratorias respiren mejor. El sistema Seattle-Presión positiva de las vías respiratorias (PAP) es toda una innovación que aprovecha los beneficios comprobados del tratamiento CPAP de burbuja, como los efectos oscilatorios similares a los de la ventilación de alta frecuencia, y los combina con un diseño único.

El sistema Seattle-PAP plus es seguro, eficaz y fácil de utilizar.

Fue diseñado para:

- Promover la seguridad de los bebés con un colector de presión con un diseño único y una válvula de alivio de presión.
- Incluir el bloqueo del tubo de seguridad para evitar cambios no intencionados en el nivel de PEEP.
- Proporcionar confort y un soporte de CPAP óptimo al bebé gracias a las interfaces desechables BabyFlow plus, que complementan el sistema.
- Incluir un embudo con el tubo de llenado para minimizar los derrames.
- Evitar desconexiones innecesarias y pérdidas de presión gracias al conector giratorio del ramal espiratorio.
- Evitar los picos de presión no deseados debidos a la condensación en el ramal espiratorio gracias a la trampa de agua.

Solo necesita oxígeno y aire comprimido, que son administrados por un mezclador de oxígeno, como el Oxymixer de Dräger, y una fuente de humidificación para el circuito.



A	Seattle PAP plus	MP02260
B	Carro multiusos básico* equipado Incluye base con 5 ruedas, barra de 38 mm de diámetro, 3 abrazaderas para riel, cesta.	MP13020
C	Carro multiusos* básico Incluye base con 5 ruedas y barra de 38 mm de diámetro para accesorios.	MP13021

*Productos comerciales

ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

- | | | |
|----------|--|----------------|
| A | Riel compacto, para tubo de 38 mm, perfil de riel estándar 25 × 10 mm, cada lado 10 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 30 kg | 2M85337 |
| B | Soporte universal 30 × 5 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm | MP00634 |
| C | Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas respiratorias desechables, conexión 9/16" | MP00416 |
| D | Garra de riel para humidificador F&P y caja de burbujas Seattle PAP* | 8411074 |
| E | Garra de riel, para fijación de tubos de diferentes diámetros, gira 90° a la izquierda y la derecha, longitud del riel estándar (perfil de 25 × 10 mm): 20 cm | 2M85274 |

*Productos comerciales

A

MT-21198-94

**B**

D-37873-2021

**C**


D-122-2016

**D**

MT-139-98

**E**

MT-1978-2008



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

BABYFLOW PLUS

BabyFlow plus: el mejor sistema de soporte respiratorio no invasivo, diseñado para maximizar el rendimiento y la comodidad del paciente.
Accesorios para Seattle PAP plus.

A	BabyFlow plus, desechable, tamaño S, 20 uds.	MP03700
	BabyFlow plus, desechable, tamaño M, 20 uds.	MP03701
	BabyFlow plus, desechable, tamaño L, 20 uds.	MP03702
B	Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño S	MP03703
	Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño M	MP03704
	Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño L	MP03705
C	Conector suave N, desechable, 20 uds.	MP03826



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN



GAFAS NASALES ESTÁNDAR

Gafas nasales de silicona, suaves y anatómicas, desechables.

A	① Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XS, 10 uds.	8418415
	② Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño S, 10 uds.	8418605
	③ Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño M, 10 uds.	8418416
	④ Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño L, 10 uds.	8418531
	⑤ Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XL, 10 uds.	8418417
B	Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XXL, 10 uds.	8418617

GAFAS NASALES ANCHAS

C	① Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 3, 10 uds.	8418603
	② Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 4, 10 uds.	8418607
	③ Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 5, 10 uds.	8418609
	④ Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 6, 10 uds.	8418611




ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

MASCARILLAS

Las mascarillas nasales de silicona y TPE completan la cartera de productos y maximizan la comodidad del paciente.

A	➊ Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño S, 10 uds.	8418491
	➋ Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño M, 10 uds.	8418490
	➌ Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño L, 10 uds.	8418619
B	Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 4, 10 uds.	MP01494
C	Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 5, 10 uds.	MP01495
D	Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 6, 10 uds.	MP01496




ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

ARNESES DE CABEZA

El nuevo arnés de cabeza permite al cliente elegir el ajuste más cómodo y la mejor combinación para cada uno de sus pequeños pacientes.

A	Arnés de cabeza, desechable, tamaño XXS, circunferencia de la cabeza de 17 – 20 cm, 5 uds.	MP03880
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño XS, circunferencia de la cabeza de 20 – 23 cm, 5 uds.	MP03881
B	Arnés de cabeza, desechable, tamaño S, circunferencia de la cabeza de 23 – 27 cm, 5 uds.	MP03882
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño M, circunferencia de la cabeza de 27 – 31 cm, 5 uds.	MP03883
C	Arnés de cabeza, desechable, tamaño L, circunferencia de la cabeza de 31 – 37 cm, 5 uds.	MP03884
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño XL, circunferencia de la cabeza de 37 – 42 cm, 5 uds.	MP03885



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

GORROS

Los gorros de microfibra desechables y transpirables (95 % algodón, 5 % spandex) están disponibles en siete tallas (codificadas por color).

A	1 Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XS, blanco, circunferencia de la cabeza de 18 – 20,5 cm, 5 uds.	8418533
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño S, amarillo, circunferencia de la cabeza de 20,5 – 23 cm, 5 uds.	8418534
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño M, rojo, circunferencia de la cabeza de 23 – 25,5 cm, 5 uds.	8418535
	2 Gorro BabyFlow, desechable, tamaño L, verde, circunferencia de la cabeza de 25,5 – 28 cm, 5 uds.	8418536
	3 Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XL, naranja, circunferencia de la cabeza de 28 – 30,5 cm, 5 uds.	8418537
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XXL, azul, circunferencia de la cabeza de 30,5 – 33 cm, 5 uds.	8418538
B	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XXL+, blanco/negro, circunferencia de la cabeza de 33 – 36 cm, 5 uds.	8418539



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

La mascarilla nasal **MiniMe2** está diseñada para niños de entre 2 y 12 años de edad. Cuenta con una almohadilla ergonómica de gel de silicona y el cuerpo de la mascarilla es moldeable, lo que le permite adaptarse en función de las necesidades individuales y garantiza un sellado eficaz y un ajuste cómodo.


A	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica no ventilada, desechable, tamaño S	MP01555
	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica no ventilada, desechable, tamaño L	MP01556
B	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica ventilada, desechable, tamaño S	MP01553
	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica ventilada, desechable, tamaño L	MP01554

*Productos comerciales



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

A	VentStar Resus Neo, desechable, N, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00310
B	VentStar Resus Neo con línea de medición de presión, desechable, N, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00311
C	Circuito respiratorio VentStar, desechable, N, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00353
D	Circuito respiratorio VentStar, desechable, N, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00363
	Circuito respiratorio VentStar, desechable, N, para MRI, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP04802
E	Juego de bolsa reservorio VentStar, desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00383
	Juego de bolsas reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16020
F	Juego de anestesia VentStar, desechable, N, 1,8 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00333
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, N, 1,8 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16032
G	Bolsa reservorio VentStar, 0,5 l, 25 uds.	MP02710



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

- | | | |
|----------|--|----------------|
| A | Circuito respiratorio Infinity ID,
desechable, N, básico, 1,8 m, 25 uds.,
no fabricado con látex de caucho natural | MP01327 |
| B | Juego de bolsa reservorio Infinity ID,
desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds.,
no fabricado con látex de caucho natural | MP01329 |



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

A Circuito respiratorio VentStar Helix, desechable, N, doble calefactado, 1,7 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02650
<u>VentStar Aquapor, dual calefactado, N plus, 10 uds.</u>	<u>MP07150</u>
<u>VentStar Aquapor, calefactado, N plus, 10 uds.</u>	<u>MP07151</u>
B <u>Adaptador en T para terapia de óxido nítrico, neonatal, 10 uds.</u>	<u>8422215</u>




ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

A	Cámara de humidificador VentStar, desechable, 10 uds.	MP00234
B	Cámara de humidificador VentStar, desechable, N, 10 uds.	MP02590
C	Conector doble 11ID/15OD, desechable, 10 uds.	MP02655

ACCESORIOS PARA F&P 950*

D	Cartucho del sensor F&P 950*	MP16002
E	Adaptador del cable del calefactor F&P 950*	MP16003
F	Circuito respiratorio para F&P 950 N80*, N	MP16005

*Productos comerciales




ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Cámara humidificadora para F&P MR 290*, desechable, 10 uds.	8418282
B	Cámara humidificadora para F&P MR 340*, reutilizable, N/P	8411047
C	Garra de riel para humidificador F&P* y caja de burbujas Seattle PAP	8411074
D	Soporte* en forma de U para humidificador F&P, para carro de transporte para Evita 2 dura, 4 Edition, XL, con pinza de riel	MP01002
E	Soporte de bolsa de agua* 900 MR 290	MP01008
	Soporte*, lateral (F&P 900 MR 309), incluido 8411074	MP01009
	Soporte universal con riel DIN	G93140
	Soporte de humidificador para riel lateral	8416325
	Soporte de humidificador, giratorio sin 8411074	G93111

*Productos comerciales



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

	Sonda de temperatura/sensor de flujo para F&P MR 850, para los circuitos respiratorios HFV reutilizables, 0,7 m*	8418507
A	Sonda de temperatura/sensor de flujo para F&P MR 850, para todos los circuitos respiratorios, 1,1 m*	8414989
B	Sonda de temperatura/sensor de flujo para F&P MR 850, para todos los circuitos respiratorios, 1,5 m*	8414966
C	Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 850, para circuito respiratorio reutilizable*	8414968
D	Adaptador de calentador de tubos para F&P MR 850, para circuito respiratorio con calefacción dual desechable*	MP01006
E	Adaptador de calentador de tubos para F&P MR 850, para circuito respiratorio con calefacción simple desechable*	8414992

*Productos comerciales



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN


SETS/CIRCUITOS RESPIRATORIOS REUTILIZABLES

Circuito respiratorio reutilizable, N, 900MR782* **MP17128**

*Productos comerciales

SISTEMAS DE RESPIRACIÓN REUTILIZABLES: BLUESET VENTILACIÓN


A	BlueSet ventilación, N	8412344
	Consta de:	
	1 Pieza en Y, reutilizable, N, 90°, con abertura de aspiración	8403075
	2 Circuito corrugado, reutilizable, N/P, 14 cm, conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	8403333
	3 Conector para sensor de temperatura, reutilizable, N	8403056
	4 Trampa de agua con salida, reutilizable, N/P	8404760
	5 Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 60 cm, conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	2165848
	6 Trampa de agua, reutilizable, N/P	8409627
	7 Tapón rojo, 7 mm	8401645
	8 Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 40 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856
	9 Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 60 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821
	Tapón ciego	8410049



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

SISTEMAS DE ANESTESIA REUTILIZABLES: BLUESET ANESTHESIA

A	BlueSet anestesia, N	M27542
	Consta de:	
1	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 1,5 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961
2	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165678
3	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 0,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166054
4	Adaptador, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647
5	Pieza en Y, reutilizable, N, 90°, con abertura de aspiración	8403075
6	Codo, reutilizable, N/P, metal, Luer Lock	M34568
7	Juego de 5 tapones rojos, 7 mm	8402953



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN


Tubo respiratorio de silicona (pediátrico)
con conectores estándar de 10 mm a ambos lados
y 10 mm de diámetro interior

**A Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 60 cm,
conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm**

2165848

A





D-36215-2011



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN


Tubo respiratorio de silicona (pediátrico)
con conectores estándar con una de 10 mm
y otra de 22 mm y 10 mm de diámetro interior

A	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 40 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856
B	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 60 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821
C	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 1,1 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651
D	Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 1,5 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

A	Pieza en Y, recta, reutilizable, N/P	M27077
B	Pieza en Y, reutilizable, N, 90°, con abertura de aspiración	8403075
C	Codo, reutilizable, N/P, metal, Luer Lock	M34568
Bolsas reservorio transparentes de elastómero de silicona		
D	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 0,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166054
E	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 1,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166127
F	Pulmón de prueba para simular pulmones neonatales, con maletín	8418077
G	Pulmón de prueba neonatal, reutilizable, 50 ml, no fabricado con látex de caucho natural	MP20050



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

El filtro/HME TwinStar Plus de Dräger es una combinación de HME eficiente y filtro para el sistema respiratorio que contribuye de manera significativa a la profilaxis de la infección en tratamiento ventilatorio.

- Combinación de HME eficiente y filtro para el sistema respiratorio de alto rendimiento
- Elevados índices de retención para bacterias y virus
- Elevado retorno de humedad
- Conector de muestreo con tapa unida
- Carcasa transparente para control visual
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes

A Filtro + HME TwinStar 9 Plus, desechable, ~9 ml de espacio muerto, 100 uds. MP05820

Los intercambiadores de humedad HumidStar Plus de Dräger sustituyen en parte la función de las vías respiratorias altas y humidifican eficientemente el aire inspirado.

- Elevado retorno de humedad
- Conector de muestreo con tapa unida
- Carcasa transparente para control visual
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes

B HME HumidStar 2 Plus, desechable, 2 ml de espacio muerto, 100 uds. MP05845

Si desea conocer la disponibilidad local, póngase en contacto con su representante local de Dräger.



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN


CUBETAS DE CO₂

Las cubetas de CO₂ han sido diseñadas para monitorizar la concentración de CO₂ durante la ventilación del paciente.

A	Cubeta de CO₂, desechable, pediátrico, 10 uds.	MP01063
B	Cubeta de CO₂, reutilizable, pediátrico	6870280

CO₂ CABLES

C	Sensor de corriente principal de CO₂, para Evita 2 dura, Evita 4 Edition y Evita XL	6871500
D	MCable Mainstream CO₂, para familia Evita V y familia Babylog VN, Infinity M540, Vista 120, Vista 120 S y Delta VF9.1 y superiores	6871950
E	Soporte de estacionamiento para sensor de CO₂ 6871950 y 6873570, según homologación del país	6873674



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

SENSORES

A	Sensor de flujo neonatal ISO 15, PSU, esterilizable	8411130
B	Cartucho para sensor de flujo neonatal, PSU, esterilizable, 5 uds.	8410179
C	Cable de sensor de flujo neonatal para ventiladores médicos de la serie V con opción Neo y serie VN	8416600
D	Cable de sensor de flujo neonatal para Babylog 8000 y antiguos ventiladores Evita con opción Neo	8409626

A



D-6132-2023

B




0-2370-2011

C



0-9315-2011

D



MT-2672-2004

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

MASCARILLAS DE ANESTESIA SEDISTAR

- | | | |
|----------|--|----------------|
| A | Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 1, bebé S, 30 uds. | MP01701 |
| B | Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 2, bebé L, 30 uds. | MP01702 |

MASCARILLAS DE ANESTESIA LITESTAR

- | | | |
|----------|---|----------------|
| C | Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, tamaño 1, bebé S, 50 uds. | MP11001 |
| D | Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, tamaño 2, bebé L, 50 uds. | MP11002 |

D-4746-2019

**B**

D-4745-2019



D-37689-2021

**D**

D-37683-2021




ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

MASCARILLAS DE ANESTESIA COMFORTSTAR

A	Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 0, bebé prematuro, 20 uds.	MP01510
B	Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 1, neonato, 20 uds.	MP01511
C	Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01512
D	Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, fresa, tamaño 1, neonato, 20 uds.	MP01521
E	Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, fresa, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01522
F	Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, chicle, tamaño 1, neonato., 20 uds.	MP01531
G	Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, chicle, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01532

Existen bombas de inflado, así como diferentes cintas para la cabeza para la fijación (cf. accesorios para mascarillas).

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

MASCARILLAS DE SILICONA

A	Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 00, bebé prematuro	MP02900
B	Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 0, neonato pequeño	MP01910
C	Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 1, neonato grande	MP01911
D	Anillo de enganche para mascarillas de silicona, reutilizable, D.E. 15 mm, tamaño 00 – 1, 10 uds.	MP01916

A

D-58209-2012

**B**


D-2292-2011

**C**

D-2291-2011

**D**



D-35640-2009



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

ACCESORIOS PARA MASCARILLAS DE ANESTESIA

A	Arnés de cabeza, desechable, tejido suave, pequeño	MP01559
B	Arnés de cabeza, desechable, goma blanda, pequeño	MP01561
C	Bomba bidireccional para regulación del aire	MP01590



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

SET2GO

- A** Con las soluciones Set2Go de Dräger le ofrecemos paquetes totalmente personalizados y compuestos de una selección individual de accesorios para uso en un solo paciente. Set2Go de Dräger le facilita en gran medida el pedido y uso de consumibles y accesorios. Solo necesita un número de artículo para obtener todos los productos en un único paquete y cumplir su tarea específica.

Póngase en contacto con un representante local de ventas de Dräger para crear su solución de accesorios personalizada.

A

D-5926-2018



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

NEBULIZADOR AEROGEN

Aerogen funciona con una microbomba electrónica. Aerogen es ideal para las necesidades de la terapia de nebulización para ventilación mecánica y se adapta a pacientes de todas las edades, desde neonatos hasta adultos. Funciona sin modificar los parámetros del respirador del paciente, sin calentar o degradar la medicación, y se puede rellenar sin interrumpir la ventilación.

- A

Configuración para el nebulizador de medicamentos Aerogen Solo



MP01010

AEROGEN SOLO*

- B

Cabezal para nebulizador Aerogen S, 5 uds.

MP01078
- C

Cabezal para nebulizador Aerogen S, 10 uds.

MP01079
- Aerogen S, Pieza en T, F&P, N, caja de 10

MP01077
- Aerogen S, Pieza en T, N, 10 uds.

MP01691
- Aerogen S, Pieza en T con tapón, 10 uds.

MP13069

*Productos comerciales

- Pieza en T para nebulización, N, 10 uds.

MP02689



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

3. ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

Monitorización Infinity: Gamma, Gamma XL, Gamma X XL, Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT.

ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

A	Cable multiparámetro NeoMed Pod, para ECG, resp., SpO₂, temp. y FiO₂, 2,5 m	5590539	
	Electrodos de ECG, para un solo paciente, neonato, 300 uds.	5195024	
B	Adaptador de electrodos, para conectar electrodos neo. a pod MultiMed, 10 uds.	5194779	
C	Cable ECG intermedio, 3 derivaciones, para NeoMed Pod, 1,5 m	5592162	


PULSIOXIMETRÍA (SpO₂)

CABLES DRÄGER/NELLCOR

D	Cable de extensión SpO₂ Dräger/Nellcor, para pods MultiMed 5/6 y NeoMed, 1 m	3368433	
	Cable de extensión SpO₂ Dräger/Nellcor, para pods MultiMed 5/6 y NeoMed, 2 m	3375834	
E	Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683	
F	Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 3 m	MS17330	

*Productos comerciales

INFINITY
MONITORING
MICRO₂+



ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

SENSORES DESECHABLES DE DRÄGER

A	Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, tela, desechable, bebé, 24 uds.	MS16447	■	■
B	Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, tela, desechable, neonato, 24 uds.	MS16446	■	■

SENSORES NELLCOR


C	Sensor SpO₂ adhesivo* Nellcor Oximax Max-I, desechable, niño, 24 uds.	MX50067	■	■
D	Sensor adhesivo de SpO₂ Nellcor OxiSoft OxySoftN, desechable, neonato/adulto, 24 uds.	MX50068	■	■

ACCESORIOS NELLCOR

E	Banda adhesiva* para Nellcor Oxiband™ A/N, 100 uds.	8201012	■	
----------	--	----------------	---	--

*Productos comerciales

INFINITY
MONITORING
MICRO₂+



ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

CABLES MASIMO*

Cables SpO₂ intermedios para conexión a Masimo SET Pod.

A	Cable SpO₂ intermedio Masimo LNCS, 3 m	MS17522	■	■
A	Cable SpO₂ intermedio Masimo LNCS, 1,2 m	MS24303	■	■


CABLES ADAPTADORES MASIMO RD SET*

B	Cable adaptador RD SET a LNOP, para conectar los sensores RD SET a Infinity M300 y Masimo SET Pod con los cables intermedios LNOP MS18680 y MS17041*, así como a MultiMed 5/6/12, NeoMed Pods y MultiMed Plus/Plus OR con los cables intermedios correspondientes MS13926*/7492601* o MS20163*	MS33731	■	■
C	Cable adaptador RD SET a LNCS, para conectar los sensores RD SET a Infinity M300 y Masimo SET Pod con los cables intermedios LNCS MS24303 o MS17522	MS33732	■	■
C	Cable adaptador RD SET a MultiMed, para conectar los sensores RD SET a MultiMed 5/6/12, NeoMed Pods y a MultiMed Plus/Plus OR con los cables intermedios correspondientes 3368433/3375834 o MS18683/MS17330	MS33733	■	■

*Productos comerciales

**Estos productos ya no están disponibles.
El adaptador se utiliza para la conexión entre los sensores y la base instalada.

INFINITY
MONITORING
MICRO₂+



ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

SENSORES MASIMO LNCS*

Los accesorios Masimo cuentan con referencias específicas para EE. UU. y Japón. Contacte con su representante de ventas local de Dräger para más información.

A	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS Neo, desechable, neonato, 20 uds.	MP00792
B	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo LNCS NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds.	MP00794
	Sensor SpO₂ Masimo LNCS-YI multisitio, reutilizable, neonatal/pediátrico/adulto	MP00789

SENSORES DESECHABLES MASIMO LNCS TRAUMA*

Los sensores Masimo LNCS Trauma solo pueden usarse con tecnología Masimo SET.




C	Sensor Masimo LNCS Trauma, neonatal, 20 uds.	MP03192
----------	---	----------------

SENSORES DESECHABLES MASIMO RD SET*

D	Sensor Masimo RD SET, neonatal, desechable	MS33729
E	Sensor Masimo RD SET, neonatal para prematuros, desechable	MS33730

*Productos comerciales

INFINITY
MONITORING





ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

ACCESORIOS MASIMO*

A	Banda adhesiva SpO₂ Masimo Posey-Wrap, para sensor SpO₂ NeoPt, 12 uds.	7496933	■	■
B	Banda adhesiva SpO₂ Masimo Multisite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496917	■	■
C	Banda adhesiva SpO₂ Masimo Petite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496909	■	■
D	Banda de espuma SpO₂ Masimo Foam-Wrap, neo., sensor SpO₂ LNOP YI, 12 uds.	7496891	■	■

*Productos comerciales

INFINITY
MONITORING
MICRO₂+



ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

TEMPERATURA

SONDAS DE TEMPERATURA
PARA UN SOLO PACIENTE

A	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 1,6 m	MP00997
B	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 3 m	MP00998

SONDAS DE TEMPERATURA REUTILIZABLES

C	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, conector de 7 pines, 1,5 m	4329822
C	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, conector de 7 pines, 3 m	5204669


INFINITY
MONITORING



ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL
NO INVASIVA (PANI)

A	Tubo flexible PANI, neonato, 2,4 m	2870298
B	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 1, 3,1 – 5,7 cm, 10 uds.	2870181
C	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 2, 4,3 – 8,0 cm, 10 uds.	2870199
D	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 3, 5,8 – 10,9 cm, 10 uds.	2870207
E	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 4, 7,1 – 13,1 cm, 10 uds.	2870215
F	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 5, 8,3 – 15 cm, 10 uds.	2870173

INFINITY
MONITORING

ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

ETCO₂ Y MECANISMOS RESPIRATORIOS

Para Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT.

A etCO₂ Microstr. intubado bebé/neonatal - duración prolongada, 25 uds. MP15003

B etCO₂ Microstr. nasal bebé/neonatal - duración prolongada, 25 uds. MP15007

Para Gamma X XL, Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT.

C Adaptador de vías respiratorias etCO₂, reutilizable, neonato 4721788




D Adaptador para vías respiratorias CO^{*}₂, neonat. (infantil/pediátrico), desechable, 10 uds. 2606228

PAPEL PARA GRABADORA

E Papel para registrador Infinity R 50, 50 mm, 30 m aprox., 10 rollos 4711201

*Productos comerciales

INFINITY
MONITORING



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

4. EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Encontrará más información en el capítulo 5 „Equipamiento para planta“.

FLUJÓMETRO

Estos flujómetros de O₂ están conectados directamente en una unidad terminal de pared para oxígeno y se utilizan para controlar el flujo de oxígeno en la inhalación y la insuflación.

Los caudales se pueden ajustar con un alto grado de precisión. Además, el gran mando giratorio hace el ajuste más fácil.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar $\pm$ 0,5 bar
(1013 hPa/20 °C)**

$\pm$ 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)

$\pm$ 10% (todos los demás valores de configuración)

** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al x An x F): 160 x 40 x 130 mm

Material: Carcasa: Aluminio
Cúpula de presión: Poliamida
Indicador de flujo: Vidrio

Peso: 500 g approx.



A Flujómetro de O₂, 4 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34x1,5, adaptador 9/16"



MP04551



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

FLUJÓMETRO DOBLE

La ventaja particular del flujómetro doble es que se puede tratar a dos pacientes de forma simultánea pero independiente entre ellos, mientras que solo se ocupa una terminal de pared.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar $\pm$ 0,5 bar
(1013 hPa/20 °C)**

$\pm$ 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)

$\pm$ 10% (todos los demás valores de configuración)

** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al $\times$ An $\times$ F): 160 $\times$ 150 $\times$ 190 mm

Material: Carcasa: Aluminio
Cúpula de presión: Poliamida
Indicador de flujo: Vidrio

Peso: 900 g approx.



A Flujómetro doble de O₂, 2 $\times$ 16 l/min, CS, DIN, ISO, color neutro, M34 $\times$ 1,5, adaptador 9/16"  **MP04560**

Flujómetro doble de O₂, 2 $\times$ 16 l/min, montaje de riel con entrada de gas NIST, 2 $\times$ M34 $\times$ 1,5, adaptador 9/16"  **MP04569**



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Estos flujómetros de O₂ para fijación en rieles se pueden utilizar para controlar el flujo de oxígeno en la inhalación y la insuflación. Los caudales de hasta 4 y 16 l/min se pueden ajustar con un alto grado de precisión.

Además, el gran mando giratorio hace el ajuste más fácil.

Al utilizar la garra para riel, el flujómetro se puede fijar con rapidez y seguridad a todos los perfiles de riel.

Puede asegurarse la conexión al suministro de gases mediante una manguera CS con una tuerca de conexión NIST.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar $\pm$ 0,5 bar
(1013 hPa/20 °C)**

$\pm$ 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)

$\pm$ 10% (todos los demás valores de configuración)

** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al x An x F):	160 x 40 x 130 mm
Material:	Carcasa: Aluminio
	Cúpula de presión: Poliamida
	Indicador de flujo: Vidrio
Peso:	950 g approx.

A	Flujómetro de O₂, 4 l/min, riel, entrada de gas NIST, M34x1,5, adaptador 9/16"		MP04552
B	Flujómetro de O₂, 4 l/min, riel, 90°, entrada de gas NIST, M34x1,5, adaptador 9/16"		MP04553
C	Flujómetro de O₂, 16 l/min, riel, entrada de gas NIST, M34x1,5, adaptador 9/16"		MP04567
	Mangueras CS		8601697
	Disponibles varias mangueras para conectar un caudalímetro con el suministro central.		
	Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".		



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

FLUJÓMETRO COMPACTO CLICKFLOW

Presión de entrada:	4,5 ± 0,5 bar*
Rangos de ajuste:	0,1 – 1 l/min (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1 l/min) 0,5 – 5 l/min (0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 l/min) 1 – 16 l/min (0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 16 l/min) 1 – 32 l/min (0; 1; 5; 8; 12; 16; 20; 25; 28; 32 l/min)
Precisión (a 4,5 ± 0,5 bar):	0,5 – 5 l/min, 1 – 16 l/min y 1 – 32 l/min: ±20 %; 0 – 1 l/min ± 30 %
Entrada de gases:	Conexión CS O ₂ o AIRE; NIST (riel)
Salida de gases:	boquilla de 6 mm para unidad de aplicación, rosca 9/16" para agua esterilizada o adaptador para humidificador reutilizable
Peso:	aprox. 420 g (CS), aprox. 700 g (riel)
Material de la carcasa:	Latón niquelado
Dimensiones:	Diámetro aprox. 38 mm, Longitud aprox. 92 mm (versión CS); aprox. 118 mm (versión riel)

*1 bar = 1 kPa × 100



A El configurador del flujómetro compacto Clickflow le da la oportunidad de adaptar el flujómetro compacto en función de sus necesidades.

Opciones seleccionables para la configuración:

Tipo de gas:	O ₂ ; AIRE
Soporte:	CS; riel con entrada de gases NIST
Conexión CS:	DIN; Carbamed; BS (Inglaterra); NF (Francia); AGA* (Suecia)
Versión:	flujómetro compacto simple; flujómetro compacto doble
Flujo:	0,1 – 1 l/min; 0,5 – 5 l/min; 1 – 16 l/min, 1 – 32 l/min
Salida de gases:	Boquilla de 6 mm, cable 9/16" para agua esterilizada

*Disponible a partir de finales del 2023



MP13000

B Flujómetro compacto de O₂ Clickflow, DIN CS, 1 – 16 l/min, 9/16"



MP13011

C Flujómetro compacto de O₂ Clickflow, DIN CS, 1 – 16 l/min, boquilla de 6 mm



MP13012

D Flujómetro compacto Clickflow AIRE, DIN, 0,1 – 1 l/min, boquilla de 6 mm



MP13019

Accesorios para flujómetro: remítase a la sección sobre equipos de sala, capítulo 1.4 (Humidificador, adaptador y aplicación).



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

A	Humidificador de burbujas, para humidificación de O₂ hasta aprox. 60% humedad relativa y fluye, hasta 5 l/min	2M85834
B	Adaptador para conectar, por ejemplo, un tubo o una cánula nasal a un flujómetro de O₂, M34×1,5 a una boquilla de 6 mm	M06258
C	Adaptador, para sistemas de agua esterilizada desechables a flujómetro de O₂, M34×1,5	2M86680
C	Adaptador, para sistemas de agua esterilizada desechables a flujómetro de AIRE, M32×1,5 a 9/16"	MP03366
D	Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas respiratorias desechables, conexión 9/16"	MP00416
E	Adaptador 9/16" a M34×1,5 para el humidificador reutilizable Dräger	MP03325



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

ASPIRACIÓN CLÍNICA

El regulador de vacío está directamente conectado a una toma del suministro central de vacío, o montado en un riel. El vacío se ajusta sin ningún problema hasta un máx. de -160 mbar (-16 kPa), y se muestra en un manómetro giratorio legible desde todos los lados.

Todos los reguladores de vacío incluyen una válvula de cierre.

Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe para proteger de forma fiable las series **VarioVac** y el sistema de vacío central contra la contaminación. Se incluye un sistema de filtro VarioSafe con cada regulador de vacío VarioVac.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -16 a 0 kPa (de -160 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	18 l/min
Peso:	De 600 a 800 g (800 g para las versiones a riel)
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 210 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 340 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	50 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos:	100% (con VarioSafe)*
Retención de bacterias:	99,99997% (con VarioSafe)**
Retención vírica:	99,99922% (con VarioSafe)**
Retención de NaCl:	99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



D-10309-2011

A Regulador de vacío VarioVac D Riel, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC MP00511

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Reguladores de vacío VarioVac para riel.

El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión VAC. Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe para proteger de forma fiable las series VarioVac y el sistema de vacío central contra la contaminación.

Se incluye un sistema de filtro VarioSafe con cada regulador de vacío VarioVac.

Datos técnicos:

VarioVac P (MP00660, MP03223)

Vacío máximo: De -55 a 0 kPa (de -550 a 0 mbar)

Flujo de aspiración: 21 l/min

Nivel máximo de sonido: 40 dB(A)

Peso: 800 g

Medidas (An/Al/F) en mm: 80 × 210 × 160 (sin VarioSafe)
80 × 340 × 160 (con VarioSafe)

Boquilla del tubo: Ø 6 mm

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos: 100% (con VarioSafe)*

Retención de bacterias: 99,99997% (con VarioSafe)**

Retención vírica: 99,99922% (con VarioSafe)**

Retención de NaCl: 99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



A Regulador de vacío VarioVac P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar



MP00660

Estos aspiradores bronquiales son adecuados para su uso en MRI. Los aspiradores bronquiales son aptos para su uso dentro de imanes con un campo magnético estático de 1,5 tesla y de 3 tesla.
Distancia mínima al centro del campo magnético:
Densidad del flujo magnético de 40 militesla (400 gauss).

B Regulador de vacío VarioVac MRI P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar



MP03223

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

La unidad de propulsión VarioVac y el juego de frascos van unidos, de modo que tendrá una solución completa, conveniente y fácil de usar. El asa, con forma ergonómica, está situada exactamente en el centro de gravedad de la unidad, lo que facilita un rápido transporte del aspirador. El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión CS. Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe para proteger de forma fiable el dispositivo y el entorno del paciente contra la contaminación. Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

Datos técnicos:

Peso:	1600 g (vacío)
Medidas (An/Al/F) en mm:	300 × 440 × 160
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos:	100% (con VarioSafe)*
Retención de bacterias:	99,99997% (con VarioSafe)**
Retención vírica:	99,99922% (con VarioSafe)**
Retención de NaCl:	99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



D-10322-2011

A Regulador de vacío VarioVac P compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST VAC, incluidos juego de frascos de secreciones y regulador de vacío integrado



MP00661

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -55 a 0 kPa (de -550 a 0 mbar)
Flujo de aspiración:	21 l/min
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

El eyector **VarioAir** está directamente conectado a una toma del sistema de suministro de aire medicinal o a rieles. El eyector es silencioso, genera un vacío de -16 kPa (-160 mbar) máx. y muestra el nivel de vacío en un indicador de presión giratorio y con ajuste manual. Todos los dispositivos cuentan con una válvula de seguridad de presión (ex 0,1 kPa) para evitar un aumento de la presión en el paciente.

Un nuevo sistema de filtro desechable VarioSafe protege de modo fiable las series VarioAir y el entorno del paciente contra la contaminación. Siempre se incluye una pieza del nuevo sistema de filtro VarioSafe.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -16 a 0 kPa (de -160 a 0 mbar)
Flujo máximo de succión:	18 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	25 l/min
Peso:	800 g
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 200 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 330 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	45 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Válvula de alivio de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos:	100% (con VarioSafe)*
Retención de bacterias:	99,99997% (con VarioSafe)**
Retención vírica:	99,99922% (con VarioSafe)**
Retención de NaCl:	99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



D-28534-2009

A Eyector VarioAir D Riel, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE, para la conexión a todos los rieles de pared estándar



MP00542

Para suministro de gas a través de una manguera de conexión CS de vacío. Rosca de conexión: NIST.

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Eyector VarioAir para riel.

El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión AIR. Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe para proteger de forma fiable las series VarioAir y el sistema de vacío central contra la contaminación.

Datos técnicos:

VarioAir P (MP00545, MP03221)

Vacío máximo: De -54 a 0 kPa (de -540 a 0 mbar)

Flujo de aspiración: 22 l/min

Consumo de gas máximo: 40 l/min

Nivel máximo de sonido: 47 dB(A)

Rango de presión de entrada: De 4 a 5,5 bar

Peso: 800 g

Medidas (An/Al/F) en mm: 80 × 200 × 160 (sin VarioSafe)
80 × 330 × 160 (con VarioSafe)

Boquilla de tubo: 6 mm de Ø

Válvula de seguridad

de presión: A partir de 0,1 kPa (1 mbar)

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos: 100% (con VarioSafe)*

Retención de bacterias: 99,99997% (con VarioSafe)**

Retención vírica: 99,99922% (con VarioSafe)**

Retención de NaCl: 99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



D-28521-2009

A Eyector VarioAir P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE, para conexión a todos los rieles de pared estándar



MP00545

Estos aspiradores bronquiales son adecuados para su uso en MRI. Los aspiradores bronquiales son aptos para su uso dentro de imanes con un campo magnético estático de 1,5 tesla y de 3 tesla.

Distancia mínima al centro del campo magnético:

Densidad del flujo magnético de 40 militesla (400 gauss).

A Eyector VarioAir MRI P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE, para conexión a todos los rieles de pared estándar



MP03221

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

La unidad de propulsión VarioAir y el juego de frascos van unidos, de modo que tendrá una solución completa, conveniente y fácil de usar. El asa, con forma ergonómica, está situada exactamente en el centro de gravedad de la unidad, lo que facilita un rápido transporte del aspirador. El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión CS.

Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe para proteger de forma fiable el dispositivo y el entorno del paciente contra la contaminación.

Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

Datos técnicos:

Peso:	1600 g (vacío)
Medidas (An/Al/F) en mm:	300 × 440 × 160
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø

Información adicional sobre filtros:

Retención de aerosoles y fluidos: 100% (con VarioSafe)*

Retención de bacterias: 99,99997% (con VarioSafe)**

Retención vírica: 99,99922% (con VarioSafe)**

Retención de NaCl: 99,8900% (con VarioSafe)***

* Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania

** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU.

*** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1



D-33493-2009

A Eyector VarioAir P compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE, incluidos juego de frascos de secreciones y eyector integrado



MP00547

Datos técnicos

Vacío máximo:	De -54 a 0 kPa (de -540 a 0 mbar)
Flujo de aspiración:	22 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	40 l/min
Nivel máximo de sonido:	47 dB(A)
Válvula de seguridad de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)

Para obtener más información sobre las mangueras CS, consulte el capítulo, "Accesorios para el suministro de gases".



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Juego de frascos de secreciones para la aspiración bronquial portátil y muy ligero. El juego está fabricado con plástico de alta calidad y de resistencia extraordinaria, y se puede esterilizar mediante autoclave hasta a 134 °C. Los dos envases de 700 ml, que se utilizan como frascos de secreciones y de lavado, son idénticos, lo que facilita considerablemente la logística del hospital. Los envases están fabricados con polisulfona de alta calidad, son reutilizables, extremadamente resistentes y a prueba de implosiones. Su gran duración hace que los envases sean ecológicos y rentables.

La tapa de los envases de secreciones está equipada con una protección antirebose automática para impedir que las secreciones entren en la unidad de propulsión y en las mangueras de suministro de gas medicinal. El asa, de forma ergonómica, está situada exactamente en el centro de gravedad de la unidad, lo que facilita un rápido transporte del juego de frascos de secreciones.



- A Juego de frascos de secreciones, con frascos de secreciones de 700 ml (2 uds.) y un tubo de aspiración de 1,5 m, capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos 2 x 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml**



2M85056



Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Cartucho desechable VacuSmart para aspiración bronquial

VacuSmart es un cartucho desechable para frascos de secreciones de 700 ml. Este producto se ha diseñado y probado especialmente para su compatibilidad con las unidades de aspiración Dräger. Por lo tanto, no es necesario modificar la base instalada. El filtro hidrofóbico integrado actúa como protección antirebose deteniendo la aspiración de secreción en cuanto se haya alcanzado la máxima capacidad. El sistema cerrado y estanco, opcionalmente provisto de un agente gelificante integrado, reduce al mínimo el riesgo de contaminación cruzada. El agente gelificante opcional evita fugas, por ejemplo durante la eliminación de residuos en una prensa para residuos. El agente gelificante está protegido por una bolsa soluble en agua.


Datos técnicos:	
Capacidad máxima:	700 ml
Capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos:	1000 ml
Protección contra desbordamientos:	Filtro hidrofóbico integrado
Duración recomendada de uso:	24 h.
Agente gelificante:	Poliacrilato de sodio

A	Recipiente de secreción VacuSmart, PE (polietileno), desechable, 700 ml, 25 uds.	MX23023
B	Recipiente de secreción VacuSmart Gel, PE (polietileno), desechable, 700 ml, 25 uds.	MX23025
C	Tubo VacuSmart 2 m, tubo de aspiración, PE (polietileno), desechable, con punta del dedo, 25 uds.	MP14010
También puede disfrutar de un práctico ahorro al elegir las unidades de embalaje con juegos de 25 piezas:		
D	Juego de aspiración, desechable, VacuSmart, 700 ml y VacuSmart Tube, 25 uds. cada uno	MP00061
E	Juego VacuSmart Gel y Tubo, 25 uds.	MP03211



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

A	Filtro bacteriano 767, 5 uds.	6723976
B	Sistema de filtro bacteriológico y vírico VarioSafe, para VarioAir, VarioVac y VarioO2, desechable, 10 uds.	MP00555
	El nuevo sistema de filtro desechable VarioSafe protege de modo fiable las series VarioAir, VarioVac y VarioO2 y el entorno del paciente frente a la contaminación.	
	Datos técnicos: Material: PP (polipropileno) Duración recomendada de uso: 7 días Capacidad máxima: 90 ml <u>Información adicional sobre filtros:</u> Retención de aerosoles y fluidos: 100% (con VarioSafe)* Retención de bacterias: 99,99997% (con VarioSafe)** Retención vírica: 99,99922% (con VarioSafe)** Retención de NaCl: 99,8900% (con VarioSafe)*** * Ensayo llevado a cabo por Drägerwerk AG & Co. KGaA, diciembre de 2020, Lübeck, Alemania ** Ensayo llevado a cabo por Nelson Laboratories Inc., diciembre de 2020, Salt Lake City, EE.UU. *** Ensayo llevado a cabo por Dräger Safety AG & Co. KGaA, marzo de 2021, Lübeck, Alemania, según la norma EN ISO 23328-1	
C	Tubo de aspiración, silicona, reutilizable, 1,5 m de largo, D.I. 6 mm, grosor de pared 2 mm	M25780
D	Tubo de conexión, silicona, reutilizable, D.I. 5 mm, grosor de pared 2 mm, por metros	1203606
E	Recipiente de secreción, PSU (polisulfona), reutilizable, 300 ml, autoclavable hasta 134 °C	2M86207
F	Recipiente de secreción, PSU (polisulfona), reutilizable, 700 ml, autoclavable hasta 134 °C	2M85594
G	Codo, conexión de tubo acodada para tapones de recipientes de secreción	2M19063



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Soportes para fijar un aspirador bronquial compacto o un juego de frascos de secreciones a la pared/riel o a un riel de una unidad de suministro de techo. Los dispositivos están sujetos y pueden desengancharse y desplazarse fácilmente si es necesario.

- A Soporte de pared, con tornillos de fijación, para unidad de aspiración compacta y juego de recipientes de secreción** **M26859**

- B Garra de riel tipo palanca, para fijación de dispositivos en riel estándar de 25 × 10 mm, para unidad de aspiración compacta y juego de frascos de secreciones** **M26842**

- C Soporte de techo, soporte de riel para sistemas de aspiración compacta y juegos de recipientes de secreción** **2M85119**

Soportes para sostener el tubo de conexión de suministro central o un tubo de aspiración. Para la fijación a un riel de cuidados intensivos o riel compacto.

- D Soporte de manguera de conexión CS** **2M85446**

- E Soporte de tubo de aspiración, adecuado para varios diámetros** **2M85239**



ACCESORIOS PARA RIEL Y LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN

5. ACCESORIOS PARA RIEL Y LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN

ACCESORIOS PARA RIEL

Cestas de alambre*

Las cestas de alambre se utilizan para el almacenamiento de catéteres o guantes desechables. Los catéteres se pueden almacenar de forma sencilla en manojos para poder sacarlos de uno en uno. Las cestas están cromadas, lo que facilita su limpieza, y se pueden esterilizar mediante autoclave hasta 134 °C. La cesta ocupa unos 150 mm en los rieles.

A	Cesta 200, 15 × 20 × 10 cm, para guantes desechables	M26146
A	Cesta 280, 15 × 28 × 10 cm, para catéteres de 300 mm	M26145
A	Cesta 480, 15 × 48 × 10 cm, para catéteres de 600 mm	M25121
B	Soporte de bolsas de basura, acero inoxidable, con placa base y bolsas (100 uds.)	M24695
	Bolsas de basura, desechables, para soporte de bolsas de basura, 100 uds.	M26240

*Productos comerciales



ACCESORIOS PARA RIEL Y LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN

LÁMPARAS DE DIAGNÓSTICO

Las lámparas **VarioLux** de Dräger ofrecen una luz de exploración de intensidad variable, fría y altamente eficiente, y se han diseñado especialmente para su uso en entornos de cuidados intensivos neonatales y pediátricos. Se pueden manejar con una sola mano y cuentan con diferentes ajustes de temperatura del color y función de atenuación.

Modo de funcionamiento:	Funcionamiento continuo
Peso:	1,5 kg
Valores electrónicos:	100 – 240 V, 50/60 Hz
Intensidad de iluminación máx. Ec a 0,5 m:	30000 lx
Niveles de atenuación:	30000 lx, 24000 lx, 18000 lx, 12000 lx, 7000 lx
Diámetro del campo de luz d10 a 0,5 m:	20 cm
Diámetro del campo de luz d50 a 0,5 m:	9 cm
Temperatura de color ajustable:	Blanco frío (azul) 4700 K, Blanco neutro (blanco) 4100 K, Blanco cálido (rojo) 3500 K
Vida útil de la bombilla (LEDs):	>50,000 h
Índice de reproducción de colores:	Ra >= 96 (at 3500 K) R9 = 89 (at 3500 K)
Energía de radiación máx. 0,5 m:	105 W/m ²

A Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, EU		MP00601
Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, US		MP00602
Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, GB		MP00603
Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, AUS		MP00606
Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, JPN		MP00608
Cable de alimentación EU, 1,8 m, 2 pines		MP00591
Cable de alimentación US/JPN, 1,8 m, 2 pines		MP00592
Cable de alimentación GB, 1,8 m, 2 pines		MP00593
Cable de alimentación AUS, 1,8 m, 2 pines		MP00626




Los productos seleccionados deben someterse a un mantenimiento periódico. Aumente el rendimiento haciendo que el servicio técnico original del fabricante los revise regularmente. Obtenga más información sobre Dräger Services en la página 8.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ACCESORIOS PARA RIEL Y LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN

A	Garra de riel para lámpara	MP00615
B	Mando giratorio, completo	MP00587
C	Panel de control	MP00589
D	Garra de riel, para fijación de tubos de diferentes diámetros, gira 90° a la izquierda y la derecha, longitud del riel estándar (perfil de 25 × 10 mm): 20 cm	2M85274
E	Riel compacto, para tubo de 38 mm, perfil de riel estándar 25 × 10 mm, cada lado 10 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 30 kg	2M85337



ACCESORIOS PARA RIEL Y LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN

BRAZOS ARTICULADOS

Manteniendo todo al alcance de la mano.
Para dejarle las manos libres para cuidar al paciente, todas las articulaciones se pueden colocar en su lugar y soltarse con tan solo un rápido movimiento de la mano. Todos los cables, vías y sistemas de mangueras se pueden disponer de modo que se eviten casi por completo las desconexiones accidentales.

- | | | |
|----------|--|----------------|
| A | Brazo articulado Quickstop 2, con soporte universal tipo bola para accesorios opcionales, longitud 858 mm, carga máx. 0,4 kg, incluye abrazaderas para tubo: MP00493 (1×), 8404761 (2×), 8409841 (1×) | 2M85706 |
| B | Brazo articulado Quickstop corto, con placa portatubos universal, para varias dimensiones de tubos, así como para tubos coaxiales, específicamente diseñado para mesas de quirófano, longitud 323 mm, carga máx. 1 kg | 2M86463 |





NOTA

No fabricado con látex de caucho natural: el producto no contiene látex

La clasificación por tallas es la siguiente: adultos (A), pacientes pediátricos (P) y neonatos (N)

Clasificación de tamaños:		
Neonatos	N	<28 días
Pediátricos	P	>21 años
Infant	I	>28 días – ≤1 año
Niños	C	>1 año – ≤12 años
Adultos	A	>21 años

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

1	1203606	315, 445	2601227	154, 202	2607550	242	
			2601228	153, 201	2607551	242	
2	2165619	46, 53	2601229	153, 201	2607552	242	
	2165627	46, 49, 53	2601230	153, 201	2607553	242	
	2165651	55, 413	2601231	153, 201	2607554	242	
	2165678	50, 54, 411	2601234	153, 201	2607555	242	
	2165821	45, 55, 410, 413	2601235	153, 201	2607558	240	
	2165848	45, 54, 410, 412	2601236	155, 203	2607559	240	
	2165856	45, 55, 410, 413	2601720	232	2607560	247	
	2165961	50, 55, 411, 413	2601963	224	2607561	247	
	2166038	48, 49, 53	2601968	246	2612000	225	
	2166046	47, 48, 51, 53	2601970	247	2612001	225	
	2166054	50, 58, 411, 414	2601971	247	2612002	225	
	2166062	48, 49, 58	2605115	242	2612003	225	
	2166070	58	2605124	242	2612020	224	
	2166127	58, 414	2606151	235, 260	2612021	224	
	2170221	139, 234, 251	2606152	235, 260	2612024	224	
	2600146	264	2606153	235, 260	2612025	224	
	2600147	264	2606154	235, 260	2612026	224	
	2600885	237	2606155	235, 260	2612027	224	
	2600930	262	2606156	235, 260	2612028	224	
	2600932	262	2606208	231, 248	2612029	224	
	2600933	262	2606209	231, 248	2870173	149, 199, 430	
	2600934	262	2606210	231, 248	2870181	149, 199, 430	
	2600935	262	2606211	231, 248	2870199	149, 199, 430	
	2600936	262	2606225	240	2870207	149, 199, 430	
	2600937	262	2606226	246	2870215	149, 199, 430	
	2600938	262	2606227	169, 246	2870298	146, 196, 430	
	2600939	264	2606228	169, 246, 431	3	3368383	158
	2600940	264	2606229	247		3368391	115
	2600942	264	2606231	247		3368425	116, 151, 200
	2600943	264	2606483	231, 248		3368433	125, 128, 138, 424
	2600945	264	2606484	231, 248		3368458	161, 204
	2600946	263	2606485	231, 248		3375834	125, 128, 138, 424
	2600948	263	2606486	231, 248		3375933	160
	2601008	232	2606487	231, 248		3375941	156
	2601068	242	2606488	240		3375958	156, 163
	2601190	241	2606489	240		3702751	371
	2601191	241	2606490	240		3702831	187
	2601192	241	2606491	240		3702834	187
	2601195	235, 260	2606492	230		3702837	187
	2601197	237	2606493	230		3702841	187
	2601198	237	2606494	230		3715689	123, 180, 230
	2601199	237	2606495	230		3715690	123, 180, 230
	2601200	237	2606496	230		3718728	133, 185, 216
	2601201	241	2606497	230		3722467	187
	2601220	155, 203	2606498	230		3722471	187
	2601221	155, 203	2607032	245		3730678	140, 192, 218, 425
	2601222	155, 203	2607034	236, 261	4	4118453	369
	2601223	155, 203	2607035	236, 261		4118555	369
	2601224	154, 202	2607036	236, 261		4119065	354
	2601225	154, 202	2607037	236, 261			
	2601226	154, 202	2607038	236, 261			

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

4119066	354	5194779	123, 424	7489433	159
4119067	354	5195024	123, 180, 230, 424	7496875	136, 189, 217
4119068	354	5195180	159	7496891	136, 189, 217, 428
4119069	354	5195198	116, 200	7496909	136, 189, 217, 428
4119070	354	5196980	156	7496917	136, 189, 217, 428
4119071	354	5196998	156	7496933	428
4119072	354	5198333	143	7498947	159
4119073	354	5202747	116	7864155	159
4119074	354	5204644	145, 195, 238	7864908	159
4119075	354	5204651	145, 195, 238	7872174	168
4119076	354	5204669	145, 195, 238, 429		
4119077	354	5206607	158	8 8201012	139, 234, 425
4119078	354	5588095	158	8201013	251
4119079	354	5588822	152	8290274	46
4119080	354	5590539	115, 424	8290286	31, 174
4119081	354	5591925	152	8306488	99
4119082	354	5591933	152	8401645	45, 57, 410
4119083	354	5592147	158	8402868	31, 174
4185140	350	5592154	143, 193	8402953	50, 411
4185141	350	5592162	123, 424	8403056	45, 57, 410
4185142	351	5598128	116	8403075	45, 50, 56, 410, 411, 414
4185143	351	5703041	38	8403076	57
4199589	350	5704962	40	8403201	59
4199590	350	5704964	39	8403333	45, 410
4199591	350	5731281	158	8403566	46
4199592	350	5741975	161, 204	8403735	109
4199593	350	5947226	124	8404760	45, 410
4199594	350	5947804	167	8404985	46, 49, 57
4199595	351	5950196	115	8405435	46, 56
4199596	351	5954859	167	8407475	51
4199600	350			8408950	91
4199601	350	6 6723976	314, 336, 445	8409609	362
4199602	350	6850645	111	8409626	110, 417
4199604	350	6870279	68, 170, 205, 245	8409627	45, 57, 410
4199605	350	6870280	68, 170, 205, 245, 426	8410049	45, 46, 410
4199712	350	6870281	205, 245	8410179	109, 417
4199713	351	6871500	69, 416	8410580	91
4199714	350	6871950	69, 170, 205, 245, 416	8410929	52
4321563	159	6871980	109	8411044	57
4329822	145, 195, 238, 429	6872020	31, 174	8411047	35, 408
4329848	145, 195, 238	6872130	31, 174	8411074	36, 397, 408
4329889	145, 195, 238	6872666	111	8411075	369, 385
4528741	160	6873065	111, 369	8411130	109, 417
4711201	175, 431	6873674	69, 171, 416	8412001	52
4721416	157			8412015	91
4721424	157	7 7257988	116, 200	8412034	52, 109
4721788	169, 431	7262764	139, 192, 218, 232, 249	8412068	52
4721796	169	7265155	204	8412217	35
		7265163	204	8412235	52, 57
5 5000833	338	7270460	157	8412344	45, 410
5001330	315	7485621	116, 151, 152	8412860	47
5191221	115	7486140	124	8412888	56
5192112	157	7489417	159	8412913	52

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

8413125	91	8420273	99	2M86207	316, 445
8413146	46	8422215	29, 406	2M86463	362, 450
8413293	52	8422580	99	2M86680	294, 436
8413660	92	8422581	99	2M86757	318, 323
8414144	34, 371	8422582	99	2M86832	38
8414776	91	8422583	99	2M86837	38
8414966	37, 409	8422770	99		
8414968	37, 409	8424050	99	C CH00102	314, 336
8414989	37, 409	8539983	161, 204		
8414992	37, 409	8601697	275, 278, 339, 434	G G01166	354
8415270	91			G01168	354
8415296	91	2M 2M16520	380	G01169	354
8416325	36, 408	2M19063	316, 445	G35324	363
8416326	99	2M20434	379	G35325	363
8416352	69, 171, 205, 245	2M20827	370, 378	G35332	363
8416600	110, 417	2M21012	378	G35333	363
8416750	92	2M21158	379	G35614	363
8417050	92	2M21161	379	G93111	36, 408
8418077	414	2M21186	380, 385	G93140	36, 408
8418282	35, 408	2M21191	379		
8418289	57	2M21342	379	M M06258	436
8418415	399	2M21514	380, 385	M07582	316
8418416	399	2M30462	392	M16395	337
8418417	399	2M50040	385	M20668	337
8418490	400	2M50385	384	M24695	359, 447
8418491	400	2M50412	384	M25121	359, 447
8418507	37, 409	2M60170	368	M25647	46, 48, 49, 50, 57, 411
8418531	399	2M60180	369	M25649	57
8418533	402	2M60390	368	M25650	47, 56
8418534	402	2M60401	369	M25780	315, 445
8418535	402	2M60836	368	M26145	359, 447
8418536	402	2M85011	315	M26146	359, 447
8418537	402	2M85012	315	M26240	359, 447
8418538	402	2M85013	315	M26842	291, 312, 359, 446
8418539	402	2M85056	291, 310, 443	M26859	312, 446
8418603	399	2M85119	359, 312, 446	M27077	56, 414
8418605	399	2M85139	337	M27542	50, 411
8418607	399	2M85151	334	M30146	48
8418609	399	2M85153	334	M32493	355
8418611	399	2M85163	335	M32494	355
8418617	399	2M85180	335	M32495	355
8418619	400	2M85239	359, 312, 324, 446	M32496	355
8419160	161, 204	2M85274	359, 361, 397, 449	M32692	31, 174
8420029	99	2M85337	361, 291, 397, 449	M33278	48, 49, 56
8420035	99	2M85380	311	M34568	50, 57, 411, 414
8420047	99	2M85381	311	M34875	355
8420055	99	2M85441	322	M34876	355
8420056	99	2M85446	312, 324, 359, 446	M34877	355
8420057	99	2M85594	316, 445	M34878	355
8420058	99	2M85706	362, 450	M35056	292, 355
8420059	99	2M85834	293, 436	M35057	355
8420077	161, 204	2M86185	292	M35058	292, 355
8420271	99	2M86205	289	M35330	341

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

M35331	341	M35410	347	M35497	339
M35332	341	M35411	347	M35498	339
M35333	343	M35412	347	M35499	339
M35334	343	M35413	347	M35801	349
M35335	343	M35414	347	M35802	349
M35336	355	M35415	347	M35803	349
M35337	355	M35416	341	M35804	349
M35338	355	M35417	341	M35805	349
M35339	344	M35418	341	M35806	349
M35340	344	M35419	341	M35807	349
M35341	344	M35420	341	M35808	349
M35342	342	M35421	341	M35809	349
M35343	342	M35422	341	M35820	349
M35344	342	M35423	341	M35865	349
M35345	346	M35424	341	M35866	349
M35346	346	M35425	342	M35867	349
M35347	346	M35426	342	M36000	339
M35357	347	M35427	342	M36004	340
M35358	347	M35428	342	M36005	340
M35359	347	M35429	342	M36006	340
M35375	345	M35430	342	M36007	340
M35376	345	M35431	342	M36008	340
M35377	345	M35432	342	M36009	340
M35378	345	M35433	342	M36010	340, 353
M35379	345	M35434	341	M36011	340, 353
M35382	345	M35435	341	M36012	340, 353
M35383	345	M35436	341	M36013	340
M35384	345	M35437	342	M36014	340
M35385	345	M35438	342	M36015	340
M35386	345	M35439	342	M36053	290
M35387	345	M35452	341	M36056	355
M35388	345	M35453	341	M36148	348
M35389	343	M35454	341	M36149	348
M35390	343	M35455	341	M36150	348
M35391	343	M35456	341	M36151	348
M35392	343	M35457	341	M36152	348
M35393	343	M35469	346	M36153	348
M35394	343	M35472	346	M36154	348
M35395	343	M35473	346	M36155	348
M35396	343	M35474	346	M36156	348
M35397	343	M35475	346	M36290	352
M35398	344	M35476	346	M36291	352
M35399	344	M35477	346	M36292	352
M35400	344	M35478	346	M36293	352
M35401	344	M35479	346	M36294	352
M35402	344	M35489	339	M36295	352
M35403	344	M35490	339	M36296	352
M35404	344	M35491	339	M36297	352
M35405	344	M35492	339	M36298	352
M35406	344	M35493	339	M36299	352
M35407	347	M35494	339	M36300	352
M35408	347	M35495	339	M36301	352
M35409	347	M35496	339	M36723	342

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

M36724	342	MP00330	22	MP00536	309
M36725	342	MP00331	23	MP00537	330
M36726	343	MP00333	23, 404	MP00538	331
M36727	343	MP00334	17	MP00539	331
M36728	343	MP00335	38	MP00540	331
M36729	339	MP00337	17	MP00541	331
M36730	339	MP00338	16	MP00542	331, 440
M36731	339	MP00341	44	MP00543	332
M36732	353	MP00349	15	MP00544	333
M36733	353	MP00350	15	MP00545	305, 441
M36734	353	MP00351	16	MP00547	309, 442
M36735	353	MP00352	16	MP00548	303
M36736	353	MP00353	16, 404	MP00549	331
M36737	353	MP00355	19	MP00550	304
M36738	353	MP00361	17	MP00551	304
M36739	353	MP00362	17	MP00552	290, 304, 321
M36740	353	MP00363	17, 404	MP00553	332
M36741	353	MP00365	24	MP00555	314, 336, 445
M36784	353	MP00366	24	MP00565	338
M36785	353	MP00371	24	MP00566	338
M36786	353	MP00372	25	MP00569	338
M36788	353	MP00373	18	MP00570	316
M36789	353	MP00374	26	MP00578	317
M36826	348	MP00375	26	MP00579	337
M36827	348	MP00378	42	MP00580	317
M36828	348	MP00379	18	MP00587	361, 449
		MP00380	20	MP00589	361, 449
MK MK00514	314, 336	MP00381	20	MP00591	360, 448
MK01418	307	MP00383	21, 404	MP00592	360, 448
MK01420	307	MP00384	21	MP00593	360, 448
MK01422	301	MP00416	90, 284, 294, 395, 397, 436	MP00595	338
MK01900	109	MP00501	296	MP00596	338
MK03140	301	MP00502	297	MP00601	360, 448
MK03320	301	MP00503	297	MP00602	360, 448
MK04248	49	MP00504	297	MP00603	360, 448
		MP00505	298, 320	MP00606	360, 448
MP MP00038	290, 292	MP00506	308	MP00608	360, 448
MP00061	313, 444	MP00507	326	MP00615	361, 449
MP00100	285	MP00508	327	MP00626	360, 448
MP00100	289	MP00509	327	MP00631	298
MP00100	290	MP00510	327	MP00632	299
MP00220	40, 92	MP00511	327, 437	MP00634	318, 323, 397
MP00222	20	MP00512	329, 335	MP00635	318
MP00224	40, 92	MP00514	297	MP00636	318
MP00234	28, 407	MP00515	327	MP00637	318
MP00300	15	MP00516	298, 320	MP00639	305
MP00301	22	MP00518	335	MP00646	311
MP00303	22	MP00530	302	MP00660	299, 438
MP00305	19	MP00531	303	MP00661	308, 439
MP00310	371, 382, 404	MP00532	303	MP00663	328
MP00311	382, 404	MP00533	303	MP00664	328
MP00312	40	MP00534	303	MP00686	301
MP00313	40	MP00535	304, 321	MP00687	301

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

MP00688	307	MP01006	37, 409	MP01522	84, 419
MP00689	301	MP01007	37, 56	MP01523	84
MP00690	362	MP01008	36, 408	MP01524	84
MP00721	116	MP01009	36, 408	MP01531	84, 419
MP00748	192, 232, 249	MP01010	97, 423	MP01532	84, 419
MP00788	129, 182, 215, 253	MP01060/MP20108	92	MP01533	84
MP00789	129, 182, 215, 253, 427	MP01061/MP20109	92	MP01534	84
MP00790	130, 183, 215, 245	MP01062	68, 170, 205, 245	MP01543	84
MP00791	130, 183, 215, 254	MP01063	68, 170, 205, 245, 416	MP01544	84
MP00792	130, 183, 254, 388, 427	MP01077	98, 423	MP01545	84
MP00793	130, 183, 215, 245	MP01078	98, 423	MP01546	84
MP00794	130, 183, 254, 388, 427	MP01079	98, 423	MP01553	79, 403
MP00795	129, 182, 215, 253	MP01085	98	MP01554	79, 403
MP00796	129, 182, 215, 253	MP01086	98	MP01555	79, 403
MP00797	181, 252	MP01101	288, 289	MP01556	79, 403
MP00799	129, 182, 215, 253	MP01102	288, 289	MP01559	86, 421
MP00800	181, 252	MP01103	288, 290	MP01560	86
MP00875	120, 179, 212, 226	MP01104	288	MP01561	86, 421
MP00877	120, 179, 212, 226	MP01105	288	MP01562	86
MP00879	120, 179, 212, 226	MP01326	41	MP01570	73
MP00881	120, 179, 212, 226	MP01327	43, 405	MP01571	73
MP00911	147, 197	MP01329	44, 405	MP01572	73
MP00912	147, 197	MP01330	44	MP01573	73
MP00913	147, 197	MP01340	43	MP01574	73
MP00915	147, 197	MP01341	43	MP01575	73
MP00916	147, 197	MP01343	44	MP01590	80, 86, 421
MP00917	147, 197	MP01347	41	MP01620	74
MP00918	147, 197	MP01348	41	MP01621	74
MP00919	147, 197	MP01350	41	MP01622	74
MP00921	147, 197	MP01370	39	MP01623	74
MP00924	148, 198	MP01371	39	MP01624	74
MP00925	148, 198	MP01372	52	MP01625	74
MP00926	148, 198	MP01390	52	MP01691	98, 423
MP00928	148, 198	MP01391	52	MP01701	81, 418
MP00929	148, 198	MP01401	372, 374	MP01702	81, 418
MP00930	148, 198	MP01402	381	MP01703	81
MP00931	148, 198	MP01404	381	MP01704	81
MP00932	148, 198	MP01414	393	MP01705	81
MP00934	148, 198	MP01419	376, 386, 389	MP01706	81
MP00943	222, 237	MP01423	384, 392	MP01707	81
MP00944	222	MP01424	372, 374, 392	MP01708	81
MP00953	146, 196	MP01442	93, 111	MP01781	93
MP00990	219	MP01494	400	MP01840	70
MP00991	144, 194, 239	MP01495	400	MP01845	70
MP00992	144, 194, 239	MP01496	400	MP01850	70
MP00993	144, 194, 239	MP01510	83, 419	MP01855	70
MP00994	144, 194, 239	MP01511	83, 419	MP01860	70
MP00995	144, 194, 239	MP01512	83, 419	MP01890	71
MP00996	144, 194, 239	MP01513	83	MP01895	71
MP00997	144, 194, 239, 429	MP01514	83	MP01910	85, 371, 382, 420
MP00998	144, 194, 239, 429	MP01515	83	MP01911	85, 371, 382, 420
MP01000	33	MP01516	83	MP01912	85
MP01002	36, 408	MP01521	84, 419	MP01913	85

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

MP01914	85	MP03231	322	MP03880	401
MP01915	85	MP03232	322	MP03881	401
MP01916	85, 420	MP03233	322	MP03882	401
MP01917	85	MP03325	293, 436	MP03883	401
MP01942	88	MP03366	294, 436	MP03884	401
MP02260	396	MP03373	18	MP03885	401
MP02590	29, 407	MP03374	18	MP04110	289
MP02600	91	MP03375	42	MP04200	89, 282, 394
MP02605	30	MP03376	18	MP04201	89, 282
MP02606	30	MP03377	42	MP04202	89, 282
MP02607	30	MP03381	27	MP04203	282, 394
MP02650	29, 406	MP03383	27	MP04204	282, 394
MP02655	29, 407	MP03384	27	MP04218	90, 284, 395
MP02689	29, 98, 423	MP03388	43	MP04219	90, 284, 395
MP02699	29, 33	MP03401	121, 178, 211, 226	MP04221	90, 284, 395
MP02710	21, 404	MP03402	121, 178, 211, 226	MP04229	282, 394
MP02711	21	MP03403	121, 178, 211, 226	MP04300	220
MP02712	21	MP03404	121, 178, 211, 226	MP04301	220
MP02713	21	MP03405	121, 178, 211, 227	MP04305	220
MP02720	25	MP03406	121, 178, 211, 227	MP04306	220
MP02721	25	MP03407	178, 227	MP04310	220
MP02800	15, 71	MP03408	178, 227	MP04312	220
MP02900	85, 371, 382, 420	MP03411	122	MP04315	220
MP02910	75	MP03412	122	MP04316	220
MP02911	75	MP03413	122	MP04320	220
MP02912	75	MP03414	122	MP04322	220
MP02913	75	MP03415	122	MP04325	220
MP02914	75	MP03416	122	MP04326	220
MP02915	75	MP03417	122	MP04327	220
MP02916	75	MP03418	122	MP04350	222
MP02917	75	MP03421	211	MP04351	222
MP02918	75	MP03422	211	MP04352	222
MP02991	181	MP03423	211	MP04353	222
MP02992	181	MP03424	211	MP04355	222
MP02993	129, 182, 215, 253	MP03425	211	MP04356	222
MP03120	179, 227	MP03426	211	MP04357	222
MP03121	179, 227	MP03587	317	MP04358	222
MP03122	120, 179, 212, 227	MP03589	317	MP04359	222
MP03123	120, 179, 212, 227	MP03597	337	MP04365	222
MP03191	131, 184, 255	MP03700	398	MP04366	222
MP03192	131, 184, 255, 427	MP03701	398	MP04551	271, 432
MP03193	131, 184, 255	MP03702	398	MP04552	274, 434
MP03194	181, 252	MP03703	398	MP04553	275, 434
MP03196	181	MP03704	398	MP04554	272
MP03197	137, 190	MP03705	398	MP04555	273
MP03198	137, 190	MP03730	368, 392	MP04556	274
MP03203	190	MP03737	368, 392	MP04557	273
MP03211	313, 444	MP03738	374, 392	MP04558	271
MP03220	306	MP03760	367	MP04559	277
MP03221	306, 441	MP03770	367	MP04560	273, 433
MP03222	300	MP03771	367	MP04561	271
MP03223	300, 438	MP03772	367	MP04562	277
MP03230	322	MP03826	398	MP04563	272

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

MP04564	277	MP05121	118, 176, 210, 228	MP11005	82
MP04565	272	MP05122	118, 176, 210, 228	MP11006	82
MP04566	272	MP05123	118, 176, 210, 228	MP11007	82
MP04567	274, 434	MP05124	118, 176, 210, 229	MP11008	82
MP04568	278	MP05125	118, 176, 210, 229	MP12060	72
MP04569	273, 433	MP05126	177, 229	MP12061	72
MP04570	275	MP05127	177, 229	MP12062	72
MP04571	272	MP05128	177, 229	MP12063	72
MP04572	277	MP05129	177, 229	MP13000	279, 435
MP04573	274	MP05130	119, 176, 228	MP13011	280, 435
MP04575	274	MP05131	119, 176, 228	MP13012	280, 435
MP04576	276	MP05132	119, 176, 228	MP13013	281
MP04577	276	MP05133	119, 176, 228	MP13014	281
MP04578	276	MP05134	119, 176, 229	MP13015	281
MP04579	276	MP05135	119, 176, 229	MP13016	281
MP04580	274	MP05305	90, 284	MP13017	281
MP04581	278	MP05507	33, 88	MP13019	281, 435
MP04711	76	MP05511	87	MP13020	89, 283, 396
MP04712	76	MP05512	87	MP13021	89, 283, 396
MP04713	76	MP05513	87	MP13040	272
MP04714	76	MP05601	88	MP13041	277
MP04721	76	MP05700	363	MP13069	98, 423
MP04722	76	MP05701	363	MP14010	313, 444
MP04723	76	MP05730	64	MP14098	318
MP04724	76	MP05735	64	MP15001	172, 206, 243, 265
MP04731	76	MP05750	64	MP15002	172, 206, 243, 265
MP04732	76	MP05755	62	MP15003	172, 206, 243, 265, 431
MP04733	76	MP05770	62	MP15004	172, 206, 243, 265
MP04734	76	MP05785	63	MP15005	172, 206, 243, 265
MP04741	77	MP05790	63	MP15006	172, 206, 243, 265
MP04742	77	MP05795	63	MP15007	172, 206, 243, 265, 431
MP04743	77	MP05800	61	MP15008	172, 206, 243, 265
MP04744	77	MP05801	61	MP15009	172, 206, 243, 265
MP04751	77	MP05805	61	MP15010	173, 207, 244, 266
MP04752	77	MP05810	61	MP15011	173, 207, 244, 266
MP04753	77	MP05815	61	MP15012	173, 207, 244, 266
MP04754	77	MP05820	61, 415	MP15013	173, 207, 244, 266
MP04800	19	MP05840	64	MP16002	34, 407
MP04802	19, 404	MP05845	64, 415	MP16003	34, 407
MP04803	41	MP07101	33	MP16004	34
MP04804	41	MP07102	33	MP16005	34, 407
MP05051	78	MP07106	33	MP16017	20
MP05052	78	MP07107	33	MP16018	20
MP05053	78	MP07108	33	MP16019	20
MP05054	78	MP07109	33	MP16020	21, 404
MP05061	78	MP07130	33	MP16021	21
MP05062	78	MP07131	33	MP16028	22
MP05063	78	MP07150	33, 406	MP16029	22
MP05064	78	MP07151	33, 406	MP16030	22
MP05080	80	MP11001	82, 418	MP16031	23
MP05114	180, 230	MP11002	82, 418	MP16032	23, 404
MP05115	124, 180, 230	MP11003	82	MP16033	24
MP05120	118, 176, 210, 228	MP11004	82	MP16034	24

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

MPI6035	24	MSI6445	126, 214	MS33738	185, 187, 188
MPI6036	25	MSI6446	127, 425	MS33739	185, 187, 188
MPI6037	26	MSI6447	127, 425	MS33740	133, 185, 216, 258
MPI6038	26	MSI6448	126, 214	MS33741	133, 185, 216, 258
MPI6039	25	MSI6449	126, 214	MS34209	208
MPI6040	25	MSI6492	124	MS34436	128, 216
MPI6041	27	MSI6916	163	MS34437	128, 216
MPI6042	27	MSI6918	163	MS34677	141, 192, 234
MPI6044	27	MSI6919	163	MS34678	141, 192, 234
MPI6045	43	MSI6920	163	MS40021	209
MPI6090	370, 392	MSI7330	125, 128, 138, 213, 218, 424	MS40067	133, 185, 258
MPI6297	370, 378	MSI7522	128, 215, 426	MS40070	133, 185, 258
MPI7030	371, 382	MSI8683	125, 128, 138, 213, 218, 424	MS40073	133, 185, 258
MPI7031	371, 382	MS20093	115	MS40076	188
MPI7090	33, 88	MS20094	115	MS40079	188
MPI7128	35, 410	MS20668	232	MS40082	188
MPI7129	35	MS20725	152, 200	MS40085	188
MP20020	59	MS20783	200	MS40088	135, 186, 259
MP20022	351	MS20979	192, 232, 249	MS40091	135, 186, 259
MP20023	351	MS22259	170, 205	MS40094	135, 186, 259
MP20024	351	MS22532	163	MS40243	145, 195, 237, 238
MP20029	351, 352	MS22832	180	MS40317	208
MP20030	351, 352	MS22905	219	MS40318	208
MP20050	59, 414	MS23133	163	MS40319	208
MP20370	94	MS23598	156	MS40320	208
MP20371	94	MS23897	200	MS40321	208
MP20372	95	MS23898	200	MS40322	208
MP20373	95	MS24303	128, 215, 426	MS40323	208
MP20374	95	MS25951	180, 224		
MP20375	95	MS26122	150	MU MU03876	373, 375, 376, 386, 390
MP20376	95	MS26123	150	MU04366	376, 386, 389
MP20377	94	MS26125	150	MU04472	376, 387, 390
MP20378	94	MS29468	167	MU04771	389
MP20379	95	MS32150	209	MU06008	377, 387, 391
		MS32151	209	MU06011	377, 386, 391
MS MSI3218	168	MS32153	209	MU06570	375, 376, 386, 390
MSI3235	126, 214	MS32154	208	MU06933	376, 386, 389
MSI4679	124, 180	MS32156	209	MU06943	368, 370, 372, 374, 376, 378, 381, 384, 386, 389, 393
MSI4680	124, 180	MS32282	163		
MSI4796	166	MS32289	208	MU06944	368, 370, 372, 374, 376, 378, 381, 384, 386, 389, 393
MSI5086	168	MS32290	208		
MSI5087	168	MS32291	208	MU06951	376, 386, 389
MSI5893	150	MS32318	208	MUI0841	371, 382
MSI5894	151	MS33726	134, 186, 216, 257	MUI0902	383
MSI5895	151	MS33727	134, 186, 216, 257	MUI0915	383
MSI5896	151	MS33728	134, 186, 257	MUI0916	383
MSI6160	117	MS33729	134, 186, 257, 427	MUI0917	383
MSI6161	117	MS33730	134, 186, 257, 427	MUI0918	371, 373, 375, 383
MSI6229	117	MS33731	132, 216, 426	MUI1225	381
MSI6230	117	MS33732	132, 216, 426	MUI1228	381
MSI6232	117	MS33733	132, 426	MUI2504	373, 375
MSI6233	117	MS33736	185, 256		
MSI6444	126, 214	MS33737	185, 256		

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

MU12533	374
MU12551	374
MU12609	373, 375
MU17191	375
MU21120	373, 375
MU24903	373, 375
MU26041	372
MU26042	372

MX MX00001	103
MX00004	104
MX01004	139, 232, 249
MX01005	139, 232, 249
MX01049	111
MX01050	111, 385
MX10209	103
MX11000	368, 370, 378, 384
MX11001	368, 370, 378, 384
MX17012	384
MX17015	369, 385
MX17018	369, 385
MX23023	313, 444
MX23025	313, 444
MX37021	324
MX50004	104
MX50050	103
MX50065	140, 192, 218, 233, 250
MX50066	140, 192, 218, 233, 250
MX50067	140, 192, 233, 250, 425
MX50068	233, 250
MX50069	141, 233
MX50070	141, 232, 250
MX50071	140, 192, 218, 233, 250
MX50081	105
MX50090	105
MX50100	104
MX50115	105
MX50120	104

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

A	Abrazadera de montaje 10 – 40 mm	MS32150	209
	Abrazadera de montaje 25 – 68 mm	MS32151	209
	Abrazadera para riel GCX, 5 uds.	2M60401	369
	Abridor para garrafas MX00001 y MX50050, 5 uds.	MX10209	103
	Actualización a mango desechable Polaris de Polaris 100 con mango esterilizable (G92099), 1 ud.	G35332	363
	Actualización a mango desechable Polaris de Polaris 100/200 con mango esterilizable E (G36993), 1 ud.	G35325	363
	Actualización a mango desechable Polaris de Polaris 200 con mango esterilizable (G92099), 1 ud.	G35614	363
	Actualización a mango desechable Polaris de Polaris 600 con mangos esterilizables (G92099 o G36993), 1 ud.	G35324	363
	Actualización a mango desechable Polaris de Polaris Multimedia (adaptador de pantalla) con mangos esterilizables (G92099 o G36993), 1 ud.	G35333	363
	Adaptador 9/16" a M34×1,5 para el humidificador reutilizable Dräger	MP03325	293, 436
	Adaptador AIRE NF/NIST	M35338	355
	Adaptador AIRE NIST/DIN	M32495	355
	Adaptador AIRE, DISS-NIST	M34877	355
	Adaptador de 9/16" a 15/22 mm	MP05305	90, 284
	Adaptador de calentador de tubos para F&P MR 850, para circuito respiratorio con calefacción dual desechable	MP01006	37, 409
	Adaptador de calentador de tubos para F&P MR 850, para circuito respiratorio con calefacción simple desechable	8414992	37, 409
	Adaptador de calentador de tubos para F&P MR 850, para circuito respiratorio reutilizable	8414968	37, 409
	Adaptador de cartucho CLIC para estaciones de anestesia Dräger	MX50090	105
	Adaptador de electrodos, para conectar electrodos neo. a pod MultiMed, 10 uds.	5194779	123, 424
	Adaptador de mano NMT Trident	MS15086	168
	Adaptador de NIST a DIN CS AIRE	M35058	292, 355
	Adaptador de NIST a DIN CS O ₂	M35056	292, 355
	Adaptador de pod SensoNor, para conectar cables de transductor de presión, 7 pines	MS23598	156
	Adaptador de pod, 10 pines, para transductor de presión	3375958	156, 163
	Adaptador de pod, para transductor de presión Abbott/Medex/ICU Medical	5196998	156
	Adaptador de pod, para transductor de presión Argon/Merit Medical (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	3375941	156
	Adaptador de pod, para transductor de presión Edwards	5196980	156
	Adaptador de sonda de temperatura 900 MR 532, para humidificadores F&P	MP01007	37, 56
	Adaptador de temperatura, 2 pines	MP00944	222
	Adaptador de temperatura, conector Jack	MP00943	222, 237
	Adaptador de temperatura, conector Jack Vista 300	2600885	237
	Adaptador de vías respiratorias etCO ₂ , reutilizable, adulto	4721796	169
	Adaptador de vías respiratorias etCO ₂ , reutilizable, neonato	4721788	169, 431
	Adaptador del cable del calefactor F&P 950	MPI6003	34, 407
	Adaptador del cable del Humidificador H300, dual	MP07107	33
	Adaptador del cable del Humidificador H300, inspiratorio	MP07106	33
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Chemetron	4119066	354
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Ohmeda	4119071	354
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Pur Ben	4119076	354
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Schrader	4119081	354
	Adaptador DISS M/QC-EVAC-Chemetron	4119069	354
	Adaptador DISS M/QC-EVAC-Ohmeda	4119074	354
	Adaptador DISS M/QC-EVAC-Pur Ben	4119079	354
	Adaptador DISS M/QC-N ₂ O-Chemetron	4119065	354

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Adaptador DISS M/QC-N ₂ O-Ohmeda	4119070	354
Adaptador DISS M/QC-N ₂ O-Pur Ben	4119075	354
Adaptador DISS M/QC-N ₂ O-Schrader	4119080	354
Adaptador DISS M/QC-O ₂ -Chemetron	4119068	354
Adaptador DISS M/QC-O ₂ -Ohmeda	4119073	354
Adaptador DISS M/QC-O ₂ -Pur Ben	4119078	354
Adaptador DISS M/QC-O ₂ -Schrader	4119083	354
Adaptador DISS M/QC-VAC-Chemetron	4119067	354
Adaptador DISS M/QC-VAC-Ohmeda	4119072	354
Adaptador DISS M/QC-VAC-Pur Ben	4119077	354
Adaptador DISS M/QC-VAC-Schrader	4119082	354
Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed 5	MS14679	124, 180
Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed 6	MS14680	124, 180
Adaptador ECG tel., GE-AP-CH, 3 latiguillos	MP04350	222
Adaptador ECG tel., GE-AP-CH, 5 latiguillos	MP04351	222
Adaptador ECG tel., GE-AP-CH, 6 latiguillos	MP04352	222
Adaptador ECG tel., GE-AP-FH, 5 latiguillos	MP04353	222
Adaptador ECG tel., PH M, 5 latiguillos	MP04358	222
Adaptador ECG tel., PH M, 6 latiguillos	MP04359	222
Adaptador ECG tel., PH MX40, 3 latiguillos	MP04355	222
Adaptador ECG tel., PH MX40, 5 latiguillos	MP04356	222
Adaptador ECG tel., PH MX40, 6 latiguillos	MP04357	222
Adaptador ECG tel., SL AT, 5 latiguillos	MP04365	222
Adaptador ECG tel., SL UV, 5 latiguillos	MP04366	222
Adaptador ECG, 3 latiguillos GE	MP04322	220
Adaptador ECG, 3 latiguillos Mindray	MP04312	220
Adaptador ECG, 3 latiguillos NK	MP04316	220
Adaptador ECG, 3 latiguillos Philips	MP04325	220
Adaptador ECG, 3 latiguillos Spacelabs	MP04300	220
Adaptador ECG, 3 latiguillos Welch Allyn	MP04305	220
Adaptador ECG, 5 latiguillos GE	MP04320	220
Adaptador ECG, 5 latiguillos Mindray	MP04310	220
Adaptador ECG, 5 latiguillos Philips	MP04326	220
Adaptador ECG, 5 latiguillos Spacelabs	MP04301	220
Adaptador ECG, 5 latiguillos Welch Allyn	MP04306	220
Adaptador ECG, 6 latiguillos NK	MP04315	220
Adaptador ECG, 6 latiguillos Philips	MP04327	220
Adaptador en T para terapia de óxido nítrico, neonatal, 10 uds.	8422215	29, 409
Adaptador en Y PAI, 10 pines	5731281	158
Adaptador en Y PAI, 7 pines	5592147	158
Adaptador N ₂ O NF/NIST	M35337	355
Adaptador N ₂ O NIST/DIN	M32494	355
Adaptador N ₂ O NIST/DIN	M35057	355
Adaptador N ₂ O, DISS-NIST	M34876	355
Adaptador O ₂ NF/NIST	M35336	355
Adaptador O ₂ NIST/DIN	M32493	355
Adaptador O ₂ , DISS-NIST	M34875	355
Adaptador para conectar, por ejemplo, un tubo o una cánula nasal a un flujómetro de O ₂ , M34×1,5 a una boquilla de 6 mm	M06258	436
Adaptador para vías respiratorias CO ₂ , adulto, desechable, 10 uds.	2606227	169, 246
Adaptador para vías respiratorias CO ₂ , neonat. (infantil/pediátrico), desechable, 10 uds.	2606228	169, 246, 431

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Adaptador recto, reutilizable, A, 18 mm/11 mm	8403076	57
Adaptador VAC NIST/DIN	M32496	355
Adaptador VAC, DISS-NIST	M34878	355
Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas respiratorias desechables, conexión 9/16"	MP00416	90, 284, 294, 395, 397, 436
Adaptador, para sistemas de agua esterilizada desechables a flujómetro de AIRE, M32x1,5 a 9/16"	MP03366	294, 436
Adaptador, para sistemas de agua esterilizada desechables a flujómetro de O ₂ , M34x1,5	2M86680	294, 436
Adaptador, reutilizable, 22 mm/15 mm, 90°	8290274	46
Adaptador, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647	46, 48, 49, 50, 57, 411
Adaptador, reutilizable, 22 mm/22 mm, 90°	M25649	57
Adaptador en Y PAI, de 10 pines a 7 pines	5588095	158
Adaptador PAI, de 10 pines a 7 pines	3368383	158
Aerogen S, Adaptador en T, A, 10 uds.	MP01085	98
Aerogen S, Adaptador en T, P, 10 uds.	MP01086	98
Aerogen S, Pieza en T con tapón, 10 uds.	MP13069	98, 423
Aerogen S, Pieza en T, F&P, N, caja de 10	MP01077	98, 423
Aerogen S, Pieza en T, N, 10 uds.	MP01691	98, 423
Almohadilla humidificadora, desechable, antibacteriana, 25 uds.	MU06008	377, 387, 3912
Amortiguador de sonido para Oxymixer 22 y 15 mm	MP04219	90, 284, 395
Amortiguador de sonido para Oxymixer 9/16"	MP04218	90, 284, 395
Anillo de enganche para mascarillas de silicona, reutilizable, D.E. 15 mm, tamaño 00-1, 10 uds.	MP01916	85, 420
Anillo de enganche para mascarillas de silicona, reutilizable, D.I. 22 mm, tamaño 2-5, 10 uds.	MP01917	85
Aquapor H300 - Configuración	MP01000	33
Arnés de cabeza para NovaStar plus, incluye clips magnéticos, desechable	MP05080	80
Arnés de cabeza, desechable, goma blanda, grande	MP01562	86
Arnés de cabeza, desechable, goma blanda, pequeño	MP01561	86, 421
Arnés de cabeza, desechable, tamaño L, circunferencia de la cabeza de 31 – 37 cm, 5 uds.	MP03884	401
Arnés de cabeza, desechable, tamaño M, circunferencia de la cabeza de 27 – 31 cm, 5 uds.	MP03883	401
Arnés de cabeza, desechable, tamaño S, circunferencia de la cabeza de 23 – 27 cm, 5 uds.	MP03882	401
Arnés de cabeza, desechable, tamaño XL, circunferencia de la cabeza de 37 – 42 cm, 5 uds.	MP03885	401
Arnés de cabeza, desechable, tamaño XS, circunferencia de la cabeza de 20 – 23 cm, 5 uds.	MP03881	401
Arnés de cabeza, desechable, tamaño XXS, circunferencia de la cabeza de 17 – 20 cm, 5 uds.	MP03880	401
Arnés de cabeza, desechable, tejido suave, grande	MP01560	86
Arnés de cabeza, desechable, tejido suave, pequeño	MP01559	86, 421
Aro de enganche para mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, D.I. 22 mm, para tallas 3-7, 30 uds.	MP11008	82
Aro de enganche para mascarilla de anestesia SediStar, desechable, D.I. 22 mm, para tallas 3-7, 30 uds.	MP01708	81
Asa, completo para Babytherm 8000	2M21161	379
Aspiración de vacío DISS Canadá, para aspiración bronquial, conexión de gases VAC	MK03320	301
Aspiración de vacío DISS, para aspiración bronquial, conexión de gases VAC	MK03140	301
Aspiración de vacío NIST, para aspiración bronquial, conexión de gases VAC	MK01422	301
Aspirador de vacío DISS Canadá, versión para Atlan A300/ A350 y Perseus A500	MP00687	301

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Aspirador de vacío DISS, versión para Atlan A300/ A350 y Perseus A500	MP00686	301
Aspirador de vacío NIST, versión para Atlan A300/ A350 y Perseus A500	MP00689	301
B BabyFlow plus, desechable, tamaño L, 20 uds.	MP03702	398
BabyFlow plus, desechable, tamaño M, 20 uds.	MP03701	398
BabyFlow plus, desechable, tamaño S, 20 uds.	MP03700	398
Banda adhesiva para Nellcor Oxiband™ A/N, 100 uds.	8201012	139, 234, 425
Banda adhesiva para Nellcor Oxiband™ P/I, 100 uds.	2170221	139, 234, 251
Banda adhesiva SpO ₂ Masimo Multisite-Wrap, para sensor SpO ₂ LNOP YI, 100 uds.	7496917	136, 189, 217, 428
Banda adhesiva SpO ₂ Masimo Petite-Wrap, para sensor SpO ₂ LNOP YI, 100 uds.	7496909	136, 189, 217, 428
Banda adhesiva SpO ₂ Masimo Posey-Wrap, para sensor SpO ₂ NeoPt, 12 uds.	7496933	428
Banda de espuma SpO ₂ Masimo Foam-Wrap, neo., sensor SpO ₂ LNOP YI, 12 uds.	7496891	136, 189, 217, 428
Bandeja para Babytherm 8000	2M21158	379
Bastidor de transporte Oxett, para cabezal Oxett y botella de O ₂ hasta 2,5 l, con recipientes de secreción y riel para eyector de aspiración	MP04110	289
Batería de ion-litio recargable Vista I20	2606229	247
BISx pod Vista I20	2607561	247
BISx4 pod	2601970	247
Bloque ECG ESU, para uso en OR de cables ECG de 3 ó 5 derivaciones con MultiMed 5	5947226	124
Bloque ECG ESU, para uso en OR de cables ECG de 3, 5 ó 6 derivaciones con MultiMed 6	7486140	124
Bloque para conversión de derivación referencial de EEG	5954859	167
BlueSet anestesia trampa de agua, P/A	MK04248	49
BlueSet anestesia, N	M27542	50, 411
BlueSet anestesia, P/A	M30146	48
BlueSet ventilación HME, P/A	8412860	47
BlueSet ventilación, N	8412344	45, 410
BlueSet ventilación, P/A	8413146	46
Bolsa de transmisor de telemetría, desechable, 100 uds.	MS22905	219
Bolsa reservorio VentStar, 0,5 l, 25 uds.	MP02710	21, 404
Bolsa reservorio VentStar, 1 l, 25 uds.	MP02711	21
Bolsa reservorio VentStar, 2 l, 25 uds.	MP02712	21
Bolsa reservorio VentStar, 3 l, 25 uds.	MP02713	21
Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 0,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166054	50, 58, 411, 414
Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 1,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166127	58, 414
Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 2,3 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166062	48, 49, 58
Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 3 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166070	58
Bolsas de basura, desechables, para soporte de bolsas de basura, 100 uds.	M26240	359, 447
Bomba bidireccional para regulación del aire	MP01590	80, 86, 421
Boquilla de manguera 8 mm pequeña, conexión doble 8 mm	5000833	338
Boquilla para vacuómetro, para VarioVac T Riel WV (MP00512), VarioAir T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518)	MP00566	338
Botella de aspiración con filtro y tubo, 800 ml, 20 uds.	MUI0918	371, 373, 375, 383
Botella de aspiración con soporte para Resuscitaire, desechable, 40 ml	MUI0916	383
Botella de aspiración, desechable, 40 ml, 10 uds.	MUI0917	383
Brazo articulado 240°, 3 bisagras, fijable, soporte tipo bola, longitud 1,155 mm, carga máx. 0,3 kg, incluye abrazaderas para tubo: MP00493 (1×), 8409841 (1×)	8409609	362
Brazo articulado Infinity ACS, para posicionar y fijar tubos respiratorios. Este brazo se puede fijar en una posición determinada sin necesidad de ajuste manual, gracias a su nuevo sistema patentando de frenado por fricción, longitud 1080 mm, carga máx. 0,5 kg, incluye abrazaderas para tubo: MP00693 (1×), 8417396 (2×)	MP00690	362

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

	Brazo articulado Quickstop 2, con soporte universal tipo bola para accesorios opcionales, longitud 858 mm, carga máx. 0,4 kg, incluye abrazaderas para tubo: MP00493 (1×), 8404761 (2×), 8409841 (1×)	2M85706	362, 450
	Brazo articulado Quickstop corto, con placa portatubos universal, para varias dimensiones de tubos, así como para tubos coaxiales, específicamente diseñado para mesas de quirófano, longitud 323 mm, carga máx. 1 kg	2M86463	362, 450
C	Cabezal Oxator OxyLine, reductor de presión G $\frac{3}{4}$ ", 200 bar, NIST, 2 × DIN-CS, eyector VarioO2	MP01103	288, 290
	Cabezal Oxator, configurable mediante OxyLine	MP00100	290
	Cabezal Oxett OxyLine, reductor de presión G $\frac{3}{4}$ ", 200 bar, NIST, flujómetro, DIN-CS, eyector VarioO2	MP01101	288, 289
	Cabezal Oxett OxyLine, reductor de presión G $\frac{3}{4}$ ", 200 bar, regulador de flujo, NIST, DIN-CS, eyector VarioO2	MP01102	288, 289
	Cabezal Oxett, configurable mediante OxyLine	MP00100	289
	Cabezal para nebulizador Aerogen S, 10 uds.	MP01079	98, 423
	Cabezal para nebulizador Aerogen S, 5 uds.	MP01078	98, 423
	Cable adaptador BISx sistema de monitorización de pacientes Vista	2607560	247
	Cable adaptador de transductor PAI, Abbott/Medex, Smiths/TranStar, 0,3 m	2601230	153, 201
	Cable adaptador de transductor PAI, Abbott/Medex, Smiths/TranStar, 2 m	2601231	153, 201
	Cable adaptador de transductor PAI, Argon/BD/Ohmeda, 0,3 m	2601222	155, 203
	Cable adaptador de transductor PAI, Argon/BD/Ohmeda, 2 m	2601223	155, 203
	Cable adaptador de transductor PAI, Baxter/Edwards, 0,3 m	2601220	155, 203
	Cable adaptador de transductor PAI, Baxter/Edwards, 2 m	2601221	155, 203
	Cable adaptador de transductor PAI, Codan/DPT, 0,3 m	2601234	153, 201
	Cable adaptador de transductor PAI, Codan/DPT, 2 m	2601235	153, 201
	Cable adaptador de transductor PAI, Codan/Xtrans, 0,3 m	2601236	155, 203
	Cable adaptador de transductor PAI, Dräger 10 pines, 0,3 m	2601224	154, 202
	Cable adaptador de transductor PAI, Dräger 10 pines, 2 m	2601225	154, 202
	Cable adaptador de transductor PAI, Dräger 7 pines, 0,3 m	2601226	154, 202
	Cable adaptador de transductor PAI, Dräger 7 pines, 2 m	2601227	154, 202
	Cable adaptador de transductor PAI, Utah Medical, 0,3 m	2601228	153, 201
	Cable adaptador de transductor PAI, Utah Medical, 2 m	2601229	153, 201
	Cable adaptador ECG 3 derivaciones, neonatal, 2 m	MS25951	180, 224
	Cable adaptador etCO $_2$ Capnostat 5, Vista 300	2601968	246
	Cable adaptador etCO $_2$ MII.I	2607032	245
	Cable adaptador IBP 10 pines	2607559	240
	Cable adaptador IBP 7 pines	2607558	240
	Cable adaptador Masimo/Nellcor SpO $_2$, Vista 300	2601008	232
	Cable adaptador para Infinity PiCCO SmartPod, para conector de 10 pines	MS16920	163
	Cable adaptador para transductor de presión PAI, Dräger, 10 patillas	MS22532	163
	Cable adaptador RD SET a LNCS, para conectar los sensores RD SET a Infinity M300 y Masimo SET Pod con los cables intermedios LNCS MS24303 o MS17522	MS33732	132, 216, 426
	Cable adaptador RD SET a LNCP, para conectar los sensores RD SET a Infinity M300 y Masimo SET Pod con los cables intermedios LNCP MS18680 y MS17041, así como a MultiMed 5/6/12, NeoMed Pods y MultiMed Plus/Plus OR con los cables intermedios correspondientes MS13926/7492601 o MS20163	MS33731	132, 216, 426
	Cable adaptador RD SET a MultiMed, para conectar los sensores RD SET a MultiMed 5/6/12, NeoMed Pods y a MultiMed Plus/Plus OR con los cables intermedios correspondientes 3368433/3375834 o MS18683/MS17330	MS33733	132, 426
	Cable adaptador, conector de 7 pines, para sonda de temperatura con conector de $\frac{1}{4}$ "	5198333	143

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Cable CNAP™ intermedio para Infinity CNAP™ SmartPod, para CNAP™ Controller	MS15893	150
Cable CO para Infinity PiCCO Pod	MS16916	163
Cable de alimentación AUS, 1,8 m, 2 pines	MP00626	360, 448
Cable de alimentación EU, 1,8 m, 2 pines	MP00591	360, 448
Cable de alimentación GB, 1,8 m, 2 pines	MP00593	360, 448
Cable de alimentación US/JPN, 1,8 m, 2 pines	MP00592	360, 448
Cable de catéter CO para Infinity PiCCO Pod	MS16918	163
Cable de catéter de CO	8419160	161, 204
Cable de conexión de pod, 3 m	3368425	116, 151, 200
Cable de conexión de pod, 30 cm	7257988	116, 200
Cable de conexión de pod, 5 m	5195198	116, 200
Cable de conexión desfibrilador para ECG, neonatos, un pin, IEC/AHA, 1,5 m	2612026	224
Cable de conexión desfibrilador para ECG, neonatos, un pin, IEC/AHA, 2,5 m	2612027	224
Cable de conexión ESU para ECG, neonatos, un pin, IEC/AHA, 1,5 m	2612028	224
Cable de conexión ESU para ECG, neonatos, un pin, IEC/AHA, 2,5 m	2612029	224
Cable de conexión ESU para ECG, un pin, 3/5 derivaciones, IEC/AHA 1,5 m	2612024	224
Cable de conexión ESU para ECG, un pin, 3/5 derivaciones, IEC/AHA, 2,5 m	2612025	224
Cable de conexión Hemo M540, 1,5 m	MS23897	200
Cable de conexión Hemo M540, 3 m	MS23898	200
Cable de conexión PAI Argon/Merit Medical, 3,7 m	3375933	160
Cable de conexión para CO, 1 m	3368458	161, 204
Cable de conexión, conecta HemoMed Pod a monitor, 3 m	5591925	152
Cable de conexión, conecta HemoMed Pod a monitor, 5 m	5591933	152
Cable de ECG troncal, 12 derivaciones, un solo pin, Vista 300	2601963	224
Cable de electrodo EEG, con código de colores, 9 uds.	5947804	167
Cable de electrodo NMT Trident, 2 derivaciones, 0,3 m	MS13218	168
Cable de extensión	MS32153	209
Cable de extensión ECG, 4 derivaciones, 2 m	MP05114	180, 230
Cable de extensión ECG, 6 derivaciones, 2 m	MP05115	124, 180, 230
Cable de extensión ECG, conector de pin dual, 2 m	MS16492	124
Cable de extensión SpO ₂ Dräger/Nellcor, para pods MultiMed 5/6 y NeoMed, 1 m	3368433	125, 128, 138, 424
Cable de extensión SpO ₂ Dräger/Nellcor, para pods MultiMed 5/6 y NeoMed, 2 m	3375834	125, 128, 138, 424
Cable de gasto cardíaco, 3 m	2601201	241
Cable de paciente para pediátricos, para cinturón de electrodos, tamaños XS-4XS	8422770	99
Cable de paciente, tamaño L	8420035	99
Cable de paciente, tamaño M	8420047	99
Cable de paciente, tamaño S	8420029	99
Cable de paciente, tamaño XL	8420271	99
Cable de paciente, tamaño XXL	8420273	99
Cable de sensor de flujo neonatal para Babylog 8000 y antiguos ventiladores Evita con opción Neo	8409626	110, 417
Cable de sensor de flujo neonatal para ventiladores médicos de la serie V con opción Neo y serie VN	8416600	110, 417
Cable de termistor CO para Infinity PiCCO Pod	MS16919	163
Cable de termistor de CO Argon/Merit Medical	8420077	161, 204
Cable de termistor de CO Baxter/Edwards	8539983	161, 204
Cable de transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 m	4321563	159
Cable de transductor de presión PAI para Memscap(Capto/SensoNor) 844, reutilizable	7489417	159
Cable del sensor de temp. Humidificador H300	MP07109	33
Cable del sensor de temp. Humidificador H300, 160 cm	MP07108	33
Cable ECG intermedio, 3 derivaciones, para NeoMed Pod, 1,5 m	5592162	123, 424

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Cable ECG para derivaciones C MonoLead 5, IEC1 (código de colores europeo), 1,5 m	MSI6232	117
Cable ECG para derivaciones C, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03417	122
Cable ECG para derivaciones V MonoLead 5, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1,5 m	MSI6230	117
Cable ECG para derivaciones V, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP03418	122
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de pin dual MonoLead 3, IEC1 (código de colores europeo), 2 m	MSI6160	117
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de pines dual, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03411	122
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de pines dual, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP03412	122
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03401	121, 178, 211, 226
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP03402	121, 178, 211, 226
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m, 20 uds.	MP00875	120, 179, 212, 226
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m, 20 uds.	MP00877	120, 179, 212, 226
Cable ECG, 3 derivaciones, conector pin dual MonoLead 3, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 2 m	MSI6233	117
Cable ECG, 3 derivaciones, Infinity TruST™, IEC1 (código de colores europeo), 70 cm	MP03421	211
Cable ECG, 3 derivaciones, Infinity TruST™, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 70 cm	MP03422	211
Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03407	178, 227
Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m	MP03408	178, 227
Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m, 20 uds.	MP03120	179, 227
Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1 m, 20 uds.	MP03121	179, 227
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pin dual MonoLead 5, IEC1 (código de colores europeo), 2,5 m	MSI6161	117
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pin dual MonoLead 5, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 2,5 m	MSI6229	117
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pines dual, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03413	122
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pines dual, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03414	122
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03403	121, 178, 211, 226
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03404	121, 178, 211, 226
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds.	MP00879	120, 179, 212, 226
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m, 20 uds.	MP00881	120, 179, 212, 226
Cable ECG, 5 derivaciones, Infinity TruST™, IEC1 (código de colores europeo), 70 cm	MP03423	211
Cable ECG, 5 derivaciones, Infinity TruST™, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 70 cm	MP03424	211
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de pines dual, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03415	122
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de pines dual, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03416	122

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03405	121, 178, 211, 227
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m	MP03406	121, 178, 211, 227
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds.	MP03122	120, 179, 212, 227
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 1/1,5 m, 20 uds.	MP03123	120, 179, 212, 227
Cable ECG, 6 derivaciones, Infinity TruST™, IEC1 (código de colores europeo), 70 cm	MP03425	211
Cable ECG, 6 derivaciones, Infinity TruST™, IEC2 (código de colores AHA/EE.UU.), 70 cm	MP03426	211
Cable ECG, un pin, 3 derivaciones, AHA, 1 m	2612001	225
Cable ECG, un pin, 3 derivaciones, IEC, 1 m	2612000	225
Cable ECG, un pin, 5 derivaciones, AHA, 1,5 m	2612003	225
Cable ECG, un pin, 5 derivaciones, IEC, 1,5 m	2612002	225
Cable en Y PAI, Baxter/Edwards, 3,7 m	5206607	158
Cable en Y PAI, para Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 m	5195180	159
Cable en Y, reutilizable, conector de 7 pines, para 2 sondas de temperatura	5592154	143, 193
Cable intermedio Nellcor, 1,2 m	MP00748	192, 232, 249
Cable intermedio Nellcor, 3 m	MS20979	192, 232, 249
Cable intermedio para sensor desechable 3 m, reutilizable	MS40323	208
Cable intermedio RD SET para Masimo rainbow SET MCable, 1,5 m	MS33738	185, 187, 188
Cable intermedio RD SET para Masimo rainbow SET MCable, 3,6 m	MS33739	185, 187, 188
Cable intermedio RD SET para Masimo SET MCable, 1,5 m	MS33736	185, 256
Cable intermedio RD SET para Masimo SET MCable, 3,6 m	MS33737	185, 256
Cable intermedio SpO ₂ Masimo LNCS, 1,2 m	MP00800	181, 252
Cable intermedio SpO ₂ Masimo LNCS, 3 m	MP00797	181, 252
Cable intermedio SpO ₂ Masimo LNCS, 4,3 m	MP03194	181, 252
Cable intermedio SpO ₂ Masimo RD SET, 1,2 m	MS34436	128, 216
Cable intermedio SpO ₂ Masimo RD SET, 3 m	MS34437	128, 216
Cable intermedio SpO ₂ Masimo Red LNCS, 1,2 m	MP02991	181
Cable intermedio SpO ₂ Masimo Red LNCS, 3 m	MP02992	181
Cable intermedio SpO ₂ Masimo Red LNCS, 4,3 m	MP03196	181
Cable MEDIBUS DW vents	8306488	99
Cable MEDIBUS para series V y A	8416326	99
Cable multiparámetro MultiMed 5 Pod, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 1,5 m	5950196	115
Cable multiparámetro MultiMed 5 Pod, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 2,5 m	3368391	115
Cable multiparámetro MultiMed 6 Pod, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 2,5 m	5191221	115
Cable multiparámetro MultiMed plus OR, para ECG, SpO ₂ y temp., 2,5 m	MS20094	115
Cable multiparámetro MultiMed plus, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 2,5 m	MS20093	115
Cable multiparámetro NeoMed Pod, para ECG, resp., SpO ₂ , temp. y FiO ₂ , 2,5 m	5590539	115, 424
Cable NMT intermedio para Infinity Trident (NMT) SmartPod, 1,9 m	7872174	168
Cable óptico serie RS 232 (1 metro) para conectar el dispositivo a un monitor Dräger	MS32156	209
Cable óptico serie RS 232 (2,5 metros) para conectar el dispositivo a un monitor Dräger AC	MS40021	209
Cable PAI Abbott, Medex	2606490	240
Cable PAI Becton Dickinson/Argon	2606488	240
Cable PAI Edwards	2606489	240
Cable PAI Utah	2606491	240
Cable SpO ₂ de extensión, 2 m, reutilizable	2606487	231, 248
Cable SpO ₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683	125, 128, 138, 213, 218, 424
Cable SpO ₂ intermedio Dräger/Nellcor, para MultiMed Plus/Plus OR, 3 m	MS17330	125, 128, 138, 213, 218, 424

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Cable SpO ₂ intermedio Masimo LNCS, 1,2 m	MS24303	128, 215, 426
Cable SpO ₂ intermedio Masimo LNCS, 3 m	MS17522	128, 215, 426
Cable troncal desfibrilador para ECG, un pin, 3/5 derivaciones, IEC/AHA 1,5 m	2612020	224
Cable troncal desfibrilador para ECG, un pin, 3/5 derivaciones, IEC/AHA 2,5 m	2612021	224
Cable troncal ECG, 3 derivaciones, código de colores IEC/AHA	2606495	230
Cable troncal ECG, 3 derivaciones, para neontaos, IEC & AHA	2606492	230
Cable troncal ECG, 5 derivaciones, código de colores IEC/AHA	2606496	230
Cable Y CO ₂ y analóg/sinc	MS22259	170, 205
Cables ECG para extremidades, 3 derivaciones, pinza, código de colores AHA	2606497	230
Cables ECG para extremidades, 3 derivaciones, pinza, código de colores IEC	2606493	230
Cables ECG para extremidades, 5 derivaciones, pinza, código de colores AHA	2606498	230
Cables ECG para extremidades, 5 derivaciones, pinza, código de colores IEC	2606494	230
Cal sodada Drägersorb 800+, para absorción de CO ₂ , garrafa, 5 l, 2 uds.	MX00001	103
Cal sodada Drägersorb Free, para absorción de CO ₂ , garrafa, 5 l, 2 uds.	MX50050	103
Cámara de humidificador para Isolette C2000, reutilizable	MUI17191	375
Cámara de humidificador VentStar, desechable, 10 uds.	MP00234	28, 407
Cámara de humidificador VentStar, desechable, N, 10 uds.	MP02590	29, 407
Cámara humidificadora para F&P MR 290, desechable, 10 uds.	8418282	35, 408
Cámara humidificadora para F&P MR 340, reutilizable, N/P	8411047	35, 408
Cámara humidificadora para F&P MR 370, reutilizable, A	8412217	35
Cánula nasal CO ₂ + O ₂ , pediátrico, desechable, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 50 uds.	2607555	242
Cánula nasal de CO ₂ + O ₂ , adulto, desechable, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 50 uds.	2607554	242
Cánula nasal de CO ₂ , adulto, desechable, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 100 uds.	2607551	242
Cánula nasal de CO ₂ , infantil, desechable, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 100 uds.	2607553	242
Cánula nasal de CO ₂ , pediátrico, desechable, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 100 uds.	2607552	242
Cánula nasal HI-Flow Star, desechable, adulto tamaño L, rango de flujo < 60 l/min, 25 uds.	MP05513	87
Cánula nasal HI-Flow Star, desechable, adulto tamaño M, rango de flujo < 60 l/min, 25 uds.	MP05512	87
Cánula nasal HI-Flow Star, desechable, adulto tamaño S, rango de flujo < 60 l/min, 25 uds.	MP05511	87
Cápsula de sensor de O ₂ , para medición en corriente principal	6850645	111
Capuchones para TAT-5000S, desechables, 1000 uds., Vista 120 SC	2600948	263
Carcasa de la sonda de temperatura de inyección en línea de CO	2601191	241
Carro de botellas simple, para una botella de gas de hasta 11 l de volumen	MP00038	290, 292
Carro de transporte para accesorios de riel, 4 ruedas, 2 con frenos, 2 rieles DIN estándar de 50 cm cada uno	MP14098	318
Carro multiusos básico	MP13021	89, 283, 396
Carro multiusos básico equipado	MP13020	89, 283, 396
Carro para unidad de aspiración OR, con con recipiente de protección, sin recipiente de secreción 4 l	2M85441	322
Cartucho del sensor F&P 950	MP16002	34, 407
Cartucho para sensor de flujo neonatal, PSU, esterilizable, 5 uds.	8410179	109, 417
Cesta 200, 15 × 20 × 10 cm, para guantes desechables	M26146	359, 447
Cesta 280, 15 × 28 × 10 cm, para catéteres de 300 mm	M26145	359, 447
Cesta 480, 15 × 48 × 10 cm, para catéteres de 600 mm	M25121	359, 447
Cinta para la cabeza LNCS TF-I, 5 uds.	MP03197	137, 190
Cinta para sensor de ceja, 96 uds.	MS34209	208
Cinturón de electrodos, tamaño 2XS	8422581	99
Cinturón de electrodos, tamaño 3XS	8422582	99

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Cinturón de electrodos, tamaño 4XS	8422583	99
Cinturón de electrodos, tamaño L	8420057	99
Cinturón de electrodos, tamaño M	8420058	99
Cinturón de electrodos, tamaño S	8420059	99
Cinturón de electrodos, tamaño XL	8420056	99
Cinturón de electrodos, tamaño XS	8422580	99
Cinturón de electrodos, tamaño XXL	8420055	99
Circuito corrugado, reutilizable, N/P, 14 cm, conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	8403333	45, 410
Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01350	41
Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, básico, 2,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01348	41
Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, coaxial, 1,9 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03375	42
Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, coaxial, 2,3 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03377	42
Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, coaxial, trampa de agua, 2,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00378	42
Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, extensible, 2,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01347	41
Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, N, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01327	43, 405
Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, P, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01340	43
Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, P, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01341	43
Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, pared interior lisa, 1,6 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP04803	41
Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, pared interior lisa, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP04804	41
Circuito respiratorio Infinity ID, desechable, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01326	41
Circuito respiratorio para F&P 950 A80, A	MP16004	34
Circuito respiratorio para F&P 950 N80, N	MP16005	34, 407
Circuito respiratorio reutilizable, A, 900MR784	MP17129	35
Circuito respiratorio reutilizable, N, 900MR782	MP17128	35, 410
Circuito respiratorio Vent Set, desechable, básico, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00300	15
Circuito respiratorio Vent Set, desechable, extensible, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00305	19
Circuito respiratorio VentStar Carina ExpV, desechable, 1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00313	40
Circuito respiratorio VentStar Carina ExpV, desechable, 2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	5704962	40
Circuito respiratorio VentStar Carina LeakV, desechable, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00312	40
Circuito respiratorio VentStar Helix, desechable, N, doble calefactado, 1,7 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02650	29, 406
Circuito respiratorio VentStar Oxylog 2000 plus, familia Oxylog 3000, Oxylog VE300, desechable, 1,5 m, 5 uds.	5703041	38
Circuito respiratorio VentStar Oxylog 2000 plus, familia Oxylog 3000, Oxylog VE300, desechable, 3 m, 5 uds.	MP00335	38
Circuito respiratorio VentStar Oxylog 3000, Oxylog 3000 plus, desechable, P, 1,9 m, 5 uds., Oxylog 3000 ≥ SW 1.20, Oxylog VE300 ≥ SW 2.0, opción pediátrica	5704964	39

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Circuito respiratorio VentStar Oxylog VE300, no para VE300 con Opción plus, desechable, 1,5 m, 5 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01370	39
Circuito respiratorio VentStar, desechable, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00349	15
Circuito respiratorio VentStar, desechable, básico, 2,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00350	15
Circuito respiratorio VentStar, desechable, coaxial, 1,7 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03373	18
Circuito respiratorio VentStar, desechable, coaxial, 1,9 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03374	18
Circuito respiratorio VentStar, desechable, coaxial, 2,3 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03376	18
Circuito respiratorio VentStar, desechable, coaxial, trampa de agua, 2,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00373	18
Circuito respiratorio VentStar, desechable, extensible, 2,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00355	19
Circuito respiratorio VentStar, desechable, N, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00353	16, 404
Circuito respiratorio VentStar, desechable, N, para MRI, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP04802	19, 404
Circuito respiratorio VentStar, desechable, N, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00363	17, 404
Circuito respiratorio VentStar, desechable, P, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00351	16
Circuito respiratorio VentStar, desechable, P, básico, 2,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00352	16
Circuito respiratorio VentStar, desechable, P, básico, sin Luer Lock, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00338	16
Circuito respiratorio VentStar, desechable, P, coaxial, 1,5 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00379	18
Circuito respiratorio VentStar, desechable, P, trampa de agua, 1,8 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00361	17
Circuito respiratorio VentStar, desechable, P, trampa de agua, sin Luer Lock, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00362	17
Circuito respiratorio VentStar, desechable, pared interior lisa, para MRI, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP04800	19
Circuito respiratorio VentStar, desechable, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00337	17
Circuito respiratorio VentStar, desechable, trampa de agua, sin Luer Lock, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00334	17
Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2166038	48, 49, 53
Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 1,5 m, conector 22 mm/22 mm	2166046	47, 48, 51, 53
Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 35 cm, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2165619	46, 53
Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, A, 60 cm, conector 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2165627	46, 49, 53
Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165678	50, 54, 411
Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 1,1 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651	55, 413
Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 1,5 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961	50, 55, 411, 413
Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 40 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856	45, 55, 410, 413
Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 60 cm, conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	2165848	45, 54, 410, 412
Circuito respiratorio, silicona, reutilizable, N/P, 60 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821	45, 55, 410, 413
CLIC Absorber 800+, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX00004	104
CLIC Absorber Free, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX50100	104
Clip de cama para cables	MS15087	168

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Clip de montaje para SpO ₂ Pod	2601720	232
Clip de oreja para Nellcor DURA-Y™	MX01005	139, 232, 249
CO ₂ Microstr. O ₂ nasal adulto - duración prolongada, 25 uds.	MP15010	173, 207, 244, 266
CO ₂ Microstr. O ₂ nasal pediátrico - duración prolongada, 25 uds.	MP15011	173, 207, 244, 266
CO ₂ Microstr. O ₂ nasal/oral adulto - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15012	173, 207, 244, 266
CO ₂ Microstr. O ₂ nasal/oral pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15013	173, 207, 244, 266
Codo para F&P, reutilizable	8418289	57
Codo, conexión de tubo acodada para tapones de recipientes de secreción	2M19063	316, 445
Codo, reutilizable	8412235	52, 57
Codo, reutilizable, N/P, metal, Luer Lock	M34568	50, 57, 411, 414
Colchón calefactado (número de referencia solo para dispositivos nuevos)	2M60170	368
Colchón calefactado (número de referencia solo para piezas de sustitución/repuesto)	2M60836	368
Colchón calentador TransWarmer, desechable, autocalent. durante aprox. 2 h, 6 uds.	MP01414	393
Colchón de gel para Babytherm 8000/8010 y Babyroo TN300, reutilizable	2M20827	370, 378
Colchón Softbed, para Babyleo TN300, reutilizable	MP16297	370, 378
Colchón SoftBed, para Babyleo TN500, reutilizable	2M60390	368
Colchón SoftBed, para Babytherm, reutilizable	2M21012	378
Colchón SoftBed, para Caleo, reutilizable	MX17012	384
Colchón SoftBed, para GT5400, TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MP01419	376, 386, 389
Colchón SoftBed, para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MP01401	372, 374
Colchón SoftBed, para Resuscitaire, reutilizable, con balanza	MP01404	381
Colchón SoftBed, para Resuscitaire, reutilizable, sin balanza	MP01402	381
Conector de goma, para tubo de inmersión de vacuómetro	2M85139	337
Conector de pieza en T, reutilizable	8411044	57
Conector de presión Oxylog VE300	MP01372	52
Conector doble IID/ISO, desechable, 10 uds.	MP02655	29, 407
Conector en T, desechable, Ø 15 mm, 25 uds.	MU10902	383
Conector O2Star™, 22mm ID/22mm ID, desechable, 5 uds.	MP01942	88
Conector para sensor de temperatura, reutilizable, N	8403056	45, 57, 410
Conector para vías respiratorias ErgoStar AC 90, desechable, codo giratorio doble con tapa doble, 100 uds.	MP01890	71
Conector para vías respiratorias ErgoStar AC 95, desechable, puerto de muestreo Luer Lock, 100 uds.	MP01895	71
Conector suave N, desechable, 20 uds.	MP03826	398
Conexión ErgoStar CM 40, desechable, 10 cm, codo giratorio doble, 50 uds.	MP01840	70
Conexión ErgoStar CM 45, desechable, 15 cm, codo giratorio doble, 50 uds.	MP01845	70
Conexión ErgoStar CM 50, desechable, 10-16 cm, extensible, 50 uds.	MP01850	70
Conexión ErgoStar CM 55, desechable, 15 cm, recta, 50 uds.	MP01855	70
Conexión ErgoStar CM 60, desechable, 10 cm, pequeño, codo giratorio doble, 50 uds.	MP01860	70
Configuración del Oxy mixer	MP04200	89, 282, 394
Configuración para el nebulizador de medicamentos Aerogen Solo	MP01010	97, 423
Configuración para F&P MR810, MR850 y F&P 950	8414144	34, 371
Configurador del kit ToFscan	MS32318	208
Correa de antebrazo para controlador de manguito CNAP™	MS26122	150
Correa de retención desechable, 10 uds.	MU06011	377, 386, 391
Cortina antiluz para BiliLux, reutilizable	MP03760	367
Covidien Quick Temperature Pod oral	2600146	264
Covidien Quick Temperature Pod rectal	2600147	264
Cuadrado adhesivo SpO ₂ Masimo, 12 uds.	7496875	136, 189, 217
Cubeta de CO ₂ , desechable, adulto, 10 uds.	MP01062	68, 170, 205, 245
Cubeta de CO ₂ , desechable, pediátrico, 10 uds.	MP01063	68, 170, 205, 245, 416
Cubeta de CO ₂ , reutilizable, adulto	6870279	68, 170, 205, 245

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

	Cubeta de CO ₂ , reutilizable, pediátrico	6870280	68, 170, 205, 245, 416
	Cubierta de incubadora para Babyleo TN500, reutilizable	MP03730	368, 392
	Cubierta de incubadora para Caleo, reutilizable	MP01423	384, 392
	Cubierta de incubadora para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MP01424	372, 374, 392
	Cubierta para sensor Masimo rainbow, 10 uds.	MP03203	190
	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943	368, 370, 372, 374, 376, 378, 381, 384, 386, 389, 393
	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds.	MU06944	368, 370, 372, 374, 376, 378, 381, 384, 386, 389, 393
D	Depósito de agua y tubo de transferencia de agua, para Caleo, reutilizable	2M50040	385
	Depósito de agua, para sist. de drenaje continuo 2 – 4, sin rosca de tornillo	M20668	337
	Disco de limpieza para adaptador CLIC	MX50081	105
	Drenaje continuo 1, para drenaje continuo y de heridas, regulador de precisión, indicador de fístula y filtro bacteriológico 767 incluido, capacidad de 700 ml, capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos de 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml	2M85151	334
	Drenaje continuo 3, para drenaje continuo, de heridas y torácico, regulador de precisión, vacuómetro, indicador de fístula y filtro bacteriológico 767 incluido, capacidad de 700 ml, capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos de 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml	2M85153	334
E	El configurador del flujómetro compacto Clickflow	MP13000	279, 435
	Electrodos de ECG, adulto, desechable, 400 uds.	3715690	123, 180, 230
	Electrodos de ECG, infantil, desechable, 500 uds.	3715689	123, 180, 230
	Electrodos de ECG, para un solo paciente, neonato, 300 uds.	5195024	123, 180, 230, 424
	Electrodos EEG, desechable, 25 uds.	MS29468	167
	Empuñadura desechable Polaris, dual, para Polaris 100/200, 600 y Multimedia, se necesita adaptador, 60 uds.	MP05700	363
	Empuñadura desechable Polaris, individual, para Polaris 100/200, 600 y Multimedia, se necesita adaptador, 120 uds.	MP05701	363
	Escáner temporal TAT-5000S, Vista 120 SC	2600946	263
	Espaciador para cable ECG 4 derivaciones, 10 uds.	MS22832	180
	etCO ₂ Microstr. intubado adulto/pediátrico - duración prolongada, 25 uds.	MP15001	172, 206, 243, 265
	etCO ₂ Microstr. intubado adulto/pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15002	172, 206, 243, 265
	etCO ₂ Microstr. intubado bebé/neonatal - duración prolongada, 25 uds.	MP15003	172, 206, 243, 265, 431
	etCO ₂ Microstr. nasal adulto - duración prolongada, 25 uds.	MP15004	172, 206, 243, 265
	etCO ₂ Microstr. nasal adulto - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15005	172, 206, 243, 265
	etCO ₂ Microstr. nasal bebé/neonatal - duración prolongada, 25 uds.	MP15007	172, 206, 243, 265, 431
	etCO ₂ Microstr. nasal pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15006	172, 206, 243, 265
	etCO ₂ Microstr. nasal/oral adulto - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15008	172, 206, 243, 265
	etCO ₂ Microstr. nasal/oral pediátrico - uso a corto plazo, 25 uds.	MP15009	172, 206, 243, 265
	Extensión de tubo espiratorio (N)	MP02699	29, 33
	Eyector de aspiración NIST para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE, para conexión a todos los rieles de pared estándar	MK01420	307
	Eyector de succión NIST, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE, versión para Atlan A300/ A350 y Perseus A500	MP00688	307
	Eyector para aspiración NIST AIRE O ₂ para la aspiración bronquial, conexión de gas AIRE/O ₂ , para la conexión a todos los rieles de pared estándar	MK01418	307
	Eyector VarioAir B AGA, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE, estándar sueco	MP00533	303
	Eyector VarioAir B BS, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00531	303
	Eyector VarioAir B CARBA, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00548	303

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Eyector VarioAir B compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE, incluidos juego de recipientes de secreciones y eyector integrado	MP00536	309
Eyector VarioAir B DIN, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00530	302
Eyector VarioAir B NF, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00532	303
Eyector VarioAir B UNI, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00534	303
Eyector VarioAir B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST AIRE	MP00535	304, 321
Eyector VarioAir D AGA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00540	331
Eyector VarioAir D BS, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00538	331
Eyector VarioAir D CARBA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00549	331
Eyector VarioAir D DIN, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00537	330
Eyector VarioAir D NF, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00539	331
Eyector VarioAir D Riel, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE, para la conexión a todos los rieles de pared estándar	MP00542	331, 440
Eyector VarioAir D UNI, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00541	331
Eyector VarioAir MRI B/OR Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE, para conexión a todos los rieles de pared estándar	MP03220	306
Eyector VarioAir MRI P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE, para conexión a todos los rieles de pared estándar	MP03221	306, 441
Eyector VarioAir P compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE, incluidos juego de recipientes de secreciones y eyector integrado	MP00547	309, 442
Eyector VarioAir P Riel DISS, para aspiración bronquial, conexión de gas DISS AIRE, para conexión a todos los rieles de pared estándar	MP00639	305
Eyector VarioAir P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST AIRE, para para conexión a todos los rieles de pared estándar	MP00545	305, 441
Eyector VarioAir T DIN, para drenaje torácico, conexión de gas DIN, para la conexión al suministro de aire central según la norma DIN	MP00553	332
Eyector VarioAir T Riel WV, para drenaje torácico, con vacuómetro, para la conexión a todos los rieles de pared estándar	MP00544	333
Eyector VarioAir T Riel, para drenaje torácico, conexión de gas NIST AIR, para la conexión a todos los rieles de pared estándar	MP00543	332
Eyector VarioO2 B CARBA, para aspiración bronquial, conexión de gas O ₂	MP00551	304
Eyector VarioO2 B DIN, para aspiración bronquial, conexión de gas O ₂	MP00550	304
Eyector VarioO2 B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST O ₂	MP00552	290, 304, 321

F Filtro + HME CombiStar Plus flex., combinación de tubo flexible extensible MP01850 y del filtro TwinStar 55 Plus (MP05805), 25 uds.	MPI2061	72
Filtro + HME CombiStar Plus recto, combinación de conector de vía aérea MP01845 y del filtro TwinStar 55 Plus (MP05805), 25 uds.	MPI2060	72
Filtro + HME HEPA CombiStar Plus flex., combinación de tubo flexible extensible MP01850 y del filtro TwinStar HEPA Plus (MP05801), 25 uds.	MPI2062	72
Filtro + HME TwinStar 25 Plus, desechable, ~25 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05815	61
Filtro + HME TwinStar 55 Plus, desechable, ~55 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05805	61
Filtro + HME TwinStar 60A Plus, desechable, ~60 ml de espacio muerto, en ángulo, 100 uds.	MP05810	61
Filtro + HME TwinStar 9 Plus, desechable, ~9 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05820	61, 415
Filtro + HME TwinStar 90 Plus, desechable, ~90 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05800	61
Filtro antibacteriano desechable, 20 uds.	MK00514	314, 336
Filtro bacteriano 767, 5 uds.	6723976	314, 336, 445

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Filtro bacteriano 767, desechable, para eyectores (gama de modelos hasta 2010)	CH00102	314, 336
Filtro bacteriano para monitores de pacientes Dräger, desechable	8402868	31, 174
Filtro bacteriano, desechable, para Evac 40, 10 uds.	MX37021	324
Filtro CombiStar Plus flex., combinacion de tubo flexible extensible MP01850 y del filtro SafeStar 55 Plus (MP05790), 25 uds.	MP12063	72
Filtro de polvo Perseus, 5 uds.	MX50115	105
Filtro de prueba	6870281	205, 245
Filtro de toma de Air para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, desechable, 6 uds.	MU04472	376, 387, 390
Filtro de toma de aire para Caleo y Babyleo TN500, reutilizable, 20 uds.	MX17015	369, 385
Filtro de toma de aire para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, 4 uds.	MUI2504	373, 375
Filtro electrostático CareStar 20 Plus, desechable, ~20 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05770	62
Filtro electrostático CareStar 35 Plus, desechable, ~35 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05755	62
Filtro espiratorio, desechable, 20 uds.	MP01781	93
Filtro mecánico + HME TwinStar HEPA Plus, desechable, ~90 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05801	61
Filtro mecánico SafeStar 55 Plus, desechable, ~55 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05790	63
Filtro mecánico SafeStar 60A Plus, desechable, ~60 ml de espacio muerto, en ángulo, 100 uds.	MP05795	63
Filtro mecánico SafeStar 90 Plus, desechable, ~90 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05785	63
Filtro para botella de aspiración 40 ml para Resuscitaire, desechable, 10 uds.	MUI0915	383
Flujómetro compacto Clickflow AIRE, DIN, 0,1 – 1 l/min, boquilla de 6 mm	MP13019	281, 435
Flujómetro compacto Clickflow AIRE, DIN, 1 – 16 l/min, 9/16"	MP13015	281
Flujómetro compacto Clickflow AIRE, DIN, 1 – 16 l/min, boquilla de 6 mm	MP13016	281
Flujómetro compacto Clickflow AIRE, riel, 1 – 16 l/min, 9/16"	MP13017	281
Flujómetro compacto de O ₂ Clickflow, DIN CS, 1 – 16 l/min, 9/16"	MP13011	280, 435
Flujómetro compacto de O ₂ Clickflow, DIN CS, 1 – 16 l/min, boquilla de 6 mm	MP13012	280, 435
Flujómetro compacto de O ₂ Clickflow, doble, DIN, 2 × 1 – 16 l/min, 9/16"	MP13014	281
Flujómetro compacto de O ₂ Clickflow, riel, NIST, 1 – 16 l/min, 9/16"	MP13013	281
Flujómetro de AIRE, 16 l/min, CS, CARBA, M32×1,5, ISO	MP04564	277
Flujómetro de AIRE, 16 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M32×1,5	MP04559	277
Flujómetro de AIRE, 16 l/min, CS, tapón CS largo (6 cm), DIN, ISO y color neutro, M32×1,5	MP04562	277
Flujómetro de AIRE, 16 l/min, estándar sueco, M32×1,5	MP13041	277
Flujómetro de AIRE, 16 l/min, riel, NIST, M32×1,5	MP04568	278
Flujómetro de AIRE, 32 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M32×1,5	MP04572	277
Flujómetro de AIRE, 32 l/min, riel, NIST, M32×1,5	MP04581	278
Flujómetro de O ₂ para anestesia, 16 l/min, 90°, riel, con tubo NIST ISO de 1,2 m, adaptador 9/16" a 6 mm	MP04578	276
Flujómetro de O ₂ para anestesia, 16 l/min, 90°, riel, con tubo NIST negro de 1 m, adaptador 9/16" a 6 mm	MP04579	276
Flujómetro de O ₂ para anestesia, 16 l/min, riel, con tubo NIST ISO de 1,2 m, adaptador 9/16" a 6 mm	MP04576	276
Flujómetro de O ₂ para anestesia, 16 l/min, riel, con tubo NIST negro de 1 m, adaptador 9/16" a 6 mm	MP04577	276
Flujómetro de O ₂ , 10 l/min, CS, CARBA, ISO, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04554	272
Flujómetro de O ₂ , 10 l/min, riel, entrada de gas NIST, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04556	274
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, CS, CARBA, ISO, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04563	272
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, CS, conector largo (6 cm), DIN, ISO y color neutro, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04561	271
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04558	271
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, CS, estándar sueco, M34×1,5 y adaptador 9/16"	MP13040	272

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, CS, norma británica, ISO, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04565	272
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, CS, norma francesa, ISO, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04566	272
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, riel, 90°, entrada de gas NIST, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04570	275
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, riel, entrada de gas NIST, incluido tubo de 1,5 m, DIN, ISO, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04573	274
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, riel, entrada de gas NIST, incluido tubo de 1,5, DIN, color neutro, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04575	274
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, riel, entrada de gas NIST, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04567	274, 434
Flujómetro de O ₂ , 32 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04571	272
Flujómetro de O ₂ , 32 l/min, riel, entrada de gas NIST, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04580	274
Flujómetro de O ₂ , 4 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04551	271, 432
Flujómetro de O ₂ , 4 l/min, riel, 90°, entrada de gas NIST, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04553	275, 434
Flujómetro de O ₂ , 4 l/min, riel, entrada de gas NIST, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04552	274, 434
Flujómetro doble de O ₂ , 2 × 10 l/min, CS, CARBA, ISO, 2×M34×1,5, adaptador para 9/16"	MP04555	273
Flujómetro doble de O ₂ , 2 × 10 l/min, montaje de riel con entrada de gas NIST, 2 × M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04557	273
Flujómetro doble de O ₂ , 2 × 16 l/min, CS, DIN, ISO, color neutro, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04560	273, 433
Flujómetro doble de O ₂ , 2 × 16 l/min, montaje de riel con entrada de gas NIST, 2 × M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04569	273, 433
Frasco de secreciones 3 l Medela	MP03230	322
Funda protectora para sonda de temp. universal, sin látex, 100 uds.	MS40243	145, 195, 237, 238
Fundas para sonda Filac 3000, 20 uds. Vista 120 SC	2600945	264
G Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 3, 10 uds.	8418603	399
Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 4, 10 uds.	8418607	399
Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 5, 10 uds.	8418609	399
Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 6, 10 uds.	8418611	399
Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño L, 10 uds.	8418531	399
Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño M, 10 uds.	8418416	399
Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño S, 10 uds.	8418605	399
Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XL, 10 uds.	8418417	399
Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XS, 10 uds.	8418415	399
Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XXL, 10 uds.	8418617	399
Garra de riel para humidificador F&P y caja de burbujas Seattle PAP	8411074	36, 397, 408
Garra de riel para lámpara	MP00615	360, 448
Garra de riel tipo palanca, para fijación de dispositivos en riel estándar de 25 × 10 mm, para unidad de aspiración compacta y juego de frascos de secreciones	M26842	291, 312, 359, 446
Garra de riel, para fijación de tubos de diferentes diámetros, gira 90° a la izquierda y la derecha, longitud del riel estándar (perfil de 25 × 10 mm): 20 cm	2M85274	397, 359, 361, 449
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño L, verde, circunferencia de la cabeza de 25,5 – 28 cm, 5 uds.	8418536	402
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño M, rojo, circunferencia de la cabeza de 23 – 25,5 cm, 5 uds.	8418535	402
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño S, amarillo, circunferencia de la cabeza de 20,5 – 23 cm, 5 uds.	8418534	402
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XL, naranja, circunferencia de la cabeza de 28 – 30,5 cm, 5 uds.	8418537	402
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XS, blanco, circunferencia de la cabeza de 18 – 20,5 cm, 5 uds.	8418533	402
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XXL, azul, circunferencia de la cabeza de 30,5 – 33 cm, 5 uds.	8418538	402

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XXL+, blanco/negro, circunferencia de la cabeza de 33 – 36 cm, 5 uds.	8418539	402
H	HME HumidStar 2 Plus Luer-Lock, desechable, 2 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05840	64
	HME HumidStar 2 Plus, desechable, 2 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05845	64, 415
	HME HumidStar 25 Plus, desechable, ~25 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05735	64
	HME HumidStar 55 Plus, desechable, ~55 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05730	64
	HME HumidStar Trach Plus, desechable, 6 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05750	64
	Humidificador de burbujas, para humidificación de O ₂ hasta aprox. 60% humedad relativa y fluye, hasta 5 l/min	2M85834	293, 436
	Humidificador, 10 uds.	MP02605	30
I	Infinity ID CLIC Absorber 800+, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX50004	104
	Infinity ID CLIC Absorber Free, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX50120	104
	Infinity ID válvula espiratoria para Babylog VN 500, reutilizable (RFID)	8415270	91
	Infinity ID, válvula espiratoria, desechable, 10 uds.	MP01060/ MP20108	92
	Infinity MPod-QuadHemo, gasto cardíaco, 2 temperaturas, hasta 4 presiones invasivas	MS20725	152, 200
	Infinity PiCCO Gen II SmartPod	MS23133	163
J	Jeringa de control de CO	2601192	241
	Juego de 5 tapones rojos, 7 mm	8402953	50, 411
	Juego de anestesia (conector 22 D.E.), desechable, básico, 1,5 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16028	22
	Juego de anestesia (conector 22 D.E.), desechable, extensible, 1,8 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16029	22
	Juego de anestesia Infinity ID (conector 22 D.E.), desechable, coaxial, trampa de agua, 2 l, 2,1 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16045	43
	Juego de anestesia Infinity ID, desechable, coaxial, trampa de agua, 2 l, 2,1/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03388	43
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, básico, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16033	24
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, básico, 2 l, 2,5 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16034	24
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, coaxial, 2 l, 1,9 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16041	27
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, coaxial, 2 l, 2,3 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16042	27
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, coaxial, trampa de agua, 2 l, 2,1 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16044	27
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, N, 1,8 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16032	23, 404
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, P, sin Luer Lock, 1,5 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16031	23
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, P, trampa de agua, 1 l, 1,8 m/1,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16037	26
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, P, trampa de agua, sin Luer Lock, 1 l, 1,8 m/1,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16038	26
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, sin Luer Lock, 1,8 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16030	22
	Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, trampa de agua, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16036	25

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, trampa de agua, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16040	25
Juego de anestesia VentStar (conector 22 D.E.), desechable, trampa de agua, sin Luer Lock, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16039	25
Juego de anestesia VentStar, desechable, básico, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00365	24
Juego de anestesia VentStar, desechable, básico, 2 l, 2,5 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00366	24
Juego de anestesia VentStar, desechable, coaxial, 2 l, 1,9 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03384	27
Juego de anestesia VentStar, desechable, coaxial, 2 l, 2,3 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03383	27
Juego de anestesia VentStar, desechable, coaxial, trampa de agua, 2 l, 2,1 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03381	27
Juego de anestesia VentStar, desechable, N, 1,8 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00333	23, 404
Juego de anestesia VentStar, desechable, P, sin Luer Lock, 1,5 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00331	23
Juego de anestesia VentStar, desechable, P, trampa de agua, 1 l, 1,8 m/1,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00374	26
Juego de anestesia VentStar, desechable, P, trampa de agua, sin Luer Lock, 1 l, 1,8 m/1,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00375	26
Juego de anestesia VentStar, desechable, sin Luer Lock, 1,8 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00330	22
Juego de anestesia VentStar, desechable, trampa de agua, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00372	25
Juego de anestesia VentStar, desechable, trampa de agua, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02721	25
Juego de anestesia VentStar, desechable, trampa de agua, sin Luer Lock, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16035	24
Juego de anestesia VentStar, desechable, trampa de agua, sin Luer Lock, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00371	24
Juego de anestesia VentStar, desechable, trampa de agua, sin Luer Lock, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02720	25
Juego de anestesia, desechable, básico, 1,5 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00301	22
Juego de anestesia, desechable, extensible, 1,8 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00303	22
Juego de aspiración, desechable, VacuSmart, 700 ml y VacuSmart Tube, 25 uds. cada uno	MP00061	313, 444
Juego de bolsa reservorio Infinity ID, desechable, 2 l, 1,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00341	44
Juego de bolsa reservorio Infinity ID, desechable, 2 l, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01330	44
Juego de bolsa reservorio Infinity ID, desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01329	44, 405
Juego de bolsa reservorio Infinity ID, desechable, P, 1 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01343	44
Juego de bolsa reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00383	21, 404
Juego de bolsa reservorio VentStar, desechable, 2 l, 0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00222	20
Juego de bolsa reservorio VentStar, desechable, 2 l, 1,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00380	20
Juego de bolsa reservorio VentStar, desechable, 2 l, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00381	20
Juego de bolsa reservorio VentStar, desechable, P, 1 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00384	21

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

	Juego de bolsas reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, 2 l, 0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16017	20
	Juego de bolsas reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, 2 l, 1,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16018	20
	Juego de bolsas reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, 2 l, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16019	20
	Juego de bolsas reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16020	21, 404
	Juego de bolsas reservorio VentStar (conector 22 D.E.), desechable, P, 1 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP16021	21
	Juego de frascos de secreciones con abrazadera	MP00646	311
	Juego de frascos de secreciones, con frascos de secreciones de 700 ml (2 uds.) y un tubo de aspiración de 1,5 m, capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos 2 x 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml	2M85056	291, 310, 443
	Juego de frascos de secreciones, con soporte para riel y frasco de secreciones de 700 ml, para unidades de drenaje continuo	2M85163	335
	Juego de transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor) 844	7498947	159
	Juego de transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor) 844, desechable, 10 uds.	7489433	159
	Juego de transductores de presión PAI Argon/Merit Medical, desechable, estéril, 5 uds.	4528741	160
	Juego de tubos respiratorios para la familia Oxylog 2000, la familia Oxylog 3000, reutilizable, con línea de medición de flujo, 1,5 m, consta de tubo de respiración y línea de medición de flujo	8412068	52
	Juego de tubos respiratorios para la familia Oxylog 2000, la familia Oxylog 3000, reutilizable, con línea de medición de flujo, 3 m, consta de tubo de respiración y línea de medición de flujo	8412913	52
	Juego VacuSmart Gel y Tubo, 25 uds.	MP03211	313, 444
K	Kit de gasto cardíaco, Argon/Merit Medical	7265163	204
	Kit de gasto cardíaco, Baxter	7265155	204
	Kit de válvula HI-Flow Star con válvula de sobrepresión y conector 22 mm, desechable, 15 uds.	MP05507	33, 88
	Kit HI-Flow Star para Aquapor A, circuito respiratorio inspiratorio calefactado para el humidificador H300, tubo inspiratorio calefactado, cámara humidificadora, tubo respiratorio cuando se usa con ventilador, tubo de O ₂ cuando se usa con un mezclador de O ₂ , clip pinza de sujeción a la cama, desechable, 10 uds.	MP17090	33, 88
	Kit Infinity PiCCO Gen II SmartPod	MS32282	163
	Kit transductor de presión PAI, BD/Argon, desechable, 5 kits	2606225	240
L	Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, AUS	MP00606	360, 448
	Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, EU	MP00601	360, 448
	Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, GB	MP00603	360, 448
	Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, JPN	MP00608	360, 448
	Lámpara de exploración médica VarioLux con tecnología LED, US	MP00602	360, 448
	Línea de medición de flujo para Oxylog 2000/3000 family, 1,5 m, 2 uds.	8410929	52
	Línea de medición de flujo para Oxylog 2000/3000 family, 3 m, 2 uds.	8413293	52
	Línea de muestra, desechable, 10 uds.	8290286	31, 174
	Línea de muestreo de CO ₂ , desechable, para sistema de monitorización de pacientes Vista, 100 uds.	2607550	242
	Línea de retorno del gas de muestra para Fabius, con filtro	M32692	31, 174
M	Mando giratorio, completo	MP00587	361, 449
	Manguera ASM-WAGD DISS N/ DISS N 3 m	MP20022	351

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Manguera ASM-WAGD DISS N/ DISS N 4,6 m	MP20023	351
Manguera ASM-WAGD DISS N/ DISS N 6,1 m	MP20024	351
Manguera ASM-WAGD HAND DISS N 3 m	MP20029	351, 352
Manguera ASM-WAGD HAND DISS N 4,6 m	MP20030	351, 352
Manguera CS de AIRE 0,9 m NF EN NF	M36724	342
Manguera CS de AIRE 0,9 m NIST EN BS	M36727	343
Manguera CS de AIRE 0,9 m NIST EN DIN	M36730	339
Manguera CS de AIRE 0,9 m NIST GB DIN	M36786	353
Manguera CS de AIRE 1,5 m DISS US KAWA	M35803	349
Manguera CS de AIRE 1,5 m DISSB EN Manual	M36296	352
Manguera CS de AIRE 1,5 m NF EN NF	M35429	342
Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST BS recto	M35402	344
Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN AS	M36150	348
Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN BS	M35393	343
Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN Carba	M35475	346
Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN DIN	M35495	339
Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN NF	M35420	341
Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN SS	M35383	345
Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST EN UNI	M35411	347
Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36010	340, 353
Manguera CS de AIRE 1,5 m NIST NEUTRO NF	M35452	341
Manguera CS de AIRE 3 m DISS US KAWA	M35802	349
Manguera CS de AIRE 3 m DISSB EN Manual	M36297	352
Manguera CS de AIRE 3 m NF EN NF	M35430	342
Manguera CS de AIRE 3 m NIST BS recto	M35403	344
Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN AS	M36149	348
Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN BS	M35394	343
Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN Carba	M35476	346
Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN DIN	M35496	339
Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN NF	M35421	341
Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN SS	M35384	345
Manguera CS de AIRE 3 m NIST EN UNI	M35412	347
Manguera CS de AIRE 3 m NIST GB BS	M36736	353
Manguera CS de AIRE 3 m NIST NEUTRO DIN	M36011	340, 353
Manguera CS de AIRE 3 m NIST NEUTRO NF	M35453	341
Manguera CS de AIRE 5 m DISS US KAWA	M35801	349
Manguera CS de AIRE 5 m DISSB EN Manual	M36298	352
Manguera CS de AIRE 5 m NF EN NF	M35343	342
Manguera CS de AIRE 5 m NIST BS recto	M35340	344
Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN AS	M36148	348
Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN BS	M35335	343
Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN Carba	M35346	346
Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN DIN	M35497	339
Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN NF	M35332	341
Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN SS	M35385	345
Manguera CS de AIRE 5 m NIST EN UNI	M35358	347
Manguera CS de AIRE 5 m NIST GB BS	M36737	353
Manguera CS de AIRE 5 m NIST NEUTRO DIN	M36012	340, 353
Manguera CS de AIRE 5 m NIST NEUTRO NF	M35454	341
Manguera CS de AIRE 8 m DISS US KAWA	M35865	349
Manguera CS de AIRE DISS Manual 3 m	4199594	350
Manguera CS de AIRE DISS Manual 4,6 m	4199593	350
Manguera CS de AIRE DISS N/DISS N 3 m	4199605	350

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Manguera CS de AIRE DISS N/DISS N 4,6 m	4199604	350
Manguera CS de AIRE DISS N/DISS N 6,1 m	4199712	350
Manguera CS de N ₂ O 0,9 m NF EN NF	M36725	342
Manguera CS de N ₂ O 0,9 m NIST EN BS	M36728	343
Manguera CS de N ₂ O 0,9 m NIST EN DIN	M36731	339
Manguera CS de N ₂ O 0,9 m NIST GB DIN	M36788	353
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m DISS US KAWA	M35809	349
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m DISSB EN Manual	M36293	352
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NF EN NF	M35427	342
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN AS	M36156	348
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN BS	M35391	343
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN BS recto	M35400	344
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN Carba	M35473	346
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN DIN	M35492	339
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN NF	M35418	341
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN SS	M35378	345
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN UNI	M35409	347
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST GB DIN	M36789	353
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36007	340
Manguera CS de N ₂ O 1,5 m NIST NEUTRO NF	M35437	342
Manguera CS de N ₂ O 3 m DISS US KAWA	M35808	349
Manguera CS de N ₂ O 3 m DISSB EN Manual	M36294	352
Manguera CS de N ₂ O 3 m NF EN NF	M35428	342
Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST EN AS	M36155	348
Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST EN BS	M35392	343
Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST EN BS recto	M35401	344
Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST EN Carba	M35474	346
Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST EN DIN	M35493	339
Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST EN NF	M35419	341
Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST EN SS	M35379	345
Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST EN UNI	M35410	347
Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST GB BS	M36734	353
Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST GB DIN	M36740	353
Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST NEUTRO DIN	M36008	340
Manguera CS de N ₂ O 3 m NIST NEUTRO NF	M35438	342
Manguera CS de N ₂ O 5 m DISS US KAWA	M35807	349
Manguera CS de N ₂ O 5 m DISSB EN Manual	M36295	352
Manguera CS de N ₂ O 5 m NF EN NF	M35344	342
Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST EN AS	M36154	348
Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST EN BS	M35334	343
Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST EN BS recto	M35341	344
Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST EN Carba	M35347	346
Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST EN DIN	M35494	339
Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST EN NF	M35331	341
Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST EN SS	M35382	345
Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST EN UNI	M35359	347
Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST GB BS	M36735	353
Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST GB DIN	M36741	353
Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST NEUTRO DIN	M36009	340
Manguera CS de N ₂ O 5 m NIST NEUTRO NF	M35439	342
Manguera CS de N ₂ O 8 m DISS US KAWA	M35867	349
Manguera CS de N ₂ O DISS Manual 3 m	4199596	351
Manguera CS de N ₂ O DISS Manual 4,6 m	4199595	351

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Manguera CS de N ₂ O DISS N/DISS N 3 m	4185142	351
Manguera CS de N ₂ O DISS N/DISS N 4,6 m	4185143	351
Manguera CS de N ₂ O DISS N/DISS N 6,1 m	4199713	351
Manguera CS de O ₂ 0,9 m NF EN NF	M36723	342
Manguera CS de O ₂ 0,9 m NIST EN BS	M36726	343
Manguera CS de O ₂ 0,9 m NIST EN DIN	M36729	339
Manguera CS de O ₂ 0,9 m NIST GB DIN	M36784	353
Manguera CS de O ₂ 1,5 m DISS US KAWA	M35806	349
Manguera CS de O ₂ 1,5 m DISSB EN Manual	M36290	352
Manguera CS de O ₂ 1,5 m NF EN NF	M35425	342
Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST EN AS	M36153	348
Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST EN BS	M35389	343
Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST EN BS recto	M35398	344
Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST EN Carba	M35469	346
Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST EN DIN	M35489	339
Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST EN NF	M35416	341
Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST EN SS	M35375	345
Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST EN UNI	M35407	347
Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST GB DIN	M36785	353
Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36004	340
Manguera CS de O ₂ 1,5 m NIST NEUTRO NF	M35434	341
Manguera CS de O ₂ 3 m DISS US KAWA	M35805	349
Manguera CS de O ₂ 3 m DISSB EN Manual	M36291	352
Manguera CS de O ₂ 3 m NF EN NF	M35426	342
Manguera CS de O ₂ 3 m NIST EN AS	M36152	348
Manguera CS de O ₂ 3 m NIST EN BS	M35390	343
Manguera CS de O ₂ 3 m NIST EN BS recto	M35399	344
Manguera CS de O ₂ 3 m NIST EN Carba	M35472	346
Manguera CS de O ₂ 3 m NIST EN DIN	M35490	339
Manguera CS de O ₂ 3 m NIST EN NF	M35417	341
Manguera CS de O ₂ 3 m NIST EN SS	M35376	345
Manguera CS de O ₂ 3 m NIST EN UNI	M35408	347
Manguera CS de O ₂ 3 m NIST GB BS	M36732	353
Manguera CS de O ₂ 3 m NIST GB DIN	M36738	353
Manguera CS de O ₂ 3 m NIST NEUTRO DIN	M36005	340
Manguera CS de O ₂ 3 m NIST NEUTRO NF	M35435	341
Manguera CS de O ₂ 5 m DISS US KAWA	M35804	349
Manguera CS de O ₂ 5 m DISSB EN Manual	M36292	352
Manguera CS de O ₂ 5 m NF EN NF	M35342	342
Manguera CS de O ₂ 5 m NIST EN AS	M36151	348
Manguera CS de O ₂ 5 m NIST EN BS	M35333	343
Manguera CS de O ₂ 5 m NIST EN BS recto	M35339	344
Manguera CS de O ₂ 5 m NIST EN Carba	M35345	346
Manguera CS de O ₂ 5 m NIST EN DIN	M35491	339
Manguera CS de O ₂ 5 m NIST EN NF	M35330	341
Manguera CS de O ₂ 5 m NIST EN SS	M35377	345
Manguera CS de O ₂ 5 m NIST EN UNI	M35357	347
Manguera CS de O ₂ 5 m NIST GB BS	M36733	353
Manguera CS de O ₂ 5 m NIST GB DIN	M36739	353
Manguera CS de O ₂ 5 m NIST NEUTRO DIN	M36006	340
Manguera CS de O ₂ 5 m NIST NEUTRO NF	M35436	341
Manguera CS de O ₂ 8 m DISS US KAWA	M35866	349
Manguera CS de O ₂ DISS Manual 3 m	4199592	350

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Manguera CS de O ₂ DISS Manual 4,6 m	4199591	350
Manguera CS de O ₂ DISS N/DISS N 3 m	4185140	350
Manguera CS de O ₂ DISS N/DISS N 4,6 m	4185141	350
Manguera CS de O ₂ DISS N/DISS N 6,1 m	4199714	350
Manguera CS de VAC 1,5 m DISSB EN Manual	M36299	352
Manguera CS de VAC 1,5 m NF EN NF	M35431	342
Manguera CS de VAC 1,5 m NIST BS recto	M35404	344
Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN AS	M36826	348
Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN BS	M35395	343
Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN Carba	M35477	346
Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN DIN	M35498	339
Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN NF	M35422	341
Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN SS	M35386	345
Manguera CS de VAC 1,5 m NIST EN UNI	M35413	347
Manguera CS de VAC 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36013	340
Manguera CS de VAC 1,5 m NIST NEUTRO NF	M35455	341
Manguera CS de VAC 3 m DISSB EN Manual	M36300	352
Manguera CS de VAC 3 m NF EN NF	M35432	342
Manguera CS de VAC 3 m NIST BS recto	M35405	344
Manguera CS de VAC 3 m NIST EN AS	M36827	348
Manguera CS de VAC 3 m NIST EN BS	M35396	343
Manguera CS de VAC 3 m NIST EN Carba	M35478	346
Manguera CS de VAC 3 m NIST EN DIN	M35499	339
Manguera CS de VAC 3 m NIST EN NF	M35423	341
Manguera CS de VAC 3 m NIST EN SS	M35387	345
Manguera CS de VAC 3 m NIST EN UNI	M35414	347
Manguera CS de VAC 3 m NIST NEUTRO DIN	M36014	340
Manguera CS de VAC 3 m NIST NEUTRO NF	M35456	341
Manguera CS de VAC 5 m DISS JIS KAWA	M35820	349
Manguera CS de VAC 5 m DISSB EN Manual	M36301	352
Manguera CS de VAC 5 m NF EN NF	M35433	342
Manguera CS de VAC 5 m NIST BS recto	M35406	344
Manguera CS de VAC 5 m NIST EN AS	M36828	348
Manguera CS de VAC 5 m NIST EN BS	M35397	343
Manguera CS de VAC 5 m NIST EN Carba	M35479	346
Manguera CS de VAC 5 m NIST EN DIN	M36000	339
Manguera CS de VAC 5 m NIST EN NF	M35424	341
Manguera CS de VAC 5 m NIST EN SS	M35388	345
Manguera CS de VAC 5 m NIST EN UNI	M35415	347
Manguera CS de VAC 5 m NIST NEUTRO DIN	M36015	340
Manguera CS de VAC 5 m NIST NEUTRO NF	M35457	341
Manguera CS de VAC DISS Manual 3 m	4199590	350
Manguera CS de VAC DISS Manual 4,6 m	4199589	350
Manguera CS de VAC DISS N/DISS N 3 m	4199602	350
Manguera CS de VAC DISS N/DISS N 4,6 m	4199601	350
Manguera CS de VAC DISS N/DISS N 6,1 m	4199600	350
Manguera de conexión Medela	MP03233	322
Mangueras de suministro de Dräger	8601697	275, 278, 339, 434
Manguito APC para PANI, adulto (talla grande), 31 cm – 40 cm, reutilizable, Vista 120	2600934	262
Manguito APC para PANI, adulto (talla pequeña), 17 cm – 25 cm, reutilizable, Vista 120 SC	2600932	262

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Manguito APC para PANI, adulto, 23 cm – 33 cm, reutilizable, Vista 120 SC	2600933	262
Manguito APC para PANI, infantil, 12 cm – 19 cm, reutilizable, Vista 120 SC	2600930	262
Manguito de puerto iris, desechable, 100 uds.	MU03876	373, 375, 376, 386, 390
Manguito de sensor CNAP™, tamaño L	MSI5896	151
Manguito de sensor CNAP™, tamaño M	MSI5895	151
Manguito de sensor CNAP™, tamaño S	MSI5894	151
Manguito OPC para PANI, adulto grande, 31 cm – 40 cm, reutilizable, 5 uds., Vista 120 SC	2600938	262
Manguito OPC para PANI, adulto pequeño, 17 cm – 25 cm, reutilizable, 5 uds., Vista 120 SC	2600936	262
Manguito OPC para PANI, adulto, 23 cm – 33 cm, reutilizable, 5 uds., Vista 120 SC	2600937	262
Manguito OPC para PANI, infantil, 12 cm – 19 cm, reutilizable, 5 uds., Vista 120 SC	2600935	262
Manguito PANI L, reutilizable, adulto grande, 31 – 40 cm/40 cm	MP00918	147, 197
Manguito PANI L, uso en un solo paciente, adulto grande, 31 – 40 cm/40 cm, 10 uds.	MP00931	148, 198
Manguito PANI L+, para un solo paciente, adulto grande largo, 31 – 40 cm/55 cm, 10 uds.	MP00932	148, 198
Manguito PANI L+, reutilizable, adulto grande, largo, 31 – 40 cm/55 cm	MP00919	147, 197
Manguito PANI M, reutilizable, adulto, 23 – 33 cm/33 cm	MP00915	147, 197
Manguito PANI M, uso en un solo paciente, adulto, 23 – 33 cm/33 cm, 10 uds.	MP00928	148, 198
Manguito PANI M+, reutilizable, adulto, largo, 23 – 33 cm/43 cm	MP00916	147, 197
Manguito PANI M+, uso en un solo paciente, adulto largo, 23 – 33 cm/43 cm, 10 uds.	MP00929	148, 198
Manguito PANI M++, para un solo paciente, adulto extra largo, 23 – 33 cm/53 cm, 10 uds.	MP00930	148, 198
Manguito PANI M++, reutilizable, adulto, extra largo, 23 – 33 cm/53 cm	MP00917	147, 197
Manguito PANI S, reutilizable, adulto pequeño, 17 – 25 cm/29 cm	MP00913	147, 197
Manguito PANI S, uso en un solo paciente, adulto pequeño, 17 – 25 cm/29 cm, 10 uds.	MP00926	148, 198
Manguito PANI XL, reutilizable, muslo, 38 – 50 cm/50 cm	MP00921	147, 197
Manguito PANI XL, uso en un solo paciente, muslo, 38 – 50 cm/50 cm, 10 uds.	MP00934	148, 198
Manguito PANI XS, reutilizable, niño, 12 – 19 cm/19 cm	MP00912	147, 197
Manguito PANI XS, uso en un solo paciente, niño, 12 – 19 cm/19 cm, 10 uds.	MP00925	148, 198
Manguito PANI XXS, reutilizable, niño pequeño, 8 – 13 cm/13 cm	MP00911	147, 197
Manguito PANI XXS, uso en un solo paciente, niño pequeño, 8 – 13 cm/13 cm, 10 uds.	MP00924	148, 198
Manguito PANI, adulto (talla grande), 34 cm – 43 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606156	235, 260
Manguito PANI, adulto (talla pequeña), 20,5 cm – 28 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606154	235, 260
Manguito PANI, adulto, 27 cm – 35 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606155	235, 260
Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 1, 3,1 – 5,7 cm, 10 uds.	2870181	149, 199, 430
Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 2, 4,3 – 8,0 cm, 10 uds.	2870199	149, 199, 430
Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 3, 5,8 – 10,9 cm, 10 uds.	2870207	149, 199, 430
Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 4, 7,1 – 13,1 cm, 10 uds.	2870215	149, 199, 430
Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 5, 8,3 – 15 cm, 10 uds.	2870173	149, 199, 430
Manguito PANI, infantil, 10 cm – 15 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606151	235, 260
Manguito PANI, neonatal n.º 1, 3 – 6 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607034	236, 261
Manguito PANI, neonatal n.º 2, 4 – 8 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607035	236, 261

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Manguito PANI, neonatal n.º 3, 6 – 11 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607036	236, 261
Manguito PANI, neonatal n.º 4, 7 – 13 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607037	236, 261
Manguito PANI, neonatal n.º 5, 8 – 15 cm, desechable, 20 uds., sistema de monitorización de pacientes Vista	2607038	236, 261
Manguito PANI, pediátrico (talla pequeña), 13 cm – 17 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606152	235, 260
Manguito PANI, pediátrico, 16 cm – 21 cm, reutilizable, sistema de monitorización de pacientes Vista	2606153	235, 260
Manguito para abertura de entrada de manos, desechable, ovalado, 100 uds.	MU06570	375, 376, 386, 390
Manómetro -100 kPa MRI, escala doble kPa/mmHg, -100 kPa (-1000 mbar)	MP03589	317
Manómetro -60 kPa MRI, escala doble kPa/mmHg, -60 kPa (-600 mbar)	MP03587	317
Manómetro para VarioVac + VarioAir, escala doble kPa/mmHg, -100 kPa (-1000 mbar)	MP00578	317
Manómetro para VarioVac + VarioAir, escala doble kPa/mmHg, -16 kPa (-160 mbar)	MP00579	337
Manómetro para VarioVac + VarioAir, escala doble kPa/mmHg, -60 kPa (-600 mbar)	MP00580	317
Manómetro para VarioVac + VarioAir, escala doble kPa/mmHg, -8 kPa (-80 mbar)	MP03597	337
Máscara de fototerapia Eyemax 2, desechable, micro, circunferencia de la cabeza 20-25 cm, 20 uds.	MP03770	367
Máscara de fototerapia Eyemax 2, desechable, prematuro, circunferencia de la cabeza 26-32 cm, 20 uds.	MP03771	367
Máscara de fototerapia Eyemax 2, desechable, tamaño normal, circunferencia de la cabeza 33-38 cm, 20 uds.	MP03772	367
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, chicle, tamaño 1, neonato, 20 uds.	MP01531	84, 419
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, chicle, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01532	84, 419
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, chicle, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01533	84
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, chicle, tamaño 4, adulto S, 20 uds.	MP01534	84
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 0, bebé prematuro, 20 uds.	MP01510	83, 419
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 1, neonato, 20 uds.	MP01511	83, 419
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01512	83, 419
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01513	83
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 4, adulto S, 20 uds.	MP01514	83
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 5, adulto M, 20 uds.	MP01515	83
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, estándar, tamaño 6, adulto L, 20 uds.	MP01516	83
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, fresa, tamaño 1, neonato, 20 uds.	MP01521	84, 419
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, fresa, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01522	84, 419
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, fresa, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01523	84
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, menta, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01543	84
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, menta, tamaño 4, adulto S, 20 uds.	MP01544	84
Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, menta, tamaño 5, adulto M, 20 uds.	MP01545	84

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Mascarilla de anestesia ComfortStar, desechable, aro de enganche, menta, tamaño 6, adulto L, 20 uds.	MP01546	84
Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 1, bebé S, 50 uds.	MP11001	82, 418
Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 2, bebé L, 50 uds.	MP11002	82, 418
Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 3, niño, 50 uds.	MP11003	82
Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 4, adulto S, 50 uds.	MP11004	82
Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 5, adulto M, 50 uds.	MP11005	82
Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 6, adulto L, 50 uds.	MP11006	82
Mascarilla de anestesia LiteStar, desechable, sin aro de enganche, talla 7, adulto XL, 50 uds.	MP11007	82
Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 1, bebé S, 30 uds.	MP01701	81, 418
Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 2, bebé L, 30 uds.	MP01702	81, 418
Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 3, niño, 30 uds.	MP01703	81
Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 4, adulto S, 30 uds.	MP01704	81
Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 5, adulto M, 30 uds.	MP01705	81
Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 6, adulto L, 30 uds.	MP01706	81
Mascarilla de anestesia SediStar, desechable, sin aro de enganche, talla 7, adulto XL, 30 uds.	MP01707	81
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 0, neonato pequeño	MP01910	85, 371, 382, 420
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 00, bebé prematuro	MP02900	85, 371, 382, 420
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 1, neonato grande	MP01911	85, 371, 382, 420
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 2, niño pequeño	MP01912	85
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 3, niño grande	MP01913	85
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 4, adulto pequeño	MP01914	85
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 5, adulto grande	MP01915	85
Mascarilla facial completa para ClassicStar AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño L	MP02918	75
Mascarilla facial completa para ClassicStar AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño M	MP02917	75
Mascarilla facial completa para ClassicStar AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño S	MP02916	75
Mascarilla facial completa para ClassicStar AAV, desechable, tamaño L	MP02915	75
Mascarilla facial completa para ClassicStar AAV, desechable, tamaño M	MP02914	75
Mascarilla facial completa para ClassicStar AAV, desechable, tamaño S	MP02913	75
Mascarilla facial completa para ClassicStar SE, desechable, tamaño L	MP02912	75
Mascarilla facial completa para ClassicStar SE, desechable, tamaño M	MP02911	75
Mascarilla facial completa para ClassicStar SE, desechable, tamaño S	MP02910	75
Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica no ventilada, desechable, tamaño L	MP01556	79, 403
Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica no ventilada, desechable, tamaño S	MP01555	79, 403
Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica ventilada, desechable, tamaño L	MP01554	79, 403
Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica ventilada, desechable, tamaño S	MP01553	79, 403
Mascarilla nasal NIV ClassicStar no ventilada, desechable, tamaño L	MP01625	74
Mascarilla nasal NIV ClassicStar no ventilada, desechable, tamaño M	MP01624	74
Mascarilla nasal NIV ClassicStar no ventilada, desechable, tamaño S	MP01623	74

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Mascarilla nasal NIV ClassicStar ventilada, desechable, tamaño L	MP01622	74
Mascarilla nasal NIV ClassicStar ventilada, desechable, tamaño M	MP01621	74
Mascarilla nasal NIV ClassicStar ventilada, desechable, tamaño S	MP01620	74
Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, no ventilada, desechable, tamaño L, 5 uds.	MP04743	77
Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, no ventilada, desechable, tamaño M, 5 uds.	MP04742	77
Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, no ventilada, desechable, tamaño S, 5 uds.	MP04741	77
Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, no ventilada, desechable, tamaño XL, 5 uds.	MP04744	77
Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, ventilada, desechable, tamaño L, 5 uds.	MP04753	77
Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, ventilada, desechable, tamaño M, 5 uds.	MP04752	77
Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, ventilada, desechable, tamaño S, 5 uds.	MP04751	77
Mascarilla nasal para NIV ClassicStar plus, ventilada, desechable, tamaño XL, 5 uds.	MP04754	77
Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño L, 10 uds.	8418619	400
Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño M, 10 uds.	8418490	400
Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño S, 10 uds.	8418491	400
Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 4, 10 uds.	MP01494	400
Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 5, 10 uds.	MP01495	400
Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 6, 10 uds.	MP01496	400
Mascarilla oron. anest. ComfortStar, desechable, aro de enganche, fresa, tamaño 4, adulto S, 20 uds.	MP01524	84
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar AAV, desechable, tamaño L	MP01572	73
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar AAV, desechable, tamaño M	MP01571	73
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar AAV, desechable, tamaño S	MP01570	73
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño L, 5 uds.	MP04733	76
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño M, 5 uds.	MP04732	76
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño S, 5 uds.	MP04731	76
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV sin puertos de exhalación, desechable, tamaño XL, 5 uds.	MP04734	76
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV, desechable, tamaño L, 5 uds.	MP04723	76
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV, desechable, tamaño M, 5 uds.	MP04722	76
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV, desechable, tamaño S, 5 uds.	MP04721	76
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus AAV, desechable, tamaño XL, 5 uds.	MP04724	76
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus SE, desechable, tamaño L, 5 uds.	MP04713	76
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus SE, desechable, tamaño M, 5 uds.	MP04712	76
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus SE, desechable, tamaño S, 5 uds.	MP04711	76
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar plus SE, desechable, tamaño XL, 5 uds.	MP04714	76
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar SE, desechable, tamaño L	MP01575	73
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar SE, desechable, tamaño M	MP01574	73
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar SE, desechable, tamaño S	MP01573	73
Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus AAV, reutilizable, tamaño L, 3 uds.	MP05063	78
Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus AAV, reutilizable, tamaño M, 3 uds.	MP05062	78
Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus AAV, reutilizable, tamaño S, 3 uds.	MP05061	78
Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus AAV, reutilizable, tamaño XL, 3 uds.	MP05064	78
Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus SE, reutilizable, tamaño L, 3 uds.	MP05053	78
Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus SE, reutilizable, tamaño M, 3 uds.	MP05052	78
Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus SE, reutilizable, tamaño S, 3 uds.	MP05051	78
Mascarilla oronasal para NIV NovaStar plus SE, reutilizable, tamaño XL, 3 uds.	MP05054	78
Masimo rainbow sensor DCIP (SpO ₂ , SpCO, SpMet), reusable, paediatric patient	3722467	187
MCable Mainstream CO ₂ , para familia Evita V y familia Babylog VN, Infinity M540, Vista 120, Vista 120 S y Delta VF9.1 y superiores	6871950	69, 170, 205, 245, 416
MCable-Nellcor OxiMax	MS20668	232

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Membrana Evita 2 dura, Evita 4, Evita XL, para válvula espiratoria	84I2015	91
Mesa giratoria, reutilizable, para tubos de Ø 38 mm	2M2I186	380, 385
Mirilla de control de secreciones	M07582	316
Módulo etCO ₂ Capnostat 5, reutilizable	2606226	246
Módulo para flujo secundario de CO ₂ Vista 120/S	2605115	242
Módulo para flujo secundario de CO ₂ Vista 300	2601068	242
MonoLead para ECG, 3 derivaciones, AHA/EE.UU., 2 m	MP05121	118, 176, 210, 228
MonoLead para ECG, 3 derivaciones, AHA/EE.UU., 4,1 m	MP05131	119, 176, 228
MonoLead para ECG, 3 derivaciones, EUR, 2 m	MP05120	118, 176, 210, 228
MonoLead para ECG, 3 derivaciones, EUR, 4,1 m	MP05130	119, 176, 228
MonoLead para ECG, 4 derivaciones, AHA/EE. UU., 1,7 m	MP05127	177, 229
MonoLead para ECG, 4 derivaciones, AHA/EE. UU., 3,7 m	MP05129	177, 229
MonoLead para ECG, 4 derivaciones, EUR, 1,7 m	MP05126	177, 229
MonoLead para ECG, 4 derivaciones, EUR, 3,7 m	MP05128	177, 229
MonoLead para ECG, 5 derivaciones, AHA/EE.UU., 2,5 m	MP05123	118, 176, 210, 228
MonoLead para ECG, 5 derivaciones, AHA/EE.UU., 5,3 m	MP05133	119, 176, 228
MonoLead para ECG, 5 derivaciones, EUR, 2,5 m	MP05122	118, 176, 210, 228
MonoLead para ECG, 5 derivaciones, EUR, 5,3 m	MP05132	119, 176, 228
MonoLead para ECG, 6 derivaciones, AHA/EE.UU., 3 m	MP05125	118, 176, 210, 229
MonoLead para ECG, 6 derivaciones, AHA/EE.UU., 5,7 m	MP05135	119, 176, 229
MonoLead para ECG, 6 derivaciones, EUR, 3 m	MP05124	118, 176, 210, 229
MonoLead para ECG, 6 derivaciones, EUR, 5,7 m	MP05134	119, 176, 229
MPod-Dual Hemo, 2 presiones arteriales invasivas para M540	MS20783	200
O Oxymixer de alto flujo	MP04201	89, 282
Oxymixer de bajo flujo	MP04203	282, 394
Oxymixer de bajo flujo con caudalímetro derecho 1 – 15 l, pinza de riel	MP04229	282, 394
Oxymixer de bajo flujo con monitor	MP04204	282, 394
Oxymixer de flujo alto con monitor	MP04202	89, 282
P Pad adhesivo LNCS TF-I, 20 uds.	MP03198	137, 190
Panel de control	MP00589	361, 449
Papel para impresora Vista 120, 4 rollos	2606231	247
Papel para registrador Infinity R 50, 50 mm, 30 m aprox., 10 rollos	47I1201	175, 431
Paquete de anestesia Pack2Go, A, con kit de anestesia + trampa de agua, 10 uds.	MP20379	95
Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño L	MP03705	398
Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño M	MP03704	398
Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño S	MP03703	398
Paquete de ventilación invasiva Pack2Go con circuito respiratorio VentStar, básico, 1,8 m, 10 uds.	MP20376	95
Paquete de ventilación invasiva Pack2Go con circuito respiratorio VentStar, coaxial, 1,8 m, 10 uds.	MP20375	95
Paquete de ventilación invasiva Pack2Go Evita con circuito respiratorio VentStar, básico, + cubeta, 10 uds.	MP20370	94
Paquete de ventilación invasiva Pack2Go Evita con circuito respiratorio VentStar, básico, 1,8 m, 10 uds.	MP20371	94
Paquete de ventilación invasiva Pack2Go Evita con circuito respiratorio VentStar, coaxial, + cubeta, 10 uds.	MP20377	94
Paquete de ventilación invasiva Pack2Go Evita con circuito respiratorio VentStar, coaxial, 1,8 m, 10 uds.	MP20378	94
Paquete de ventilación NIV Pack2Go Carina con mascarilla oronasal ClassicStar SE, talla L, 10 uds.	MP20374	95

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Paquete de ventilación NIV Pack2Go Carina con mascarilla oronasal ClassicStar SE, talla M, 10 uds.	MP20373	95
Paquete de ventilación NIV Pack2Go Carina con mascarilla oronasal ClassicStar SE, talla S, 10 uds.	MP20372	95
Pasatubos para Caleo, reutilizable, ángulo	2M50385	384
Pasatubos para Caleo, reutilizable, tapa	2M50412	384
Pasatubos para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MUI2609	373, 375
Pasatubos para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MU04366	376, 386, 389
Peluche Babyleo TN500, león, naranja	MP03737	368, 392
Peluche BabyRoo, canguro	MPI6090	370, 392
Peluche Cally, reutilizable, celeste o rosa	2M30462	392
Peluche Isi, ciervo, verde	MP03738	374, 392
Pieza en T AIRE NIST	M36056	355
Pieza en T para nebulización, N, 10 uds.	MP02689	29, 98, 423
Pieza en T termistor CO Argon/Merit Medical	5741975	161, 204
Pieza en Y 90° con Luer Lock, reutilizable, A	M33278	48, 49, 56
Pieza en Y con conector para sensor, reutilizable, A	8405435	46, 56
Pieza en Y para F&P, reutilizable, A	8412888	56
Pieza en Y recta, reutilizable, N/P	M27077	56, 414
Pieza en Y, poliamida, reutilizable, recta, A	M25650	47, 56
Pieza en Y, reutilizable, N, 90°, con abertura de aspiración	8403075	45, 50, 56, 410, 411, 414
Pinza para circuito, 10 uds.	8403566	46
Placa adapt. Oxett, para montar Oxett en la cama en posición elevada	2M86205	289
Placa de transductor de presión PAI, para Hemo2/4 Pods, para Abbott Transpac IV, 5 uds.	7270460	157
Placa de transductor de presión PAI, para Hemo4 Pod, universal, 5 uds.	4721424	157
Placa de transductor de presión PAI, para Hemo4 Pod, para Memscap (Capto/SensoNor), 5 uds.	4721416	157
Placa transductor de presión PAI, para Hemo2/4 Pods, para Abbott Transpac II/III/Braun, 5 uds.	5192112	157
Portasueros para Babytherm, reutilizable, neonatal	2M16520	380
Portasueros, reutilizable, 3 ganchos, para tubos con Ø 38 mm	2M21514	380, 385
PressurePod	8424050	99
Pulmón de prueba neonatal, reutilizable, 50 ml, no fabricado con látex de caucho natural	MP20050	59, 414
Pulmón de prueba para simular pulmones neonatales, con maletín	8418077	414
Pulmón de prueba SelfTestLung, sin látex, reutilizable	MP20020	59
Pulmón de prueba, reutilizable, máx. 1,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	8403201	59
R Rack portador aspiración bronquial	2M85381	311
Rack portador CD	2M85380	311
Recipiente de agua con cabezal de roscado + juntas, para VarioVac T Riel WV (MP00512), VarioAir T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518)	MP00565	338
Recipiente de secreción VacuSmart Gel, PE (polietileno), desechable, 700 ml, 25 uds.	MX23025	313, 444
Recipiente de secreción VacuSmart, PE (polietileno), desechable, 700 ml, 25 uds.	MX23023	313, 444
Recipiente de secreción, PSU (polisulfona), reutilizable, 300 ml, autoclavable hasta 134 °C	2M86207	316, 445
Recipiente de secreción, PSU (polisulfona), reutilizable, 700 ml, autoclavable hasta 134 °C	2M85594	316, 445

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Reductor de presión con flujómetro OxyLine, G $\frac{3}{4}$ ", 200 bar, 16 l/min, M34×1,5, 9/16", boq.	MP01104	288
Reductor de presión con NIST OxyLine, G $\frac{3}{4}$ ", para 200 bares, NIST	MP01105	288
Reductor de presión OxyLine, configuración personalizada de reductores de presión	MP00100	285
Regulador de vacío doble VarioVac B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST VAC	MP00516	298, 320
Regulador de vacío VarioVac B AGA, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC, estándar sueco	MP00504	297
Regulador de vacío VarioVac B BS, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00502	297
Regulador de vacío VarioVac B CARBA, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00514	297
Regulador de vacío VarioVac B compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST VAC, incluidos juego de recipientes de secreciones y regulador de vacío integrado	MP00506	308
Regulador de vacío VarioVac B DIN, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00501	296
Regulador de vacío VarioVac B NF, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00503	297
Regulador de vacío VarioVac B/OR Rail DISS, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas DISS VAC	MP00631	298
Regulador de vacío VarioVac B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST VAC	MP00505	298, 320
Regulador de vacío VarioVac D AGA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00510	327
Regulador de vacío VarioVac D BS, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00508	327
Regulador de vacío VarioVac D CARBA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00515	327
Regulador de vacío VarioVac D DIN, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00507	326
Regulador de vacío VarioVac D NF, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00509	327
Regulador de vacío VarioVac D Riel, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00511	327, 437
Regulador de vacío VarioVac MRI B/OR Rail, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas NIST VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar	MP03222	300
Regulador de vacío VarioVac MRI P Rail, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar	MP03223	300, 438
Regulador de vacío VarioVac P compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST VAC, incluidos juego de recipientes de secreciones y regulador de vacío integrado	MP00661	308, 439
Regulador de vacío VarioVac P Rail DISS, para aspiración bronquial, conexión de gas DISS VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar	MP00632	299
Regulador de vacío VarioVac P Rail, para aspiración bronquial, conexión de gas NIST VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar	MP00660	299, 438
Regulador de vacío VarioVac T DIN, para drenaje torácico, conexión de gas VAC, para conexión al suministro de vacío central	MP00664	328
Regulador de vacío VarioVac T Riel WV, para drenaje torácico, con vacuómetro integrado, conexión de gas VAC, para la conexión a todos los rieles de pared estándar, tubo de inmersión a doble escala (kPa y cmH ₂ O)	MP00512	329, 335
Regulador de vacío VarioVac T Riel, para drenaje torácico, conexión de gas VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar	MP00663	328
Riel compacto, para tubo de 38 mm, perfil de riel estándar 25 × 10 mm, cada lado 10 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 30 kg	2M85337	291, 361, 397, 449

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

	Riel, 100 mm para perfil GCX	4118555	369
	Riel, 200 mm, giratorio, para montaje en perfil GCX	4118453	369
S	Seattle PAP plus	MP02260	396
	Sensor BISx4	2601971	247
	Sensor de ceja, reutilizable	MS32291	208
	Sensor de ceja, reutilizable, a partir del Software 1.8	MS40321	208
	Sensor de corriente principal de CO ₂ para Evita 2 dura, Evita 4 Edition y Evita XL	6871500	69, 416
	Sensor de dedo SpO ₂ Dräger, reutilizable	MS13235	126, 214
	Sensor de dedo SpO ₂ Masimo LNCS DCI, reutilizable, adulto	MP00796	129, 182, 215, 253
	Sensor de dedo SpO ₂ Masimo LNCS DCIP, reutilizable, niño	MP00795	129, 182, 215, 253
	Sensor de dedo SpO ₂ Nellcor DURA DS 100A	7262764	139, 192, 218, 232, 249
	Sensor de flujo de presión diferencial, PSU, esterilizable	8412034	52, 109
	Sensor de flujo Infinity ID, PC/ABS, 5 uds.	6871980	109
	Sensor de flujo neonatal ISO 15, PSU, esterilizable	8411130	109, 417
	Sensor de flujo SpiroLife, PPSU, esterilizable	MK01900	109
	Sensor de flujo Spirolog, PC/ABS, 5 uds.	8403735	109
	Sensor de O ₂ Oxycell A, para Atlan	6872666	111
	Sensor de O ₂ Oxycell TN, para Babyleo TN500	6873065	111, 369
	Sensor de O ₂ OxyTrace INCU, para termorregulador Caleo	MX01050	111, 385
	Sensor de O ₂ OxyTrace VE, para ventilador Savina	MX01049	111
	Sensor de O ₂ para Isolette C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, 2 uds.	MU24903	373, 375
	Sensor de O ₂ para MX 300 y MX 300-i, reutilizable	MP01442	93, 111
	Sensor de oxígeno para Oxymixer (repuesto)	MP04221	90, 284, 395
	Sensor de pie, reutilizable	MS32290	208
	Sensor de pie, reutilizable, a partir del Software 1.8	MS40322	208
	Sensor de SpO ₂ Nellcor FLEXMAX Adulto	MS34677	141, 192, 234
	Sensor de SpO ₂ Nellcor FLEXMAX Pediátrico	MS34678	141, 192, 234
	Sensor manual desechable, adulto, a partir del Software 1.8.5	MS40320	208
	Sensor manual, reutilizable, adulto	MS32154	208
	Sensor manual, reutilizable, adulto, a partir del Software 1.8	MS40317	208
	Sensor manual, reutilizable, pediátrico	MS32289	208
	Sensor manual, reutilizable, pediátrico pequeño, a partir del Software 1.8	MS40319	208
	Sensor manual, reutilizable, pediátrico, a partir del Software 1.8	MS40318	208
	Sensor Masimo LNCS Trauma, adulto, 20 uds.	MP03191	131, 184, 255
	Sensor Masimo LNCS Trauma, infant./ped., 20 uds.	MP03193	131, 184, 255
	Sensor Masimo LNCS Trauma, neonatal, 20 uds.	MP03192	131, 184, 255, 427
	Sensor Masimo rainbow 8 Lambda (SpO ₂ , SpCO, SpMet), desechable, adulto, 10 uds.	3702841	187
	Sensor Masimo rainbow 8 Lambda (SpO ₂ , SpCO, SpMet), desechable, adulto/neonato, 10 uds.	3702831	187
	Sensor Masimo rainbow 8 Lambda (SpO ₂ , SpCO, SpMet), desechable, bebé, 10 uds.	3702834	187
	Sensor Masimo rainbow 8 Lambda (SpO ₂ , SpCO, SpMet), desechable, niño, 10 uds.	3702837	187
	Sensor Masimo rainbow DCI (SpO ₂ , SpCO, SpMet), reutilizable, adulto	3722471	187
	Sensor Masimo RD rainbow SET, desechable, adulto	MS40076	188
	Sensor Masimo RD rainbow SET, desechable, infant.	MS40082	188
	Sensor Masimo RD rainbow SET, desechable, neonato	MS40085	188
	Sensor Masimo RD rainbow SET, desechable, pediátrico	MS40079	188
	Sensor Masimo RD SET DB-I, adulto, reutilizable	3718728	133, 185, 216
	Sensor Masimo RD SET DC-IP, pediátrico, reutilizable	MS33741	133, 185, 216, 258
	Sensor Masimo RD SET DCI, adulto, reutilizable	MS33740	133, 185, 216, 258

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Sensor Masimo RD SET TC-I para oreja, pediátrico/adulto, reutilizable	MS40067	133, 185, 258
Sensor Masimo RD SET TF-I, pediátrico/adulto, reutilizable	MS40073	133, 185, 258
Sensor Masimo RD SET Trauma, adulto, desechable	MS40088	135, 186, 259
Sensor Masimo RD SET Trauma, infant./ped., desechable	MS40091	135, 186, 259
Sensor Masimo RD SET Trauma, neonatos, desechable	MS40094	135, 186, 259
Sensor Masimo RD SET YI multisitio, neonato/pediátrico/adulto, reutilizable	MS40070	133, 185, 258
Sensor Masimo RD SET, adulto, desechable	MS33726	134, 186, 216, 257
Sensor Masimo RD SET, infantil, desechable	MS33728	134, 186, 257
Sensor Masimo RD SET, neonatal prematuro, desechable	MS33730	134, 186, 257, 427
Sensor Masimo RD SET, neonatal, desechable	MS33729	134, 186, 257, 427
Sensor Masimo RD SET, pediátrico, desechable	MS33727	134, 186, 216, 257
Sensor Oxiband™ completo	8201013	251
Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, espuma, desechable, adulto, 24 uds.	MSI6445	126, 214
Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, espuma, desechable, niño, 24 uds.	MSI6444	126, 214
Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, tela, desechable, bebé, 24 uds.	MSI6447	127, 425
Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, tela, desechable, neonato, 24 uds.	MSI6446	127, 425
Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, vinilo, desechable, adulto, 24 uds.	MSI6449	126, 214
Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, vinilo, desechable, niño, 24 uds.	MSI6448	126, 214
Sensor SpO ₂ adhesivo Masimo LNCS Amtx, desechable, adulto, 20 uds.	MP00790	130, 183, 215, 254
Sensor SpO ₂ adhesivo Masimo LNCS Inf, desechable, bebé, 20 uds.	MP00791	130, 183, 215, 254
Sensor SpO ₂ adhesivo Masimo LNCS Neo, desechable, neonato, 20 uds.	MP00792	130, 183, 254, 388, 427
Sensor SpO ₂ adhesivo Masimo LNCS NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds.	MP00794	130, 183, 254, 388, 427
Sensor SpO ₂ adhesivo Masimo LNCS Pmtx, desechable, niño, 20 uds.	MP00793	130, 183, 215, 254
Sensor SpO ₂ adhesivo Max N, 24 uds.	MX50068	233, 250, 425
Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-A, desechable, adulto, cable 46 cm, 24 uds.	MX50065	140, 192, 218, 233, 250
Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-AL, desechable, adulto, cable 91 cm, 24 uds.	MX50071	140, 192, 218, 233, 250
Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-Fast, desechable, aplicación en frente, 24 uds.	MX50070	141, 232, 249, 250
Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-I, desechable, niño, 24 uds.	MX50067	140, 192, 233, 250, 425
Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-P, desechable, niño, 24 uds.	MX50066	140, 192, 218, 233, 250
Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor Oximax Max-R, desechable, aplicación en nariz, 24 uds.	MX50069	141, 233
Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor OxiSoft OxySoftN, desechable, neonato/adulto, 24 uds.	3730678	140, 192, 218
Sensor SpO ₂ de dedo, adulto, 1 m, reutilizable	2606484	231, 248
Sensor SpO ₂ de dedo, adulto, 2,5 m, reutilizable	2606483	231, 248
Sensor SpO ₂ de silicona soft-tip, adulto, 1 m, reutilizable	2606485	231, 248
Sensor SpO ₂ de silicona soft-tip, ped., 1 m, reutilizable	2606486	231, 248
Sensor SpO ₂ Masimo LNCS-DBI, reutilizable, adulto	MP02993	129, 182, 215, 253
Sensor SpO ₂ Masimo LNCS-TC-I para oreja, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00788	129, 182, 215, 253
Sensor SpO ₂ Masimo LNCS-TF-I, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00799	129, 182, 215, 253
Sensor SpO ₂ Masimo LNCS-YI multisitio, reutilizable, neonatal/pediátrico/adulto	MP00789	129, 182, 215, 253, 427
Sensor SpO ₂ multisitio Nellcor DURA-Y™, reutilizable	MX01004	139, 232, 249
Sensor SpO ₂ , adulto, 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606208	231, 248
Sensor SpO ₂ , infant., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606210	231, 248
Sensor SpO ₂ , neonat., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606211	231, 248
Sensor SpO ₂ , ped., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606209	231, 248
Set de transición, desechable, 20 uds.	MX17018	369, 385
Sistema de filtro bacteriológico y vírico VarioSafe, para VarioAir, VarioVac y VarioO2, desechable, 10 uds.	MP00555	314, 336, 445

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Sistema HI-Flow Star, circuito respiratorio inspiratorio calefactado, formado por: tubo inspiratorio calefactado, cámara humidificadora, tubuladura cuando se usa con ventilador, tubo de O ₂ cuando se usa con mezclador de oxígeno, clip de cama, desechable, 25 uds.	MP05601	88
Sistema paciente para Oxylog VE300, 150, reutilizable	MP01390	52
Sistema paciente para Oxylog VE300, 300, reutilizable	MP01391	52
Sistema paciente VentStar Oxylog 1000, desechable, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	2M86837	38
Sistema paciente VentStar Oxylog VE300, desechable, 3 m, 5 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01371	39
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, desechable, 10 uds.	MU06933	376, 386, 389
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, reutilizable	MU06951	376, 386, 389
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 3, desechable, 10 uds.	MU11228	381
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 3, reutilizable	MU11225	381
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 5 para cuidado canguro, desechable, 1,5 m, 10 uds.	MU12551	374
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 5, reutilizable	MU12533	374
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe para Isolette 8000 plus, desechable, amarilla, central, 10 uds.	MU26041	372
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe para Isolette 8000 plus, desechable, blanca, periférica, 10 uds.	MU26042	372
Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, amarilla, central, 5 uds.	MX11000	368, 370, 378, 384
Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, blanca, periférica, 5 uds.	MX11001	368, 370, 378, 384
Sonda de temperatura cutánea, adulto, 3 m, reutilizable	2601197	237
Sonda de temperatura cutánea, neonatal/infantil, 3 m, reutilizable	2601200	237
Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00995	144, 194, 239
Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m	MP00996	144, 194, 239
Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 1,6 m	MP00997	144, 194, 239, 429
Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 3 m	MP00998	144, 194, 239, 429
Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, conector de 7 pines, 1,5 m	4329822	145, 195, 238, 429
Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, conector de 7 pines, 3 m	5204669	145, 195, 238, 429
Sonda de temperatura de inyección en línea de CO Becton Dickinson	2601190	241
Sonda de temperatura rectal/oral, adulto, 3 m, reutilizable	2601198	237
Sonda de temperatura rectal/oral, neonatal/infantil, 3 m, reutilizable	2601199	237
Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00991	144, 194, 239
Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m	MP00992	144, 194, 239
Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00993	144, 194, 239
Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 3 m	MP00994	144, 194, 239
Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 1,5 m	4329889	145, 195, 238
Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 3 m	5204644	145, 195, 238
Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 1,5 m	4329848	145, 195, 238
Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 3 m	5204651	145, 195, 238
Sonda de temperatura/sensor de flujo para F&P MR 850, para los circuitos respiratorios HFV reutilizables, 0,7 m	8418507	37, 409
Sonda de temperatura/sensor de flujo para F&P MR 850, para todos los circuitos respiratorios, 1,1 m	8414989	37, 409

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Sonda de temperatura/sensor de flujo para F&P MR 850, para todos los circuitos respiratorios, 1,5 m	8414966	37, 409
Sonda Filac 3000, rectal, reutilizable, 1,2 m, Vista 120 SC	2600942	264
Sonda Filac 3000, rectal, reutilizable, 2,7 m, Vista 120 SC	2600943	264
Sonda oral para Filac 3000, reutilizable, 1,2 m, Vista 120 SC	2600939	264
Sonda oral para Filac 3000, reutilizable, 2,7 m, Vista 120 SC	2600940	264
Soporte de bolsa de agua 900 MR 290	MP01008	36, 408
Soporte de bolsas de basura, acero inoxidable, con placa base y bolsas (100 uds.)	M24695	359, 447
Soporte de estacionamiento para sensor de CO ₂ 6871950	8416352	69, 171, 205, 245
Soporte de estacionamiento para sensor de CO ₂ 6871950 y 6873570, según homologación del país	6873674	69, 171, 416
Soporte de humidificador para riel lateral	8416325	36, 408
Soporte de humidificador, giratorio sin 8411074	G93111	36, 408
Soporte de manguera de conexión CS	2M85446	312, 324, 359, 446
Soporte de pared, con tornillos de fijación, para unidad de aspiración compacta y juego de recipientes de secreción	M26859	312, 446
Soporte de riel, para tubo de 38 mm, perfil de riel norm. 25 × 10 mm, 40 cm, longitud: 40 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 5 kg	2M86185	292
Soporte de techo, soporte de riel para sistemas de aspiración compacta y juegos de recipientes de secreción	2M85119	312, 359, 446
Soporte de tubo de aspiración, adecuado para varios diámetros	2M85239	312, 324, 359, 446
Soporte de tubuladuras, reutilizable, 40 cm	8411075	369, 385
Soporte en forma de U para humidificador F&P, para carro de transporte para Evita 2 dura, 4 Edition, XL, con pinza de riel	MP01002	36, 408
Soporte multifunción	2M60180	369
Soporte PAI para transductor de presión Memscap (Capto/SensoNor) 844, 4 uds.	7864155	159
Soporte para barra universal	7485621	116, 151, 152
Soporte para bidón de aspiración para GCX	3702751	371
Soporte para botella	2M85180	335
Soporte para cargador Infinity M300 junto a la cama, girable 360°	MP00990	219
Soporte para controlador de manguito CNAP™, permite “deslizarse” con el movimiento del brazo del paciente	MS26123	150
Soporte para cubierta abatible en Babytherm 8000 WB, 8004 y 8010, reutilizable, neonatal, montaje en riel	2M21342	379
Soporte para MultiMed 5/6, MultiMed Plus/OR y NeoMed Pods	5598128	116
Soporte para MultiMed 5/6, MultiMed Plus/OR y NeoMed Pods, girable 360°	MP00721	116
Soporte para Pod MultiMed 12	5202747	116
Soporte para tubuladuras de respiración para Babytherm neonatal, para tubo respiratorio de 10 mm	2M21191	379
Soporte universal 30 x 5 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm	MP00634	318, 323, 397
Soporte universal con ranura de 25 × 5 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm, para sistema de aspiración compacto y juego de frascos de secreciones	2M86757	318, 323
Soporte universal con riel DIN	G93140	36, 408
Soporte universal flexible 15 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm con rosca para botella	MP00637	318
Soporte universal para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm con orificio M5 a 15 mm de distancia	MP00635	318
Soporte universal para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm con orificio M5 a 22 mm de distancia	MP00636	318
Soporte y controlador de manguito CNAP™	MS26125	150
Soporte, lateral (F&P 900 MR 309), incluido 8411074	MP01009	36, 408

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

T	Tapa para frasco de secreciones Medela	MP03231	322
	Tapa protectora para tubos respiratorios desechables, 10 uds.	MP02800	15, 71
	Tapón ciego	8410049	45, 46, 410
	Tapón para recipiente de secreción 700 ml, con protección antirebose	2M85011	315
	Tapón para recipiente de secreción, con protección antirebose y válv. de alivio ($\geq 0,1$ kPa)	2M85012	315
	Tapón para recipiente de secreción, para ind. de fístula para drenaje continuo y torácico	2M85013	315
	Tapón para vacuómetro, para VarioVac T Riel WV (MP00512), VarioAir T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518), juntas incluidas, combinación posible con el filtro MK00514 y la boquilla MP00566	MP00595	338
	Tapón rojo, 7 mm	8401645	45, 57, 410
	Toma de conector doble AIRE	G01166	354
	Toma de conector doble O ₂	G01168	354
	Toma de conector doble VAC	G01169	354
	Tornillo de cierre, para tubo de inmersión, con juntas, para VarioVac T Riel WV (MP00512), VarioAir T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518)	MP00596	338
	Trampa de agua con salida, reutilizable, N/P	8404760	45, 410
	Trampa de agua Infinity ID WaterLock 2, 12 uds.	6872020	31, 174
	Trampa de agua para Evita 2 dura, Evita 4, Evita XL, reutilizable	8413125	91
	Trampa de agua para flujo secundario de CO ₂ , para sistema de monitorización de pacientes Vista, 20 uds.	2605124	242
	Trampa de agua WaterLock 2, 12 uds.	6872130	31, 174
	Trampa de agua, reutilizable, A	8404985	46, 49, 57
	Trampa de agua, reutilizable, N/P	8409627	45, 57, 410
	Transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor) 844, desechable, estéril, 50 uds.	7864908	159
	Tubo de aspiración, silicona, reutilizable, 1,5 m de largo, D.I. 6 mm, grosor de pared 2 mm	M25780	315, 445
	Tubo de conexión NIST-NIST 1,2 m	M36053	290
	Tubo de conexión PANI, adulto, 3,7 m, para monitores Infinity	MP00953	146, 196
	Tubo de conexión, silicona, reutilizable, D.I. 5 mm, grosor de pared 2 mm, por metros	1203606	315, 445
	Tubo de drenaje, reutilizable	2M20434	379
	Tubo de inmersión, para drenajes continuos, sin escala	M16395	337
	Tubo de inmersión, para vacuómetro para VarioVac T + VarioAir T, con escala	MP00569	338
	Tubo de silicona 6 x 2,5, 2 m	5001330	315
	Tubo flexible PANI, neonato, 2,4 m	2870298	146, 196, 430
	Tubo PANI, 3 m	2601195	235, 260
U	Tubo VacuSmart 2 m, tubo de aspiración, PE (polietileno), desechable, con punta del dedo, 25 uds.	MP14010	313, 444
	Tubos de gestión del condensado para Isolette 8000 y 8000 plus, desechable, 20 uds.	MU21120	373, 375
	Tubuladuras para TI 500 Globe-Trotter, desechables, 20 uds.	MU04771	389
U	Unidad básica Aquapor H300 115 V	MP07102	33
	Unidad básica Aquapor H300 230 V	MP07101	33
	Unidad de parámetros de paciente Infinity BISx SmartPod	MS14796	166
	Unidad de parámetros de paciente Infinity HemoMed Pod	5588822	152
V			
	Vacuómetro, para drenaje torácico, combinación con VarioVac D + VarioAir D, para la conexión a todos los rieles de pared estándar, tubo de inmersión a doble escala (kPa y cmH ₂ O)	MP00518	335

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Válv. de cierre para VarioVac, para apertura y cierre temporal del flujo de asp.	MP00570	316
Válvula de conmutación Medela	MP03232	322
Válvula de fugas para Carina SyncVent, desechable, 5 uds.	MP00224	40, 92
Válvula de ventilación para la familia Oxylog 2000, la familia Oxylog 3000, reutilizable	8412001	52
Válvula espiratoria para Babylog 8000 plus	8408950	91
Válvula espiratoria para Carina, desechable, 25 uds.	MP00220	40, 92
Válvula espiratoria para Evita 2 dura, 4 Edition, XL, con trampa de agua, desechable, 10 uds.	MP02600	91
Válvula espiratoria para Evita 2 dura, 4 Edition, XL, desechable, 10 uds.	8414776	91
Válvula espiratoria para Evita Infinity V500, reutilizable	8416750	92
Válvula espiratoria para Evita, reutilizable	8410580	91
Válvula espiratoria para familia Babylog VN, reutilizable (sin RFID)	8415296	91
Válvula espiratoria para Savina, reutilizable	8413660	92
Válvula espiratoria, desechable, 10 uds.	MP01061/ MP20109	92
Válvula espiratoria, reutilizable	8417050	92
Válvula PEEP para Oxylog 1000, desechable, ajustable de 5 – 20 mbar	2M86832	38
Válvula PEEP para Oxylog 1000, reutilizable, ajustable de 0-10 mbares	8407475	51
VentStar Aquapor calefactado A/P, 10 uds.	MP07131	33
VentStar Aquapor calefactado, N plus, 10 uds.	MP07151	33, 406
VentStar Aquapor dual calefactado, A/P, 10 uds.	MP07130	33
VentStar Aquapor dual calefactado, N plus, 10 uds.	MP07150	33, 406
VentStar AutoBreath calefactado, N, desechable, válvula AutoBreath, 1,8 m, 10 uds.	MP17031	371, 382
VentStar Autobreath N para Resuscitaire y TN300, N, desechable, 25 uds.	MU10841	371, 382
VentStar Helix, doble hilo calefactor, 10 uds.	MP02606	30
VentStar Helix, hilo calefactor, 10 uds.	MP02607	30
VentStar Resus calefactado, N, desechable, válvula PEEP manual, 1,8 m, 10 uds.	MP17030	371, 382
VentStar Resus Neo con línea de medición de presión, desechable, N, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00311	382, 404
VentStar Resus Neo, desechable, N, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00310	371, 382, 404

NOTAS

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales que se mencionan en el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o de sus filiales en determinados países y no necesariamente en el país donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la situación actual de las marcas comerciales de Dräger.

Sede corporativa

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Alemania

Argentina

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
☎ +54 11 48 36 8300 / 📠 -8321

Brasil

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
☎ +55 (11) 4689-4900
✉ relacionamento@draeger.com

Chile

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial EL Cortijo,
Conchalí, Santiago
☎ +56 2 2482 1000 / 📠 -1001

Colombia

Dräger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogotá D.C.
☎ +601 7945050

España

Dräger Hispania, S.A.U.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
☎ +34 90 011 64 24
☎ +34 91 358 36 19
✉ atencionalcliente@draeger.com

México

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
☎ +52 55 52 61 43 37
☎ +52 55 52 61 41 32

Perú

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
☎ +511 626 95-95 / 📠 -73

Portugal

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
☎ +351 21 155 45 86
☎ +351 21 155 45 87
✉ clientesportugal@draeger.com



Localice al representante
comercial de su región en:
www.draeger.com/contact